

Ортодонтия 2014/2015

Разнообразие совершенства.



Человек, забывший о саморазвитии,
перестает быть ценным.

Филип Розенталь

Номер клиента

Пожалуйста, запишите Ваш номер клиента Дентаурум.
Для более быстрого обслуживания, мы настоятельно
рекомендуем указывать его при заказе.



Дорогие коллеги,

На протяжении более чем 125 лет наша компания участвует в создании истории стоматологии, и мы гордимся этим!

С момента основания мы предъявляем самые высокие требования к качеству нашей продукции, начиная с закупки сырья и завершая выпуском конечного продукта. Разработка и производство продукции происходит в Германии в соответствии с высокими стандартами качества.

Разнообразие нашей ортодонтической продукции, включающей материалы и многочисленные наименования, как для съемной, так и для несъемной техник, является уникальным во всем мире.

В сентябре 2012 года компания Дентаурум представила брекететы **discovery®pearl**. Это событие дало начало новым стандартам эстетического лечения с использованием керамических брекетов. Благодаря совершенству структуры и формы, брекететы **discovery®pearl** являются полностью невидимыми на зубах, что выгодно отличает их от всех ранее известных керамических аналогов.

Брекететы **Discovery®pearl** можно прекрасно сочетать с их металлическим аналогом - брекетами **discovery® smart**. Производство миниатюрных и высококачественных брекетов успешно стартовало в середине 2012 года и существенно разнообразило продукцию фирмы Dentaaurum.

Мы являемся одним из немногих производителей, предлагающих полный ассортимент продукции для работы со съемной техникой. Мы предлагаем товары премиум класса для всех лабораторных и врачебных этапов ортодонтического лечения, начиная с момента изготовления гипсовой модели и до выпуска готовой аппаратуры.

С наилучшими пожеланиями из Испрингена,

Mark Stephen Pace
CEO Dentaaurum Group

Axel Winkelstroeter
CEO Dentaaurum Group

Dentaurum Group

Германия | Бенелюкс | Испания | Франция | Италия | Швейцария | Австралия |
Канада | США
И более 130 стран по всему миру.



Дентальные технологии, определяющие стандарты.

Компания Dentaurum разрабатывает, производит и продает по всему миру продукцию для стоматологов и зубных техников.

На протяжении более чем 125 лет Dentaurum активно присутствует в стоматологическом секторе как семейный бизнес родом из Испринген, Германия.

Благодаря исключительному богатству выбора, Dentaurum заработал превосходную репутацию во всем мире в области зубных технологий, керамики, ортодонтии и имплантологии (Dentaurum Implants). Продукция Dentaurum представлена в более чем 130 странах, посредством дочерних компаний в 8 странах и дистрибьюторов по всему миру. В Германии, Австрии и Швейцарии присутствуют наши экспертные медицинские советники по продукции. Кроме того, мы присутствуем и в других странах Европы.



Ортодонтия | Имплантология | Протезирование | Керамика



Dentaurum – online.

Быстро-удобно-просто

Product information

Highly colored orthodontic acrylic
New-colored Orthocryl® powder (polymer) for producing highly colored orthodontic appliances. Easy processing, using both the doubling and the roll-and-press technique in conjunction with the clear Orthocryl® liquid monomer. AEP 545 (ISO 158) / AEP 454 (ISO). These dental resins are used to enhance the effect of the acrylic.

Notes:
When using the roll-and-press technique, the resin appears to have a marbled effect, especially green and blue. By using the doubling technique, the resin can be mixed thoroughly, resulting in more even and original colors.

Contents:

250 g Orthocryl® resin powder, neon orange	240.000.00
250 g Orthocryl® resin powder, neon yellow	240.000.00
250 g Orthocryl® resin powder, neon blue	240.000.00
250 g Orthocryl® resin powder, neon red	240.000.00
250 g Orthocryl® resin powder, neon pink	240.000.00
250 g Orthocryl® resin powder, neon green	240.000.00
250 ml Orthocryl® liquid monomer	240.000.00
5 x 50 ml bottles for powder and liquid	240.000.00

► Информация о продукте



➡ Для более подробной информации о нашей продукции и сервисе, пожалуйста, посетите наши сайты: www.dentaurum.ru, www.dentaurum.de

➡ Заказывайте быстро и легко в **Dentaurum Online-Shop** используйте мобильное приложение для просмотра бесплатного каталога.



► Сервисная информация.



Все просто.

Наш онлайн-магазин прост и удобен в использовании. В нем представлены те же продукты, что и в печатном каталоге Dentaaurum. Вы быстро сможете найти требуемый продукт и заказать его обычным способом.

Система магазина поможет вам при помощи нескольких движений компьютерной мышью завершить процесс заказа. Вы можете размещать ваш заказ в независимости от времени суток.

Очевидные преимущества:

- Полная и точная информация о продукте
- Сравнение продуктов
- Автоматическая возможность проверки продуктов
- Индивидуальные шоппинг-листы для наиболее часто заказываемых вами товаров
- История заказов – хранит информацию о предыдущих заказах
- Заказ сервисных материалов для пациента онлайн
- Отображает ваши персональные условия и цены
- Безопасность заказа благодаря SSL кодировке



Ваш прямой контакт.

Мы рады быть к вашим услугам.





D DENTAURUM

Телефон:	+49 72 31 / 803 - 0
Факс:	+49 72 31 / 803 - 295
E-Mail:	info@dentaurum.de

D DENTAURUM Австралия

Телефон:	+61 2 97 43 48 11
Факс:	+61 2 97 43 45 99
E-Mail:	info@dentaurum.com.au

D DENTAURUM Канада

Телефон:	+1 - 800 - 363 - 9973
Факс:	+1 - 888 - 771 - 3640
E-Mail:	info@dentaurum.ca

D DENTAURUM Россия Дента ру

Телефон:	+7(495)968-07-97	+7(495)968-07-97
	+7(966)035-27-50	+7(966)035-27-50
E-Mail:	mail@dentaru.ru	mail@dentaru.ru

Содержание:

Системы опоры	12 – 27
Наборы/Микро-импланты	16 – 17
Инструменты и аксессуары	18 – 25
Консультативная поддержка	26
Лингвальные системы	28 – 41
Лингвальные брекет/трубки	32 – 33
Дуги	34 – 35
Инструменты	36
LinguSet	37 – 39
Аксессуары	40
Самолигирующие брекет	42 – 49
Ассортимент	46 – 47
Инструменты	48
Консультативная поддержка	49
Металлические брекет	50 – 87
discovery®	58 – 63
discovery® smart	64 – 67
topic	68 – 70
equilibrium® mini	71 – 75
equilibrium® 2	76 – 84
equilibrium® ti	85 – 86
Эстетические брекет	88 – 107
discovery® pearl	94 – 98
fascination® керамические брекет	99 – 100
fascination® 2 керамические брекет	101 – 102
jewels керамические брекет	103 – 105
elegance® композитные брекет	106 – 107
Аксессуары для брекетов	108 – 109
Щечные трубки	110 – 133
Для приварки к кольцам	114 – 121
Лингвальные крючки для приварки к кольцам	122 – 123
Для адгезивной техники	124 – 132
Кольца	134 – 169
dentaform® Snap	140 – 144
dentaform®	145 – 155
Standard	156 – 165
Аксессуары	166 – 168
Адгезивы	170 – 183
LED лампа и аксессуары	176
Адгезивы и аксессуары	177 – 183
Проволоки I Дуги I Аксессуары	184 – 237
Программа поставки дуги/Прямые проволочные заготовки/Проволока на катушках (в рулонах)	192 – 198
Несъемная техника/Дуги/Прямые проволочные заготовки	199 – 226
Проволоки на катушках (в рулонах)/Аксессуары	
Съемная техника/Прямые проволочные заготовки/Проволоки на катушках (в рулонах)/ Аксессуары	227 – 234
Небные и лингвальные системы дуг	235 – 236
Class II аппараты	238 – 251
SUS ² – Универсальная пружина Саббаха	244 – 245
Аппарат Гербста/ Наборы и аксессуары	246 – 250

Внутри и внеротовые устройства	252 – 273
Внеротовые устройства	256 – 261
Аксессуары/Внеротовые устройства	262 – 265
Эластические тяги / Внутриротовые устройства	266 – 271
Ротовые заслонки	272
OrthoSafe спортивные каппы	273
Расходные ортодонтические материалы	274 – 289
Слепочный материал	278 – 279
Лабораторные материалы	280 – 281
Контейнеры для аппаратуры и аксессуары	282 – 283
Учебные и демонстрационные модели челюсти	284 – 288
Прочее	289
Распирающие винты	290 – 315
Стандартные распирающие винты	294 – 297
Специальные винты	298 – 307
Универсальные распирающие винты	308
RPE-винты (винты для быстрого небного расширения)	309 – 313
Аксессуары	314
Ортодонтические акриловые пластмассы	316 – 337
Orthocryl® / Наборы	320
Orthocryl® / Штучные упаковки	321 – 322
Диско-блеск	323
Картинки - вкладыши "Novel designs" для ортодонтических пластинок	324 – 327
Аксессуары	328 – 337
Щипцы Инструменты	338 – 373
Щипцы Premium-Line	342 – 353
Щипцы EQ-Line	354 – 357
Щипцы/ Инструменты	358 – 366
Диагностика	367 – 370
Аксессуары	371 – 372
Оборудование	374 – 397
Оборудование и аксессуары	382 – 396
Обучение	
Книги/Приложения/CD	398 – 411
Курсы	
CDC - Центр коммуникации Дентаурум	412 – 415
Сервис	416 – 483
Сервис и контакты горячих линий	9
Системы брекетов - информация	418 – 419
Сервис предварительной приварки к кольцам	420 – 439
Таблицы сравнения размеров колец разных производителей	440 – 447
Информация о проволоках	448 – 449
Сравнительные таблицы	450
Наш вклад в окружающую среду	452 – 453
Алфавитный указатель	454 – 461
Числовой указатель	462 – 481



Система опоры

Наборы	страница 16
Микровинты	страница 17
Инструменты и аксессуары	страница 18
Консультация и поддержка	страница 26



Система опоры

Быстро-просто-эффективно



Система опоры

- Лингвальная система
- Самолигирующие брекеты
- Металлические брекеты
- Эстетические брекеты
- Щечные трубки
- Кольца
- Адгезивы
- Проволоки | Дуги | Аксессуары
- Class II аппараты
- Внутри- и внеротовые устройства
- Оборудование
- Расширяющие винты
- Ортодонтические акриловые пластмассы
- Щипцы | Инструменты
- Оборудование
- Обучение
- Курсы
- Сервис

Система опоры



Быстро – просто – эффективно

Система tomas® (temporary orthodontic micro anchorage system)

Система tomas® является ведущей среди систем для создания временной скелетной опоры в ортодонтии от начала и до конца лечения. Простое решение с минимальными затратами в хранении и использовании. Быстро и удобно как для доктора, так и для пациента.

Легкое и эстетичное использование

Микроимплантат tomas® легко и просто установить - как с предварительным созданием ложа, так и без него. Головка микроимплантата, имеющего 22 паз, функционирует как опора и отвечает за вариабельность зубных движений. Использование концепции tomas® обеспечивает комфорт для пациента, поскольку зачастую не требует постановки полной дуги. В то же время, микроимплантат tomas® может использоваться одновременно с брекет-системой, что сокращает среднюю продолжительность лечения.



Система опоры

Превосходная свобода лечения

В линейке продуктов системы tomas® есть все необходимое для успешного введения, простого и удобного использования:

- Микровинты tomas® различной длины (6 мм, 8 мм, 10 мм)
- Новая удобная упаковка для стерильного микровинта, обеспечивающая непосредственную установку в полость рта без использования дополнительных инструментов
- Полный ассортимент боров
- Инструменты для ручной и механической установки
- Широкий выбор аксессуаров для фиксации к аппаратуре (вспомогательные наборы tomas®)

Показания для работы

Основные показания для установки системы tomas® могут быть разделены на три группы. Фиксирующие возможности и крестообразный паз микровинта, идентичный таковому в брекетe, обеспечивают простые и индивидуальные решения.

- Активные перемещения зубов
- Пассивная стабилизация
- Подготовка к протезированию



Система опоры

Наборы



XL Набор инструментов tomas®

XL набор инструментов tomas® содержит все необходимое для ручной и механической установки микровинтов tomas®

Артикул 302-150-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

В набор входит:

1 x tomas®- шаровидный бор 1.0	Артикул 302-003-00
1 x tomas®-бор SD 1.1, короткий пилотный бор	Артикул 302-103-00
1 x tomas®-бор 1.0, пилотный бор	Артикул 302-003-10
1 x tomas®-бор 1.1, длинный пилотный бор	Артикул 302-003-11
1 x tomas®-бор 1.2, пилотный бор	Артикул 302-003-12
2 x tomas®-X-маркер (маркер для рентгеновских снимков)	Артикул 302-004-19
2 x tomas®- десневой пробойник	Артикул 302-001-00
1 x tomas®-апликатор, ручной апликатор	Артикул 302-004-20
1 x tomas®- зажимное колесо ø 10 мм	Артикул 302-004-30
1 x tomas®- реверсивный ключ	Артикул 302-004-40
1 x tomas® - адаптер для углового наконечника	Артикул 302-004-50
1 x tomas® - адаптер для углового наконечника удлиненная версия	Артикул 302-004-60
1 x tomas®-отвертка	Артикул 302-004-10
1 x tomas®-лоток для инструментов	Артикул 302-155-00



S Набор инструментов tomas®

S Набор инструментов tomas® содержит инструменты необходимые для установки микровинта tomas®.

Артикул 302-250-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

В набор входит:

1 x tomas®-бор SD 1.1, короткий пилотный бор	Артикул 302-103-00
2 x tomas®-десневой пробойник	Артикул 302-001-00
1 x tomas® - лоток для инструментов	Артикул 302-155-00

Система опоры



Микровинты

Микровинт tomas® SD, самозакручивающийся, стерильный

Класс титана : 5
Головка со шлицами Ø: 1.6 мм
Стержень Ø: 1.2 мм

Длина	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
6 мм	желтый	302-106-00	1 шт
8 мм	синий	302-108-00	1 шт
10 мм	зеленый	302-110-00	1 шт

CE 0483



Микровинт tomas® самоцентрирующийся, стерильный

Класс титана: 5
Головка со шлицами Ø: 1.6 мм
Стержень Ø: 1.2 мм

Длина	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
6 мм	желтый	302-006-11	1 шт
8 мм	синий	302-008-00	1 шт
10 мм	зеленый	302-010-00	1 шт

CE 0483



Микровинт tomas® SD N, самозакручивающийся, нестерильный

Допускает стерилизацию
Класс титана: 5
Головка со шлицами Ø: 1.6 мм
Стержень Ø: 1.2 мм

Длина	Артикул	Количество	Артикул	Количество
6 мм	302-106-10	1 шт	302-106-30	10 шт
8 мм	302-108-10	1 шт	302-108-30	10 шт
10 мм	302-110-10	1 шт	302-110-30	10 шт

CE 0483



Микровинт tomas® самоцентрирующийся, нестерильный

Допускает стерилизацию
Класс титана: 5
Головка со шлицами Ø: 1.6 мм
Стержень Ø: 1.2 мм

Длина	Артикул	Количество	Артикул	Количество
6 мм	302-006-10	1 шт	302-006-30	10 шт
8 мм	302-008-10	1 шт	302-008-30	10 шт
10 мм	302-010-10	1 шт	302-010-30	10 шт

CE 0483



Система опоры

Инструменты и аксессуары



tomas®- шаровидный бор 1.0

Стерилизуемый

Область применения:

- Для подготовки лунки перед введением пилотного бора.

Ø	Артикул	Количество
1.0 мм	302-003-00	1 шт

CE 0483



tomas®-бор SD 1.1, короткий пилотный бор

Стерилизуемый

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Для перфорации компактного вещества кости (≥2.5 мм) при использовании самозакручивающихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
4 мм	1.1 мм	желтый	302-103-00	1 шт

CE 0483



tomas®-бор 1.0, пилотный бор

Стерилизуемый

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Пилотное сверление в верхней челюсти с качеством кости (D3): тонкая пористая компактная кость
- Для самоцентрирующихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
10 мм	1.0 мм	синий	302-003-10	1 шт

CE 0483



tomas®-бор 1.1, длинный пилотный бор

Стерилизуемый

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Пилотное сверление кости при качестве костной ткани (D2): плотная кость с пористым компактным веществом, мелкоячеистое губчатое вещество (верхнечелюстная передняя, нижнечелюстная задняя)
- Для самоцентрирующихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
10 мм	1.1 мм	красный	302-003-11	1 шт

CE 0483

Система опоры

Инструменты и аксессуары

tomas®-бор 1.2, пилотный бор

Стерилизуемый

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Пилотное сверление кости при качестве костной ткани (D1): плотное компактное вещество кости (нижнечелюстная передняя)
- Для самоцентрирующихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
10 мм	1.2 мм	желтый	302-003-12	1 шт

CE 0483



tomas®-бор 1.1, SP* длинный пилотный бор

SP* - single patient (один пациент)

Стерильный бор для одноразового использования

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Пилотное сверление кости при качестве костной ткани (D2): плотная кость с пористым компактным веществом, мелкоячеистое губчатое вещество (верхнечелюстная передняя, нижнечелюстная задняя)
- Для самоцентрирующихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Артикул	Количество
10 мм	1.1 мм	302-103-11	1 шт

CE 0483



tomas®-бор SD 1.1 SP*, короткий пилотный бор

SP* - single patient (один пациент)

Стерильный бор для одноразового использования

Сверление должно производиться при 800 мин⁻¹ (макс. 1500 мин⁻¹) с охлажденным физиологическим раствором.

Область применения:

- Для перфорации компактного вещества кости (≥2.5 мм) при использовании самозакручивающихся микровинтов tomas®

Длина	Ø	Артикул	Количество
4 мм	1.1 мм	302-103-40	1 шт

CE 0483



tomas®-десневой пробойник

Стерильный пробойник для одноразового использования

Область применения:

- Для перфорации слизистой в месте введения микровинта tomas® ø 2.0 мм

Артикул 302-001-00	4 шт
--------------------	------

CE 0086



Система опоры

Инструменты и аксессуары

	Аппликатор tomas® Стерилизуемый Область применения: Для ручного ввода микровинта tomas® Длина: 18 мм	Артикул 302-004-201 шт	CE
	Аппликатор tomas® Стерилизуемый Удлинённая версия Область применения: Для ручного ввода микровинта tomas® Идеально подходит для небного введения микровинта tomas®. Длина: 28 мм	Артикул 302-004-701 шт	CE
	Зажимное колесо tomas® Стерилизуемое Область применения: Для ручного ввода микровинта tomas® в комбинации с аппликатором tomas® (Артикул 302-004-20 / 302-004-70) ø 10.0 мм	Артикул 302-004-301 шт	CE
	Реверсный ключ tomas® Стерилизуемый Область применения: Для ручного ввода микровинта tomas® в комбинации с аппликатором tomas® (Артикул 302-004-20 / 302-004-70) Усилие устанавливают не более 20 Нсм.	Артикул 302-004-401 шт	CE 0483
	Удлинитель tomas® (адаптер для углового наконечника) Стерилизуемый Область применения: Для механического ввода микровинта tomas® с помощью запирающегося реверсивного ключа tomas® Усилие устанавливают не более 20 Нсм и 25 мин ⁻¹ Длина: 22 мм	Артикул 302-004-501 шт	CE
	Удлинитель tomas® (адаптер для углового наконечника) Удлинённая версия Стерилизуемый Область применения: Для механического ввода микровинта tomas® с помощью запирающегося реверсивного ключа tomas® Усилие устанавливают не более 20 Нсм и 25 мин ⁻¹ Идеально подходит для небного введения микровинта tomas® Длина: 26 мм	Артикул 302-004-601 шт	CE
	Отвертка tomas® Стерилизуемая Область применения: Для ручного ввода микровинтов tomas®	Артикул 302-004-101 шт	CE

Система опоры



Инструменты и аксессуары

Лоток для инструментов tomas®
Стерилизуемый
Для хранения элементов системы tomas®

Артикул 302-155-00	1 шт
--------------------	------



Система опоры

Инструменты и аксессуары



tomas® вспомогательный набор 18 (набор аксессуаров, паз 18)

tomas® вспомогательный набор содержит вспомогательные элементы для мезиализации, дистализации и выравнивания зубов при использовании микровинтов tomas®

Артикул 302-001-18	1 набор
CE 0483	В набор входит:
10 x tomas®-пружинная тяга, никельтитановая, легкая, 8 мм	Артикул 302-012-00
10x tomas®пружинная тяга, никельтитановая, средняя, 8 мм	Артикул 302-012-10
10x tomas®пружина, никельтитановая, тяжелая, 8 мм	Артикул 302-012-20
10x tomas® вертикальная тяга	Артикул 302-009-00
10x tomas® стопорная гайка с ключом для внутреннего шестигранного винта	Артикул 302-013-01
1x внутренний шестигранный ключ 0.9	Артикул 607-129-00
10x tomas® крестообразная трубка 18 паза	Артикул 302-014-18
10x tomas® рычаг квадратного сечения	Артикул 302-015-00
10x tomas® крючок	Артикул 302-009-10
10x tomas® Т-образная проволока	Артикул 302-024-00
10x tomas® рычаг круглого сечения	Артикул 302-019-00
10x tomas® зажимной крючок 4L	Артикул 302-020-00
10x tomas® зажимной крючок, 4R	Артикул 302-020-10
10x tomas® стопор для 18 паза	Артикул 302-021-18
3x tomas® пружина "на сжатие" (Ni-Ti)	Артикул 302-022-00
1 x tomas® лоток для хранения инструментов (с двумя отделениями)	Артикул 302-023-00



tomas® вспомогательный набор 22 (набор аксессуаров, паз 22)

tomas® вспомогательный набор содержит вспомогательные элементы для мезиализации, дистализации и выравнивания зубов при использовании микровинтов tomas®

Артикул 302-001-22	1 набор
CE 0483	В набор входит:
10 x tomas®-пружина, никельтитановая, легкая, 8 мм	Артикул 302-012-00
10x tomas®пружина никельтитановая, средняя, 8 мм	Артикул 302-012-10
10x tomas®пружина, никельтитановая, тяжелая, 8 мм	Артикул 302-012-20
10x tomas® вертикальная тяга	Артикул 302-009-00
10x tomas® стопорная гайка с ключом для внутреннего шестигранного винта	Артикул 302-013-01
1x внутренний шестигранный ключ	Артикул 607-129-00
0.9 10x tomas® крестообразная трубка 22 паза	Артикул 302-014-22
10x tomas® рычаг квадратного сечения	Артикул 302-015-00
10x tomas® крючок	Артикул 302-009-10
10x tomas® Т-образная проволока	Артикул 302-024-00
10x tomas® рычаг круглого сечения	Артикул 302-019-00
10x tomas® зажимной крючок, 4L	Артикул 302-020-00
10x tomas® зажимной крючок, 4R	Артикул 302-020-10
10x tomas® стопор для 22 паза	Артикул 302-021-22
3x tomas® пружина "на сжатие" (Ni-Ti пружина)	Артикул 302-022-00
1 x tomas® лоток для хранения инструментов (с двумя отделениями)	Артикул 302-023-00

Система опоры

Инструменты и аксессуары

tomas® пружинная тяга.

Пружины из никельтитана на растяжение с петлями для фиксации к микровинту tomas® и крючкам.

Длина: 8 мм (расстояние между центрами петель)

Внутренний Ø: 0.90 мм / 36

Категория силы: суперэластичная

Сила тяги	Диаметр проволоки	Цветовая кодировка	Артикул	Количество
Легкая	0.21 мм / 8	синий	302-012-00	10 шт
Средняя	0.23 мм / 9	желтый	302-012-10	10 шт
Жесткая	0.23 мм / 9	красный	302-012-20	10 шт



CE 0483

tomas® пружина на сжатие

Ni-Ti пружина "на сжатие"

Данные пружины имеют следующие преимущества:

- максимальная эластичность с фактически постоянной силой тяги
- отсутствие усталости, постоянная передача биологически низкой силы
- для укорочения с учетом индивидуальных особенностей

Категория силы: суперэластичная

Внутренний Ø	Длина	Диаметр проволоки	Сила	Артикул	Количество
0.75 мм / 30	18 см	0.30 мм / 12	средняя	302-022-00	1 шт

CE 0483

tomas® вертикальная пружина

Для выравнивания и одновременной интрузии или эктрузии моляров

Артикул 302-009-00	10 шт
--------------------	-------

CE 0483



tomas® стопорный крючок

Стопорные крючки без внутреннего шестигранного ключа

Артикул 302-013-01	10 шт
--------------------	-------

CE 0483



Neu
New

Шестигранный внутренний ключ 0.9

Стерилизуемый

Ширина ключа 0.9 мм

Артикул 607-129-00	1 шт
--------------------	------

CE



Neu
New

Система опоры

Инструменты и аксессуары



tomas® крестообразная трубка 18 паза

Переходник между двумя маленькими прямоугольными трубками для соединения двух дуг без их спаивания.

Идеально подходит для соединения между микровинтом tomas® и дугой

Горизонтальная трубка:

Общая длина: 4.0 мм

Внутренний : 0.46 x 0.64 мм/ 18 x 25

Вертикальная трубка:

Общая длина: 2.0 мм

Внутренний : 0.56 x 0.70 / 22 x 28

Артикул **302-014-18**

10 шт

CE 0483



tomas® крестообразная трубка 22 паза

Переходник между двумя маленькими прямоугольными трубками для соединения двух дуг без их спаивания.

Идеально подходит для соединения между микровинтом tomas® и дугой

Горизонтальная трубка:

Общая длина: 4.0 мм

Внутренний : 0.56 x 0.70 / 22 x 28

Вертикальная трубка:

Общая длина: 2.0 мм

Внутренний : 0.56 x 0.70 / 22 x 28

Артикул **302-014-22**

10 шт

CE 0483



tomas® силовой рычаг квадратного сечения

Категория силы: пружинно жесткая 1800-2000 Н/мм².

Зажимная трубка установлена на зажимном стержне сечением (F 0.55 x 0.70мм / 21.5 x 28). Может быть размещена непосредственно на дуге без потери лигирования дуги. Универсален для 18 и 22 паза. Идеально подходит для использования с микровинтами tomas® и для фиксации единичных крючков.

Размеры:

Длина трубки: 2.0 мм

Длина проволоки: 25 мм

Артикул **302-015-00**

10 шт

CE 0483



tomas® силовой рычаг круглого сечения

Категория силы: пружинно жесткая 1800-2000 Н/мм².

Зажимная трубка установлена на зажимном стержне сечением (Ø 0.70 мм / 28). Может быть размещена непосредственно на дуге без потери ее лигирования. Универсален для 18 и 22 паза. Идеально подходит для использования с микровинтами tomas® и для фиксации единичных крючков.

Размеры:

Длина трубки: 2.0 мм

Длина проволоки: 25 мм

Артикул **302-019-00**

10 шт

CE 0483



tomas® зажимной крючок

На трубке расположены 4 крючка для фиксации эластичных цепочек.

Универсален для 18 и 22 паза.

Категория силы: пружинно жесткая 1800-2000 Н/мм²

Квадрант	Артикул	Количество
Верхний левый/нижний правый	302-020-00	10 шт
Верхний правый/нижний левый	302-020-10	10 шт

CE 0483

Система опоры

Инструменты и аксессуары

tomas® стопор

Стопор для пружинной тяги

☑	Артикул	Количество
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25	302-021-18	100 шт
0.56 x 0.70 мм / 22 x 28	302-021-22	100 шт

CE 0483



tomas® крючок

Для фиксации эластичных элементов (цепочек, пружин) с микровинтом tomas®

Артикул 302-009-10	10 шт
--------------------	-------

CE 0483



tomas® T-образная проволока

Произведена из teganium®. Предназначена для прямого и непрямого соединения с микровинтом tomas®.
Материал: нержавеющая сталь
Категория силы: пружинно жесткая 1800-2000 Н/мм²

☑	Артикул	Количество
0.55 x 0.70 мм / 21.5 x 28	302-024-00	10 шт

CE 0483



tomas® силовая цепочка

Постоянное напряжение с длительной эффективностью. Высокая эластичность с хорошей упругостью.

Цвет	Внутренний ø	Длина	Соединение	Артикул	Количество
прозрачный	1.3 мм	3.5 м		302-018-00	1 шт

CE 0483



tomas® лоток для инструментов

Пластиковый лоток с 2 отделениями

Артикул 302-023-00	1 шт
--------------------	------



Система опоры

Консультативная поддержка



tomas® демонстрационная модель
Для демонстрации пациентам

Артикул 302-006-00	1 шт
---------------------------	------



tomas® демонстрационный микровинт SD 08
самозакручивающийся
Для демонстрации пациентам
Масштаб 5:1

Артикул 302-007-20	1 шт
---------------------------	------



Лингвальная система

Лингвальные брекетy	страница 32
Лингвальные трубки	страница 33
Дуги	страница 34
Инструменты	страница 36
LinguSet	страница 37
Аксессуары	страница 40



Лингвальная система

Преимущество свободы лечения



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■**
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Лингвальная система



Инновационная лингвальная система от Dentaaurum

Полноценная система, содержащая все необходимые компоненты.

Лингвальная система magic® предлагает все основные компоненты от одного производителя. Это обеспечивает высокоэффективное лечение, поскольку все индивидуальные звенья идеально сочетаются. Лингвальная система от Dentaaurum включает в себя следующие элементы: брекет, лингвальные трубки, дуги, щипцы и инструменты, формирователь дуги LinguForm и набор для позиционирования брекетов LinguSet.





Лингвальная система

Лингвальные брекет

magic®

Паз 0.51 x 0.51 мм/20 x 20 – с вертикальным крючком - без содержания никеля

Зуб	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.9 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.9 мм	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-403-00	790-403-00	790-403-00	790-401-00	790-400-00	790-400-00	790-400-00	790-400-00	790-402-00	790-403-00	790-403-00	790-403-00
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483



Зуб	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	3.3 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-406-00	790-406-00	790-406-00	790-404-00	790-404-00	790-404-00	790-405-00	790-405-00	790-405-00	790-406-00	790-406-00	790-406-00
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент

1 набор	24 брекета+4 лингвальные трубки	Артикул 891-363-00
1 набор	24 брекета	Артикул 891-371-00
1 набор	12 брекетов + 2 лингвальные трубки	Артикул 891-364-00
1 набор	12 брекетов	Артикул 891-372-00

Примечание:

Брекет Артикул 790-403-00 также имеет дополнительную круглую десневую трубку 0.46 мм/18. Лингвальные трубки с мезиальными крючками:
Зубы 17/37 = Артикул 722-000-50, зубы 27/47 = Артикул 722-001-50.
Также смотрите индивидуальные упаковки.

*в соответствии с ISO 6871-1 (1994)



magic® маленькие лингвальные брекет

С вертикальным крючком. Не содержат никель.

Зуб	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
43-41/31-33				•	1.6 мм	790-409-00	1 шт

CE 0483

Паз: 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20
*в соотв. с ISO 6871-1 (1994)



magic® маленькие лингвальные брекет

Конвертируемый. С вертикальным крючком.

Зуб	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
15-14/34-35				•	3.3 мм	790-408-00	1 шт
24-25/45-44				•	3.3 мм	790-407-00	1 шт

CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм / 20 x 20

Лингвальная система

Лингвальные трубки

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Конвертируемые (паз: 2 x 0.9 мм/2 x 36) для лингвальных/небных дуг, аппаратов Goshgarian, Quad-Helix, закрытые.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16					4.0 мм	722-002-51	1 шт
26-27					4.0 мм	722-003-51	1 шт



CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Неконвертируемые. С мезиальным крючком. Без содержания никеля.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37				•	4.0 мм	722-000-50	1 шт
26-27/47-46				•	4.0 мм	722-001-50	1 шт



CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

*В соотв.с ISO 6871-1 (1994)

magic® лингвальные трубки/ адгезивная техника

Конвертируемые. С мезиальным/дистальным крючком.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37				•	6.5 мм	722-004-51	1 шт
26-27/47-46				•	6.5 мм	722-005-51	1 шт



CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

magic® лингвальные трубки/для приваривания

Конвертируемые. (паз: 2 x 0.9 мм/2 x 36) для лингвальных/небных дуг, аппаратов Goshgarian, Quad-Helix, закрытые.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16					4.0 мм	722-002-00	1 шт
26-27					4.0 мм	722-003-00	1 шт



CE 0483

Паз 0.51 x 0.51 мм/ 20 x 20

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Лингвальная система

Дуги

Термоактивный никель-титановый сплав.



Tensic®лингвальные дуги, круглые.

Грибовидная форма дуги.

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Без маркировки центра

Ø	Размер	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12	1		766-750-00	3 шт
0.35 мм / 14	1		766-722-00	3 шт
0.40 мм / 16	1		766-723-00	3 шт
0.45 мм / 18	1		766-724-00	3 шт
0.30 мм / 12	2		766-751-00	3 шт
0.35 мм / 14	2		766-726-00	3 шт
0.40 мм / 16	2		766-727-00	3 шт
0.45 мм / 18	2		766-728-00	3 шт
0.30 мм / 12	3		766-752-00	3 шт
0.35 мм / 14	3		766-730-00	3 шт
0.40 мм / 16	3		766-731-00	3 шт
0.45 мм / 18	3		766-732-00	3 шт
0.30 мм / 12	4		766-753-00	3 шт
0.35 мм / 14	4		766-734-00	3 шт
0.40 мм / 16	4		766-735-00	3 шт
0.45 мм / 18	4		766-736-00	3 шт
0.30 мм / 12	5		766-754-00	3 шт
0.35 мм / 14	5		766-738-00	3 шт
0.40 мм / 16	5		766-739-00	3 шт
0.45 мм / 18	5		766-740-00	3 шт
0.30 мм / 12	6		766-755-00	3 шт
0.35 мм / 14	6		766-742-00	3 шт
0.40 мм / 16	6		766-743-00	3 шт
0.45 мм / 18	6		766-744-00	3 шт
0.30 мм / 12	7		766-756-00	3 шт
0.35 мм / 14	7		766-746-00	3 шт
0.40 мм / 16	7		766-747-00	3 шт
0.45 мм / 18	7		766-748-00	3 шт

CE 0483



Tensic®лингвальные дуги, прямоугольные.

Грибовидная форма дуги.

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Без маркировки центра

▣	Размер	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	1	0.64 мм	766-725-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	2	0.64 мм	766-729-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	3	0.64 мм	766-733-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	4	0.64 мм	766-737-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	5	0.64 мм	766-741-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	6	0.64 мм	766-745-00	3 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	7	0.64 мм	766-749-00	3 шт

CE 0483

Лингвальная система

Дуги

Титан-молибденовый сплав без содержания никеля



rematitan® SPECIAL лингвальные дуги, прямоугольные

Категория силы: средняя плюс • 1100-1400 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: желтый

Маркировка центра: есть

☒	Размер	Диагональ	Артикул	Количество
	0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	0.64 мм	766-630-00	3 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® лингвальные дуги, прямоугольные

Категория силы: пружинно жесткая плюс • 2000-2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красный

Маркировка центра: есть

☒	Размер	Диагональ	Артикул	Количество
	0.48 x 0.48 мм / 19 x 19	0.62 мм	767-212-00	3 шт
	0.48 x 0.48 мм / 19 x 19			
	0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	0.64 мм	767-213-00	3 шт

CE 0483



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Лингвальная система

Инструменты



LinguForm формирователь дуги

Для формирования плоских, простых дуг из круглой или прямоугольной проволоки для лингвальной техники.

Ø 0.35 мм / 14, □ 0.35 мм / 14

Ø 0.41 мм / 16, □ 0.41 мм / 16

Ø 0.46 мм / 18, □ 0.46 мм / 18

Ø 0.48 мм / 19, □ 0.48 мм / 19

Ø 0.51 мм / 20, □ 0.51 мм / 20

Цвет: серебряный

Артикул 004-190-00

1 шт



magic® лингвальные щипцы для изгибания проволоки

Стерилизуемые

Для изгибания петель и создания компенсаторных изгибов на дуге при использовании лингвальной техники.

Петли: 1.5, 2.0, 2.5 и 3.0 мм

Макс.толщина проволоки: Ø 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • 10 лет гарантии.

Артикул 003-001-00

1 шт

CE



magic® щипцы-москиты, изогнутые

Стерилизуемые

Для установки и подвязывания Dentalastics® эластичных лигатур и magic® SUPER Elasto-Force эластичной цепочки, особенно для лингвальной техники.

Артикул 000-732-00

1 шт

CE



LinguBall инструмент

Стерилизуемый

Для простого и атравматичного удаления излишков адгезива при прямой и не прямой фиксации в работе с вестибулярной и лингвальной техниками

Артикул 023-275-00

1 шт

CE

Лингвальная система

LinguSet

LinguSet Установка для позиционирования брекетов

Артикул 076-100-01	1 шт
--------------------	------

Для точного позиционирования лингвальных брекетов magic® и лингвальных трубок на финальной set-up модели.

LinguSet содержит:

LinguSet Установку для позиционирования брекетов, аксессуары

LinguSet (Артикул 076-101-00 по 076-115-00)

LinguSet стол для модели (Артикул 076-112-00) и LinguSet лазерный позиционер (Артикул 076-114-00) не включены!



LinguSet стол для модели

Артикул 076-112-00	1 шт
--------------------	------

Передвижной рабочий стол с двойным креплением. Для быстрой фиксации модели
Не входит в LinguSet (Артикул 076-100-01)!



LinguSet лазерный позиционер

Артикул 076-114-00	1 шт
--------------------	------

Для точного выставления плоскости дуги параллельно рабочей плоскости стола.

Не входит в LinguSet (Артикул 076-100-01)!



LinguSet площадка для позиционирования

Артикул 076-113-00	1 шт
--------------------	------

Для перемещения окклюзионной плоскости параллельно столу и плоскости наложения



LinguSet удерживатель позиционера передних зубов

Артикул 076-101-00	1 шт
--------------------	------

Для удерживания в установке позиционеров LinguSet



Лингвальная система

LinguSet



**LinguSet удерживатель брекетов для зубов
12-11/21-22**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для резцов верхней челюсти

Артикул **076-109-00**

1 шт



**LinguSet удерживатель брекетов для
клыков верхней челюсти 13/23**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для верхних клыков.

Артикул **076-110-00**

1 шт



**LinguSet удерживатель брекетов для зубов
43-41/31-33**

Позиционер лингвальных брекетов magic®
для нижних передних зубов

Артикул **076-111-00**

1 шт



**LinguSet позиционер для дистальной группы
зубов**

Для фиксации брекетов на модели

Артикул **076-102-00**

1 шт



**LinguSet позиционер брекетов,
безинтервальный**

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул **076-103-00**

1 шт



LinguSet позиционер брекетов, с интервалом 1 мм

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул **076-104-00**

1 шт



LinguSet позиционер брекетов, с интервалом 2 мм

Для позиционирования лингвальных
брекетов на дистальную группу зубов.

Артикул **076-105-00**

1 шт

Лингвальная система

LinguSet

LinguSet позиционер для 1 брекета на задний зуб

Для позиционирования 1 лингвального брекета на задние зубы.

Артикул **076-106-00**

1 шт



LinguSet позиционер для 2 брекетов на задние зубы

Для позиционирования 2 лингвальных брекетов на задние зубы.

Артикул **076-107-00**

1 шт



LinguSet позиционер для magic® лингвальных трубок

Для позиционирования magic® лингвальных трубок

Артикул **076-108-00**

1 шт



LinguSet позиционер

Для конвертируемых magic® лингвальных брекетов (Артикул 790-407-00 и 790-408-00) и лингвальных трубок (Артикул 722-002-51, 722-003-51, 722-004-51 и 722-005-51).

Артикул **076-115-00**

1 шт



Лингвальная система

Аксессуары



magic® SUPER Elasto-Force пластиковая цепочка

Постоянное приложение силы в течение длительного периода времени. Очень высокая эластичность с отличной силой возврата. Специальная плоская круглая форма идеально подходит для лингвальной техники и для множественного наложения лигатур. Сверхпрочная.

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
прозрачный	1.3 мм	3.5 м	•	774-210-00	1 рулон
прозрачный	1.3 мм	3.5 м		774-211-00	1 рулон

CE 0483



LinguSil

(Polyvinylsiloxane)

Переносная матрица для брекетов (техника непрямой фиксации)

Набор содержит:

1 x 50 мл картридж

6 x смесительных насадок

Качества продукта:

- время нанесения примерно 45 сек
- твердость 72
- для светового отверждения
- позволяет создавать прозрачные желобки для лингвального и вестибулярного переноса брекетов
- двухкомпонентный силикон (Polyvinylsiloxane) в картридже
- высокая эластичность и в то же время стабильность формы
- высокая прочность
- легко разрезать (на единичные ячейки для отдельных зубов)
- может быть использован в лингвальной технике, а также в протезировании и имплантологии.

Цвет: прозрачный

Артикул 164-000-00	1 набор
--------------------	---------

CE



LinguSil инжектор

Для работы с картриджамиLinguSil

Соединение с картриджем: DS 50

Артикул 164-001-00	1 шт
--------------------	------



magic® приспособление для переноса

Для лингвальных брекетов magic®.

Для точного переноса брекетов с set-up модели непосредственно на зубы пациента

Артикул 164-002-15	15 шт
Артикул 164-002-30	30 шт

CE



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.



Самолигирующие брекеты

discovery® sl/ Ассортимент	
Roth 18/22	страница 46
discovery® sl 2.0 / Ассортимент	
McLaughlin-Bennett-Trevisi 22	страница 47
Инструменты	страница 48
Консультативная поддержка	страница 49

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



FDI-System

	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28	
R	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	L
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	

Самолигирующие брекеты

Самые миниатюрные sl брекеты в мире



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■**
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки/ Дуги/ Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы/ Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Самолигирующие брекеты.

discovery[®]sl & *discovery[®]sl2.0*

Самые миниатюрные sl брекеты в мире.

Оптимальное лечение с прекрасным результатом.

Самолигирующая система брекетов discovery[®] sl обеспечивает эффективное лечение, невероятную простоту и надежность использования, а также очень высокий уровень комфорта лечения. Брекеты discovery[®] sl являются самыми маленькими самолигирующими брекетами в мире. В основе разработки лежит запатентованная модель линейного ряда discovery[®], проверенная годами работы и многочисленными тестами.

И discovery sl, и ее преемник discovery sl 2.0 сочетают максимальную функциональность при минимальном размере для обеспечения эффективного и эстетического лечения.

Миниатюрный размер, гладкие поверхности и лаконичный дизайн discovery[®] sl обеспечивают пациенту превосходный комфорт и оптимальную гигиену.



Простой механизм закрывания.

В основе sl брекетов лежит петлевой механизм закрывания, что обеспечивает простоту открывания и закрывания при использовании специальных sl инструментов. В версии 2.0 появились существенные улучшения функции зажима и открывающего механизма. Встроенный ограничитель зажима между крыльями брекета обеспечивает надежность открывания и защиту от произвольного закрывания при замене дуги.



Самолигирующие брекеты

discovery®sl/ассортимент

Roth 18

Пазы: 0.46 x 0.64 мм/ 18 x 25 • брекеты на клыкы с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	718-101-15	718-101-14	718-101-13	718-101-12	718-101-11	718-101-21	718-101-22	718-101-23	718-101-24	718-101-25
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	718-101-45	718-101-44	718-101-43	718-101-42	718-101-41	718-101-31	718-101-32	718-101-33	718-101-34	718-101-35
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-101-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-101-10

Roth 22

Пазы: 0.56 x 0.64 мм/ 22 x 25 • брекеты на клыкы с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	722-101-15	722-101-14	722-101-13	722-101-12	722-101-11	722-101-21	722-101-22	722-101-23	722-101-24	722-101-25
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.7 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.7 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	722-101-45	722-101-44	722-101-43	722-101-42	722-101-41	722-101-31	722-101-32	722-101-33	722-101-34	722-101-35
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-101-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-101-10

Самолигирующие брекеты

discovery®sl 2.0 /ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Пазы: 0.56 x 0.7 мм/ 22 x 28 • брекеты на клики с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	722-102-15	722-102-14	722-142-13	722-102-12	722-102-11	722-102-21	722-102-22	722-142-23	722-102-24	722-102-25
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм
Артикул	722-102-45	722-102-44	722-142-43	722-102-42	722-102-41	722-102-31	722-102-32	722-142-33	722-102-34	722-102-35
Количество	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт	1 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-102-01
-------------	-------------	---------------------------



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Самолигирующие брекеты

Инструменты



SI - инструмент

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery[®]sl, системы Roth, а также более простого лигирования

Цвет рукоятки: золотой

Артикул **023-276-00**

1 шт

CE



SI - инструмент

Стерилизуемый

Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery[®]sl 2.0, системы McLaughlin-Bennett-Trevisi, а также более простого лигирования

Цвет рукоятки: серебряный

Артикул **023-277-00**

1 шт

CE

Самолигирующие брекеты

Консультативная поддержка

discovery® sl демо-брекет

Для демонстрации пациентам

Масштаб 10:1

Артикул 722-101-99	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель (типодонт) discovery® sl

Прикус по КЛАСС I, Физиологическая окклюзия

Roth 22

Оборудована:

- discovery® sl самолигирующие металлические брекеты
- Ortho-Cast™ M-серия мини замок-трубка
- rematitan® sl дуги

Пластиковые верхняя и нижняя челюсти, соединенные дугой

Артикул 892-000-17	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® sl 2.0

Прикус по КЛАСС I, Физиологическая окклюзия

McLaughlin-Bennett-Trevisi® 22

Оборудована:

- discovery® sl 2.0 самолигирующие металлические брекеты
- Ortho-Cast™ M-серия мини замок-трубка
- Tensic® sl дуги

Пластиковые верхняя и нижняя челюсти, соединенные дугой

Артикул 892-000-19	1 шт
--------------------	------



eu
New

Металлические брекеты

discovery / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 58
Ricketts – IV. Dimension 18	Страница 60
Ricketts Universal 18	Страница 60
Hilgers 18	Страница 61
Standard Edgewise 18/22	Страница 61

discovery / Штучная упаковка - для адгезивной техники

Roth 18/22	Страница 63
Индивидуальные системы 18/22	Страница 63

discovery smart / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 64
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 66

topic / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 68
------------	-------------

topic / Штучная упаковка - для адгезивной техники

Roth 18/22	Страница 70
------------	-------------

equilibrium mini / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 71
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 73

equilibrium mini / Штучная упаковка - для адгезивной техники

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 75
-----------------------------------	-------------

equilibrium 2 / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 76
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 78
Ricketts Universal 18	Страница 80
Standard Edgewise 18/22	Страница 80

equilibrium 2 / Штучная упаковка для адгезивной техники

Roth 18/22	Страница 82
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22	Страница 82
Ricketts Universal 18	Страница 82

equilibrium 2 / Штучная упаковка для приварки к кольцам

Roth 18/22	Страница 83
Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 83
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 84
Standard Edgewise 18/22	Страница 84
Индивидуальные системы 18/22	Страница 84

equilibrium ti / Ассортимент

Roth 18/22	Страница 85
McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18/22	Страница 86

Аксессуары для брекетов

Страница 108

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Металлические брекет

Превосходный выбор



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекет ■
- Металлические брекет ■**
- Эстетические брекет ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Металлические брекет



Безукоризненное исполнение

Наши высококачественные брекет разработаны и изготовлены с использованием новейших технологий. Высочайшая точность производства необходима для обеспечения безопасного и надежного ортодонтического лечения. Огромный выбор брекетов Дентаурум признан во всем мире и обеспечивает возможность широкого применения. Все металлические брекет сделаны только из высокоустойчивой к коррозии нержавеющей стали, что обеспечивает особую биосовместимость с организмом человека. В линейный ряд брекетов так же входят не содержащие никель* брекет, произведенные из специального CrCo сплава и брекет из чистого титана, подходящие для лечения пациентам с аллергическим статусом.



* В соотв. с ISO 6871-1 (1994)

discovery®

Премиум брекеты проверенные
миллионами пациентов

discovery® smart

Маленькие и совершенные

topic

Не содержат никель*

equilibrium® 2

Гармония функциональности и комфорта

equilibrium® mini

Миниатюрные и надежные


equilibrium® ti

Абсолютная биосовместимость.

FDI-System

18 17 16 15 14 13 12 11											21 22 23 24 25 26 27 28									
R	8 7 6 5 4 3 2 1											1 2 3 4 5 6 7 8								L
	8 7 6 5 4 3 2 1											1 2 3 4 5 6 7 8								
	48 47 46 45 44 43 42 41											31 32 33 34 35 36 37 38								

Семейство discovery®




discovery® discovery® smart discovery® sl discovery® sl 2.0 topic

Семейство discovery®

Семейство брекетов discovery® включает в себя брекетy класса премиум из ассортимента металлических брекетов Dentaaurum. Это цельные брекетy, которые изготавливаются на самом современном оборудовании с использованием техники инъекционного литья (Metal Injection Molding) и специальных стоматологических сплавов. Крючки на клыках и если нужно на премолярах непосредственно интегрированы в литьевую форму и также производятся как единое целое с телом брекета. Инновационная грибовидная форма крючка обеспечивает дополнительную ретенцию для эластиков. Богатство выбора позволяет подобрать нужный вид брекетов для любого плана лечения.

Инновационная технология производства гарантирует максимум успеха.

Благодаря использованию технологии 3D-CAD (Computer Aided Design), основание каждого брекета линейки discovery® точно повторяет контур зуба и обеспечивает максимальное удобство при приклеивании брекета к поверхности зуба. Брекеты надежно фиксируются на зубах.



Оптимальная сила приклеивания и легкое отклеивание.

Запатентованное структурированное лазером основание гарантирует надежное удержание во время лечения. Идеальное распределение микро и макро ретенции предотвращает преждевременное отклеивание брекета. Специальная форма брекета обеспечивает его простое и безопасное удаление с поверхности зуба.

Индивидуальность в сочетании с простотой применения.

Все брекет discovery® сконструированы таким образом, что в них есть достаточно места для использования нескольких лигатур. Кроме того, закругленная форма крыльев брекетов, с отсутствием острых углов, облегчает лигирование и обеспечивает комфортное ношение для пациента. На всех брекетах discovery® выполнена биосовместимая лазерная маркировка* для облегчения их идентификации и позиционирования.

*U.S. Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259 / EP No. 0327628


Различные виды комбинирования.

Поскольку все брекет линейки discovery® имеют одинаковую структуру, возможности индивидуального лечения безграничны. Один вид брекетов может легко комбинироваться с другим без необходимости выполнения дополнительных изгибов. Малая толщина in/out в 0,7 мм допускает индивидуальную комбинацию брекетов внутри семейства Discovery без применения каких-либо компенсаторных изгибов.



Семейство equilibrium®

© tom - Fotolia.com



equilibrium® **mini**

equilibrium® 2

equilibrium® ti

Линейка equilibrium®

Линейка equilibrium® это стандартная серия брекетов Дентаурум. Они производятся по многократно проверенным технологиям. Брекеты семейства equilibrium® также выполнены из цельного металла. Тело, основание и крючки брекета представляют собой монокомпонент. Характеризуются высокой биосовместимостью благодаря отсутствию сплавов в их составе.





Оптимальная сила фиксации и простота снятия.

Запатентованное структурированное лазером¹ основание брекетов equilibrium® от Дентаурум гарантирует их надежную фиксацию. Идеальное распределение микро и макро ретенции обеспечивает максимальное сцепление зуба и адгезива с брекетом. Ретенционные частицы предотвращают преждевременное отклеивание брекетов.

¹ U.S. Patent No. 5,944,517 / EP No. 0841877

Легкость применения и надежное лечение

Все брекетy equilibrium® имеют биосовместимую лазерную маркировку² для лучшей идентификации и позиционирования. На основании также имеется лазерная маркировка обозначения FDI³. Эта система символов позволяет с легкостью определить для какого зуба предназначен данный брекет. Лазерная маркировка устойчива к стиранию и не содержит вредных красителей

² U.S. Patent No. 5,238,402 / No. 5,326,259 / EP No. 0327628

³ EP No. 1884216

Проверенный дизайн

Конструкция брекетов equilibrium® и идеальная форма крыльев брекетов equilibrium® позволяют использовать несколько лигатур одновременно. Мезиальные и дистальные края сконструированы так, чтобы было легко захватывать и позиционировать брекетy. Ромбовидная форма основания с дополнительной маркировкой центра облегчает его позиционирование на клинической коронке зуба.

Благодаря низкому показателю In/Out достигается идеальное приложение силы.

Металлические брекетy

discovery® / Ассортимент

Roth 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на кликы с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-106-00	790-106-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-106-00	790-106-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-111-00	790-110-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-110-00	790-111-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-180-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-181-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-182-00

Примечание: другие модели брекетов Roth вы можете найти в штучных упаковках.

Roth 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на кликы и 1,2 - премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-141-00	790-141-00	790-104-00	790-102-00	790-163-00	790-164-00	790-103-00	790-105-00	790-142-00	790-142-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-145-00	790-143-00	790-108-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-109-00	790-144-00	790-146-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-295-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-296-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-297-00

Примечание: другие модели брекетов Roth вы можете найти в штучных упаковках.

Металлические брекет


discovery® / Ассортимент

Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекет на клики с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангукция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-118-00	790-118-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-118-00	790-118-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангукция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-123-00	790-122-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-122-00	790-123-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-183-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-184-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-185-00

Примечание:


1 набор артикул 891-197-00 соответствует артикулу 891-183-00, с дополнительными 4 щечными трубками (1 x 724-268-51 / 1 x 724-269-51 / 1 x 724-272-51 / 1 x 724-273-51). Другие модели брекетов Roth вы можете найти в штучных упаковках

Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекет на клики и 1,2-премоляры с крючками.

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангукция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-147-00	790-147-00	790-116-00	790-114-00	790-165-00	790-166-00	790-115-00	790-117-00	790-148-00	790-148-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангукция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-151-00	790-149-00	790-120-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-119-00	790-121-00	790-150-00	790-152-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-298-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-299-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-300-00

Примечание:

другие модели брекетов Roth вы можете найти в штучных упаковках

Металлические брекетy


discovery® / Ассортимент

Ricketts® – IV. Dimension 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на клики с крючками

Торк	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.8 мм	3.8 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:


1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-375-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-376-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-377-00

Ricketts® Universal 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на клики с крючками

Торк	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.8 мм	3.8 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-136-00	790-136-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-136-00	790-136-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 14°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	- 14°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-140-00	790-136-00	790-138-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-137-00	790-139-00	790-136-00	790-140-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-188-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-189-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-196-00

Металлические брекеты


discovery® / Ассортимент

Hilgers 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекеты на клики с крючками

Торк	- 7°	- 7°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	+ 5°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.8 мм	3.8 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-106-00	790-106-00	790-134-00	790-132-00	790-130-00	790-131-00	790-133-00	790-135-00	790-106-00	790-106-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 17°	- 11°	+ 7°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	+ 7°	- 11°	- 17°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.3 мм	3.3 мм	3.1 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	2.6 мм	3.1 мм	3.3 мм	3.3 мм
Артикул	790-110-00	790-128-00	790-138-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-107-00	790-139-00	790-128-00	790-110-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-261-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-262-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-263-00


Standard Edgewise 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30• без крючков

Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.6 мм	3.0 мм	3.0 мм	2.6 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-205-15	718-205-14	718-205-13	718-205-12	718-205-11	718-205-21	718-205-22	718-205-23	718-205-24	718-205-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием!



Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-205-45	718-205-44	718-205-43	718-205-42	718-205-41	718-205-31	718-205-32	718-205-33	718-205-34	718-205-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-205-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-205-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-205-50

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Металлические брекет

discovery® / Ассортимент

Standard Edgewise 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • без крючков


Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.6 мм	3.0 мм	3.0 мм	2.6 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-205-15	722-205-14	722-205-13	722-205-12	722-205-11	722-205-21	722-205-22	722-205-23	722-205-24	722-205-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием!



R



L



Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.1 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-205-45	722-205-44	722-205-43	722-205-42	722-205-41	722-205-31	722-205-32	722-205-33	722-205-34	722-205-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-205-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-205-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-205-50

Металлические брекеты

discovery® / Штучная упаковка – для адгезивной техники

Roth 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.8 мм	790-100-00	790-112-00	10 шт
21	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.8 мм	790-101-00	790-113-00	10 шт
13	- 2°	+ 9°	0.7 мм	•	3.4 мм	790-155-00	790-157-00	10 шт
23	- 2°	+ 9°	0.7 мм	•	3.4 мм	790-156-00	790-158-00	10 шт



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Individual systems 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 22°	+ 5°	0.7 мм		3.8 мм		790-124-00	10 шт
21	+ 22°	+ 5°	0.7 мм		3.8 мм		790-125-00	10 шт
12	+ 14°	+ 8°	1.3 мм		3.2 мм		790-161-00	10 шт
22	+ 14°	+ 8°	1.3 мм		3.2 мм		790-162-00	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	- 10°	0°	1.3 мм		2.6 мм	790-153-00	790-154-00	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13/33	+ 7°	+ 7°	0.7 мм	•	3.4 мм		790-159-00	10 шт
23/43	+ 7°	+ 7°	0.7 мм	•	3.4 мм		790-160-00	10 шт



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Металлические брекетy

discovery® smart / Ассортимент

Roth 18


Брекеты на клыки с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-901-15	718-901-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-901-24	718-901-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-901-45	718-901-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-901-34	718-901-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-901-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-901-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-901-50

Roth 18


Брекеты на клыки и 1,2-премоляры с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-941-15	718-941-14	718-941-13	718-901-12	718-901-11	718-901-21	718-901-22	718-941-23	718-941-24	718-941-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-941-45	718-941-44	718-941-43	718-901-42	718-901-41	718-901-31	718-901-32	718-941-33	718-941-34	718-941-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-941-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-941-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-941-50

Металлические брекет

discovery® smart / Ассортимент

Roth 22


Брекеты на клыки с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-901-15	722-901-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-901-24	722-901-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-901-45	722-901-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-901-34	722-901-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-901-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-901-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-901-50

Roth 22


Брекеты на клыки и 1,2-премоляры с крючками



Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-941-15	722-941-14	722-941-13	722-901-12	722-901-11	722-901-21	722-901-22	722-941-23	722-941-24	722-941-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-941-45	722-941-44	722-941-43	722-901-42	722-901-41	722-901-31	722-901-32	722-941-33	722-941-34	722-941-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-941-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-941-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-941-50

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Металлические брекеты

discovery® smart / Ассортимент

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18


Брекетты на клыки с крючками



Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-902-15	718-902-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-902-24	718-902-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-902-45	718-902-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-902-34	718-902-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-902-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-902-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-902-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18


Брекетты на клыки и 1,2-премоляры с крючками



Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-942-15	718-942-14	718-942-13	718-902-12	718-902-11	718-902-21	718-902-22	718-942-23	718-942-24	718-942-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	718-942-45	718-942-44	718-942-43	718-902-42	718-902-41	718-902-31	718-902-32	718-942-33	718-942-34	718-942-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-942-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-942-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-942-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекет

discovery® smart / Ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз 0.56x0.76/22x30• брекет на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-902-15	722-902-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-902-24	722-902-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангulação	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-902-45	722-902-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-902-34	722-902-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-902-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-902-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-902-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз 0.56x0.76/22x30• брекет на клыки и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.4 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-942-15	722-942-14	722-942-13	722-902-12	722-902-11	722-902-21	722-902-22	722-942-23	722-942-24	722-942-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангulação	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.8 мм	2.8 мм	2.8 мм
Артикул	722-942-45	722-942-44	722-942-43	722-902-42	722-902-41	722-902-31	722-902-32	722-942-33	722-942-34	722-942-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-942-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-942-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-942-50

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекетy

topic / Ассортимент

Roth 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм/ 18 x 30 • брекетy на клькy с крючками • не содержат никель*

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-306-00	790-306-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-306-00	790-306-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.1 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	3.1 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-311-00	790-310-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-310-00	790-311-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

*в соотв. с ISO 6871-1 (1994)

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-333-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-334-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-335-00

Roth 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм/ 18 x 30 • брекетy на клькy и 1,2-премоляры с крючками • не содержат никель*

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-341-00	790-341-00	790-304-00	790-302-00	790-363-00	790-364-00	790-303-00	790-305-00	790-342-00	790-342-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



R



L

Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.1 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	3.1 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-345-00	790-343-00	790-308-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-307-00	790-309-00	790-344-00	790-346-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

*в соотв. с ISO 6871-1 (1994)

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-336-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-337-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-338-00

Металлические брекеты


topic / Ассортимент

Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекеты на клики с крючками • не содержит никель*

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-318-00	790-318-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-318-00	790-318-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.1 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	3.1 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-323-00	790-322-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-322-00	790-323-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

* в соотв. с ISO 6871-1 (1994)


1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-339-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-340-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-341-00

Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекеты на клики и 1,2-премоляры с крючками • не содержит никель*

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.2 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-347-00	790-347-00	790-316-00	790-314-00	790-365-00	790-366-00	790-315-00	790-317-00	790-348-00	790-348-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.4 мм	3.4 мм	3.1 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	2.7 мм	3.1 мм	3.4 мм	3.4 мм
Артикул	790-351-00	790-349-00	790-320-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-319-00	790-321-00	790-350-00	790-352-00
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

* в соотв. с ISO 6871-1 (1994)

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 891-342-00
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 891-343-00
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 891-344-00

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть



Металлические брекеты

topic / Штучная упаковка - для адгезивной техники



Roth 18/22
не содержит никель*

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.9 мм	790-300-00	790-312-00	10 шт
21	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.9 мм	790-301-00	790-313-00	10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30
* В соотв. с ISO 6871-1 (1994)

Металлические брекет

equilibrium® mini / Ассортимент


Roth 18

Пазы: 0.46 x 0.76 мм/ 18 x 30 • брекет на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-401-15	718-401-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-401-24	718-401-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангulação	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-401-45	718-401-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-401-34	718-401-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-401-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-401-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-401-50


Roth 18

Пазы: 0.46 x 0.76 мм/ 18 x 30 • брекет на клыки и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-441-15	718-441-14	718-441-13	718-401-12	718-401-11	718-401-21	718-401-22	718-441-23	718-441-24	718-441-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангulação	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-441-45	718-441-44	718-441-43	718-401-42	718-401-41	718-401-31	718-401-32	718-441-33	718-441-34	718-441-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-441-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-441-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-441-50

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекетy

equilibrium® mini / Ассортимент


Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекетy на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-401-15	722-401-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-401-24	722-401-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-401-45	722-401-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-401-34	722-401-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-401-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-401-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-401-50


Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30• брекетy на клыки и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-441-15	722-441-14	722-441-13	722-401-12	722-401-11	722-401-21	722-401-22	722-441-23	722-441-24	722-441-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-441-45	722-441-44	722-441-43	722-401-42	722-401-41	722-401-31	722-401-32	722-441-33	722-441-34	722-441-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-441-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-441-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-441-50

Металлические брекет

equilibrium® mini / Ассортимент

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекет на клык с крючками



Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-402-15	718-402-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-402-24	718-402-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангulação	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-402-45	718-402-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-402-34	718-402-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-402-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-402-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-402-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в штучных упаковках

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18


Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекет на клык и 1,2-премоляры с крючками



Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангulação	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-442-15	718-442-14	718-442-13	718-402-12	718-402-11	718-402-21	718-402-22	718-442-23	718-442-24	718-442-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангulação	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	718-442-45	718-442-44	718-442-43	718-402-42	718-402-41	718-402-31	718-402-32	718-442-33	718-442-34	718-442-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-442-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-442-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-442-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в штучных упаковках

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекетy

equilibrium® mini / Ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекетy на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангyляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-402-15	722-402-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-402-24	722-402-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангyляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-402-45	722-402-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-402-34	722-402-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-402-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-402-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-402-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в шуточных упаковках

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекетy на клыки и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангyляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-442-15	722-442-14	722-442-13	722-402-12	722-402-11	722-402-21	722-402-22	722-442-23	722-442-24	722-442-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангyляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.2 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм
Артикул	722-442-45	722-442-44	722-442-43	722-402-42	722-402-41	722-402-31	722-402-32	722-442-33	722-442-34	722-442-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-442-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-442-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-442-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в шуточных упаковках

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекеты

equilibrium® mini / Штучная упаковка - для адгезивной техники

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Зубы	Торк	Ангulação	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15	- 7°	0°	0.7 мм		2.4 мм	718-452-15		шт
25	- 7°	0°	0.7 мм		2.4 мм	718-452-25		шт
15	- 7°	0°	0.7 мм	•	2.4 мм	718-462-15		шт
25	- 7°	0°	0.7 мм	•	2.4 мм	718-462-25		шт
11	+ 17°	+ 4°	0.7 мм		2.8 мм		722-462-11	10 шт
21	+ 17°	+ 4°	0.7 мм		2.8 мм		722-462-21	10 шт
12	+ 10°	+ 8°	1.3 мм		2.4 мм		722-462-12	10 шт
22	+ 10°	+ 8°	1.3 мм		2.4 мм		722-462-22	10 шт



CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием
 Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
 Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекетy

equilibrium® 2 / Ассортимент


Roth 18

Пазы: 0,46 x 0,76 мм/ 18 x 30 • брекетy на клькы с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм
Ширина	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,0 мм	3,4 мм	3,4 мм	3,0 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм
Артикул	718-301-15	718-301-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-301-24	718-301-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм
Ширина	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм
Артикул	718-301-45	718-301-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-301-34	718-301-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

другие модели брекетов Roth смотрите в
штучных упаковках

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-301-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-301-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-301-50


Roth 18

Пазы: 0,46 x 0,76 мм/ 18 x 30 • брекетy на клькы и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм
Ширина	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,0 мм	3,4 мм	3,4 мм	3,0 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм
Артикул	718-341-15	718-341-14	718-341-13	718-301-12	718-301-11	718-301-21	718-301-22	718-341-23	718-341-24	718-341-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	1,3 мм	0,7 мм	0,7 мм	0,7 мм
Ширина	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм	2,4 мм	3,1 мм	3,1 мм	3,1 мм
Артикул	718-341-45	718-341-44	718-341-43	718-301-42	718-301-41	718-301-31	718-301-32	718-341-33	718-341-34	718-341-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

другие модели брекетов Roth смотрите в
штучных упаковках

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-341-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-341-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-341-50

Металлические брекетy

equilibrium® 2 / Ассортимент


Roth 22

Пазы: 0.56 x 0.76 мм/ 22 x 30 • брекетy на клькы с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-301-15	722-301-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-301-24	722-301-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-301-45	722-301-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-301-34	722-301-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

другие варианты брекетов Roth смотрите в штучных упаковках

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-301-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-301-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-301-50


Roth 22

Пазы: 0.56 x 0.76 мм/ 22 x 30 • брекетy на клькы и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-341-15	722-341-14	722-341-13	722-301-12	722-301-11	722-301-21	722-301-22	722-341-23	722-341-24	722-341-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-341-45	722-341-44	722-341-43	722-301-42	722-301-41	722-301-31	722-301-32	722-341-33	722-341-34	722-341-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

другие варианты брекетов Roth смотрите в штучных упаковках

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-341-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-341-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-341-50

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекетy

equilibrium® 2 / Ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангyляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-302-15	718-302-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-302-24	718-302-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангyляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-302-45	718-302-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-302-34	718-302-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-302-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-302-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-302-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi** вы можете найти в шуточных упаковках

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекетy на клыки и 1,2-премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангyляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-342-15	718-342-14	718-342-13	718-302-12	718-302-11	718-302-21	718-302-22	718-342-23	718-342-24	718-342-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангyляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-342-45	718-342-44	718-342-43	718-302-42	718-302-41	718-302-31	718-302-32	718-342-33	718-342-34	718-342-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-342-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-342-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-342-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi** вы можете найти в шуточных упаковках

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекет

equilibrium® 2 / Ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекет на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-302-15	722-302-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-302-24	722-302-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-302-45	722-302-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-302-34	722-302-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-302-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-302-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-302-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в стучных упаковках

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекет на клыки и премоляры с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-342-15	722-342-14	722-342-13	722-302-12	722-302-11	722-302-21	722-302-22	722-342-23	722-342-24	722-342-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-342-45	722-342-44	722-342-43	722-302-42	722-302-41	722-302-31	722-302-32	722-342-33	722-342-34	722-342-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-342-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-342-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-342-50

Примечание: другие модели McLaughlin-Bennett-Trevisi вы можете найти в стучных упаковках

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Металлические брекетy

equilibrium® 2 / Ассортимент


Ricketts® Universal 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • без крючков

Торк	0°	0°	+ 7°	+ 14°	+ 22°	+ 22°	+ 14°	+ 7°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	+ 8°	0°	0°	+ 8°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.9 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.9 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-303-15	718-303-14	718-303-13	718-303-12	718-303-11	718-303-21	718-303-22	718-303-23	718-303-24	718-303-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	2.7 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.7 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-303-45	718-303-44	718-303-43	718-303-42	718-303-41	718-303-31	718-303-32	718-303-33	718-303-34	718-303-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-303-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-303-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-303-50

другие варианты брекетов Ricketts® Universal 18
смотрите в штучных упаковках


Standard Edgewise 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • без крючков

Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.9 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.9 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-305-15	718-305-14	718-305-13	718-305-12	718-305-11	718-305-21	718-305-22	718-305-23	718-305-24	718-305-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-305-45	718-305-44	718-305-43	718-305-42	718-305-41	718-305-31	718-305-32	718-305-33	718-305-34	718-305-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-305-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-305-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-305-50

другие варианты брекетов Standard Edgewise 18
смотрите в штучных упаковках

Металлические брекететы

equilibrium® 2 / Ассортимент


Standard Edgewise 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • без крючков

Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.9 мм	3.3 мм	3.3 мм	2.9 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-305-15	722-305-14	722-305-13	722-305-12	722-305-11	722-305-21	722-305-22	722-305-23	722-305-24	722-305-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ангуляция	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	2.3 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-305-45	722-305-44	722-305-43	722-305-42	722-305-41	722-305-31	722-305-32	722-305-33	722-305-34	722-305-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-305-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-305-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-305-50

другие варианты брекетов Standard Edgewise 18
смотрите в штучных упаковках



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекетy

equilibrium® 2 / Штучная упаковка - для адгезивной техники



Roth 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13	- 2°	+ 13°	0.7 мм		3.1 мм	718-301-13	722-301-13	10 шт
23	- 2°	+ 13°	0.7 мм		3.1 мм	718-301-23	722-301-23	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43	- 11°	+ 7°	0.7 мм		3.1 мм	718-301-43	722-301-43	10 шт
33	- 11°	+ 7°	0.7 мм		3.1 мм	718-301-33	722-301-33	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13	- 7°	+ 8°	0.7 мм		3.1 мм		722-360-13	10 шт
23	- 7°	+ 8°	0.7 мм		3.1 мм		722-360-23	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43	- 6°	+ 3°	0.7 мм		3.1 мм		722-361-43	10 шт
33	- 6°	+ 3°	0.7 мм		3.1 мм		722-361-33	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием

Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ricketts® Universal 18

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13	+ 7°	+ 5°	0.7 мм	•	3.1 мм	718-343-13		шт
23	+ 7°	+ 5°	0.7 мм	•	3.1 мм	718-343-23		шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43	+ 7°	+ 5°	0.7 мм	•	2.7 мм	718-343-43		шт
33	+ 7°	+ 5°	0.7 мм	•	2.7 мм	718-343-33		шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Металлические брекеты

equilibrium® 2 / Штучная упаковка - для приварки к кольцам

Roth 18/22

Зубы	Торк	Ангугляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13	- 2°	+ 13°	0.7 мм		3.1 мм	790-259-02	790-263-02	10 шт
13	- 2°	+ 13°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-204-02	790-216-02	10 шт
23	- 2°	+ 13°	0.7 мм		3.1 мм	790-260-02	790-264-02	10 шт
23	- 2°	+ 13°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-205-02	790-217-02	10 шт



Зубы	Торк	Ангугляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	- 1°	0°	1.3 мм		2.4 мм	790-207-02	790-219-02	10 шт
43	- 11°	+ 7°	0.7 мм		3.1 мм	790-261-02	790-265-02	10 шт
43	- 11°	+ 7°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-208-02	790-220-02	10 шт
33	- 11°	+ 7°	0.7 мм		3.1 мм	790-262-02	790-266-02	10 шт
33	- 11°	+ 7°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-209-02	790-221-02	10 шт
44/34	- 17°	0°	0.7 мм		3.1 мм	790-210-02	790-222-02	10 шт
44	- 17°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-251-02	790-255-02	10 шт
34	- 17°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-252-02	790-256-02	10 шт
45/35	- 22°	0°	0.7 мм		3.1 мм	790-211-02	790-223-02	10 шт
45	- 22°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-253-02	790-257-02	10 шт
35	- 22°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-254-02	790-258-02	10 шт



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Зубы	Торк	Ангугляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-14/24-25	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм	790-206-02	790-218-02	10 шт
15-14	- 7°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-249-02	790-243-02	10 шт
24-25	- 7°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-250-02	790-244-02	10 шт



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекеты

equilibrium® 2 / Штучная упаковка - для приварки к кольцам



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13	0°	+ 8°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-274-02	790-228-02	10 шт
13	- 7°	+ 8°	0.7 мм		3.1 мм		790-230-02	10 шт
23	0°	+ 8°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-275-02	790-229-02	10 шт
23	- 7°	+ 8°	0.7 мм		3.1 мм		790-231-02	10 шт
15/25	- 7°	0°	1.2 мм		3.1 мм	790-276-02	790-267-02	10 шт
15	- 7°	0°	1.2 мм	•	3.1 мм	790-284-02	790-268-02	10 шт
25	- 7°	0°	1.2 мм	•	3.1 мм	790-285-02	790-269-02	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	- 6°	0°	1.3 мм		2.4 мм	790-277-02	790-233-02	10 шт
43	0°	+ 3°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-278-02	790-234-02	10 шт
43	- 6°	+ 3°	0.7 мм		3.1 мм		790-236-02	10 шт
33	0°	+ 3°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-279-02	790-235-02	10 шт
33	- 6°	+ 3°	0.7 мм		3.1 мм		790-237-02	10 шт
44	- 12°	+ 2°	0.7 мм		3.1 мм	790-280-02	790-239-02	10 шт
44	- 12°	+ 2°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-286-02	790-245-02	10 шт
34	- 12°	+ 2°	0.7 мм		3.1 мм	790-281-02	790-240-02	10 шт
34	- 12°	+ 2°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-287-02	790-246-02	10 шт
45	- 17°	+ 2°	0.7 мм		3.1 мм	790-282-02	790-241-02	10 шт
45	- 17°	+ 2°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-288-02	790-247-02	10 шт
35	- 17°	+ 2°	0.7 мм		3.1 мм	790-283-02	790-242-02	10 шт
35	- 17°	+ 2°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-289-02	790-248-02	10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Standard Edgewise 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	0°	0°	0.7 мм		2.4 мм	790-603-02	790-607-02	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-13/23-25/45-43/33-35	0°	0°	0.7 мм		3.1 мм	790-602-02	790-606-02	10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Individual systems 18/22

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13/24-25	+ 7°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-290-02	790-292-02	10 шт
15-14/23	+ 7°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм	790-291-02	790-293-02	10 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
45-43	- 11°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм		790-294-02	10 шт
33-35	- 11°	0°	0.7 мм	•	3.1 мм		790-295-02	10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Металлические брекет

equilibrium® ti / Ассортимент


Roth 18

Пазы: 0.46 x 0.76 мм/ 18 x 30 • брекет на клик с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-501-15	718-501-14	718-541-13	718-501-12	718-501-11	718-501-21	718-501-22	718-541-23	718-501-24	718-501-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-501-45	718-501-44	718-541-43	718-501-42	718-501-41	718-501-31	718-501-32	718-541-33	718-501-34	718-501-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-501-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-501-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-501-50

Примечание: 1 упаковка артикула 718-501-02 эквивалентна артикулу 718-501-01 с 4 дополнительными буквальными трубками с вертикальным крючком (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00).


Roth 22

Пазы: 0.56 x 0.76 мм/ 22 x 30 • брекет на клик с крючками

Торк	- 7°	- 7°	- 2°	+ 8°	+ 12°	+ 12°	+ 8°	- 2°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 13°	+ 9°	+ 5°	+ 5°	+ 9°	+ 13°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-501-15	722-501-14	722-541-13	722-501-12	722-501-11	722-501-21	722-501-22	722-541-23	722-501-24	722-501-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 22°	- 17°	- 11°	- 1°	- 1°	- 1°	- 1°	- 11°	- 17°	- 22°
Ангуляция	0°	0°	+ 7°	0°	0°	0°	0°	+ 7°	0°	0°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-501-45	722-501-44	722-541-43	722-501-42	722-501-41	722-501-31	722-501-32	722-541-33	722-501-34	722-501-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-501-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-501-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-501-50

Примечание: 1 упаковка артикула 722-501-02 эквивалентна артикулу 722-501-01 с 4 дополнительными щечными трубками с вертикальным крючком (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-026-00).

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Металлические брекеты

equilibrium® ti / Ассортимент


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • брекеты на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-502-15	718-502-14	718-542-13	718-502-12	718-502-11	718-502-21	718-502-22	718-542-23	718-502-24	718-502-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	718-502-45	718-502-44	718-542-43	718-502-42	718-502-41	718-502-31	718-502-32	718-542-33	718-502-34	718-502-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 718-502-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 718-502-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 718-502-50

ассортимент 1 упаковки артикул **718-502-02** эквивалент артикулу 718-502-01, с дополнительными 4 щечными трубками с вертикальным крючком (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).

*The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.


McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • брекеты на клыки с крючками

Торк	- 7°	- 7°	0°	+ 10°	+ 17°	+ 17°	+ 10°	0°	- 7°	- 7°
Ангуляция	0°	0°	+ 8°	+ 8°	+ 4°	+ 4°	+ 8°	+ 8°	0°	0°
In/Out	1.2 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.2 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.0 мм	3.4 мм	3.4 мм	3.0 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-502-15	722-502-14	722-542-13	722-502-12	722-502-11	722-502-21	722-502-22	722-542-23	722-502-24	722-502-25
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

CE 0483

Еще более простая идентификация брекетов с FDI маркированием



Торк	- 17°	- 12°	0°	- 6°	- 6°	- 6°	- 6°	0°	- 12°	- 17°
Ангуляция	+ 2°	+ 2°	+ 3°	0°	0°	0°	0°	+ 3°	+ 2°	+ 2°
In/Out	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	1.3 мм	0.7 мм	0.7 мм	0.7 мм
Ширина	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	2.4 мм	3.1 мм	3.1 мм	3.1 мм
Артикул	722-502-45	722-502-44	722-542-43	722-502-42	722-502-41	722-502-31	722-502-32	722-542-33	722-502-34	722-502-35
Количество	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт	10 шт

Ассортимент:

1 контейнер	20 брекетов	Артикул 722-502-01
10 контейнеров	200 брекетов	Артикул 722-502-10
50 контейнеров	1000 брекетов	Артикул 722-502-50

ассортимент 1 упаковки артикул **722-502-02** эквивалент артикулу 722-502-01, с дополнительными 4 щечными трубками с вертикальным крючком (1 x 723-028-00 / 1 x 723-032-00 / 2 x 723-030-00).

*The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

100%

Эстетические брекеты

discovery® pearl керамические брекеты	
■ Стартовый набор	страница 94
discovery® pearl керамические брекеты / Ассортимент	
■ Roth 18/22	страница 95
■ McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22	страница 95
discovery® pearl керамические брекеты/Штучные упаковки	
■ Roth 18/22	страница 96
■ McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22	страница 96
discovery® pearl & smart	
■ Комбинированный набор	страница 97
discovery® pearl	
■ Аксессуары	страница 98
Fascination® керамические брекеты/Ассортимент	
■ Roth 18/22	страница 99
■ Standard Edgewise 18/22	страница 99
Fascination® керамические брекеты/Штучные упаковки	
■ Roth 18/22	страница 100
■ Standard Edgewise 18/22	страница 100
Fascination® 2 керамические брекеты/Ассортимент	
■ Roth 18/22	страница 101
Fascination® 2 керамические брекеты/Штучные упаковки	
■ Roth 18/22	страница 102
Jewels керамические брекеты/Ассортимент	
■ Roth 18/22	страница 103
Jewels керамические брекеты/Штучные упаковки	
■ Roth 18/22	страница 104
Elegance® композитные брекеты/ Ассортимент	
■ Roth 18/22	страница 106
■ Standard Edgewise 18/22	страница 106
Elegance® композитные брекеты / Штучная упаковка	
■ Roth 18/22	страница 107
■ Standard Edgewise 18/22	страница 107
Аксессуары для брекетов	
■	страница 108

* The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Эстетические брекетy

Сделать улыбку еще красивее



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекетy ■
- Металлические брекетy ■
- Эстетические брекетy ■**
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Эстетические брекеты



discovery
..pearl

Fascination 2

JEWELS

Elegance®

Открывая красоту заново

Все брекеты Дентаурум имеют самый современный дизайн вне зависимости от материала, из которого они выполнены. Все этапы производства реализуются в одном месте - Испринген, Германия. За долгие годы этот процесс стал максимально оптимизированным и координированным. Решающим фактором, обеспечивающим безопасность и надежность применения в ортодонтическом лечении, является высочайшее мастерство производства. С появлением новейших технологий производства, таких как СИМ (формирование керамики под давлением) стало возможно производство самых разнообразных элементов из керамики. Химическое производство Дентаурум требует непрерывного совершенствования эстетических материалов для удовлетворения растущей потребности в группе керамических брекетов.



discovery® pearl

Потрясающе естественные

Fascination®/Fascination® 2

Потрясающая эстетичность

Jewels

Цветные стильные брекетy

Elegance®

Легкие композитные брекетy



FDI-System

	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28	
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	L
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
	48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38	



Потрясающе естественные



Максимальное качество и бескомпромиссная естественность

Discovery® pearl превосходят все ожидания в эстетичности, качестве и исполнении. Благодаря своей форме и высокой степени полупрозрачности брекеты discovery® pearl абсолютно незаметны на зубах. Брекеты Discovery® pearl полностью сделаны из керамики и не имеют металлических примесей даже в пазах. Они выполнены монолитом и производятся по новейшей технологии, используемой в CIM процессе (формирование керамики под давлением). Основание брекета оптимально адаптировано к контуру зуба благодаря использованию технологии CAD (Computer-Aided Design), что облегчает позиционирование на зубах. За счет цветной маркировки и FDI кодировки брекеты невероятно удобны в работе. Структурированное лазером по новейшей технологии основание обеспечивает прочное сцепление с поверхностью зуба и безопасное снятие. Таким образом, discovery® pearl гарантируют оптимальный результат лечения и отвечают постоянно растущим требованиям, предъявляемым к эстетичности проводимого лечения.

Доказанная геометрия брекета линейки discovery®

Обеспечивает простоту преемственности между брекетами discovery® из металла и из керамики

Идеальная адаптация формы

Естественный вид зуба – визуальный эффект отсутствия брекетов

Цветные позиционные метки

Облегчают позиционирование на зубе

Оптимальный размер

Компактный дизайн для оптимального лечения/комфорта пациента

Анатомическая форма основания

Для точного позиционирования на зубе

Структурированное лазером основание

Для оптимального приклеивания и снятия брекета



Pearl («жемчуг») – это сокращенное определение естественной красоты. Он развивается внутри устрицы и требуется время для созревания в совершенство.

Эстетические брекеты

discovery® pearl керамические брекеты/ Стартовый набор



discovery® pearl Стартовый набор

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

В набор входит:

- 5 x 1 наборы discovery® pearl керамические брекеты (верхнечелюстная 5-5), артикул 722-702-05
- 1 x полупрозрачные дуги pearl, 5 дуг в каждом, артикул 766-906-00
- 5 x Dentalastics® pearl (эластичная лигатура), 5 модулей, 22 кольца на каждом
- 1 x discovery® pearl инструмент для отсоединения, артикул 019-001-00
- 1 x discovery® pearl демонстрационный брекет 10:1
- 1 x discovery® pearl ортодонтическая демонстрационная модель, артикул 892-000-18



Артикул 722-701-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

* The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Эстетические брекетy

discovery® pearl керамические брекетy / Ассортимент

Roth 18/22

брекетy на клыкy с крючками с позиционером

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	718-701-03	722-701-03	По 1 брекету каждого= 6 шт
15-11/21-25	718-701-05	722-701-05	По 1 брекету каждого= 10 шт

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30



Доступны весна/лето 2014. Новинка

New
New

McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

брекетy на клыкy с крючками с позиционером

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23		722-702-03	По 1 брекету каждого= 6 шт
15-11/21-25		722-702-05	По 1 брекету каждого= 10 шт

CE 0483

Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсть

Эстетические брекеты

discovery® pearl керамические брекеты / Штучные упаковки



Roth 18/22

с позиционером

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-11	722-701-11	1 шт
21	+ 12°	+ 5°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-21	722-701-21	1 шт
12	+ 8°	+ 9°	1.3 мм		2.7 мм	718-701-12	722-701-12	1 шт
22	+ 8°	+ 9°	1.3 мм		2.7 мм	718-701-22	722-701-22	1 шт
13	- 2°	+ 13°	0.7 мм	•	3.1 мм	718-741-13	722-741-13	1 шт
23	- 2°	+ 13°	0.7 мм	•	3.1 мм	718-741-23	722-741-23	1 шт
14	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-14	722-701-14	1 шт
24	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-24	722-701-24	1 шт
15	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-15	722-701-15	1 шт
25	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм	718-701-25	722-701-25	1 шт

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76мм / 22 x 30

Доступно весна/лето 2014. Новинка

eu
New



McLaughlin-Bennett-Trevisi** 22

с позиционером

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 17°	+ 4°	0.7 мм		3.1 мм		722-702-11	1 шт
21	+ 17°	+ 4°	0.7 мм		3.1 мм		722-702-21	1 шт
12	+ 10°	+ 8°	1.3 мм		2.7 мм		722-702-12	1 шт
22	+ 10°	+ 8°	1.3 мм		2.7 мм		722-702-22	1 шт
13	0°	+ 8°	0.7 мм	•	3.1 мм		722-742-13	1 шт
23	0°	+ 8°	0.7 мм	•	3.1 мм		722-742-23	1 шт
14	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм		722-702-14	1 шт
24	- 7°	0°	0.7 мм		3.1 мм		722-702-24	1 шт
15	- 7°	0°	1.20 мм		3.1 мм		722-702-15	1 шт
25	- 7°	0°	1.20 мм		3.1 мм		722-702-25	1 шт

CE 0483

Паз22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Эстетические брекет

discovery® pearl & smart комбинированный набор

discovery® pearl (верхнечелюстной) и smart (нижнечелюстной) комбинированный набор

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

брекеты на клики с крючками и с позиционером

В набор входит:

- discovery® pearl керамические брекет для верхней челюсти (15-11/21-25)
- discovery® smart металлические брекет для нижней челюсти (35-31/41-45)

Артикул 891-400-00	20 брекетов
---------------------------	-------------

CE 0483

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



eu
New



Эстетические брекеты

discovery® pearl аксессуары для керамических брекетов



discovery® pearl инструмент для снятия

стерилизуемый

Для простого безопасного снятия керамических брекетов discovery® pearl

Артикул	Количество
019-001-00	1 шт

CE



Dentalastics® pearl

Пластиковые лигатуры

Особенно деликатные пластиковые лигатуры для фиксации дуг к брекетам

Содержит:

45 модулей x 22 кольца = 990 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
жемчужный	1.3 мм	774-563-00	1 упаковка

CE 0483



Elasto-Force pearl эластичные цепочки

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
жемчужный	1.3 мм	4.5 м	774-236-00	1 катушка

CE 0483



Прозрачные идеальные дуги pearl, круглые

Ø	Артикул	Количество
0.45 мм / 18	766-906-00	5 шт

CE 0483



Ортодонтическая демонстрационная модель

discovery® pearl

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Укомплектована с:

- discovery® pearl керамические брекеты
- прозрачные дуги pearl

Верхняя челюсть, сделанная из пластика.

Артикул 892-000-18	1 шт
--------------------	------

* The DentaNew version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does DentaNew imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Эстетические брекетy

Fascination® керамические брекетy / Ассортимент

Roth 18/22

брекетy на клыки с крючками • с позиционером

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-055-00	700-059-00	По 1 брекету каждого= 6 шт
15-11/21-25	700-057-00	700-061-00	По 1 брекету каждого= 10 шт

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43-41/31-33	700-063-00	700-064-00	По 1 брекету каждого= 6 шт

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23/43-41/31-33	700-056-00	700-060-00	По 1 брекету каждого= 12 шт
15-11/21-25/45-41/31-35	700-058-00	700-062-00	По 1 брекету каждого= 20 шт

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30



Standard Edgewise 18/22

без крючков • без позиционера

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-007-00	700-011-00	По 1 брекету каждого= 6 шт
15-11/21-25	700-009-00	700-013-00	По 1 брекету каждого= 10 шт

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23/43-41/31-33	700-067-00	700-069-00	По 1 брекету каждого= 12 шт
15-11/21-25/45-41/31-35	700-068-00	700-070-00	По 1 брекету каждого= 20 шт

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30



Эстетические брекеты

Fascination® керамические брекететы/ Штучные упаковки



Roth 18/22

с позиционером

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-015-03	700-035-03	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-016-03	700-036-03	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-017-03	700-037-03	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-018-03	700-038-03	1 шт
13	- 2°	+ 13°			3.9 мм	700-019-03	700-039-03	1 шт
23	- 2°	+ 13°			3.9 мм	700-020-03	700-040-03	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-021-03	700-041-03	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-022-03	700-042-03	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-13	700-043-13	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-23	700-043-23	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-33	700-043-33	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-43	700-043-43	1 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
41	0°	0°			3.4 мм	700-002-13	700-005-13	1 шт
31	0°	0°			3.4 мм	700-002-23	700-005-23	1 шт
42	0°	0°			3.4 мм	700-002-33	700-005-33	1 шт
32	0°	0°			3.4 мм	700-002-43	700-005-43	1 шт
43	- 11°	+ 5°			3.9 мм	700-025-03	700-045-03	1 шт
33	- 11°	+ 5°			3.9 мм	700-026-03	700-046-03	1 шт
43	- 11°	+ 5°		•	3.9 мм	700-027-03	700-047-03	1 шт
33	- 11°	+ 5°		•	3.9 мм	700-028-03	700-048-03	1 шт
44	- 17°	0°			3.9 мм	700-029-13	700-049-13	1 шт
34	- 17°	0°			3.9 мм	700-029-23	700-049-23	1 шт
45	- 22°	0°			3.9 мм	700-030-13	700-050-13	1 шт
35	- 22°	0°			3.9 мм	700-030-23	700-050-23	1 шт

CE 0483

Также доступны штучные упаковки, содержащие 10 шт! В этом случае, значение 8-й цифры артикула = 0

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30



Standard Edgewise 18/22

без позиционера

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11/21	0°	0°	1.2 мм		3.9 мм	700-001-03	700-004-03	1 шт
12/22	0°	0°	1.2 мм		3.4 мм	700-002-03	700-005-03	1 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	0°	0°	1.2 мм		3.0 мм	700-065-03	700-066-03	1 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Width	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-13/23-25/45-43/33-35	0°	0°	1.2 мм		3.9 мм	700-003-03	700-006-03	1 шт

CE 0483

Также доступны штучные упаковки, содержащие 10 шт! В этом случае, значение 8-й цифры артикула = 0

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30

Эстетические брекетy

Fascination® 2 керамические брекетy / Ассортимент

Roth 18/22

брекетy на клики с крючками с позиционером

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-055-01	700-059-01	по 1 каждого брекета = 6 шт
15-11/21-25	700-057-01	700-061-01	по 1 каждого брекета = 10 шт

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43-41/31-33	700-063-01	700-064-01	по 1 каждого брекета = 6 шт

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23/43-41/31-33	700-056-01	700-060-01	по 1 каждого брекета = 12 шт
15-11/21-25/45-41/31-35	700-058-01	700-062-01	по 1 каждого брекета = 20 шт



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Эстетические брекеты

Fascination® 2 керамические брекеты / Штучные упаковки



Roth 18/22

с позиционером

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-015-04	700-035-04	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-016-04	700-036-04	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-017-04	700-037-04	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-018-04	700-038-04	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-021-04	700-041-04	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-022-04	700-042-04	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-14	700-043-14	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-24	700-043-24	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-34	700-043-34	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-023-44	700-043-44	1 шт



Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
41	0°	0°			3.4 мм	700-002-14	700-005-14	1 шт
31	0°	0°			3.4 мм	700-002-24	700-005-24	1 шт
42	0°	0°			3.4 мм	700-002-34	700-005-34	1 шт
32	0°	0°			3.4 мм	700-002-44	700-005-44	1 шт
43	- 11°	+ 5°		•	3.9 мм	700-027-04	700-047-04	1 шт
33	- 11°	+ 5°		•	3.9 мм	700-028-04	700-048-04	1 шт
44	- 17°	0°			3.9 мм	700-029-14	700-049-14	1 шт
34	- 17°	0°			3.9 мм	700-029-24	700-049-24	1 шт
45	- 22°	0°			3.9 мм	700-030-14	700-050-14	1 шт
35	- 22°	0°			3.9 мм	700-030-24	700-050-24	1 шт

CE 0483

Также доступны штучные упаковки, содержащие 10 шт! В этом случае, значение 8-й цифры артикула = «1»

Паз 18: 0,46 x 0,76 мм / 18 x 30

Паз 22: 0,56 x 0,76 мм / 22 x 30

Эстетические брекет

Jewels керамические брекет / Ассортимент

Roth 18/22

брекет на клыки с крючками с позиционером • **аквамарины**

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-155-00	700-159-00	По 1 каждого брекета = 6 шт
15-11/21-25	700-157-00	700-161-00	По 1 каждого брекета = 10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Roth 18/22

брекет на клыки с крючками с позиционером • **лазурные**

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-255-00	700-259-00	По 1 каждого брекета = 6 шт
15-11/21-25	700-257-00	700-261-00	По 1 каждого брекета = 10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Roth 18/22

брекет на клыки с крючками с позиционером • **розовые**

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-355-00	700-359-00	По 1 каждого брекета = 6 шт
15-11/21-25	700-357-00	700-361-00	По 1 каждого брекета = 10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Roth 18/22

брекет на клыки с крючками с позиционером • **гренадин**

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	700-455-00	700-459-00	По 1 каждого брекета = 6 шт
15-11/21-25	700-457-00	700-461-00	По 1 каждого брекета = 10 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя + нижняя челюсти



Эстетические брекеты

Jewels керамические брекеты / Штучные упаковки



Roth 18/22
с позиционером • аквамарины

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-115-00	700-135-00	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-116-00	700-136-00	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-117-00	700-137-00	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-118-00	700-138-00	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-121-00	700-141-00	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-122-00	700-142-00	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-123-10	700-143-10	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-123-20	700-143-20	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-123-30	700-143-30	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-123-40	700-143-40	1 шт

€ 0483 Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Roth 18/22
с позиционером • лазурные

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-215-00	700-235-00	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-216-00	700-236-00	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-217-00	700-237-00	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-218-00	700-238-00	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-221-00	700-241-00	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-222-00	700-242-00	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-223-10	700-243-10	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-223-20	700-243-20	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-223-30	700-243-30	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-223-40	700-243-40	1 шт

€ 0483 Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Roth 18/22
с позиционером • розовые

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-315-00	700-335-00	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-316-00	700-336-00	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-317-00	700-337-00	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-318-00	700-338-00	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-321-00	700-341-00	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-322-00	700-342-00	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-323-10	700-343-10	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-323-20	700-343-20	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-323-30	700-343-30	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-323-40	700-343-40	1 шт

€ 0483 Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Эстетические брекеты

Jewels керамические брекеты / Штучные упаковки

Roth 18/22

с позиционером • гrenaдин



Зубы	Торк	Ангyляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-415-00	700-435-00	1 шт
21	+ 11°	+ 5°			3.9 мм	700-416-00	700-436-00	1 шт
12	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-417-00	700-437-00	1 шт
22	+ 7°	+ 8°			3.4 мм	700-418-00	700-438-00	1 шт
13	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-421-00	700-441-00	1 шт
23	- 2°	+ 13°		•	3.9 мм	700-422-00	700-442-00	1 шт
14	- 7°	0°			3.9 мм	700-423-10	700-443-10	1 шт
24	- 7°	0°			3.9 мм	700-423-20	700-443-20	1 шт
15	- 7°	0°			3.9 мм	700-423-30	700-443-30	1 шт
25	- 7°	0°			3.9 мм	700-423-40	700-443-40	1 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Эстетические брекет

Elegance® композитные брекет / Ассортимент



Roth 18/22

брекет на клики с крючками • без позиционера

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	791-058-00	791-060-00	по 1 каждого брекета = 6 шт
Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
43-41/31-33	791-066-00	791-067-00	по 1 каждого брекета = 6 шт
Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-11/21-25/45-41/31-35	791-059-00	791-061-00	по 1 каждого брекета = 20 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30



Standard Edgewise 18/22

без крючков • без позиционера

Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
13-11/21-23	791-062-00		по 1 каждого брекета = 6 шт
Зубы	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-11/21-25/45-41/31-35	791-063-00	791-065-00	по 1 каждого брекета = 20 шт

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Эстетические брекет

Elegance® керамические брекет / Штучные упаковки

Roth 18/22

без позиционера

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11	+ 14°	+ 5°	1.05 мм		3.6 мм	791-001-03	791-013-03	1 шт
21	+ 14°	+ 5°	1.05 мм		3.6 мм	791-002-03	791-014-03	1 шт
12	+ 7°	+ 8°	1.25 мм		3.2 мм	791-003-03	791-015-03	1 шт
22	+ 7°	+ 8°	1.25 мм		3.2 мм	791-004-03	791-016-03	1 шт
13	0°	+ 10°	0.75 мм	•	3.5 мм	791-005-03	791-017-03	1 шт
23	0°	+ 10°	0.75 мм	•	3.5 мм	791-006-03	791-018-03	1 шт
15-14/24-25	- 7°	0°	0.75 мм		3.2 мм	791-007-03	791-019-03	1 шт

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	- 1°	0°	1.10 мм		3.0 мм	791-008-03	791-020-03	1 шт
43	- 7°	+ 6°	0.75 мм	•	3.5 мм	791-009-03	791-021-03	1 шт
33	- 7°	+ 6°	0.75 мм	•	3.5 мм	791-010-03	791-022-03	1 шт
44/34	- 11°	0°	0.75 мм		3.2 мм	791-011-03	791-023-03	1 шт
45/35	- 17°	0°	0.85 мм		3.2 мм	791-012-03	791-024-03	1 шт

CE 0483

Также доступны штучные упаковки, содержащие 10 шт! В этом случае, значение 8-й цифры артикула = «2»
Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

Standard Edgewise 18/22

без позиционера

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
11/21	0°	0°	0.90 мм		3.6 мм	704-799-03	704-800-03	1 шт
12/22	0°	0°	0.90 мм		3.0 мм	703-799-03	703-800-03	1 шт

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
42-41/31-32	0°	0°	0.90 мм		3.0 мм	702-799-03	702-800-03	1 шт

Зубы	Торк	Ангуляция	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Количество
15-13/23-25/45-43/33-35	0°	0°	0.85 мм		3.5 мм	713-799-03	713-800-03	1 шт

CE 0483

Также доступны штучные упаковки, содержащие 10 шт! В этом случае, значение 8-й цифры артикула = «2»
Паз 18: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30
Паз 22: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Аксессуары к брекетам

Аксессуары к брекетам



Bite-Bumper™

Для адгезивной техники.
Материал: пластик
Небная пластинка для устранения глубины
резцового перекрытия при лечении
дистальной окклюзии (Класс II)

Артикул 705-000-00 10 шт

CE 0510



Титановые кнопки с цепочкой по Ватеду (acc. to Watt)

Адгезивная техника.
С лазер-структурированным титановым основанием и
титановой цепочкой. Для выравнивания резцов и клыков
Длина: 5 см

Артикул 750-003-51 1 шт

CE 0483



Лингвальные кнопки

Адгезивная техника
С лазер-структурированным плоским основанием,
квадратные. Для резцов.
Размеры (ВхШ): 3.5 мм х 3.5 мм

Артикул 750-002-51 10 шт

CE 0483



Лингвальные кнопки

Адгезивная техника
С лазер-структурированным, контурированным
основанием, круглые.
Для клыков и премоляров
Ø 3.0 мм

Артикул 750-001-51 10 шт

CE 0483



Лингвальные кнопки

Адгезивная техника
С сетчатым основанием для
приклеивания. Плоские. Для
дополнительных эластиков или пружин
Размеры (В х Ш): 3.8 мм х 3.8 мм

Артикул 750-602-50 10 шт

CE 0483



Сетчатые основания

Адгезивная техника
Анатомическая форма

Показание	Основание	Размер (В х Ш)	Артикул	Количество
Для резцов	плоское	3.8 х 3.8 мм	799-202-00	10 шт
Для клыков и премоляров	изогнутое	4.0 х 4.5 мм	799-204-00	10 шт
Для щечных трубок и 1-го моляра	большое	3.8 х 8.3 мм	799-205-00	10 шт
Для щечных трубок и 2-го моляра	маленькое	3.0 х 6.5 мм	799-206-00	10 шт

CE 0483



Gauze

тонкая сетка
Для изготовления индивидуальных ретенционных
оснований, периодонтальных шин и т.д. 10 х 10 см

Артикул 316-000-00 1 шт

CE 0483

Аксессуары для брекетов

Аксессуары для брекетов

Защитный воск

Для предотвращения раздражения, вызванного брекетами и лигатурами

Форма выпуска:

50 коробок по 5 пластин воска в каждой

Цвет: белый

Артикул 124-305-00	50 x 5 шт
--------------------	-----------

CE



Подложка для брекетов (bracket tray)

С самоклеящейся пленкой для сортировки брекетов

Артикул 891-002-00	50 шт
--------------------	-------



Контейнер для брекетов

Для хранения, предварительно отсортированных, брекетов

Артикул 891-001-00	1 шт
--------------------	------



Коробка для хранения

Для хранения штучных брекетов

Артикул 766-003-00	1 шт
--------------------	------



Щечные трубки

Для приварки к кольцам	страница 114
Язычные атачменты для приварки к кольцам	страница 122
Адгезивная техника	страница 124
Адгезивная техника / не содержащие никель* трубки	страница 131
Адгезивная техника / Титановые трубки	страница 132

*В соотв. с ISO 6871-1 (1994)



Примечание:

Размеры трубок	Основная трубка
	Паз: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 или
	Паз: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

	Дополнительная трубка
	Паз: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
	Для сегментарных дуг в технике сегментарной дуги
	(максимальная рекомендованная толщина проволоки: 0.43 x 0.64 мм / 17 x 25)

	Трубки для лицевой дуги / губных бамперов
	ø 1.15 мм / 45

	In/Out
	0.3 мм

Крючки	Крючки позиционируются мезиально, если только нет специальных указаний!
	Легкая идентификация:
	+ = верхняя челюсть, - = нижняя челюсть

Фотографии щёчных трубок даны только для примера!

Информация может быть легко найдена в каталоге при помощи цветовых кодов


верхняя челюсть

 нижняя челюсть

 верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Совершенные по функциональности и дизайну



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■**
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Щечные трубки



Совершенны по функциональности и дизайну

Как и брекет-системы Дентаурум, щечные трубки производятся по последнему слову техники. В зависимости от используемого материала, трубки доступны в различных вариациях: от единичных, не конвертируемых трубок до более сложных тройных комбинированных. Это дает больше возможностей во время лечения. Большинство трубок доступны как для адгезивной техники, так и для техники приварки к кольцам. В этом случае, щечные трубки могут быть приварены к кольцам в соответствии с вашим заказом.

Ortho-Cast™ М-Серия – это последнее поколение щечных трубок. Они обладают идеальными рабочими характеристиками. Благодаря наличию позиционного тоннеля в основании и дополнительного тоннеля для позиционирующего пинцета, фиксация трубок становится невероятно простой. Воронкообразный вход обеспечивает легкое введение дуги. М-Серия также доступна как М-серия mini для 2-ых моляров.



Ortho-Cast™ M-Series

Новое поколение



Ortho-Cast™ M-Series mini

Миниатюрные щечные трубки



Ortho-Cast™

Инновационные MIM щечные трубки



Ortho-Cast™ NF

Не содержат никель*



rematitan®

Единственные трубки, сделанные из чистого титана



Ortho and Standard

Бюджетные щечные трубки



* в соотв. с ISO 6871-1 (1994)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая круглая



Ortho-Cast™

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°	•	4.0 мм	724-080-00	
26-27/47-46		6°	•	4.0 мм	724-081-00	

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги, техника легких дуг • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°		6.0 мм	725-033-00	Begg
26-27/47-46		6°		6.0 мм	725-034-00	Begg

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6.0 мм	725-203-00	

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		6.0 мм	725-206-00	

CE 0483

Паз: 1.15 мм / 45

Двойная круглая



Ortho

Не конвертируемая • с вертикальным пазом для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		0°	•	4.6 мм	726-012-00	
26-27/47-46		0°	•	4.6 мм	726-013-00	
17-16/26-27/47-46/36-37		0°		4.6 мм	726-011-00	

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36 окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-016-00	724-116-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-017-00	724-117-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-232-00	724-214-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-233-00	724-215-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-236-00	724-218-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-237-00	724-219-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-020-00	724-120-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-021-00	724-121-00	
47-46	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-014-00	724-114-00	
36-37	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-015-00	724-115-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-092-00	724-094-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	724-093-00	724-095-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-090-00	724-091-00	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-048-00	724-148-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-049-00	724-149-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-234-00	724-216-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-235-00	724-217-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-040-00	724-140-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-041-00	724-141-00	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	8°	•	4.0 мм	724-044-00	724-144-00	
26-27/47-46	0°	8°	•	4.0 мм	724-045-00	724-145-00	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ 22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-00	Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-00	Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм	725-164-00	725-166-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм	725-165-00	725-167-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм	725-168-00	725-170-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм	725-169-00	725-171-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-308-00	725-306-00	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	725-309-00	725-307-00	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-310-00	725-311-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Двойная прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-066-00	724-166-00	
26-27	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-067-00	724-167-00	
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-280-00		
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-281-00		



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 22°	12°	•	4.0 мм	724-064-00	724-164-00	Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
36-37	- 22°	12°	•	4.0 мм	724-065-00	724-165-00	Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
47-46	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-282-00		
36-37	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-283-00		

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 30°	0°	•	4.0 мм	724-062-00	724-063-00	

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3.5 мм	724-018-00	724-019-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	0°	0°	•	4.0 мм	724-002-00	724-102-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4.0 мм	724-003-00	724-103-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-056-00	724-156-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-057-00	724-157-00	
47-46	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-270-00	724-272-00	Roth
36-37	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-271-00	724-273-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-204-00	724-206-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-205-00	724-207-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	8°	•	4.0 мм	724-004-00	724-104-00	
26-27	0°	8°	•	4.0 мм	724-005-00	724-105-00	
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-028-00	724-030-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-029-00	724-031-00	
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-058-00	724-158-00	
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-059-00	724-159-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-242-00	724-224-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-243-00	724-225-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера/ техника лицевой дуги гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-150-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-151-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-238-00	724-220-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-239-00	724-221-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-240-00	724-222-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-241-00	724-223-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-036-00	724-038-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-037-00	724-039-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Двойная комбинированная

Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	0°	•	4,6 мм	727-365-00	727-385-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4,6 мм	727-366-00	727-386-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/26-27	0°	0°		4,6 мм	727-265-00	727-266-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4,6 мм	727-367-00	727-387-00	
26-27	0°	6°	•	4,6 мм	727-368-00	727-388-00	

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1,15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0,56 x 0,70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1,15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	0°	0°	•	4,6 мм	727-267-00	727-269-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
36-37	0°	0°	•	4,6 мм	727-268-00	727-270-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0,46 x 0,64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1,15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0,56 x 0,70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки: 1,15 мм / 45 (гингивальная)



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Тройная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-200-00	724-202-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-201-00	724-203-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-068-00	724-070-00	
26-27	- 9°	10°	•	4.0 мм	724-069-00	724-071-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-060-00	724-160-00	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-061-00	724-161-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги окклюзионная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	0°	8°	•	4.0 мм	724-006-00	724-106-00	
26-27	0°	8°	•	4.0 мм	724-007-00	724-107-00	
17-16	0°	15°	•	4.0 мм	724-008-00		Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
26-27	0°	15°	•	4.0 мм	724-009-00		Ricketts® 18 – IV. Dimension for the 1st molar
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-162-00	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм		724-163-00	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-230-00	724-212-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-231-00	724-213-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-266-00	724-268-00	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-267-00	724-269-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Паз дополнительной трубки: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги, гингивальная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-180-00	724-182-00	Roth
26	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-181-00	724-183-00	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (гингивальная)

Щечные трубки

Для приварки к кольцам

Тройная комбинированная

Ortho 18/22

Не конвертируемая • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	0°	0°		4.6 мм	726-201-00	726-401-00	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/26-27	0°	6°		4.6 мм	726-203-00		
17-16	0°	0°	•	4.6 мм	726-206-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27	0°	0°	•	4.6 мм	726-207-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16	0°	6°	•	4.6 мм	726-204-00	726-404-00	
26-27	0°	6°	•	4.6 мм	726-205-00	726-405-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)

Ortho 18

Не конвертируемая • с мезиальным/дистальным крючком • для губного бампера / техника лицевой дуги центральная • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	0°	0°	•	4.6 мм	726-202-00		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 Окружность трубки: 1.15 мм / 45 (центральная)

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Язычные аттачменты для приварки к кольцам



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix открытые

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-010-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-110-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые • с мезиальным / дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-011-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-012-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые • с дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-111-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-112-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix открытые • с дистальным крючком

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-016-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм	•	3.5 мм	728-017-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Язычные / небные трубки - ножны

Для Orthoramax*, Lingual / Palatal bars, Goshgarian, Quad Helix закрытые • с дистальным крючком • с желобком для введения

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	In/Out	Крючок	Ширина	Артикул	Количество
17-16/36-37		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-113-00	10 шт
26-27/47-46		0°	0.25 мм		3.5 мм	728-114-00	10 шт

CE 0483

Паз: 2 x 0.9 мм / 2 x 36



Щечные трубки

Язычные атачменты для приварки к кольцам

Кнопки / Техника приварки к кольцам

для эластиков или Dentalastics®.

Вид	Артикул	Количество
Круглое основание, длинная шейка	750-002-00	10 шт
Широкое основание, короткая шейка	750-101-00	10 шт

CE 0483



Посадочная лента/ Техника приварки к кольцам

Подходит для всех преформированных бандажных колец

Форма выпуска	Артикул	Количество
На ленте	750-201-00	100 шт

CE 0483



Двойные крючки / Техника приварки к кольцам

Для дополнительных эластиков или пружин

Вид	Форма выпуска	Артикул	Количество
Узкие, для бандажных колец на клыки и премоляры	На ленте	750-602-00	10 шт
Узкие, для бандажных колец на клыки и премоляры	Штучно	750-602-10	10 шт
Широкие, для бандажных колец на моляры	На ленте	750-603-00	10 шт
Широкие, для бандажных колец на моляры	Штучно	750-603-10	10 шт

CE 0483



Крючки с кнопкой / Техника приварки к кольцам

Для эластиков, лигатур и т.д.

Форма выпуска	Артикул	Количество
Штучные	750-701-00	10 шт

CE 0483



Лингвальный крючок для приварки к кольцам / Техника приварки к кольцам

Для эластиков, лигатур и т.д.

Форма выпуска	Артикул	Количество
Штучные	750-401-00	100 шт

CE 0483



Адаптер для введения

Для опоры щечных и лингвальных трубок, в случае наличия несъемных ортопедических конструкций, например, мостовидных протезов и т.п.

750-205-00	10 шт
------------	-------

CE 0483



Щечные трубки

Адгезивная техника

Простые круглые



Ortho

Не конвертируемая • с трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/26-27/47-46/36-37		0°	6,0 мм		725-203-51	

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36



Ortho

Не конвертируемая • с пазом для губного бампера / техника лицевой дуги, техника слабой силы • Количество: 10 шт.

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул	Система
17-16/36-37		6°	6,0 мм		725-033-50	Begg
26-27/47-46		6°	6,0 мм		725-034-50	Begg

CE 0483

Паз: 0.9 мм / 36

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ M-Series mini 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	0°	•	2.5 мм	724-250-51	724-254-51	Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	0°	•	2.5 мм	724-251-51	724-255-51	Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47	- 10°	0°	•	2.5 мм		724-260-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
37	- 10°	0°	•	2.5 мм		724-261-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
46	- 20°	0°	•	2.5 мм		724-258-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	2.5 мм		724-259-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
47-46	- 30°	0°	•	2.5 мм	724-252-51	724-256-51	Roth
36-37	- 30°	0°	•	2.5 мм	724-253-51	724-257-51	Roth



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	2.5 мм	724-262-51	724-264-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	2.5 мм	724-263-51	724-265-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ M-Series 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	14°	•	3.3 мм	818-211-16	822-211-16	Roth
26	- 14°	14°	•	3.3 мм	818-211-26	822-211-26	Roth
16	- 14°	10°	•	3.3 мм	818-212-16	822-212-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3.3 мм	818-212-26	822-212-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
46	- 30°	4°	•	3.3 мм	818-211-46	822-211-46	Roth
36	- 30°	4°	•	3.3 мм	818-211-36	822-211-36	Roth
46	- 20°	0°	•	3.3 мм	818-212-46	822-212-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3.3 мм	818-212-36	822-212-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ M-Series 22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
16	- 14°	10°	•	3.3 мм		822-112-16	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26	- 14°	10°	•	3.3 мм		822-112-26	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
46	- 20°	0°	•	3.3 мм		822-112-46	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
36	- 20°	0°	•	3.3 мм		822-112-36	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Доступно весна-лето 2014



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-016-51	724-116-51	
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-017-51	724-117-51	
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-232-51	724-214-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-233-51	724-215-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-236-51	724-218-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	724-237-51	724-219-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 2nd molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-020-51	724-120-51	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-021-51	724-121-51	
47-46	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-014-51	724-114-51	
36-37	- 30°	12°	•	4.0 мм	724-015-51	724-115-51	



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-092-51	724-094-51	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	724-093-51	724-095-51	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	724-090-51	724-091-51	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-048-51		
26-27	- 10°	8°	•	4.0 мм	724-049-51		



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-234-51	724-216-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	724-235-51	724-217-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-040-51	724-140-51	
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-041-51	724-141-51	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Адгезивная техника

Простая прямоугольная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с более крупным основанием • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм		724-084-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм		724-085-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм		724-088-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм		724-089-50	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		4.0 мм	724-090-50		

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм/ 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальный паз • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	6°	•	4.0 мм	725-308-50	725-306-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	4.0 мм	725-309-50	725-307-50	
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	6°		4.0 мм	725-310-50	725-311-50	

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм/ 22 x 28



Ortho 18/22

Не конвертируемая • дистальное удлинение • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/36-37	0°	0°	•	6.0 мм	725-164-50	725-166-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
26-27/47-46	0°	0°	•	6.0 мм	725-165-50	725-167-50	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise
17-16/36-37	0°	6°	•	6.0 мм	725-168-50	725-170-50	
26-27/47-46	0°	6°	•	6.0 мм	725-169-50	725-171-50	

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм/ 22 x 28



Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ 18

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-280-51		
26-27	- 10°	15°	•	4.0 мм	724-281-51		

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-282-51		
36-37	- 25°	12°	•	4.0 мм	724-283-51		

CE 0483

Паз18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм/ 18 x 25



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти



Щечные трубки

Адгезивная техника

Двойная прямоугольная



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-056-51		
36-37	- 25°	8°	•	4.0 мм	724-057-51		
47-46	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-270-51	724-272-51	Roth
36-37	- 30°	4°	•	4.0 мм	724-271-51	724-273-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°	•	3.5 мм	724-018-51	724-019-51	Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Щечные трубки

Адгезивная техника

Двойная комбинированная

Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-204-51	724-206-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-205-51	724-207-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-242-51	724-224-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-243-51	724-225-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с гингивальной трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-238-51	724-220-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-239-51	724-221-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (гингивальная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (гингивальная)

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ortho 18

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	0°	0°		4.6 мм	727-265-50		Ricketts® Universal 18, Standard Edgewise

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника

Тройная комбинированная



Ortho-Cast™ 18/22

Не конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-200-51	724-202-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-201-51	724-203-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)



Ortho-Cast™ 18/22

Конвертируемая • с окклюзионной трубкой для губного бампера/ техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-230-51	724-212-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	724-231-51	724-213-51	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-266-51	724-268-51	Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-267-51	724-269-51	Roth

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Окружность трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
** The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Щечные трубки

Адгезивная техника / Не содержащие никель трубки*

Двойная прямоугольная

Ortho-Cast™ NF 18/22

Не конвертируемая • не содержит никель* • с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 30°	0°	•	3.5 мм	724-562-51	724-563-51	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
*В соотв. С ISO 6871-1 (1994)

Тройная комбинированная

Ortho-Cast™ NF 18/22

Не конвертируемая • не содержит никель* • с окклюзионной трубкой для губного бампера / техника лицевой дуги • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-500-51		Roth
26-27	- 14°	14°	•	4.0 мм	724-501-51	724-503-51	Roth



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Округлость трубки 1.15 мм / 45 (окклюзионная)
*В соотв. С ISO 6871-1 (1994)



верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя+ нижняя челюсти

Щечные трубки

Адгезивная техника/ Титановые трубки

Двойная прямоугольная



rematitan® 18/22

Не конвертируемая • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27	- 10°	0°		4.0 мм	723-020-00	723-021-00	
Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 22°	0°		4.0 мм	723-022-00	723-023-00	



CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28



rematitan® 18/22

Не конвертируемая • с вертикальным крючком • Количество: 10 шт

Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16	- 14°	10°	•	4.0 мм	723-028-00	723-029-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**
26-27	- 14°	10°	•	4.0 мм	723-032-00	723-033-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi**



Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
47-46/36-37	- 20°	0°	•	4.0 мм	723-030-00	723-031-00	McLaughlin-Bennett-Trevisi** for the 1st molar
47-46/36-37	- 22°	0°	•	4.0 мм	723-026-00	723-027-00	




Зубы	Торк	Дистальное отклонение	Крючок	Ширина	Артикул (18)	Артикул (22)	Система
17-16/26-27/47-46/36-37	- 10°	0°	•	4.0 мм	723-024-00	723-025-00	

CE 0483

Паз 18: 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 • Паз дополнительной трубки 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25
Паз 22: 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 • Паз дополнительной трубки 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ассортимент	страница 140
Штучные упаковки	страница 141

Ассортимент	страница 145
Штучные упаковки	страница 147

Ассортимент	страница 156
Штучные упаковки	страница 159

страница 166



	18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28	
R	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	L
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
	48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38	

Кольца

Современные системы ортодонтических колец



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолитирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■**
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Кольца



Лучшее качество

Простое и точное позиционирование, эластичность и анатомически правильная конфигурация – вот главные требования к ортодонтическим кольцам. Дентаурум предъявляет высочайшие требования к качеству, форме и материалам для производства колец. На всех кольцах имеется биосовместимая лазерная маркировка¹, облегчающая подготовку и выбор размеров колец. Кольца отполированы до блеска с наружной стороны, внутренняя сторона имеет ретенционные пункты для улучшения адгезивных свойств.

Имеющие анатомическую форму кольца dentaform® сделаны из очень пластичного материала, благодаря чему легко припасовываются на зубы. Dentaform® Snap произведены из более твердого материала для оптимальной стабильности и поддержания постоянства формы. Высокий уровень стабильности предотвращает нежелательные деформации по контуру кольца. Помимо этого мы предлагаем доступные по цене стандартные кольца для универсального использования.

¹U.S.Патент No. 5,326,259



dentaform® Snap

Кольца с эффектом защелкивания

dentaform®

Превосходная лёгкая адаптация

Standard

Универсальные стандартные кольца

Кольца

Услуга предварительной приварки.

Надежно и быстро.

Оптимальный сервис.

По Вашему запросу все брекет-системы компании Dentaaurum, щечные трубки и дополнительные элементы могут быть приварены к кольцам. Наши компетентные сотрудники помогут вам с заказом и обеспечат быстроту его выполнения.



Быстро и просто заказать.

■ Попросите форму заказа предварительной приварки к кольцам

Для обеспечения быстрого и надежного оформления, всегда используйте наши формы заказа предварительной приварки к кольцам.

■ Персональная карта с вариантами заказа для сервиса предварительной приварки к кольцам

В вашей персональной карте указаны все требования и пожелания. Мы будем рады помочь вам в любой момент.

■ Готовые кольца.

Вы получите готовые кольца, упакованные с указанием содержимого.





Кольца

dentaform® Snap / Ассортимент

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра.

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth18) ¹⁾	Артикул(Roth22) ²⁾	Артикул	
16	No. 5-36 (2)	878-064-18	878-064-22	878-064-00	64 шт
26	No. 5-36 (2)	879-064-18	879-064-22	879-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth18) ¹⁾	Артикул(Roth22) ²⁾	Артикул	
16	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	878-150-18	878-150-22	878-150-00	150 шт
26	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	879-150-18	879-150-22	879-150-00	150 шт

€ 0483

¹⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

(26) сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

(26) сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца для нижнего 1-го моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
46	No. 5-36 (2)	880-064-18	880-064-22	880-264-00	64 шт
36	No. 5-36 (2)	881-064-18	881-064-22	881-264-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾	Артикул	
46	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	880-150-18	880-150-22	880-250-00	150 шт
36	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25,28-29 (8), 26-27 (10)	881-150-18	881-150-22	881-250-00	150 шт

€ 0483

¹⁾ (46) сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

(36) сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾ (46) сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

(36) сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер зацелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	
16	1	0,12 мм	8,78 мм	878-001-18	878-001-22	1 шт	878-001-00	10 шт
16	2	0,12 мм	8,89 мм	878-002-18	878-002-22	1 шт	878-002-00	10 шт
16	3	0,12 мм	8,99 мм	878-003-18	878-003-22	1 шт	878-003-00	10 шт
16	4	0,12 мм	9,09 мм	878-004-18	878-004-22	1 шт	878-004-00	10 шт
16	5	0,12 мм	9,20 мм	878-005-18	878-005-22	1 шт	878-005-00	10 шт
16	6	0,12 мм	9,30 мм	878-006-18	878-006-22	1 шт	878-006-00	10 шт
16	7	0,12 мм	9,40 мм	878-007-18	878-007-22	1 шт	878-007-00	10 шт
16	8	0,12 мм	9,50 мм	878-008-18	878-008-22	1 шт	878-008-00	10 шт
16	9	0,15 мм	9,61 мм	878-009-18	878-009-22	1 шт	878-009-00	10 шт
16	10	0,15 мм	9,71 мм	878-010-18	878-010-22	1 шт	878-010-00	10 шт
16	11	0,15 мм	9,81 мм	878-011-18	878-011-22	1 шт	878-011-00	10 шт
16	12	0,15 мм	9,92 мм	878-012-18	878-012-22	1 шт	878-012-00	10 шт
16	13	0,15 мм	10,02 мм	878-013-18	878-013-22	1 шт	878-013-00	10 шт
16	14	0,15 мм	10,12 мм	878-014-18	878-014-22	1 шт	878-014-00	10 шт
16	15	0,15 мм	10,23 мм	878-015-18	878-015-22	1 шт	878-015-00	10 шт
16	16	0,15 мм	10,33 мм	878-016-18	878-016-22	1 шт	878-016-00	10 шт
16	17	0,15 мм	10,43 мм	878-017-18	878-017-22	1 шт	878-017-00	10 шт
16	18	0,15 мм	10,54 мм	878-018-18	878-018-22	1 шт	878-018-00	10 шт
16	19	0,15 мм	10,64 мм	878-019-18	878-019-22	1 шт	878-019-00	10 шт
16	20	0,15 мм	10,74 мм	878-020-18	878-020-22	1 шт	878-020-00	10 шт
16	21	0,15 мм	10,85 мм	878-021-18	878-021-22	1 шт	878-021-00	10 шт
16	22	0,15 мм	10,95 мм	878-022-18	878-022-22	1 шт	878-022-00	10 шт
16	23	0,15 мм	11,05 мм	878-023-18	878-023-22	1 шт	878-023-00	10 шт
16	24	0,15 мм	11,16 мм	878-024-18	878-024-22	1 шт	878-024-00	10 шт
16	25	0,18 мм	11,26 мм	878-025-18	878-025-22	1 шт	878-025-00	10 шт
16	26	0,18 мм	11,36 мм	878-026-18	878-026-22	1 шт	878-026-00	10 шт
16	27	0,18 мм	11,47 мм	878-027-18	878-027-22	1 шт	878-027-00	10 шт
16	28	0,18 мм	11,57 мм	878-028-18	878-028-22	1 шт	878-028-00	10 шт
16	29	0,18 мм	11,67 мм	878-029-18	878-029-22	1 шт	878-029-00	10 шт
16	30	0,18 мм	11,78 мм	878-030-18	878-030-22	1 шт	878-030-00	10 шт
16	31	0,18 мм	11,88 мм	878-031-18	878-031-22	1 шт	878-031-00	10 шт
16	32	0,18 мм	11,98 мм	878-032-18	878-032-22	1 шт	878-032-00	10 шт
16	33	0,18 мм	12,08 мм	878-033-18	878-033-22	1 шт	878-033-00	10 шт
16	34	0,18 мм	12,19 мм	878-034-18	878-034-22	1 шт	878-034-00	10 шт
16	35	0,18 мм	12,29 мм	878-035-18	878-035-22	1 шт	878-035-00	10 шт
16	36	0,18 мм	12,39 мм	878-036-18	878-036-22	1 шт	878-036-00	10 шт

CE 0483



¹⁾ сварены с щечными трубочками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾ сварены с щечными трубочками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	Количество
26	1	0,12 мм	8,78 мм	879-001-18	879-001-22	1 шт	879-001-00	10 шт
26	2	0,12 мм	8,89 мм	879-002-18	879-002-22	1 шт	879-002-00	10 шт
26	3	0,12 мм	8,99 мм	879-003-18	879-003-22	1 шт	879-003-00	10 шт
26	4	0,12 мм	9,09 мм	879-004-18	879-004-22	1 шт	879-004-00	10 шт
26	5	0,12 мм	9,20 мм	879-005-18	879-005-22	1 шт	879-005-00	10 шт
26	6	0,12 мм	9,30 мм	879-006-18	879-006-22	1 шт	879-006-00	10 шт
26	7	0,12 мм	9,40 мм	879-007-18	879-007-22	1 шт	879-007-00	10 шт
26	8	0,12 мм	9,50 мм	879-008-18	879-008-22	1 шт	879-008-00	10 шт
26	9	0,15 мм	9,61 мм	879-009-18	879-009-22	1 шт	879-009-00	10 шт
26	10	0,15 мм	9,71 мм	879-010-18	879-010-22	1 шт	879-010-00	10 шт
26	11	0,15 мм	9,81 мм	879-011-18	879-011-22	1 шт	879-011-00	10 шт
26	12	0,15 мм	9,92 мм	879-012-18	879-012-22	1 шт	879-012-00	10 шт
26	13	0,15 мм	10,02 мм	879-013-18	879-013-22	1 шт	879-013-00	10 шт
26	14	0,15 мм	10,12 мм	879-014-18	879-014-22	1 шт	879-014-00	10 шт
26	15	0,15 мм	10,23 мм	879-015-18	879-015-22	1 шт	879-015-00	10 шт
26	16	0,15 мм	10,33 мм	879-016-18	879-016-22	1 шт	879-016-00	10 шт
26	17	0,15 мм	10,43 мм	879-017-18	879-017-22	1 шт	879-017-00	10 шт
26	18	0,15 мм	10,54 мм	879-018-18	879-018-22	1 шт	879-018-00	10 шт
26	19	0,15 мм	10,64 мм	879-019-18	879-019-22	1 шт	879-019-00	10 шт
26	20	0,15 мм	10,74 мм	879-020-18	879-020-22	1 шт	879-020-00	10 шт
26	21	0,15 мм	10,85 мм	879-021-18	879-021-22	1 шт	879-021-00	10 шт
26	22	0,15 мм	10,95 мм	879-022-18	879-022-22	1 шт	879-022-00	10 шт
26	23	0,15 мм	11,05 мм	879-023-18	879-023-22	1 шт	879-023-00	10 шт
26	24	0,15 мм	11,16 мм	879-024-18	879-024-22	1 шт	879-024-00	10 шт
26	25	0,18 мм	11,26 мм	879-025-18	879-025-22	1 шт	879-025-00	10 шт
26	26	0,18 мм	11,36 мм	879-026-18	879-026-22	1 шт	879-026-00	10 шт
26	27	0,18 мм	11,47 мм	879-027-18	879-027-22	1 шт	879-027-00	10 шт
26	28	0,18 мм	11,57 мм	879-028-18	879-028-22	1 шт	879-028-00	10 шт
26	29	0,18 мм	11,67 мм	879-029-18	879-029-22	1 шт	879-029-00	10 шт
26	30	0,18 мм	11,78 мм	879-030-18	879-030-22	1 шт	879-030-00	10 шт
26	31	0,18 мм	11,88 мм	879-031-18	879-031-22	1 шт	879-031-00	10 шт
26	32	0,18 мм	11,98 мм	879-032-18	879-032-22	1 шт	879-032-00	10 шт
26	33	0,18 мм	12,08 мм	879-033-18	879-033-22	1 шт	879-033-00	10 шт
26	34	0,18 мм	12,19 мм	879-034-18	879-034-22	1 шт	879-034-00	10 шт
26	35	0,18 мм	12,29 мм	879-035-18	879-035-22	1 шт	879-035-00	10 шт
26	36	0,18 мм	12,39 мм	879-036-18	879-036-22	1 шт	879-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер зашелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- несприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	
46	1	0,12 мм	8,91 мм	880-201-18	880-201-22	1 шт	880-201-00	10 шт
46	2	0,12 мм	9,03 мм	880-202-18	880-202-22	1 шт	880-202-00	10 шт
46	3	0,12 мм	9,15 мм	880-203-18	880-203-22	1 шт	880-203-00	10 шт
46	4	0,12 мм	9,28 мм	880-204-18	880-204-22	1 шт	880-204-00	10 шт
46	5	0,12 мм	9,40 мм	880-205-18	880-205-22	1 шт	880-205-00	10 шт
46	6	0,12 мм	9,52 мм	880-206-18	880-206-22	1 шт	880-206-00	10 шт
46	7	0,12 мм	9,65 мм	880-207-18	880-207-22	1 шт	880-207-00	10 шт
46	8	0,12 мм	9,77 мм	880-208-18	880-208-22	1 шт	880-208-00	10 шт
46	9	0,15 мм	9,89 мм	880-209-18	880-209-22	1 шт	880-209-00	10 шт
46	10	0,15 мм	10,01 мм	880-210-18	880-210-22	1 шт	880-210-00	10 шт
46	11	0,15 мм	10,14 мм	880-211-18	880-211-22	1 шт	880-211-00	10 шт
46	12	0,15 мм	10,25 мм	880-212-18	880-212-22	1 шт	880-212-00	10 шт
46	13	0,15 мм	10,38 мм	880-213-18	880-213-22	1 шт	880-213-00	10 шт
46	14	0,15 мм	10,50 мм	880-214-18	880-214-22	1 шт	880-214-00	10 шт
46	15	0,15 мм	10,63 мм	880-215-18	880-215-22	1 шт	880-215-00	10 шт
46	16	0,15 мм	10,75 мм	880-216-18	880-216-22	1 шт	880-216-00	10 шт
46	17	0,15 мм	10,78 мм	880-217-18	880-217-22	1 шт	880-217-00	10 шт
46	18	0,15 мм	10,99 мм	880-218-18	880-218-22	1 шт	880-218-00	10 шт
46	19	0,15 мм	11,12 мм	880-219-18	880-219-22	1 шт	880-219-00	10 шт
46	20	0,15 мм	11,24 мм	880-220-18	880-220-22	1 шт	880-220-00	10 шт
46	21	0,15 мм	11,36 мм	880-221-18	880-221-22	1 шт	880-221-00	10 шт
46	22	0,15 мм	11,48 мм	880-222-18	880-222-22	1 шт	880-222-00	10 шт
46	23	0,15 мм	11,61 мм	880-223-18	880-223-22	1 шт	880-223-00	10 шт
46	24	0,15 мм	11,73 мм	880-224-18	880-224-22	1 шт	880-224-00	10 шт
46	25	0,18 мм	11,85 мм	880-225-18	880-225-22	1 шт	880-225-00	10 шт
46	26	0,18 мм	11,97 мм	880-226-18	880-226-22	1 шт	880-226-00	10 шт
46	27	0,18 мм	12,10 мм	880-227-18	880-227-22	1 шт	880-227-00	10 шт
46	28	0,18 мм	12,22 мм	880-228-18	880-228-22	1 шт	880-228-00	10 шт
46	29	0,18 мм	12,34 мм	880-229-18	880-229-22	1 шт	880-229-00	10 шт
46	30	0,18 мм	12,46 мм	880-230-18	880-230-22	1 шт	880-230-00	10 шт
46	31	0,18 мм	12,59 мм	880-231-18	880-231-22	1 шт	880-231-00	10 шт
46	32	0,18 мм	12,71 мм	880-232-18	880-232-22	1 шт	880-232-00	10 шт
46	33	0,18 мм	12,83 мм	880-233-18	880-233-22	1 шт	880-233-00	10 шт
46	34	0,18 мм	12,96 мм	880-234-18	880-234-22	1 шт	880-234-00	10 шт
46	35	0,18 мм	13,08 мм	880-235-18	880-235-22	1 шт	880-235-00	10 шт
46	36	0,18 мм	13,20 мм	880-236-18	880-236-22	1 шт	880-236-00	10 шт

CE 0483

¹⁾ сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾ сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® Snap / Штучные упаковки

- с супер защелкивающимся эффектом
- прочное, твердое качество
- очень точная форма
- идеальны для внеротовых аппаратов (техника лицевой дуги) или SUS²
- неприваренные кольца (с или без язычных атачментов) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	
36	1	0,12 мм	8,91 мм	881-201-18	881-201-22	1 шт	881-201-00	10 шт
36	2	0,12 мм	9,03 мм	881-202-18	881-202-22	1 шт	881-202-00	10 шт
36	3	0,12 мм	9,15 мм	881-203-18	881-203-22	1 шт	881-203-00	10 шт
36	4	0,12 мм	9,28 мм	881-204-18	881-204-22	1 шт	881-204-00	10 шт
36	5	0,12 мм	9,40 мм	881-205-18	881-205-22	1 шт	881-205-00	10 шт
36	6	0,12 мм	9,52 мм	881-206-18	881-206-22	1 шт	881-206-00	10 шт
36	7	0,12 мм	9,65 мм	881-207-18	881-207-22	1 шт	881-207-00	10 шт
36	8	0,12 мм	9,77 мм	881-208-18	881-208-22	1 шт	881-208-00	10 шт
36	9	0,15 мм	9,89 мм	881-209-18	881-209-22	1 шт	881-209-00	10 шт
36	10	0,15 мм	10,01 мм	881-210-18	881-210-22	1 шт	881-210-00	10 шт
36	11	0,15 мм	10,14 мм	881-211-18	881-211-22	1 шт	881-211-00	10 шт
36	12	0,15 мм	10,25 мм	881-212-18	881-212-22	1 шт	881-212-00	10 шт
36	13	0,15 мм	10,38 мм	881-213-18	881-213-22	1 шт	881-213-00	10 шт
36	14	0,15 мм	10,50 мм	881-214-18	881-214-22	1 шт	881-214-00	10 шт
36	15	0,15 мм	10,63 мм	881-215-18	881-215-22	1 шт	881-215-00	10 шт
36	16	0,15 мм	10,75 мм	881-216-18	881-216-22	1 шт	881-216-00	10 шт
36	17	0,15 мм	10,78 мм	881-217-18	881-217-22	1 шт	881-217-00	10 шт
36	18	0,15 мм	10,99 мм	881-218-18	881-218-22	1 шт	881-218-00	10 шт
36	19	0,15 мм	11,12 мм	881-219-18	881-219-22	1 шт	881-219-00	10 шт
36	20	0,15 мм	11,24 мм	881-220-18	881-220-22	1 шт	881-220-00	10 шт
36	21	0,15 мм	11,36 мм	881-221-18	881-221-22	1 шт	881-221-00	10 шт
36	22	0,15 мм	11,48 мм	881-222-18	881-222-22	1 шт	881-222-00	10 шт
36	23	0,15 мм	11,61 мм	881-223-18	881-223-22	1 шт	881-223-00	10 шт
36	24	0,15 мм	11,73 мм	881-224-18	881-224-22	1 шт	881-224-00	10 шт
36	25	0,18 мм	11,85 мм	881-225-18	881-225-22	1 шт	881-225-00	10 шт
36	26	0,18 мм	11,97 мм	881-226-18	881-226-22	1 шт	881-226-00	10 шт
36	27	0,18 мм	12,10 мм	881-227-18	881-227-22	1 шт	881-227-00	10 шт
36	28	0,18 мм	12,22 мм	881-228-18	881-228-22	1 шт	881-228-00	10 шт
36	29	0,18 мм	12,34 мм	881-229-18	881-229-22	1 шт	881-229-00	10 шт
36	30	0,18 мм	12,46 мм	881-230-18	881-230-22	1 шт	881-230-00	10 шт
36	31	0,18 мм	12,59 мм	881-231-18	881-231-22	1 шт	881-231-00	10 шт
36	32	0,18 мм	12,71 мм	881-232-18	881-232-22	1 шт	881-232-00	10 шт
36	33	0,18 мм	12,83 мм	881-233-18	881-233-22	1 шт	881-233-00	10 шт
36	34	0,18 мм	12,96 мм	881-234-18	881-234-22	1 шт	881-234-00	10 шт
36	35	0,18 мм	13,08 мм	881-235-18	881-235-22	1 шт	881-235-00	10 шт
36	36	0,18 мм	13,20 мм	881-236-18	881-236-22	1 шт	881-236-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным атачментом 750 -602-10



Кольца

dentaform® / В наборах

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного атачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-го верхнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	No. 5-36 (2)	882-064-18	882-064-22	882-064-00	64 шт
26	No. 5-36 (2)	883-064-18	883-064-22	883-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	882-150-18	882-150-22	882-150-00	150 шт
26	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	883-150-18	883-150-22	883-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
16	No. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			882-300-00	300 шт
26	No. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			883-300-00	300 шт

CE 0483

¹⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-266-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
 (26) сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
²⁾ (16) сварены с щечными трубками 724-268-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
 (26) сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным атачментом 750-602-10

Кольца для 2-го верхнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17	No. 1-32 (2)			886-064-00	64 шт
27	No. 1-32 (2)			887-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			886-150-00	150 шт
27	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			887-150-00	150 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Ассортимент

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного атачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- лоток (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-го нижнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
46	No. 5-36 (2)	884-064-18	884-064-22	884-064-00	64 шт
36	No. 5-36 (2)	885-064-18	885-064-22	885-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
46	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	884-150-18	884-150-22	884-150-00	150 шт
36	No. 5-8, 30-36 (2), 9-18 (4), 19-20 (6), 21-25, 28-29 (8), 26-27 (10)	885-150-18	885-150-22	885-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
46	No. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			884-300-00	300 шт
36	No. 5-8, 30-36 (4), 9-18 (8), 19-20 (12), 21-25, 28-29 (16), 26-27 (20)			885-300-00	300 шт

CE 0483

¹⁾(16) сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
⁽²⁶⁾ сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
²⁾(16) сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным атачментом 750-602-10
⁽²⁶⁾ сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным атачментом 750-602-10

Кольца для 2-го нижнего моляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
47	No. 1-32 (2)			888-064-00	64 шт
37	No. 1-32 (2)			889-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
47	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			888-150-00	150 шт
37	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			889-150-00	150 шт

CE 0483

Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный Ø	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		Артикул	
16	1	0,12 мм	8,78 мм	882-001-18	882-001-22	1 шт	882-001-00	10 шт
16	2	0,12 мм	8,89 мм	882-002-18	882-002-22	1 шт	882-002-00	10 шт
16	3	0,12 мм	8,99 мм	882-003-18	882-003-22	1 шт	882-003-00	10 шт
16	4	0,12 мм	9,09 мм	882-004-18	882-004-22	1 шт	882-004-00	10 шт
16	5	0,12 мм	9,20 мм	882-005-18	882-005-22	1 шт	882-005-00	10 шт
16	6	0,12 мм	9,30 мм	882-006-18	882-006-22	1 шт	882-006-00	10 шт
16	7	0,12 мм	9,40 мм	882-007-18	882-007-22	1 шт	882-007-00	10 шт
16	8	0,12 мм	9,50 мм	882-008-18	882-008-22	1 шт	882-008-00	10 шт
16	9	0,15 мм	9,61 мм	882-009-18	882-009-22	1 шт	882-009-00	10 шт
16	10	0,15 мм	9,71 мм	882-010-18	882-010-22	1 шт	882-010-00	10 шт
16	11	0,15 мм	9,81 мм	882-011-18	882-011-22	1 шт	882-011-00	10 шт
16	12	0,15 мм	9,92 мм	882-012-18	882-012-22	1 шт	882-012-00	10 шт
16	13	0,15 мм	10,02 мм	882-013-18	882-013-22	1 шт	882-013-00	10 шт
16	14	0,15 мм	10,12 мм	882-014-18	882-014-22	1 шт	882-014-00	10 шт
16	15	0,15 мм	10,23 мм	882-015-18	882-015-22	1 шт	882-015-00	10 шт
16	16	0,15 мм	10,33 мм	882-016-18	882-016-22	1 шт	882-016-00	10 шт
16	17	0,15 мм	10,43 мм	882-017-18	882-017-22	1 шт	882-017-00	10 шт
16	18	0,15 мм	10,54 мм	882-018-18	882-018-22	1 шт	882-018-00	10 шт
16	19	0,15 мм	10,64 мм	882-019-18	882-019-22	1 шт	882-019-00	10 шт
16	20	0,15 мм	10,74 мм	882-020-18	882-020-22	1 шт	882-020-00	10 шт
16	21	0,15 мм	10,85 мм	882-021-18	882-021-22	1 шт	882-021-00	10 шт
16	22	0,15 мм	10,95 мм	882-022-18	882-022-22	1 шт	882-022-00	10 шт
16	23	0,15 мм	11,05 мм	882-023-18	882-023-22	1 шт	882-023-00	10 шт
16	24	0,15 мм	11,16 мм	882-024-18	882-024-22	1 шт	882-024-00	10 шт
16	25	0,18 мм	11,26 мм	882-025-18	882-025-22	1 шт	882-025-00	10 шт
16	26	0,18 мм	11,36 мм	882-026-18	882-026-22	1 шт	882-026-00	10 шт
16	27	0,18 мм	11,47 мм	882-027-18	882-027-22	1 шт	882-027-00	10 шт
16	28	0,18 мм	11,57 мм	882-028-18	882-028-22	1 шт	882-028-00	10 шт
16	29	0,18 мм	11,67 мм	882-029-18	882-029-22	1 шт	882-029-00	10 шт
16	30	0,18 мм	11,78 мм	882-030-18	882-030-22	1 шт	882-030-00	10 шт
16	31	0,18 мм	11,88 мм	882-031-18	882-031-22	1 шт	882-031-00	10 шт
16	32	0,18 мм	11,98 мм	882-032-18	882-032-22	1 шт	882-032-00	10 шт
16	33	0,18 мм	12,08 мм	882-033-18	882-033-22	1 шт	882-033-00	10 шт
16	34	0,18 мм	12,19 мм	882-034-18	882-034-22	1 шт	882-034-00	10 шт
16	35	0,18 мм	12,29 мм	882-035-18	882-035-22	1 шт	882-035-00	10 шт
16	36	0,18 мм	12,39 мм	882-036-18	882-036-22	1 шт	882-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-266-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾сварены с щечными трубками 724-268-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный Ø	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		Артикул	
26	1	0,12 мм	8,78 мм	883-001-18	883-001-22	1 шт	883-001-00	10 шт
26	2	0,12 мм	8,89 мм	883-002-18	883-002-22	1 шт	883-002-00	10 шт
26	3	0,12 мм	8,99 мм	883-003-18	883-003-22	1 шт	883-003-00	10 шт
26	4	0,12 мм	9,09 мм	883-004-18	883-004-22	1 шт	883-004-00	10 шт
26	5	0,12 мм	9,20 мм	883-005-18	883-005-22	1 шт	883-005-00	10 шт
26	6	0,12 мм	9,30 мм	883-006-18	883-006-22	1 шт	883-006-00	10 шт
26	7	0,12 мм	9,40 мм	883-007-18	883-007-22	1 шт	883-007-00	10 шт
26	8	0,12 мм	9,50 мм	883-008-18	883-008-22	1 шт	883-008-00	10 шт
26	9	0,15 мм	9,61 мм	883-009-18	883-009-22	1 шт	883-009-00	10 шт
26	10	0,15 мм	9,71 мм	883-010-18	883-010-22	1 шт	883-010-00	10 шт
26	11	0,15 мм	9,81 мм	883-011-18	883-011-22	1 шт	883-011-00	10 шт
26	12	0,15 мм	9,92 мм	883-012-18	883-012-22	1 шт	883-012-00	10 шт
26	13	0,15 мм	10,02 мм	883-013-18	883-013-22	1 шт	883-013-00	10 шт
26	14	0,15 мм	10,12 мм	883-014-18	883-014-22	1 шт	883-014-00	10 шт
26	15	0,15 мм	10,23 мм	883-015-18	883-015-22	1 шт	883-015-00	10 шт
26	16	0,15 мм	10,33 мм	883-016-18	883-016-22	1 шт	883-016-00	10 шт
26	17	0,15 мм	10,43 мм	883-017-18	883-017-22	1 шт	883-017-00	10 шт
26	18	0,15 мм	10,54 мм	883-018-18	883-018-22	1 шт	883-018-00	10 шт
26	19	0,15 мм	10,64 мм	883-019-18	883-019-22	1 шт	883-019-00	10 шт
26	20	0,15 мм	10,74 мм	883-020-18	883-020-22	1 шт	883-020-00	10 шт
26	21	0,15 мм	10,85 мм	883-021-18	883-021-22	1 шт	883-021-00	10 шт
26	22	0,15 мм	10,95 мм	883-022-18	883-022-22	1 шт	883-022-00	10 шт
26	23	0,15 мм	11,05 мм	883-023-18	883-023-22	1 шт	883-023-00	10 шт
26	24	0,15 мм	11,16 мм	883-024-18	883-024-22	1 шт	883-024-00	10 шт
26	25	0,18 мм	11,26 мм	883-025-18	883-025-22	1 шт	883-025-00	10 шт
26	26	0,18 мм	11,36 мм	883-026-18	883-026-22	1 шт	883-026-00	10 шт
26	27	0,18 мм	11,47 мм	883-027-18	883-027-22	1 шт	883-027-00	10 шт
26	28	0,18 мм	11,57 мм	883-028-18	883-028-22	1 шт	883-028-00	10 шт
26	29	0,18 мм	11,67 мм	883-029-18	883-029-22	1 шт	883-029-00	10 шт
26	30	0,18 мм	11,78 мм	883-030-18	883-030-22	1 шт	883-030-00	10 шт
26	31	0,18 мм	11,88 мм	883-031-18	883-031-22	1 шт	883-031-00	10 шт
26	32	0,18 мм	11,98 мм	883-032-18	883-032-22	1 шт	883-032-00	10 шт
26	33	0,18 мм	12,08 мм	883-033-18	883-033-22	1 шт	883-033-00	10 шт
26	34	0,18 мм	12,19 мм	883-034-18	883-034-22	1 шт	883-034-00	10 шт
26	35	0,18 мм	12,29 мм	883-035-18	883-035-22	1 шт	883-035-00	10 шт
26	36	0,18 мм	12,39 мм	883-036-18	883-036-22	1 шт	883-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-267-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-269-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, правого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	
46	1	0,12 мм	8,91 мм	884-001-18	884-001-22	1 шт	884-001-00	10 шт
46	2	0,12 мм	9,03 мм	884-002-18	884-002-22	1 шт	884-002-00	10 шт
46	3	0,12 мм	9,15 мм	884-003-18	884-003-22	1 шт	884-003-00	10 шт
46	4	0,12 мм	9,28 мм	884-004-18	884-004-22	1 шт	884-004-00	10 шт
46	5	0,12 мм	9,40 мм	884-005-18	884-005-22	1 шт	884-005-00	10 шт
46	6	0,12 мм	9,52 мм	884-006-18	884-006-22	1 шт	884-006-00	10 шт
46	7	0,12 мм	9,65 мм	884-007-18	884-007-22	1 шт	884-007-00	10 шт
46	8	0,12 мм	9,77 мм	884-008-18	884-008-22	1 шт	884-008-00	10 шт
46	9	0,15 мм	9,89 мм	884-009-18	884-009-22	1 шт	884-009-00	10 шт
46	10	0,15 мм	10,01 мм	884-010-18	884-010-22	1 шт	884-010-00	10 шт
46	11	0,15 мм	10,14 мм	884-011-18	884-011-22	1 шт	884-011-00	10 шт
46	12	0,15 мм	10,25 мм	884-012-18	884-012-22	1 шт	884-012-00	10 шт
46	13	0,15 мм	10,38 мм	884-013-18	884-013-22	1 шт	884-013-00	10 шт
46	14	0,15 мм	10,50 мм	884-014-18	884-014-22	1 шт	884-014-00	10 шт
46	15	0,15 мм	10,63 мм	884-015-18	884-015-22	1 шт	884-015-00	10 шт
46	16	0,15 мм	10,75 мм	884-016-18	884-016-22	1 шт	884-016-00	10 шт
46	17	0,15 мм	10,78 мм	884-017-18	884-017-22	1 шт	884-017-00	10 шт
46	18	0,15 мм	10,99 мм	884-018-18	884-018-22	1 шт	884-018-00	10 шт
46	19	0,15 мм	11,12 мм	884-019-18	884-019-22	1 шт	884-019-00	10 шт
46	20	0,15 мм	11,24 мм	884-020-18	884-020-22	1 шт	884-020-00	10 шт
46	21	0,15 мм	11,36 мм	884-021-18	884-021-22	1 шт	884-021-00	10 шт
46	22	0,15 мм	11,48 мм	884-022-18	884-022-22	1 шт	884-022-00	10 шт
46	23	0,15 мм	11,61 мм	884-023-18	884-023-22	1 шт	884-023-00	10 шт
46	24	0,15 мм	11,73 мм	884-024-18	884-024-22	1 шт	884-024-00	10 шт
46	25	0,18 мм	11,85 мм	884-025-18	884-025-22	1 шт	884-025-00	10 шт
46	26	0,18 мм	11,97 мм	884-026-18	884-026-22	1 шт	884-026-00	10 шт
46	27	0,18 мм	12,10 мм	884-027-18	884-027-22	1 шт	884-027-00	10 шт
46	28	0,18 мм	12,22 мм	884-028-18	884-028-22	1 шт	884-028-00	10 шт
46	29	0,18 мм	12,34 мм	884-029-18	884-029-22	1 шт	884-029-00	10 шт
46	30	0,18 мм	12,46 мм	884-030-18	884-030-22	1 шт	884-030-00	10 шт
46	31	0,18 мм	12,59 мм	884-031-18	884-031-22	1 шт	884-031-00	10 шт
46	32	0,18 мм	12,71 мм	884-032-18	884-032-22	1 шт	884-032-00	10 шт
46	33	0,18 мм	12,83 мм	884-033-18	884-033-22	1 шт	884-033-00	10 шт
46	34	0,18 мм	12,96 мм	884-034-18	884-034-22	1 шт	884-034-00	10 шт
46	35	0,18 мм	13,08 мм	884-035-18	884-035-22	1 шт	884-035-00	10 шт
46	36	0,18 мм	13,20 мм	884-036-18	884-036-22	1 шт	884-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-270-00 и лингвальным аттачментом 750 -602-10
²⁾сварены с щечными трубками 724-272-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 1-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth18) ¹⁾	Артикул (Roth22) ²⁾		Артикул	
36	1	0,12 мм	8,91 мм	885-001-18	885-001-22	1 шт	885-001-00	10 шт
36	2	0,12 мм	9,03 мм	885-002-18	885-002-22	1 шт	885-002-00	10 шт
36	3	0,12 мм	9,15 мм	885-003-18	885-003-22	1 шт	885-003-00	10 шт
36	4	0,12 мм	9,28 мм	885-004-18	885-004-22	1 шт	885-004-00	10 шт
36	5	0,12 мм	9,40 мм	885-005-18	885-005-22	1 шт	885-005-00	10 шт
36	6	0,12 мм	9,52 мм	885-006-18	885-006-22	1 шт	885-006-00	10 шт
36	7	0,12 мм	9,65 мм	885-007-18	885-007-22	1 шт	885-007-00	10 шт
36	8	0,12 мм	9,77 мм	885-008-18	885-008-22	1 шт	885-008-00	10 шт
36	9	0,15 мм	9,89 мм	885-009-18	885-009-22	1 шт	885-009-00	10 шт
36	10	0,15 мм	10,01 мм	885-010-18	885-010-22	1 шт	885-010-00	10 шт
36	11	0,15 мм	10,14 мм	885-011-18	885-011-22	1 шт	885-011-00	10 шт
36	12	0,15 мм	10,25 мм	885-012-18	885-012-22	1 шт	885-012-00	10 шт
36	13	0,15 мм	10,38 мм	885-013-18	885-013-22	1 шт	885-013-00	10 шт
36	14	0,15 мм	10,50 мм	885-014-18	885-014-22	1 шт	885-014-00	10 шт
36	15	0,15 мм	10,63 мм	885-015-18	885-015-22	1 шт	885-015-00	10 шт
36	16	0,15 мм	10,75 мм	885-016-18	885-016-22	1 шт	885-016-00	10 шт
36	17	0,15 мм	10,78 мм	885-017-18	885-017-22	1 шт	885-017-00	10 шт
36	18	0,15 мм	10,99 мм	885-018-18	885-018-22	1 шт	885-018-00	10 шт
36	19	0,15 мм	11,12 мм	885-019-18	885-019-22	1 шт	885-019-00	10 шт
36	20	0,15 мм	11,24 мм	885-020-18	885-020-22	1 шт	885-020-00	10 шт
36	21	0,15 мм	11,36 мм	885-021-18	885-021-22	1 шт	885-021-00	10 шт
36	22	0,15 мм	11,48 мм	885-022-18	885-022-22	1 шт	885-022-00	10 шт
36	23	0,15 мм	11,61 мм	885-023-18	885-023-22	1 шт	885-023-00	10 шт
36	24	0,15 мм	11,73 мм	885-024-18	885-024-22	1 шт	885-024-00	10 шт
36	25	0,18 мм	11,85 мм	885-025-18	885-025-22	1 шт	885-025-00	10 шт
36	26	0,18 мм	11,97 мм	885-026-18	885-026-22	1 шт	885-026-00	10 шт
36	27	0,18 мм	12,10 мм	885-027-18	885-027-22	1 шт	885-027-00	10 шт
36	28	0,18 мм	12,22 мм	885-028-18	885-028-22	1 шт	885-028-00	10 шт
36	29	0,18 мм	12,34 мм	885-029-18	885-029-22	1 шт	885-029-00	10 шт
36	30	0,18 мм	12,46 мм	885-030-18	885-030-22	1 шт	885-030-00	10 шт
36	31	0,18 мм	12,59 мм	885-031-18	885-031-22	1 шт	885-031-00	10 шт
36	32	0,18 мм	12,71 мм	885-032-18	885-032-22	1 шт	885-032-00	10 шт
36	33	0,18 мм	12,83 мм	885-033-18	885-033-22	1 шт	885-033-00	10 шт
36	34	0,18 мм	12,96 мм	885-034-18	885-034-22	1 шт	885-034-00	10 шт
36	35	0,18 мм	13,08 мм	885-035-18	885-035-22	1 шт	885-035-00	10 шт
36	36	0,18 мм	13,20 мм	885-036-18	885-036-22	1 шт	885-036-00	10 шт

CE 0483

¹⁾сварены с щечными трубками 724-271-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10

²⁾сварены с щечными трубками 724-273-00 и лингвальным аттачментом 750-602-10



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 2-го моляра, правого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	
17	1	0,12 мм	8,10 мм				886-001-00	10 шт
17	2	0,12 мм	8,22 мм				886-002-00	10 шт
17	3	0,12 мм	8,33 мм				886-003-00	10 шт
17	4	0,12 мм	8,45 мм				886-004-00	10 шт
17	5	0,12 мм	8,56 мм				886-005-00	10 шт
17	6	0,12 мм	8,68 мм				886-006-00	10 шт
17	7	0,15 мм	8,80 мм				886-007-00	10 шт
17	8	0,15 мм	8,91 мм				886-008-00	10 шт
17	9	0,15 мм	9,03 мм				886-009-00	10 шт
17	10	0,15 мм	9,14 мм				886-010-00	10 шт
17	11	0,15 мм	9,26 мм				886-011-00	10 шт
17	12	0,15 мм	9,38 мм				886-012-00	10 шт
17	13	0,15 мм	9,49 мм				886-013-00	10 шт
17	14	0,15 мм	9,61 мм				886-014-00	10 шт
17	15	0,15 мм	9,72 мм				886-015-00	10 шт
17	16	0,15 мм	9,84 мм				886-016-00	10 шт
17	17	0,15 мм	9,96 мм				886-017-00	10 шт
17	18	0,15 мм	10,07 мм				886-018-00	10 шт
17	19	0,15 мм	10,19 мм				886-019-00	10 шт
17	20	0,15 мм	10,30 мм				886-020-00	10 шт
17	21	0,15 мм	10,42 мм				886-021-00	10 шт
17	22	0,15 мм	10,54 мм				886-022-00	10 шт
17	23	0,18 мм	10,65 мм				886-023-00	10 шт
17	24	0,18 мм	10,77 мм				886-024-00	10 шт
17	25	0,18 мм	10,88 мм				886-025-00	10 шт
17	26	0,18 мм	11,00 мм				886-026-00	10 шт
17	27	0,18 мм	11,12 мм				886-027-00	10 шт
17	28	0,18 мм	11,23 мм				886-028-00	10 шт
17	29	0,18 мм	11,35 мм				886-029-00	10 шт
17	30	0,18 мм	11,46 мм				886-030-00	10 шт
17	31	0,18 мм	11,58 мм				886-031-00	10 шт
17	32	0,18 мм	11,70 мм				886-032-00	10 шт

CE 0483



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхнего 2-го моляра, левого.

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	
27	1	0,12 мм	8,10 мм				887-001-00	10 шт
27	2	0,12 мм	8,22 мм				887-002-00	10 шт
27	3	0,12 мм	8,33 мм				887-003-00	10 шт
27	4	0,12 мм	8,45 мм				887-004-00	10 шт
27	5	0,12 мм	8,56 мм				887-005-00	10 шт
27	6	0,12 мм	8,68 мм				887-006-00	10 шт
27	7	0,15 мм	8,80 мм				887-007-00	10 шт
27	8	0,15 мм	8,91 мм				887-008-00	10 шт
27	9	0,15 мм	9,03 мм				887-009-00	10 шт
27	10	0,15 мм	9,14 мм				887-010-00	10 шт
27	11	0,15 мм	9,26 мм				887-011-00	10 шт
27	12	0,15 мм	9,38 мм				887-012-00	10 шт
27	13	0,15 мм	9,49 мм				887-013-00	10 шт
27	14	0,15 мм	9,61 мм				887-014-00	10 шт
27	15	0,15 мм	9,72 мм				887-015-00	10 шт
27	16	0,15 мм	9,84 мм				887-016-00	10 шт
27	17	0,15 мм	9,96 мм				887-017-00	10 шт
27	18	0,15 мм	10,07 мм				887-018-00	10 шт
27	19	0,15 мм	10,19 мм				887-019-00	10 шт
27	20	0,15 мм	10,30 мм				887-020-00	10 шт
27	21	0,15 мм	10,42 мм				887-021-00	10 шт
27	22	0,15 мм	10,54 мм				887-022-00	10 шт
27	23	0,18 мм	10,65 мм				887-023-00	10 шт
27	24	0,18 мм	10,77 мм				887-024-00	10 шт
27	25	0,18 мм	10,88 мм				887-025-00	10 шт
27	26	0,18 мм	11,00 мм				887-026-00	10 шт
27	27	0,18 мм	11,12 мм				887-027-00	10 шт
27	28	0,18 мм	11,23 мм				887-028-00	10 шт
27	29	0,18 мм	11,35 мм				887-029-00	10 шт
27	30	0,18 мм	11,46 мм				887-030-00	10 шт
27	31	0,18 мм	11,58 мм				887-031-00	10 шт
27	32	0,18 мм	11,70 мм				887-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-го моляра, правого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	
47	1	0,12 мм	9,88 мм				888-001-00	10 шт
47	2	0,12 мм	9,92 мм				888-002-00	10 шт
47	3	0,12 мм	10,04 мм				888-003-00	10 шт
47	4	0,12 мм	10,17 мм				888-004-00	10 шт
47	5	0,12 мм	10,29 мм				888-005-00	10 шт
47	6	0,12 мм	10,41 мм				888-006-00	10 шт
47	7	0,15 мм	10,53 мм				888-007-00	10 шт
47	8	0,15 мм	10,65 мм				888-008-00	10 шт
47	9	0,15 мм	10,78 мм				888-009-00	10 шт
47	10	0,15 мм	10,90 мм				888-010-00	10 шт
47	11	0,15 мм	11,02 мм				888-011-00	10 шт
47	12	0,15 мм	11,14 мм				888-012-00	10 шт
47	13	0,15 мм	11,26 мм				888-013-00	10 шт
47	14	0,15 мм	11,39 мм				888-014-00	10 шт
47	15	0,15 мм	11,51 мм				888-015-00	10 шт
47	16	0,15 мм	11,63 мм				888-016-00	10 шт
47	17	0,15 мм	11,75 мм				888-017-00	10 шт
47	18	0,15 мм	11,87 мм				888-018-00	10 шт
47	19	0,15 мм	11,99 мм				888-019-00	10 шт
47	20	0,15 мм	12,12 мм				888-020-00	10 шт
47	21	0,15 мм	12,24 мм				888-021-00	10 шт
47	22	0,15 мм	12,36 мм				888-022-00	10 шт
47	23	0,18 мм	12,48 мм				888-023-00	10 шт
47	24	0,18 мм	12,61 мм				888-024-00	10 шт
47	25	0,18 мм	12,73 мм				888-025-00	10 шт
47	26	0,18 мм	12,85 мм				888-026-00	10 шт
47	27	0,18 мм	12,97 мм				888-027-00	10 шт
47	28	0,18 мм	13,09 мм				888-028-00	10 шт
47	29	0,18 мм	13,22 мм				888-029-00	10 шт
47	30	0,18 мм	13,34 мм				888-030-00	10 шт
47	31	0,18 мм	13,46 мм				888-031-00	10 шт
47	32	0,18 мм	13,59 мм				888-032-00	10 шт

CE 0483



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- простая адаптация
- более мягкие (в сравнении с dentaform® Snap)
- анатомическая форма
- очень точное позиционирование
- не приваренные кольца (с или без язычного аттачмента) идеальны для аппарата Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-го моляра, левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	
37	1	0,12 мм	9,88 мм				889-001-00	10 шт
37	2	0,12 мм	9,92 мм				889-002-00	10 шт
37	3	0,12 мм	10,04 мм				889-003-00	10 шт
37	4	0,12 мм	10,17 мм				889-004-00	10 шт
37	5	0,12 мм	10,29 мм				889-005-00	10 шт
37	6	0,12 мм	10,41 мм				889-006-00	10 шт
37	7	0,15 мм	10,53 мм				889-007-00	10 шт
37	8	0,15 мм	10,65 мм				889-008-00	10 шт
37	9	0,15 мм	10,78 мм				889-009-00	10 шт
37	10	0,15 мм	10,90 мм				889-010-00	10 шт
37	11	0,15 мм	11,02 мм				889-011-00	10 шт
37	12	0,15 мм	11,14 мм				889-012-00	10 шт
37	13	0,15 мм	11,26 мм				889-013-00	10 шт
37	14	0,15 мм	11,39 мм				889-014-00	10 шт
37	15	0,15 мм	11,51 мм				889-015-00	10 шт
37	16	0,15 мм	11,63 мм				889-016-00	10 шт
37	17	0,15 мм	11,75 мм				889-017-00	10 шт
37	18	0,15 мм	11,87 мм				889-018-00	10 шт
37	19	0,15 мм	11,99 мм				889-019-00	10 шт
37	20	0,15 мм	12,12 мм				889-020-00	10 шт
37	21	0,15 мм	12,24 мм				889-021-00	10 шт
37	22	0,15 мм	12,36 мм				889-022-00	10 шт
37	23	0,18 мм	12,48 мм				889-023-00	10 шт
37	24	0,18 мм	12,61 мм				889-024-00	10 шт
37	25	0,18 мм	12,73 мм				889-025-00	10 шт
37	26	0,18 мм	12,85 мм				889-026-00	10 шт
37	27	0,18 мм	12,97 мм				889-027-00	10 шт
37	28	0,18 мм	13,09 мм				889-028-00	10 шт
37	29	0,18 мм	13,22 мм				889-029-00	10 шт
37	30	0,18 мм	13,34 мм				889-030-00	10 шт
37	31	0,18 мм	13,46 мм				889-031-00	10 шт
37	32	0,18 мм	13,59 мм				889-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

dentaform® / Штучные упаковки

- с выступом для посадки
- универсальны для правой и левой половины челюсти
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

В набор не входят!

Кольца для нижних резцов

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	
42-41/31-32	00	0,10 мм	5,20 мм				845-813-00	10 шт
42-41/31-32	0	0,10 мм	5,30 мм				845-814-00	10 шт
42-41/31-32	1	0,10 мм	5,40 мм				845-801-00	10 шт
42-41/31-32	2	0,10 мм	5,50 мм				845-802-00	10 шт
42-41/31-32	3	0,10 мм	5,60 мм				845-803-00	10 шт
42-41/31-32	4	0,10 мм	5,80 мм				845-804-00	10 шт
42-41/31-32	5	0,10 мм	6,00 мм				845-805-00	10 шт
42-41/31-32	6	0,10 мм	6,30 мм				845-806-00	10 шт
42-41/31-32	7	0,10 мм	6,60 мм				845-807-00	10 шт
42-41/31-32	8	0,10 мм	6,70 мм				845-808-00	10 шт
42-41/31-32	9	0,10 мм	6,90 мм				845-809-00	10 шт
42-41/31-32	10	0,10 мм	7,10 мм				845-810-00	10 шт
42-41/31-32	11	0,10 мм	7,20 мм				845-811-00	10 шт
42-41/31-32	12	0,10 мм	7,30 мм				845-812-00	10 шт

CE 0483





Кольца

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних премоляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
15-14/24-25	No. 1-32 (2)	860-064-18	860-064-22	864-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
15-14/24-25	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	860-150-18	860-150-22	864-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
15-14/24-25	No. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			864-300-00	300 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-206-02 и лингвальному атачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-218-02 и лингвальному атачменту 750-602-10

Кольца для нижнего 1-ого премоляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
44/34	No. 1-32 (2)	861-064-18	861-064-22		64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾	Артикул	
44/34	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	861-150-18	861-150-22		150 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-210-02 и лингвальному атачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекетам equilibrium® 2 790-222-02 и лингвальному атачменту 750-602-10

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижнего 2-ого премоляра

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
45/35	No. 1-32 (2)	862-064-18	862-064-22		64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
45/35	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)	862-150-18	862-150-22		150 шт

CE 0483

¹⁾приварены к брекету equilibrium* 2 790-211-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾приварены к брекету equilibrium* 2 790-223-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

Кольца для нижних премоляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
45-44/34-35	No. 1-32 (2)			865-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
45-44/34-35	No. 1-4, 28-32 (2), 5-10, 21-27 (4), 11-12, 19-20 (6), 13, 18 (8), 14-17 (10)			865-150-00	150 шт

Maxi

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
45-44/34-35	No. 1-4, 28-32 (4), 5-10, 21-27 (8), 11-12, 19-20 (12), 13, 18 (16), 14-17 (20)			865-300-00	300 шт

CE 0483

Кольца для верхних 1-го и 2-го моляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17-16/26-27	No. 1-32 (2)			872-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18) ¹⁾	Артикул (Roth 22) ²⁾	Артикул	
17-16/26-27	No. 1-8,30-32 (2), 9-18 (4), 19-20(6), 21-25,28-29(8), 26-27(10)			872-150-00	150 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Ассортимент

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию
- поставляются в лотке (артикул 890-414-00)

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 1-го и 2-го моляров

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
47-46/36-37	No. 1-32 (2)			873-064-00	64 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
47-46/36-37	No. 1-8, 30-32 (2), 9-18 (4), 19-20(6), 21-25, 28-29(8), 26-27(10)			873-150-00	150 шт

€ 0483

Кольца для верхних клыков

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
13/23	No. 1-20 (2)			855-050-00	50 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
13/23	No. 1-5; 19-20 (4), 6-8; 8.5; 9.5; 10.5; 11.5; 12.5; 16-18 (6), 9; 10; 11; 12; 13-15 (8)			855-150-00	150 шт

€ 0483

Кольца для нижних клыков

Mini

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
43/33	No. 1-16 (2)			857-042-00	42 шт

Medium

Зубы	Размер кольца (содержится такого размера)	Приваренные		Не приваренные	Количество
		Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)	Артикул	
43/33	No. 1-2; 5.5; 6.5; 15-16 (4), 7.5; 8.5; 9.5 (6), 3-5; 12-14 (8), 6; 7; 8; 9; 10-11 (10)			857-150-00	150 шт

€ 0483

Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- приваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		Артикул	
15-14/24-25	1	0,12 мм	5,52 мм	860-101-18	860-101-22	1 шт	860-101-00	10 шт
15-14/24-25	2	0,12 мм	5,57 мм	860-102-18	860-102-22	1 шт	860-102-00	10 шт
15-14/24-25	3	0,12 мм	5,62 мм	860-103-18	860-103-22	1 шт	860-103-00	10 шт
15-14/24-25	4	0,12 мм	5,67 мм	860-104-18	860-104-22	1 шт	860-104-00	10 шт
15-14/24-25	5	0,12 мм	5,75 мм	860-105-18	860-105-22	1 шт	860-105-00	10 шт
15-14/24-25	6	0,12 мм	5,82 мм	860-106-18	860-106-22	1 шт	860-106-00	10 шт
15-14/24-25	7	0,12 мм	5,89 мм	860-107-18	860-107-22	1 шт	860-107-00	10 шт
15-14/24-25	8	0,12 мм	5,94 мм	860-108-18	860-108-22	1 шт	860-108-00	10 шт
15-14/24-25	9	0,12 мм	6,01 мм	860-109-18	860-109-22	1 шт	860-109-00	10 шт
15-14/24-25	10	0,12 мм	6,08 мм	860-110-18	860-110-22	1 шт	860-110-00	10 шт
15-14/24-25	11	0,12 мм	6,13 мм	860-111-18	860-111-22	1 шт	860-111-00	10 шт
15-14/24-25	12	0,12 мм	6,20 мм	860-112-18	860-112-22	1 шт	860-112-00	10 шт
15-14/24-25	13	0,12 мм	6,24 мм	860-113-18	860-113-22	1 шт	860-113-00	10 шт
15-14/24-25	14	0,12 мм	6,30 мм	860-114-18	860-114-22	1 шт	860-114-00	10 шт
15-14/24-25	15	0,12 мм	6,34 мм	860-115-18	860-115-22	1 шт	860-115-00	10 шт
15-14/24-25	16	0,12 мм	6,42 мм	860-116-18	860-116-22	1 шт	860-116-00	10 шт
15-14/24-25	17	0,12 мм	6,48 мм	860-117-18	860-117-22	1 шт	860-117-00	10 шт
15-14/24-25	18	0,12 мм	6,56 мм	860-118-18	860-118-22	1 шт	860-118-00	10 шт
15-14/24-25	19	0,12 мм	6,64 мм	860-119-18	860-119-22	1 шт	860-119-00	10 шт
15-14/24-25	20	0,12 мм	6,71 мм	860-120-18	860-120-22	1 шт	860-120-00	10 шт
15-14/24-25	21	0,12 мм	6,80 мм	860-121-18	860-121-22	1 шт	860-121-00	10 шт
15-14/24-25	22	0,12 мм	6,90 мм	860-122-18	860-122-22	1 шт	860-122-00	10 шт
15-14/24-25	23	0,12 мм	7,00 мм	860-123-18	860-123-22	1 шт	860-123-00	10 шт
15-14/24-25	24	0,12 мм	7,11 мм	860-124-18	860-124-22	1 шт	860-124-00	10 шт
15-14/24-25	25	0,12 мм	7,18 мм	860-125-18	860-125-22	1 шт	860-125-00	10 шт
15-14/24-25	26	0,12 мм	7,26 мм	860-126-18	860-126-22	1 шт	860-126-00	10 шт
15-14/24-25	27	0,12 мм	7,35 мм	860-127-18	860-127-22	1 шт	860-127-00	10 шт
15-14/24-25	28	0,12 мм	7,43 мм	860-128-18	860-128-22	1 шт	860-128-00	10 шт
15-14/24-25	29	0,12 мм	7,51 мм	860-129-18	860-129-22	1 шт	860-129-00	10 шт
15-14/24-25	30	0,12 мм	7,61 мм	860-130-18	860-130-22	1 шт	860-130-00	10 шт
15-14/24-25	31	0,12 мм	7,71 мм	860-131-18	860-131-22	1 шт	860-131-00	10 шт
15-14/24-25	32	0,12 мм	7,80 мм	860-132-18	860-132-22	1 шт	860-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾приваренные к брекету equilibrium® 790-206-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾приваренные к брекету equilibrium® 790-218-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 1-ых премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		Артикул	
44/34	1	0,12 мм	6,34 мм	861-101-18	861-101-22	1 шт	861-101-00	10 шт
44/34	2	0,12 мм	6,45 мм	861-102-18	861-102-22	1 шт	861-102-00	10 шт
44/34	3	0,12 мм	6,56 мм	861-103-18	861-103-22	1 шт	861-103-00	10 шт
44/34	4	0,12 мм	6,68 мм	861-104-18	861-104-22	1 шт	861-104-00	10 шт
44/34	5	0,12 мм	6,80 мм	861-105-18	861-105-22	1 шт	861-105-00	10 шт
44/34	6	0,12 мм	6,90 мм	861-106-18	861-106-22	1 шт	861-106-00	10 шт
44/34	7	0,12 мм	7,02 мм	861-107-18	861-107-22	1 шт	861-107-00	10 шт
44/34	8	0,12 мм	7,13 мм	861-108-18	861-108-22	1 шт	861-108-00	10 шт
44/34	9	0,12 мм	7,25 мм	861-109-18	861-109-22	1 шт	861-109-00	10 шт
44/34	10	0,12 мм	7,37 мм	861-110-18	861-110-22	1 шт	861-110-00	10 шт
44/34	11	0,12 мм	7,50 мм	861-111-18	861-111-22	1 шт	861-111-00	10 шт
44/34	12	0,12 мм	7,63 мм	861-112-18	861-112-22	1 шт	861-112-00	10 шт
44/34	13	0,12 мм	7,75 мм	861-113-18	861-113-22	1 шт	861-113-00	10 шт
44/34	14	0,12 мм	7,88 мм	861-114-18	861-114-22	1 шт	861-114-00	10 шт
44/34	15	0,12 мм	8,05 мм	861-115-18	861-115-22	1 шт	861-115-00	10 шт
44/34	16	0,12 мм	8,13 мм	861-116-18	861-116-22	1 шт	861-116-00	10 шт
44/34	17	0,12 мм	8,26 мм	861-117-18	861-117-22	1 шт	861-117-00	10 шт
44/34	18	0,12 мм	8,40 мм	861-118-18	861-118-22	1 шт	861-118-00	10 шт
44/34	19	0,12 мм	8,53 мм	861-119-18	861-119-22	1 шт	861-119-00	10 шт
44/34	20	0,12 мм	8,70 мм	861-120-18	861-120-22	1 шт	861-120-00	10 шт
44/34	21	0,12 мм	8,84 мм	861-121-18	861-121-22	1 шт	861-121-00	10 шт
44/34	22	0,12 мм	9,02 мм	861-122-18	861-122-22	1 шт	861-122-00	10 шт
44/34	23	0,12 мм	9,17 мм	861-123-18	861-123-22	1 шт	861-123-00	10 шт
44/34	24	0,12 мм	9,28 мм	861-124-18	861-124-22	1 шт	861-124-00	10 шт
44/34	25	0,12 мм	9,38 мм	861-125-18	861-125-22	1 шт	861-125-00	10 шт
44/34	26	0,12 мм	9,48 мм	861-126-18	861-126-22	1 шт	861-126-00	10 шт
44/34	27	0,12 мм	9,59 мм	861-127-18	861-127-22	1 шт	861-127-00	10 шт
44/34	28	0,12 мм	9,70 мм	861-128-18	861-128-22	1 шт	861-128-00	10 шт
44/34	29	0,12 мм	9,82 мм	861-129-18	861-129-22	1 шт	861-129-00	10 шт
44/34	30	0,12 мм	9,96 мм	861-130-18	861-130-22	1 шт	861-130-00	10 шт
44/34	31	0,12 мм	10,11 мм	861-131-18	861-131-22	1 шт	861-131-00	10 шт
44/34	32	0,12 мм	10,28 мм	861-132-18	861-132-22	1 шт	861-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾приваренные к брекету equilibrium[®] 790-210-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10
²⁾ приваренные к брекету equilibrium[®] 790-222-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- приваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних 2-ых премоляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул(Roth 18) ¹⁾	Артикул(Roth 22) ²⁾		Артикул	
45/35	1	0,12 мм	6,34 мм	862-101-18	862-101-22	1 шт	861-101-00	10 шт
45/35	2	0,12 мм	6,45 мм	862-102-18	862-102-22	1 шт	861-102-00	10 шт
45/35	3	0,12 мм	6,56 мм	862-103-18	862-103-22	1 шт	861-103-00	10 шт
45/35	4	0,12 мм	6,68 мм	862-104-18	862-104-22	1 шт	861-104-00	10 шт
45/35	5	0,12 мм	6,80 мм	862-105-18	862-105-22	1 шт	861-105-00	10 шт
45/35	6	0,12 мм	6,90 мм	862-106-18	862-106-22	1 шт	861-106-00	10 шт
45/35	7	0,12 мм	7,02 мм	862-107-18	862-107-22	1 шт	861-107-00	10 шт
45/35	8	0,12 мм	7,13 мм	862-108-18	862-108-22	1 шт	861-108-00	10 шт
45/35	9	0,12 мм	7,25 мм	862-109-18	862-109-22	1 шт	861-109-00	10 шт
45/35	10	0,12 мм	7,37 мм	862-110-18	862-110-22	1 шт	861-110-00	10 шт
45/35	11	0,12 мм	7,50 мм	862-111-18	862-111-22	1 шт	861-111-00	10 шт
45/35	12	0,12 мм	7,63 мм	862-112-18	862-112-22	1 шт	861-112-00	10 шт
45/35	13	0,12 мм	7,75 мм	862-113-18	862-113-22	1 шт	861-113-00	10 шт
45/35	14	0,12 мм	7,88 мм	862-114-18	862-114-22	1 шт	861-114-00	10 шт
45/35	15	0,12 мм	8,05 мм	862-115-18	862-115-22	1 шт	861-115-00	10 шт
45/35	16	0,12 мм	8,13 мм	862-116-18	862-116-22	1 шт	861-116-00	10 шт
45/35	17	0,12 мм	8,26 мм	862-117-18	862-117-22	1 шт	861-117-00	10 шт
45/35	18	0,12 мм	8,40 мм	862-118-18	862-118-22	1 шт	861-118-00	10 шт
45/35	19	0,12 мм	8,53 мм	862-119-18	862-119-22	1 шт	861-119-00	10 шт
45/35	20	0,12 мм	8,70 мм	862-120-18	862-120-22	1 шт	861-120-00	10 шт
45/35	21	0,12 мм	8,84 мм	862-121-18	862-121-22	1 шт	861-121-00	10 шт
45/35	22	0,12 мм	9,02 мм	862-122-18	862-122-22	1 шт	861-122-00	10 шт
45/35	23	0,12 мм	9,17 мм	862-123-18	862-123-22	1 шт	861-123-00	10 шт
45/35	24	0,12 мм	9,28 мм	862-124-18	862-124-22	1 шт	861-124-00	10 шт
45/35	25	0,12 мм	9,38 мм	862-125-18	862-125-22	1 шт	861-125-00	10 шт
45/35	26	0,12 мм	9,48 мм	862-126-18	862-126-22	1 шт	861-126-00	10 шт
45/35	27	0,12 мм	9,59 мм	862-127-18	862-127-22	1 шт	861-127-00	10 шт
45/35	28	0,12 мм	9,70 мм	862-128-18	862-128-22	1 шт	861-128-00	10 шт
45/35	29	0,12 мм	9,82 мм	862-129-18	862-129-22	1 шт	861-129-00	10 шт
45/35	30	0,12 мм	9,96 мм	862-130-18	862-130-22	1 шт	861-130-00	10 шт
45/35	31	0,12 мм	10,11 мм	862-131-18	862-131-22	1 шт	861-131-00	10 шт
45/35	32	0,12 мм	10,28 мм	862-132-18	862-132-22	1 шт	861-132-00	10 шт

CE 0483

¹⁾приваренные к брекету equilibrium[®] 790-211-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10

²⁾ приваренные к брекету equilibrium[®] 790-223-02 и лингвальному аттачменту 750-602-10





Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-ых и 2-ых верхних моляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	Ø мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	
17-16/26-27	1	0,15 мм	7,94 мм				870-001-00	10 шт
17-16/26-27	2	0,15 мм	8,06 мм				870-002-00	10 шт
17-16/26-27	3	0,15 мм	8,18 мм				870-003-00	10 шт
17-16/26-27	4	0,15 мм	8,30 мм				870-004-00	10 шт
17-16/26-27	5	0,15 мм	8,42 мм				870-005-00	10 шт
17-16/26-27	6	0,15 мм	8,54 мм				870-006-00	10 шт
17-16/26-27	7	0,15 мм	8,66 мм				870-007-00	10 шт
17-16/26-27	8	0,15 мм	8,78 мм				870-008-00	10 шт
17-16/26-27	9	0,15 мм	8,90 мм				870-009-00	10 шт
17-16/26-27	10	0,15 мм	9,02 мм				870-010-00	10 шт
17-16/26-27	11	0,15 мм	9,14 мм				870-011-00	10 шт
17-16/26-27	12	0,15 мм	9,26 мм				870-012-00	10 шт
17-16/26-27	13	0,15 мм	9,38 мм				870-013-00	10 шт
17-16/26-27	14	0,15 мм	9,50 мм				870-014-00	10 шт
17-16/26-27	15	0,15 мм	9,62 мм				870-015-00	10 шт
17-16/26-27	16	0,15 мм	9,74 мм				870-016-00	10 шт
17-16/26-27	17	0,15 мм	9,86 мм				870-017-00	10 шт
17-16/26-27	18	0,15 мм	9,98 мм				870-018-00	10 шт
17-16/26-27	19	0,15 мм	10,10 мм				870-019-00	10 шт
17-16/26-27	20	0,15 мм	10,22 мм				870-020-00	10 шт
17-16/26-27	21	0,15 мм	10,34 мм				870-021-00	10 шт
17-16/26-27	22	0,15 мм	10,46 мм				870-022-00	10 шт
17-16/26-27	23	0,15 мм	10,58 мм				870-023-00	10 шт
17-16/26-27	24	0,15 мм	10,70 мм				870-024-00	10 шт
17-16/26-27	25	0,15 мм	10,82 мм				870-025-00	10 шт
17-16/26-27	26	0,15 мм	10,94 мм				870-026-00	10 шт
17-16/26-27	27	0,15 мм	11,06 мм				870-027-00	10 шт
17-16/26-27	28	0,15 мм	11,18 мм				870-028-00	10 шт
17-16/26-27	29	0,15 мм	11,30 мм				870-029-00	10 шт
17-16/26-27	30	0,15 мм	11,42 мм				870-030-00	10 шт
17-16/26-27	31	0,15 мм	11,54 мм				870-031-00	10 шт
17-16/26-27	32	0,15 мм	11,66 мм				870-032-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для 1-ых и 2-ых нижних моляров, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	
47-46/36-37	1	0,15 мм	8,94 мм				871-001-00	10 шт
47-46/36-37	2	0,15 мм	9,06 мм				871-002-00	10 шт
47-46/36-37	3	0,15 мм	9,18 мм				871-003-00	10 шт
47-46/36-37	4	0,15 мм	9,30 мм				871-004-00	10 шт
47-46/36-37	5	0,15 мм	9,42 мм				871-005-00	10 шт
47-46/36-37	6	0,15 мм	9,54 мм				871-006-00	10 шт
47-46/36-37	7	0,15 мм	9,56 мм				871-007-00	10 шт
47-46/36-37	8	0,15 мм	9,78 мм				871-008-00	10 шт
47-46/36-37	9	0,15 мм	9,90 мм				871-009-00	10 шт
47-46/36-37	10	0,15 мм	10,02 мм				871-010-00	10 шт
47-46/36-37	11	0,15 мм	10,14 мм				871-011-00	10 шт
47-46/36-37	12	0,15 мм	10,25 мм				871-012-00	10 шт
47-46/36-37	13	0,15 мм	10,38 мм				871-013-00	10 шт
47-46/36-37	14	0,15 мм	10,50 мм				871-014-00	10 шт
47-46/36-37	15	0,15 мм	10,62 мм				871-015-00	10 шт
47-46/36-37	16	0,15 мм	10,74 мм				871-016-00	10 шт
47-46/36-37	17	0,15 мм	10,86 мм				871-017-00	10 шт
47-46/36-37	18	0,15 мм	10,98 мм				871-018-00	10 шт
47-46/36-37	19	0,15 мм	11,10 мм				871-019-00	10 шт
47-46/36-37	20	0,15 мм	11,22 мм				871-020-00	10 шт
47-46/36-37	21	0,15 мм	11,34 мм				871-021-00	10 шт
47-46/36-37	22	0,15 мм	11,46 мм				871-022-00	10 шт
47-46/36-37	23	0,15 мм	11,58 мм				871-023-00	10 шт
47-46/36-37	24	0,15 мм	11,70 мм				871-024-00	10 шт
47-46/36-37	25	0,15 мм	11,82 мм				871-025-00	10 шт
47-46/36-37	26	0,15 мм	11,94 мм				871-026-00	10 шт
47-46/36-37	27	0,15 мм	12,06 мм				871-027-00	10 шт
47-46/36-37	28	0,15 мм	12,18 мм				871-028-00	10 шт
47-46/36-37	29	0,15 мм	12,30 мм				871-029-00	10 шт
47-46/36-37	30	0,15 мм	12,42 мм				871-030-00	10 шт
47-46/36-37	31	0,15 мм	12,54 мм				871-031-00	10 шт
47-46/36-37	32	0,15 мм	12,66 мм				871-032-00	10 шт

CE 0483



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для верхних клыков, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	
				Артикул(Roth 18)	Артикул(Roth 22)		Артикул	Количество
13/23	1	0,15 мм	7,10 мм				850-101-00	10 шт
13/23	2	0,15 мм	7,20 мм				850-102-00	10 шт
13/23	3	0,15 мм	7,30 мм				850-103-00	10 шт
13/23	4	0,15 мм	7,50 мм				850-104-00	10 шт
13/23	5	0,15 мм	7,60 мм				850-105-00	10 шт
13/23	6	0,15 мм	7,80 мм				850-106-00	10 шт
13/23	7	0,15 мм	7,90 мм				850-107-00	10 шт
13/23	8	0,15 мм	8,00 мм				850-108-00	10 шт
13/23	8.5	0,15 мм	8,10 мм				850-121-00	10 шт
13/23	9	0,15 мм	8,20 мм				850-109-00	10 шт
13/23	9.5	0,15 мм	8,30 мм				850-122-00	10 шт
13/23	10	0,15 мм	8,40 мм				850-110-00	10 шт
13/23	10.5	0,15 мм	8,50 мм				850-123-00	10 шт
13/23	11	0,15 мм	8,60 мм				850-111-00	10 шт
13/23	11.5	0,15 мм	8,70 мм				850-124-00	10 шт
13/23	12	0,15 мм	8,80 мм				850-112-00	10 шт
13/23	12.5	0,15 мм	8,90 мм				850-125-00	10 шт
13/23	13	0,15 мм	9,10 мм				850-113-00	10 шт
13/23	14	0,15 мм	9,20 мм				850-114-00	10 шт
13/23	15	0,15 мм	9,40 мм				850-115-00	10 шт
13/23	16	0,15 мм	9,50 мм				850-116-00	10 шт
13/23	17	0,15 мм	9,80 мм				850-117-00	10 шт
13/23	18	0,15 мм	9,90 мм				850-118-00	10 шт
13/23	19	0,15 мм	10,00 мм				850-119-00	10 шт
13/23	20	0,15 мм	10,10 мм				850-120-00	10 шт

CE 0483



Кольца

Стандартные кольца / Штучная упаковка

- универсальны для правой и левой половины челюсти
- неприваренные кольца (с или без язычных аттачментов) идеальны для техники Гербста
- анатомическая форма и шероховатая внутренняя поверхность обеспечивают оптимальную адгезию

Мы рекомендуем инструмент для измерения самого большого мезио - дистального диаметра коронки зуба (артикул 042-751-00)

Кольца для нижних клыков, правого и левого

Зубы	Размер кольца	Толщина кольца	мезиально-дистальный	Приваренные		Количество	Не приваренные	Количество
				Артикул (Roth 18)	Артикул (Roth 22)		Артикул	
43/33	1	0,12 мм	6,20 мм				851-101-00	10 шт
43/33	2	0,12 мм	6,30 мм				851-102-00	10 шт
43/33	3	0,12 мм	6,50 мм				851-103-00	10 шт
43/33	4	0,12 мм	6,60 мм				851-104-00	10 шт
43/33	5	0,12 мм	6,80 мм				851-105-00	10 шт
43/33	5.5	0,12 мм	6,90 мм				851-117-00	10 шт
43/33	6	0,12 мм	7,00 мм				851-106-00	10 шт
43/33	6.5	0,12 мм	7,10 мм				851-118-00	10 шт
43/33	7	0,12 мм	7,20 мм				851-107-00	10 шт
43/33	7.5	0,12 мм	7,30 мм				851-119-00	10 шт
43/33	8	0,12 мм	7,40 мм				851-108-00	10 шт
43/33	8.5	0,12 мм	7,50 мм				851-120-00	10 шт
43/33	9	0,12 мм	7,60 мм				851-109-00	10 шт
43/33	9.5	0,12 мм	7,80 мм				851-121-00	10 шт
43/33	10	0,12 мм	7,90 мм				851-110-00	10 шт
43/33	11	0,12 мм	8,00 мм				851-111-00	10 шт
43/33	12	0,12 мм	8,20 мм				851-112-00	10 шт
43/33	13	0,12 мм	8,30 мм				851-113-00	10 шт
43/33	14	0,12 мм	8,40 мм				851-114-00	10 шт
43/33	15	0,12 мм	8,60 мм				851-115-00	10 шт
43/33	16	0,12 мм	8,70 мм				851-116-00	10 шт

CE 0483



верхняя челюсть

нижняя челюсть



Кольца

Аксессуары



Материал для изготовления колец в катушках

Мягкий. Верхняя сторона отполирована, нижняя - матовая

☒	Длина	Артикул	Количество
0,10 x 3,80 мм / 4 x 150	10 м	812-038-00	1 шт
0,12 x 4,55 мм / 5 x 180	10 м	813-045-00	1 шт
0,15 x 4,55 мм / 6 x 180	10 м	814-045-00	1 шт

CE 0483



Матрица для колец в катушках

Материал No.: 1.4310, пружино жесткая

Толщина и ширина	Длина	Артикул	Количество
0.05 x 5.00 мм	1 м	831-601-00	1 шт
0.05 x 5.00 мм	10 м	831-701-00	1 шт
0.05 x 6.00 мм	1 м	831-606-00	1 шт
0.05 x 7.00 мм	1 м	831-603-00	1 шт
0.05 x 7.00 мм	10 м	831-703-00	1 шт

CE

Кольца



Аксессуары

Шкафчик для колец

Стандартная пластиковая модель

Для хранения преформированных колец, 10 лотков (без содержимого или вакуум - сформированных вставок)

Измерения (ВхШхД)	Артикул	Количество
31 x 27.5 x 25 см	890-414-00	1 шт



Лотки с крышками и вставками

Для шкафчика для колец

Маркировка	Артикул	Количество
Standard верхние кольца на клыки	890-420-00	1 шт
Standard нижние кольца на клыки	890-421-00	1 шт
Standard верхние кольца на премоляры	890-422-00	1 шт
Standard нижние кольца на премоляры	890-423-00	1 шт
Standard верхние кольца на моляры	890-424-00	1 шт
Standard нижние кольца на моляры	890-425-00	1 шт
dentaform® нижние кольца на резцы	890-419-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 1-го моляра, правого	890-426-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 1-го моляра, левого	890-427-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 2-го моляра, правого	890-428-00	1 шт
dentaform® кольцо для верхнего 2-го моляра, левого	890-429-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 1-го моляра, правого	890-430-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 1-го моляра, левого	890-431-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 2-го моляра, правого	890-432-00	1 шт
dentaform® кольцо для нижнего 2-го моляра, левого	890-433-00	1 шт
Прямая адгезивная техника	890-412-00	1 шт
Выдвижной ящик	890-406-00	1 шт





Кольца

Аксессуары



Стоппер

Для шкафчика для колец

Артикул 890-414-10	1 шт
---------------------------	------



Крышка-крепление

Для шкафчика для колец (артикул 890-414-00).
Для сборки шкафчика для колец
включает стоппер (артикул 890-414-10).

Артикул 890-402-00	1 шт
---------------------------	------



Расширяющая рамка

Для увеличения вместительности шкафчика для колец.
Стоппер в комплект не входит

Артикул 890-407-00	1 шт
---------------------------	------



Дно шкафчика (основание)

Для шкафчика для колец (Артикул 890-414-00).
Для сборки шкафчика для колец.
Стоппер в комплект не входит

Артикул 890-403-00	1 шт
---------------------------	------

100



Адгезивы

LED лампа и аксессуары

страница 176

Адгезивы и аксессуары

страница 177



Адгезивы

Для лучшего приклеивания.



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■**
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Адгезивы





Правильный выбор адгезива для каждой ситуации

Дентаурум представляет широкий спектр современных ортодонтических адгезивов. Они разработаны с учетом основных ортодонтических требований. И пациент, и доктор выигрывают от высоких стандартов качества. В адгезивах ConTec и стеклоиномерном цементе GlasTec содержится фтор.

Большой выбор аксессуаров

В линейный ряд адгезивов Дентаурум входят не только все необходимые клеящие вещества, но так же и множество аксессуаров, облегчающих работу специалиста.





ConTec SE

Легкий светотверждаемый адгезив с самопротравливающимся праймером

ConTec LC

Легкий светотверждаемый адгезив

ConTec LCR

Легкий светотверждаемый адгезив для фиксации лингвальных ретейнеров

NO-MIX

Стандартный однокомпонентный адгезив для брекетов

MIX

Стандартный двухкомпонентный адгезив для брекетов

SmartBond®

Влагоотвердевающий (химический) адгезив

GlasTec

Мелкодисперсный стеклоиономерный цемент

Адгезивы

Области применения адгезивов

	ConTec SE	ConTec LC	ConTec LCR
magic®	+++	+++	++
discovery® sl	+++	+++	+
discovery® sl 2.0	+++	+++	+
discovery®	+++	+++	+
discovery® smart	+++	+++	+
discovery® pearl	+++	+++	+
topic	+++	+++	+
equilibrium® 2 / ti	+++	+++	+
equilibrium® mini	+++	+++	+
Fascination®	+++	+++	+
Fascination® 2	+++	+++	+
Jewels	+++	+++	+
Elegance®	+++	+++	+
Ретейнеры	++	++	+++
Бандажные кольца	—	—	—
Щёчные трубки	+++	++	+

- +++ особенно хорошо подходят
 ++ хорошо подходят
 + область применения ограничена
 — не подходят



GlasTec	SmartBond®	NO-MIX	MIX
—	—	—	++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	++	+++	+++
—	—	++	+++
—	—	—	+++
—	—	++	+++
—	+	+++	+++
—	—	—	+
+++	—	—	—
—	++	++	+++

Адгезивы

LED-лампа и аксессуары



bluephase® LED-лампа

- современная беспроводная мощная LED-лампа
- работает на батарейках
- бесшумная
- 3 экспозиционные программы
- обеспечивает быстрое отверждение за короткий промежуток времени
- широкий световой спектр – от 380 до 515 нм
- высокая люминесцентная интенсивность - 1200 мВ/см²

В комплект входит:

- наконечник
- базовая установка
- AC адаптер
- перезаряжаемая батарея
- световод 10 мм
- антибликовый конус
- защитные рукава

Артикул **073-300-00**

1 набор

CE

Адгезивы

Адгезивы и аксессуары

ConTec SE набор

Самопротравливающийся и светоотверждаемый
однокомпонентный адгезив.

Для адгезии металлических брекетов, щечных трубок,
керамических и композитных брекетов.

Приблизительно для 800 брекетов (40 пациентов)

Для фиксации пластиковых брекетов обязательно
использование ConTec праймера! - артикул
163-555-00 (не входит в набор)

Артикул 163-550-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

2 x Адгезива в шприцах
1 x Праймер А + В
1 x Лоток для смешивания
50 x Одноразовая кисточка

В наборе:

Артикул 163-551-0
Артикул 163-552-0
Артикул 163-553-0
Артикул 163-554-0



ConTec SE

Адгезив для брекетов, в шприце, светоотверждаемый.

Артикул 163-551-00	2 x 4 г
--------------------	---------

CE 0483



ConTec SE Primer A + B

Праймер в бутылочках 5 мл

Артикул 163-552-00	2 x 5 мл
--------------------	----------

CE 0483



ConTec SE лоточек для смешивания

Материал: пластик

Артикул 163-553-00	1 шт
--------------------	------



ConTec SE одноразовые щеточки

Артикул 163-554-00	50 шт
--------------------	-------

CE



ConTec LC набор

Светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для
брекетов

Для адгезии металлических брекетов, щечных трубок,
керамических и композитных брекетов.

Приблизительно для 900 брекетов (45 пациентов)

Включает 2 потка для смешивания

Для фиксации пластиковых брекетов обязательно
использование ConTec праймера! - артикул 163-513-00

Артикул 163-510-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

3 x адгезива в шприце, каждый по 3 г
10 x наконечников для адгезива в шприце
1 x протравливающий гель в шприце, 5 мл, содержит
2 закругленных картриджа для нанесения
1 x праймер в бутылочке 5 мл
50 x щеточек
1 x держатель для щеточек

В наборе:

Артикул 163-511-00
Артикул 163-514-00
Артикул 163-512-00
Артикул 163-513-00
Артикул 163-417-00
Артикул 163-419-00



Адгезивы

Адгезивы и аксессуары



ConTec LC

Адгезив для брекетов в шприце, светотверждаемый

Артикул 163-511-00	3 x 2 мл
---------------------------	----------

CE 0483



ConTec LC tips

Наконечники для шприцов с адгезивом (артикул 163-511-00).

Артикул 163-514-00	10 шт
---------------------------	-------

CE



ConTec LCR набор

Светотверждаемый однокомпонентный адгезив для ретэйнеров

Для приклеивания ретейнеров

Приблизительно для 30 ретэйнеров, скрученных или прикл. для 100 ретэйнеров 3-3 (200 бркетов)

включает 2 лотка для смешивания

ConTector аппликатор (артикул 163-532-00)

в набор не входит!

Артикул 163-530-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

В наборе:

10 x адгезив для ретейнеров, каждый 0.25 г	Артикул 163-531-00
1 x протравочный гель в шприце, 5 мл	
включая 2 закругленных аппликатора	Артикул 163-512-00
1 x праймер в бутылочке, 5 мл	Артикул 163-513-00
50 x щеточек	Артикул 163-417-00
1 x держатель для щеточек	Артикул 163-419-00



ConTec LCR колпачки

Адгезив для ретейнеров, светотверждаемый

Артикул 163-531-00	25 x 0.25 г
---------------------------	-------------

CE 0483



ConTector

Аппликатор для ConTec LCR колпачков (артикул 163-531-00).

Артикул 163-532-00	1 шт
---------------------------	------

CE



ConTec etch, протравливающий гель

37,5 % фосфорной кислоты

Для протравливания эмали зуба. Может быть использован с ConTec LC и LCR, MIX-, NO-MIX- адгезивами и SmartBond®.

Содержит:

1 x протравливающий гель в шприце, 5 мл

2 x закругленных аппликатора

Артикул 163-512-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

Адгезивы

Адгезивы и аксессуары

ConTec праймер

Для композитных брекетов.
Формирует сцепление между композитным брекетом и адгезивом.

Использовать только с адгезивами ConTec.

Нельзя использовать с MIX, NO-MIX адгезивами или с SmartBond®!

Артикул 163-555-00 5 мл

CE 0483



ConTec прайм

Праймер в бутылочке

Использовать только с адгезивами ConTec.

Нельзя использовать с MIX, NO-MIX адгезивами или с SmartBond®!

Артикул 163-513-00 5 мл

CE 0483



Одноразовая щетка

Артикул 163-417-00 50 шт

CE



Держатель для щеток

Артикул 163-419-00 5 шт

CE



NO-MIX адгезивная система

Однокомпонентный адгезив для брекетов, в бутылочке.

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических и композитных брекетов.

Приблизительно для 800 брекетов (40 пациентов)

Для фиксации керамических брекетов обязательно использование праймера! - артикул 163-500-00 (в набор не входит)

Артикул 163-406-00 1 набор

CE 0483

В наборе:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1 x адгезив для брекетов 8 г | Артикул 163-413-00 |
| 1 x активатор, 10 мл | Артикул 163-414-00 |
| 1 x протравливающий гель, 10 мл | Артикул 163-415-00 |
| 1 x держатель для щеточки | Артикул 163-419-00 |
| 50 x щеточек | Артикул 163-417-00 |
| 1 x шпатель | Артикул 163-418-00 |
| 1 x лоток для смешивания | Артикул 163-416-00 |



Однокомпонентный адгезив для брекетов в бутылочке

Для адгезивной системы NO-MIX

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических и композитных брекетов.

Артикул 163-413-00 8 г

CE 0483



Адгезивы

Адгезивы и аксессуары



NO-MIX адгезивная система

Однокомпонентный адгезив для брекетов, в шприцах.

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических и композитных брекетов.

Приблизительно для 600 брекетов (30 пациентов)

Для фиксации композитных брекетов обязательно использование праймера - артикул 163-500-00 (в набор не входит)

Артикул 163-407-00

1 набор

CE 0483

В наборе:

3 x адгезива для брекетов, каждый по 2.5г
1 x активатор, 10 мл
2 x протравливающий гель в шприцах, каждый по 2.5 г
6 x одноразовых шприцов с протравливающим гелем
1 x держатель для щеточки
50 x щеточек
1 x шпатель
1 x лоток для замешивания

Артикул 163-421-00
Артикул 163-414-00
Артикул 163-412-00
Артикул 163-422-00
Артикул 163-419-00
Артикул 163-417-00
Артикул 163-418-00
Артикул 163-416-00



Однокомпонентный адгезив для брекетов, в шприцах

для NO-MIX адгезивной системы.

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических и композитных брекетов

Артикул 163-421-00

2 x 2.5 г

CE 0483



Активатор

Для NO-MIX адгезивной системы

Для приклеивания металлических брекетов, буккальных трубок, керамических брекетов и пластиковых брекетов.

Артикул 163-414-00

10 мл

CE 0483



MIX приклеивающая система

Двухкомпонентный адгезив для брекетов в бутылочках

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических и композитных брекетов.

Приблизительно для 1400 брекетов (70 пациентов)

Для фиксации композитных брекетов обязательно использование праймера - артикул 163-500-00 (в набор не входит)

Артикул 163-405-00

1 набор

CE 0483

В наборе:

1 x паста А, 18 г
1 x паста В, 18 г
1 x герметик А, 3 мл
1 x герметик В, 3 мл
1 x протравливающий гель, 10 мл
2 x лоток для смешивания
50 x шпатель
100 x аппликационные губки

Артикул 163-408-00
Артикул 163-409-00
Артикул 163-410-00
Артикул 163-411-00
Артикул 163-415-00
Артикул 163-416-00
Артикул 163-418-00
Артикул 163-420-00



Паста А

Двухкомпонентный адгезив для брекетов в бутылочке

Для приклеивающей системы MIX

Для фиксации металлических брекетов, щечных трубок, керамических брекетов и пластиковых брекетов.

Артикул 163-408-00

18 г

CE 0483



Паста В

Двухкомпонентный адгезив для брекетов в бутылочке

Для приклеивающей системы MIX

Для приклеивания металлических брекетов, щечных трубок, керамических брекетов и пластиковых брекетов.

Артикул 163-409-00

18 г

CE 0483

Адгезивы

Адгезивы и аксессуары

Герметик А

в бутылочке

Для системы MIX.

Для приклеивания металлических брекетов, щечных трубок, керамических брекетов и пластиковых брекетов.

Артикул 163-410-00

3 мл

CE 0483



Герметик В

в бутылочке

Для системы MIX

Для приклеивания металлических брекетов, щечных трубок, керамических брекетов и пластиковых брекетов.

Артикул 163-411-00

3 мл

CE 0483



Праймер

Для композитных брекетов.

Формирует сцепление между композитным брекетом и адгезивом.

Следует использовать только с MIX- и NO-MIX-адгезивами, Не для ConTec адгезивов и SmartBond®!

Артикул 163-500-00

10 мл

CE 0483



SmartBond® Mini комплект

Однокомпонентный адгезив для брекетов

для "влажного" склеивания поверхностей.

Для металлических и керамических брекетов

Приблизительно для 300 брекетов (15 пациентов)

В наборе:

- 1 х адгезив в шприце, 3 г
- 1 х протравливающий гель в шприце, 6 г
- 25 х щеточек
- 20 х наконечников luer-lock
- 1 х лоток для смешивания

Артикул 163-506-00

1 набор

CE 0510



Протравливающий гель в бутылочке

37.4 % фосфорной кислоты

Протравливает эмаль. Используется с MIX- и NO-MIX-адгезивами, ConTec LC, LCR адгезивами и SmartBond®.

Артикул 163-415-00

10 мл

CE 0483



Протравливающий гель в шприце

37.4 % фосфорной кислоты

Протравливает эмаль. Использовать с MIX- и NO-MIX-адгезивами, ConTec LC, LCR адгезивами и SmartBond®.

Артикул 163-412-00

2 x 2.5 г

CE 0483



Адгезивы

Адгезивы и аксессуары



Одноразовые канюли
для шприцев с протравливающим гелем
(артикул 163-412-00).

Артикул 163-422-00	10 шт
--------------------	-------

CE



GlasTec набор
Самоотверждаемый, двухкомпонентный
стеклоиономерный цемент
Для надежной фиксации ортодонтических колец
Прибл. для 70 колец
Цвет: голубой
В наборе:
• 1 х стеклоиономерный цемент, 35 г
• 1 х шпатель
• 1 х мерная ложечка
• 1 х бутылочка для воды

Артикул 163-540-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483



Шпатель

Артикул 163-418-00	50 шт
--------------------	-------



Лоток для смешивания

Артикул 163-416-00	2 шт
--------------------	------



Аппликационные губки (спонжи)

Артикул 163-420-00	100 шт
--------------------	--------

CE

Адгезивы

Адгезивы и аксессуары

Полиры и боры для удаления излишков адгезива

Для деликатного удаления остатков адгезива и цемента без повреждения эмали.

Используйте охлаждение водой!

Рекомендованная скорость: 5000–max. 10000 min⁻¹

Форма	Артикул	Количество
Коническая	123-700-00	10 шт
Радиальная	123-701-00	10 шт
Грушевидная, большая	123-702-00	10 шт
Грушевидная, маленькая	123-703-00	10 шт



CE 0483

Карбидные боры

Стерилизуемые

Для удаления излишков адгезива

Диаметр вала Ø: 2.35 мм

Рекомендованная скорость: 40000 min⁻¹

Форма	Артикул	Количество	Артикул	Количество
Гладкая	123-604-00	1 шт	123-604-30	10 шт
Зазубренная	123-603-00	1 шт	123-603-30	10 шт



CE 0483





Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки

Дуги/ Прямые проволочные заготовки /	
Проволоки на катушках (в рулонах)	страница 192

Несъемная техника

Дуги	
Нержавеющая сталь (NiCr)	страница 199
Нержавеющая сталь без содержания никеля*	страница 203
Термоактивный никель-титановый сплав	страница 205
Никель-титановый сплав	страница 208
Кобальт-хромовый сплав	страница 215
Титаново-молибденовый сплав без никеля*	страница 216
Стеклопластик	страница 216
Прямые проволочные заготовки	страница 217
Проволоки на катушках (в рулонах)	страница 220
Аксессуары	страница 221

Съемная техника

Прямые проволочные заготовки	страница 227
Проволоки на катушках (в рулонах)	страница 228
Аксессуары	страница 230

Небные и лингвальные дуги

	страница 235
--	--------------

* acc. to ISO 6871-1 (1994)



Проволоки | Дуги | Аксессуары

Высочайший уровень мастерства для
достижения надежного результата



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолитирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■**
- Аппараты для лечения дистальной окклюзии ■
- Внутри и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Проволоки | Дуги | Аксессуары



Дуги для любого вида лечения

Правильный выбор дуг оказывает решающее влияние на результат ортодонтического лечения. Поэтому Дентаурум предлагает широкий выбор высококачественных дуг, изготовленных из различных материалов для лечения любых клинических случаев. По форме, размерам и силе, эти дуги уникальны, как и вся продукция Дентаурум. Дентаурум предлагает не только дуги для работы с несъемной техникой, но также и продукцию для ортодонтической лаборатории - от простых проволок до прекопированных проволочных элементов для прямого использования при изготовлении съемных ортодонтических аппаратов. В состав проволок и дуг включены высоко биосовместимые материалы, такие как Noninium® или gematitan® SPECIAL. Эти материалы отлично подходят для брекетов, не содержащих никель и применяются в лечении пациентов с аллергическим статусом.





remanium® / Equire

Нержавеющая сталь (NiCr).

dentaflex®

Нержавеющая сталь (витые и плетеные).

Noninium® / Noninium® White

Нержавеющая сталь без содержания никеля*.

Tensic® / Tensic® White

Термоактивный никель-титановый сплав.

Equire Thermo-Active

Термоактивный никель-титановый сплав.

rematitan® sl / rema® Spee

Никель-титановый сплав.

rematitan® "LITE" / rematitan® "LITE" White

Никель-титановый сплав.

remaloy®

Кобальт-хромовый сплав.

rematitan® SPECIAL

Титаново-молибденовый сплав.

Translucent pearl arches

Стеклопластик.

* Следовое содержание никеля $\leq 0.2\%$,
в связи с процессом производства

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Предполагаемое применение для дуг и проволок Дентаурум

Материал проволоки	Начальная фаза			Промежуточная фаза				Финальная фаза	
	Выравнивание	Торк	Ротация	Компенсация зубной дуги	Торк	Ротация	Ретракция с петлями	Компенсация зубной дуги	Торк
Нержавеющая сталь									
remanium® круглая				+					
remanium® прямоугольная				+	+		+	+	+
Equire круглая				+					
Equire прямоугольная				+	+		+	+	+
Нержавеющая сталь (витые и плетеные)									
dentaflex® 3-х жильная круглая	+								
dentaflex® 3-х жильная прямоугольная		+							
dentaflex® 6-жильная круглая	+								
dentaflex® 8-жильная прямоугольная	+	+							
Нержавеющая сталь без содержания никеля*									
Noninium® круглая				+					
Noninium® прямоугольная				+	+		+	+	+
Нержавеющая сталь без содержания никеля*(белое покрытие)									
Noninium® White круглая				+					
Noninium® White прямоугольная				+	+		+	+	+
Термоактивный никель-титановый сплав									
Tensic® круглая	+		+			+			
Tensic® прямоугольная	+	+			+	+			
Equire Thermo-Active круглая	+		+			+			
Equire Thermo-Active прямоугольная	+	+			+	+			
Термоактивный никель-титановый сплав (белое покрытие)									
Tensic® White круглая	+		+			+			
Tensic® White прямоугольная	+	+			+	+			
Никель-титановый сплав									
rematitan® sl круглая	+		+						
rematitan® sl прямоугольная		+		+	+	+		+	+
rematitan® "LITE" круглая	+		+						
rematitan® "LITE" прямоугольная		+		+	+	+		+	+
Никель-титановый сплав (белое покрытие)									
rematitan® "LITE" White круглая	+		+		+				
rematitan® "LITE" White прямоугольная		+			+	+			
Кобальт-хромовый сплав									
remaloy® прямоугольная					+		+		
Титаново-молибденовый сплав без содержания никеля *									
rematitan® SPECIAL круглая				+					
rematitan® SPECIAL прямоугольная		+			+		+		+
Стеклопластик									
Полупрозрачная жемчужная дуга круглая	+		+						

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.



Категории силы

Категория прочности	N/mm ²	Tensic®	dentaflex®	rematitan® "LITE"	rematitan® SPECIAL	remanium®	Noninium®	remaloy®	Equire	Полупрозрачная жесткая
Средняя плюс 0	1100 – < 1400				+					
Жесткая 1	1400 – < 1600					+	+	+		
Жесткая плюс 2	1600 – < 1800							+		
Пружинно жесткая 3	1800 – < 2000					+	+	+		
Пружинно жесткая плюс 4	2000 – < 2300					+	+		+	
Экстра пружинно жесткая 5	2300 – < 2500					+				
Супер пружинно жесткая 6	2500 – < 2700		+				+			
Супер эластичная 7	–	+		+					+	+

Краткий обзор программы

Tensic® - термоактивный никель-титановый сплав

Tensic® дуги крайне эластичны и легко подвергаются изгибанию при комнатной температуре. Температура их трансформации близка к температуре тела, что способствует передаче постоянных слабых сил, которые предотвращают риск резорбции корня во время фазы выравнивания.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

dentaflex® – нержавеющая сталь (витые и плетеные)

Проволоки и дуги dentaflex® доступны в трёхжильном плетении. Они лучше пружинят, чем 6-жильные в коаксильной версии, дешевле по стоимости и представляют собой хорошо проверенную альтернативу проволоке и дугам из NiTi. Кроме того, имеются dentaflex® плетеные дуги из 8 нитей (8-ми жильные). Эти дуги особенно полезны для реализации торка в начале лечения.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

rematitan® “LITE” никель-титановый сплав.

rematitan® “LITE” дуги сделаны из супер-эластичного никель-титанового сплава. Супер-эластичность обеспечивает ровное и мягкое перераспределение сил. Благодаря упругому восстановлению, rematitan® “LITE” идеальны на этапах выравнивания (нивелирования)

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

rematitan® SPECIAL титаново-молибденовый сплав

rematitan® SPECIAL дуги и проволоки сделаны из не содержащего никель титаново-молибденового сплава, и таким образом применяются у склонных к аллергии пациентов. Запас эластичности данного сплава существенно более низкий, чем у дуг из нержавеющей стали, что создает значительно меньшую силу, но в то же время обеспечивает высокую эластичность и хорошую гибкость.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

remanium® - нержавеющая сталь

remanium® дуги и проволоки – это лучшее решение, когда требуются большие силы или когда в конце лечения необходим полный контроль торка. Широкий спектр категорий прочности в этой серии позволяет использовать remanium® дуги и remanium®

проволоки на протяжении всего лечения.

remanium® проволоки и дуги легко преформировать, а гладкая поверхность обеспечивает низкое трение.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

Noninium® не содержащая никель* нержавеющей сталь

Noninium® проволоки и дуги созданы специально для пациентов с аллергией на никель, поскольку не содержат его в своем составе*. Они не подвержены деформациям при жевательной нагрузке и обладают отличными механическими качествами. Так же представлены в виде 3-х жильных дуг.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

remaloy® кобальт-хромовый сплав

Remaloy® проволоки и дуги сделаны из кобальт-хромового сплава, специальная процедура закаливания придает ему дополнительную прочность. Легко изгибается при формировании петель пальцами или щипцами. Поверхности очень гладкие и имеют низкое трение.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

Equire нержавеющей стали (Американский стиль)

Equire дуги из нержавеющей стали подходят, когда требуются силы, подобные производимым дугами remanium®. Могут использоваться даже когда есть необходимость частой замены в течении всего процесса лечения. Дуги Equire легко преформировать, их можно приваривать, а гладкая поверхность обеспечивает низкое трение. Форма дуги соответствует идеальной дуге по стандартам Американской ортодонтии.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

Equire термоактивный никель-титановый сплав (Американский стиль)

Equire никель-титановые дуги супер-эластичны. Кроме своей формы дуги, они идентичны дугам Tensic® и могут быть использованы на протяжении всего лечения. Дуги Equire легко преформировать, их можно приваривать, а гладкая поверхность обеспечивает низкое трение. Форма дуги соответствует идеальной дуге по стандартам Американской ортодонтии.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

Полупрозрачные жемчужные дуги

Практически невидимые дуги созданы специально для эстетического лечения с помощью керамических и композитных брекетов. В отличие от металлических дуг с тефлоновым покрытием, эстетический внешний вид этих дуг постоянен. Они произведены из стеклопластика и имеют те же характеристики, что и дуги из никель-титанового сплава.

Доступно в следующих силовых категориях: 0 1 2 3 4 5 6 7

* Следовое содержание никеля $\leq 0.2\%$, в связи с процессом производства.

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки дуг

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

**Нержавеющая сталь(никель-хромовый сплав),
пружинно жесткая плюс**

remanium* ideal дуги, круглые			
14	765-200-00	765-300-00	10 шт
16	765-201-00	765-301-00	10 шт
16	765-201-01	765-301-01	50 шт
18	765-202-00	765-302-00	10 шт
18	765-202-01	765-302-01	50 шт
20	765-203-00	765-303-00	10 шт

remanium* ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	767-100-00	767-200-00	10 шт
16 x 16	767-100-01	767-200-01	50 шт
16 x 22	767-101-00	767-201-00	10 шт
16 x 22	767-101-01	767-201-01	50 шт
17 x 22	767-102-00	767-202-00	10 шт
17 x 25	767-103-00	767-203-00	10 шт
17 x 25	767-103-01	767-203-01	50 шт
18 x 25	767-104-00	767-204-00	10 шт
19 x 25	767-105-00	767-205-00	10 шт
19 x 25	767-105-01	767-205-01	50 шт
21.5 x 25	767-106-00	767-206-00	10 шт
21.5 x 28	767-107-00	767-207-00	10 шт

Equire преформированные ideal дуги, круглые, форма арки: Американский стиль			
12	769-000-00	769-001-00	10 шт
14	769-002-00	769-003-00	10 шт
16	769-004-00	769-005-00	10 шт
18	769-006-00	769-007-00	10 шт

Equire преформированные ideal дуги, прямоугольные, форма арки: Американский стиль			
16 x 16	769-008-00	769-009-00	10 шт
16 x 22	769-010-00	769-011-00	10 шт
17 x 25	769-012-00	769-013-00	10 шт
18 x 25	769-014-00	769-015-00	10 шт
19 x 25	769-016-00	769-017-00	10 шт
21 x 25	769-018-00	769-019-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

**Нержавеющая сталь (витые и плетеные),
супер пружинно жесткая**

dentaflex* ideal дуги, круглые, скрученные 3-х жильные			
15	766-120-00	766-121-00	10 шт
15	766-120-01	766-121-01	50 шт
18	766-122-00	766-123-00	10 шт
18	766-122-01	766-123-01	50 шт
20	766-124-00	766-125-00	10 шт

dentaflex* ideal дуги, прямоугольные, скрученные 3-х жильные			
16 x 16	766-130-00	766-131-00	10 шт
16 x 22	766-132-00	766-133-00	10 шт
16 x 22	766-132-01	766-133-01	50 шт

dentaflex* ideal дуги, круглые, 6-жильные, коаксиальные			
15	766-300-00	766-400-00	10 шт
15	766-300-01	766-400-01	50 шт
18	766-301-00	766-401-00	10 шт
18	766-301-01	766-401-01	50 шт

dentaflex* ideal дуги, прямоугольные, плетеные 8-жильные, коаксиальные			
16 x 16	766-100-00	766-200-00	10 шт
16 x 16	766-100-01	766-200-01	50 шт
16 x 22	766-101-00	766-201-00	10 шт
16 x 22	766-101-01	766-201-01	50 шт
17 x 25	766-103-00	766-203-00	10 шт
18 x 25	766-104-00	766-204-00	10 шт
19 x 25	766-105-00	766-205-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

**Нержавеющая сталь без содержания никеля*
пружинно жесткая плюс**

Noninium* ideal дуги, круглые			
12	764-008-00	764-009-00	10 шт
14	764-010-00	764-011-00	10 шт
16	764-012-00	764-013-00	10 шт
18	764-014-00	764-015-00	10 шт

Noninium* ideal, прямоугольные			
16 x 16	764-018-00	764-019-00	10 шт
16 x 22	764-020-00	764-021-00	10 шт
17 x 25	764-022-00	764-023-00	10 шт
18 x 18	764-024-00	764-025-00	10 шт
18 x 25	764-026-00	764-027-00	10 шт
19 x 25	764-028-00	764-029-00	10 шт
21 x 25	764-030-00	764-031-00	10 шт

Noninium* White ideal дуги, круглые			
16	768-002-00	768-003-00	3 шт
18	768-004-00	768-005-00	3 шт

Noninium* White ideal, прямоугольные			
16 x 16	768-006-00	768-007-00	3 шт
16 x 22	768-008-00	768-009-00	3 шт
17 x 25	768-010-00	768-011-00	3 шт
21 x 25	768-012-00	768-013-00	3 шт

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.

CE 0483

Программа поставки дуг

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

Термоактивный никель-титановый сплав,
супер эластичная

Tensic® ideal дуги, круглые			
12	766-700-00	766-701-00	10 шт
14	766-702-00	766-703-00	10 шт
16	766-704-00	766-705-00	10 шт
18	766-706-00	766-707-00	10 шт

Tensic® ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	766-710-00	766-711-00	10 шт
16 x 22	766-712-00	766-713-00	10 шт
17 x 25	766-714-00	766-715-00	10 шт
18 x 25	766-716-00	766-717-00	10 шт
19 x 25	766-718-00	766-719-00	10 шт
21 x 25	766-720-00	766-721-00	10 шт

Equire термоактивные ideal дуги, круглые форма дуги: Американский стиль			
12	766-800-00	766-801-00	10 шт
14	766-802-00	766-803-00	10 шт
16	766-804-00	766-805-00	10 шт
18	766-806-00	766-807-00	10 шт

Equire термоактивные ideal дуги, прямоугольные форма дуги: Американский стиль			
16 x 16	766-808-00	766-809-00	10 шт
16 x 22	766-810-00	766-811-00	10 шт
17 x 25	766-812-00	766-813-00	10 шт
18 x 25	766-814-00	766-815-00	10 шт
19 x 25	766-816-00	766-817-00	10 шт
21 x 25	766-818-00	766-819-00	10 шт

Tensic® White ideal дуги, круглые			
16	768-026-00	768-027-00	3 шт
18	768-028-00	768-029-00	3 шт

Tensic® White ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	768-030-00	768-031-00	3 шт
16 x 22	768-032-00	768-033-00	3 шт
17 x 25	768-034-00	768-035-00	3 шт
18 x 25	768-038-00	768-039-00	3 шт
19 x 25	768-040-00	768-041-00	3 шт

CE 0483

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

Никель-титановый сплав, супер эластичная

rematitan® sl ideal дуга, круглая, со стопором			
12	766-270-00	766-271-00	10 шт
14	766-272-00	766-273-00	10 шт
16	766-274-00	766-275-00	10 шт
18	766-276-00	766-277-00	10 шт

rematitan® sl ideal дуга, прямоугольная, со стопором			
16 x 16	766-278-00	766-279-00	10 шт
16 x 22	766-280-00	766-281-00	10 шт
17 x 25	766-282-00	766-283-00	10 шт
19 x 25	766-284-00	766-285-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

rematitan® "LITE" дуги, форма дуги I (коническая), прямоугольная		
16 x 16	766-180-00	10 шт
16 x 22	766-181-00	10 шт
17 x 25	766-182-00	10 шт

rematitan® "LITE" дуги, форма дуги II (квадратная), прямоугольная		
16 x 16	766-183-00	10 шт
16 x 22	766-184-00	10 шт
17 x 25	766-185-00	10 шт

rematitan® "LITE" дуги, форма дуги III (овальная), прямоугольная		
16 x 16	766-186-00	10 шт
16 x 22	766-187-00	10 шт
17 x 25	766-188-00	10 шт

rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, нормальные, прямоугольные		
16 x 16	766-250-00	10 шт
16 x 22	766-251-00	10 шт
17 x 25	766-252-00	10 шт

rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, заостренные, прямоугольные		
16 x 16	766-253-00	10 шт
16 x 22	766-254-00	10 шт
17 x 25	766-255-00	10 шт

rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, овальные, прямоугольные		
16 x 16	766-256-00	10 шт
16 x 22	766-257-00	10 шт
17 x 25	766-258-00	10 шт

rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, экстра-заостренные, прямоугольные		
16 x 16	766-259-00	10 шт
16 x 22	766-260-00	10 шт
17 x 25	766-261-00	10 шт

rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, овальные узкие, прямоугольные		
16 x 16	766-262-00	10 шт
16 x 22	766-263-00	10 шт
17 x 25	766-264-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки дуг

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

rematitan* "LITE" ideal дуги, круглые			
12	766-058-00	766-059-00	10 шт
14	766-080-00	766-081-00	10 шт
14	766-080-01	766-081-01	50 шт
16	766-082-00	766-083-00	10 шт
16	766-082-01	766-083-01	50 шт
18	766-084-00	766-085-00	10 шт
18	766-084-01	766-085-01	50 шт

rematitan* "LITE" ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	766-088-00	766-089-00	10 шт
16 x 16	766-088-01	766-089-01	50 шт
16 x 22	766-090-00	766-091-00	10 шт
16 x 22	766-090-01	766-091-01	50 шт
17 x 25	766-092-00	766-093-00	10 шт

rematitan* "LITE" ideal дуги, круглые, со стопором			
12	766-060-00	766-061-00	10 шт
14	766-062-00	766-063-00	10 шт
16	766-064-00	766-065-00	10 шт
18	766-066-00	766-067-00	10 шт

rematitan* "LITE" ideal дуги, прямоугольные, со стопором			
16 x 16	766-068-00	766-069-00	10 шт
16 x 22	766-070-00	766-071-00	10 шт
17 x 25	766-072-00	766-073-00	10 шт
18 x 18	766-074-00	766-075-00	10 шт
18 x 25	766-076-00	766-077-00	10 шт
19 x 25	766-078-00	766-079-00	10 шт
21 x 25	766-086-00	766-087-00	10 шт

rematitan* "LITE" ideal дуги, круглые, узкие, со стопором			
12	766-160-00	766-161-00	10 шт
14	766-162-00	766-163-00	10 шт
16	766-164-00	766-165-00	10 шт
18	766-166-00	766-167-00	10 шт

rematitan* "LITE" ideal дуги, прямоугольные, узкие, со стопором			
16 x 16	766-168-00	766-169-00	10 шт
16 x 22	766-170-00	766-171-00	10 шт
17 x 25	766-172-00	766-173-00	10 шт
18 x 18	766-174-00	766-175-00	10 шт
18 x 25	766-176-00	766-177-00	10 шт
19 x 25	766-178-00	766-179-00	10 шт

rema Spee* ретракционные дуги, круглые, со стопором			
16	766-050-00	766-051-00	10 шт
18	766-052-00	766-053-00	10 шт

rema Spee* ретракционные дуги, прямоугольные, со стопором			
16 x 22	766-054-00	766-055-00	10 шт
17 x 25	766-056-00	766-057-00	10 шт

rema Spee* White ideal дуги, круглые			
16	768-014-00	768-015-00	3 шт
18	768-016-00	768-017-00	3 шт

rematitan* "LITE" White ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	768-018-00	768-019-00	3 шт
16 x 22	768-020-00	768-021-00	3 шт
17 x 25	768-022-00	768-023-00	3 шт

CE 0483

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

Кобальтово-хромовый сплав, жесткая плюс

remaloy* ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	769-100-00	769-200-00	10 шт
16 x 22	769-101-00	769-201-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул (верхняя челюсть)	Артикул (нижняя челюсть)	Количество
--------	------------------------------	-----------------------------	------------

Не содержащий никель, титаново-молибденовый сплав, средняя плюс

rematitan* SPECIAL ideal дуги, круглые			
16	766-605-00	766-606-00	10 шт
18	766-607-00	766-608-00	10 шт

rematitan* SPECIAL ideal дуги, прямоугольные			
16 x 16	766-631-00	766-632-00	10 шт
16 x 22	766-609-00	766-610-00	10 шт
17 x 25	766-611-00	766-612-00	10 шт
18 x 18	766-613-00	766-614-00	10 шт
18 x 25	766-615-00	766-616-00	10 шт
19 x 25	766-617-00	766-618-00	10 шт
21 x 25	766-619-00	766-620-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Стеклопластик

полупрозрачные ideal жемчужные дуги, круглые		
18	766-906-00	5 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки прямые проволочные заготовки

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Нержавеющая сталь(никель хром)

remanium* прямые проволочные заготовки, круглые, экстра пружинно жесткая		
0.35 мм / 14	535-035-00	25 шт
0.40 мм / 16	535-040-00	25 шт
0.45 мм / 18	535-045-00	25 шт

remanium* прямые проволочные заготовки, прямоугольные, пружинно жесткая		
16 x 16	537-340-00	10 шт
16 x 22	537-310-00	10 шт
17 x 22	537-311-00	10 шт
17 x 25	537-313-00	10 шт
18 x 25	537-314-00	10 шт
19 x 19	535-048-00	25 шт
20 x 20	535-051-00	25 шт
21.5 x 28	537-324-00	10 шт

remanium* прямые проволочные заготовки, прямоугольные, пружинно жесткая плюс		
16 x 16	537-440-00	10 шт
16 x 22	537-410-00	10 шт
17 x 22	537-411-00	10 шт
17 x 25	537-413-00	10 шт
18 x 25	537-414-00	10 шт
21.5 x 25	537-423-00	10 шт
21.5 x 28	537-424-00	10 шт

remanium* прямые проволочные заготовки, круглые, пружинно жесткая		
0.40 мм / 16	525-040-00	25 шт
0.70 мм / 28	527-004-00	1100 шт
0.70 мм / 28	527-005-00	900 шт
0.70 мм / 28	527-070-00	25 шт
0.80 мм / 31	527-006-00	875 шт
0.80 мм / 31	527-080-00	25 шт
0.90 мм / 36	527-090-00	25 шт
1.00 мм / 39	527-100-00	25 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)

dentaflex* прямые проволочные заготовки, круглые, 3-х жильные, супер пружинно жесткая		
0.38 мм / 15	545-738-00	10 шт
0.45 мм / 18	545-745-00	10 шт
0.50 мм / 20	545-750-00	10 шт

dentaflex* прямые проволочные заготовки, круглые, 6-и жильные, коаксиальные, супер пружинно жесткая		
0.38 мм / 15	545-638-00	10 шт
0.45 мм / 18	545-645-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Не содержащая никель* нержавеющей сталь

Noninium* прямые проволочные заготовки, круглые, пружинно жесткая плюс		
0.30 мм / 12	764-000-00	10 шт
0.35 мм / 14	764-001-00	10 шт
0.40 мм / 16	764-002-00	10 шт
0.45 мм / 18	764-003-00	10 шт

Noninium* прямые проволочные заготовки, прямоугольные, пружинно жесткая плюс		
17 x 25	764-006-00	10 шт

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.
CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Кобальт-хромовый сплав

remaloy* прямые проволочные заготовки, прямоугольные, жесткая плюс		
16 x 16	537-540-00	10 шт
16 x 22	537-510-00	10 шт

remaloy* прямые проволочные заготовки, круглые, жесткая		
0.70 мм / 28	528-070-00	10 шт
0.80 мм / 31	528-080-00	10 шт
0.90 мм / 36	528-090-00	10 шт
1.00 мм / 39	528-100-00	10 шт
1.10 мм / 43	528-110-00	10 шт
1.20 мм / 47	528-120-00	10 шт
1.30 мм / 51	528-130-00	10 шт
1.50 мм / 59	528-150-00	10 шт

remaloy* прямые проволочные заготовки, полукруглые, пружинно жесткая		
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	528-155-00	10 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	528-158-00	10 шт

remaloy* прямые проволочные заготовки, прямоугольно закругленные, жесткая плюс		
1.92 x 0.90 мм / 76 x 36	528-159-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки прямые проволочные заготовки

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Не содержащий никель титан-молибденовый сплав

rematitan® SPECIAL прямые проволочные заготовки, круглые, средняя плюс		
0.40 мм / 16	766-600-00	10 шт
0.45 мм / 18	766-601-00	10 шт
0.80 мм / 32	766-629-00	10 шт

rematitan® SPECIAL прямые проволочные заготовки, прямоугольные, средняя плюс		
16 x 16	766-633-00	10 шт
16 x 22	766-602-00	10 шт
17 x 25	766-603-00	10 шт
19 x 25	766-604-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Титан

Титановая проволока ретейнер, 3-х жильные, класс 1, круглая		
0.44 мм / 17	528-001-01	10 шт
0.50 мм / 20	528-000-01	10 шт

Титановая проволока ретейнер, 3-х жильная, класс 5, круглая		
0.44 мм / 17	528-001-00	10 шт
0.50 мм / 20	528-000-00	10 шт

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Золото

Золотой ретейнер, скрученные 3 нити, круглый		
0.50 мм / 20	529-000-00	1 шт

CE 0483

Размер

Размер	мм
10	круглая 0.25 мм
12	круглая 0.30 мм
14	круглая 0.35 мм
15	круглая 0.38 мм
16	круглая 0.40 мм
18	круглая 0.45 мм
20	круглая 0.50 мм
23	круглая 0.60 мм
28	круглая 0.70 мм
32	круглая 0.80 мм
36	круглая 0.90 мм
39	круглая 1.00 мм
43	круглая 1.10 мм
47	круглая 1.20 мм
51	круглая 1.30 мм
59	круглая 1.50 мм

Размер	мм
16 x 16	прямоугольная 0.41 x 0.41 мм
16 x 22	прямоугольная 0.41 x 0.56 мм
17 x 22	прямоугольная 0.43 x 0.56 мм
17 x 25	прямоугольная 0.43 x 0.64 мм
18 x 25	прямоугольная 0.46 x 0.64 мм
19 x 25	прямоугольная 0.48 x 0.64 мм
21 x 25	прямоугольная 0.53 x 0.64 мм
21.5 x 25	прямоугольная 0.55 x 0.64 мм
21.5 x 28	прямоугольная 0.55 x 0.70 мм

Программа поставки проволоки на катушках

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Нержавеющая сталь (никель-хром)

remanium[®], проволока на катушках, круглая, экстра пружинно жесткая		
0.35 мм / 14	530-035-00	7.5 м
0.40 мм / 16	530-040-00	7.5 м
0.45 мм / 18	530-045-00	7.5 м

remanium[®], лигатурная проволока, круглая, мягкая		
0.25 мм / 10	500-025-00	80 м
0.25 мм / 10	501-025-00	1160 м
0.30 мм / 12	500-030-00	60 м
0.40 мм / 16	500-040-00	30 м
0.50 мм / 20	503-050-00	50 м

remanium[®], лабораторные катушки, круглая, пружинно жесткая		
0.70 мм / 28	513-070-00	30 м
0.80 мм / 31	513-080-00	20 м
0.90 мм / 36	513-090-00	10 м
1.00 мм / 39	513-100-00	10 м
1.20 мм / 47	513-120-00	10 м
1.50 мм / 59	513-150-00	10 м

remanium[®], клинические катушки, круглая, жесткая		
0.70 мм / 28	514-070-00	165 м
0.80 мм / 31	514-080-00	125 м
0.90 мм / 36	514-090-00	100 м
1.00 мм / 39	514-100-00	80 м

remanium[®], лабораторные катушки, круглая, жесткая		
0.40 мм / 16	521-040-00	30 м
0.50 мм / 20	523-050-00	50 м
0.60 мм / 23	523-060-00	40 м
0.70 мм / 28	523-070-00	30 м
0.80 мм / 31	523-080-00	20 м
0.90 мм / 36	523-090-00	10 м
1.00 мм / 39	523-100-00	10 м
1.10 мм / 43	523-110-00	10 м
1.20 мм / 47	523-120-00	10 м
1.50 мм / 59	523-150-00	10 м

remanium[®], клинические катушки, круглая, пружинно жесткая		
0.60 мм / 23	524-060-00	225 м
0.70 мм / 28	524-070-00	165 м
0.80 мм / 31	524-080-00	125 м
0.90 мм / 36	524-090-00	100 м
1.00 мм / 39	524-100-00	80 м
1.10 мм / 43	524-110-00	70 м

remanium[®], проволока на катушках полукруглая, жесткая		
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	308-513-00	10 м
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	308-515-00	10 м
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	308-518-00	10 м
2.00 x 1.00 мм / 79 x 40	308-520-00	10 м

remanium[®], клинические катушки, полукруглая, жесткая		
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	308-713-00	90 м
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	308-715-00	65 м
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	308-718-00	50 м

remanium[®], проволока на катушках, овальная, жесткая		
2.40 x 1.40 мм / 95 x 55	385-624-00	10 м
3.00 x 1.50 мм / 118 x 59	385-630-00	10 м

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Нержавеющая сталь (скрученные и плетенные)

dentaflex[®], проволока на катушках круглая, скрученная 3-х жильная, супер пружинно жесткая		
0.38 мм / 15	545-738-01	4 м
0.45 мм / 18	545-745-01	4 м

dentaflex[®], проволока на катушках круглая, скрученная 6- жильная коаксиальная, супер пружинно жесткая		
0.38 мм / 15	545-638-01	4 м
0.45 мм / 18	545-645-01	4 м

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Не содержащая никель* нержавеющей сталь

Noninium[®] проволока на катушках, круглая, жесткая		
0.70 мм / 28	520-070-00	30 м
0.80 мм / 31	520-080-00	20 м
0.90 мм / 36	520-090-00	10 м
1.20 мм / 47	520-120-00	10 м

Noninium[®] проволока на катушках, круглая, пружинно жесткая		
0.60 мм / 23	520-062-00	40 м
0.70 мм / 28	520-072-00	30 м
0.80 мм / 31	520-082-00	20 м
0.90 мм / 36	520-092-00	10 м

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Программа поставки проволоки на катушках

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Никель-титановый сплав

rematitan® "LITE" проволока на катушках, круглая, супер эластичная		
0.30 мм / 12	766-094-00	4,5 м
0.35 мм / 14	766-095-00	4,5 м
0.40 мм / 16	766-196-00	4,5 м

CE 0483

Размер	Артикул	Количество
--------	---------	------------

Титан

титановая проволока ретейнер, 3-х жильная, класс 1, круглая		
0.50 мм / 20	528-000-02	2 м

CE 0483



remanium® ideal дуги, круглые

Категория силы: упругая твердая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.35 мм / 14			765-200-00	10 шт
0.40 мм / 16			765-201-00	10 шт
0.40 мм / 16			765-201-01	50 шт
0.45 мм / 18			765-202-00	10 шт
0.45 мм / 18			765-202-01	50 шт
0.50 мм / 20			765-203-00	10 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.35 мм / 14			765-300-00	10 шт
0.40 мм / 16			765-301-00	10 шт
0.40 мм / 16			765-301-01	50 шт
0.45 мм / 18			765-302-00	10 шт
0.45 мм / 18			765-302-01	50 шт
0.50 мм / 20			765-303-00	10 шт

CE 0483



Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	767-100-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	767-100-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	767-101-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	767-101-01	50 шт
0.43 x 0.56 мм / 17 x 22		0.64 мм	767-102-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	767-103-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	767-103-01	50 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	767-104-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	767-105-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	767-105-01	50 шт
0.55 x 0.64 мм / 21.5 x 25		0.76 мм	767-106-00	10 шт
0.55 x 0.70 мм / 21.5 x 28		0.81 мм	767-107-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	767-200-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	767-200-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	767-201-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	767-201-01	50 шт
0.43 x 0.56 мм / 17 x 22		0.64 мм	767-202-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	767-203-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	767-203-01	50 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	767-204-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	767-205-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	767-205-01	50 шт
0.55 x 0.64 мм / 21.5 x 25		0.76 мм	767-206-00	10 шт
0.55 x 0.70 мм / 21.5 x 28		0.81 мм	767-207-00	10 шт

CE 0483



Equire ideal преформированные дуги, круглые

Форма дуги: Американский стиль

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки, выгравированная.

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			769-000-00	10 шт
0.35 мм / 14			769-002-00	10 шт
0.40 мм / 16			769-004-00	10 шт
0.45 мм / 18			769-006-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная, 1 точка, выгравированная

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			769-001-00	10 шт
0.35 мм / 14			769-003-00	10 шт
0.40 мм / 16			769-005-00	10 шт
0.45 мм / 18			769-007-00	10 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



Equire ideal преформированные дуги, прямоугольные

Форма дуги: Американский стиль

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки, выгравированная.

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	769-008-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	769-010-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	769-012-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	769-014-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	769-016-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	769-018-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	769-009-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	769-011-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	769-013-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	769-015-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	769-017-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	769-019-00	10 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® ideal дуги, круглые, 3-х жильные

Категория силы: супер пружинно жесткая •2000–2700 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15			766-120-00	10 шт
0.38 мм / 15			766-120-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-122-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-122-01	50 шт
0.50 мм / 20			766-124-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15			766-121-00	10 шт
0.38 мм / 15			766-121-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-123-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-123-01	50 шт
0.50 мм / 20			766-125-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® ideal дуги, прямоугольные, 3-х жильные

Категория силы: супер пружинно жесткая • 2000–2700 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-130-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-132-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-132-01	50 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-131-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-133-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-133-01	50 шт

CE 0483



dentaflex® ideal дуги, круглые, 6-жильные, «коаксиальные»

Категория силы: супер пружинно жесткая • 2000–2700 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15			766-300-00	10 шт
0.38 мм / 15			766-300-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-301-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-301-01	50 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15			766-400-00	10 шт
0.38 мм / 15			766-400-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-401-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-401-01	50 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® ideal дуги, прямоугольные, 8-жильные

Категория силы: супер пружинно жесткая •2500–2700 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-100-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-100-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-101-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-101-01	50 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-103-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-104-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-105-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-200-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-200-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-201-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-201-01	50 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-203-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-204-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-205-00	10 шт

CE 0483

Не содержащая никель* нержавеющей сталь



Noninium® ideal дуги, круглые

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: зеленая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			764-008-00	10 шт
0.35 мм / 14			764-010-00	10 шт
0.40 мм / 16			764-012-00	10 шт
0.45 мм / 18			764-014-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			764-009-00	10 шт
0.35 мм / 14			764-011-00	10 шт
0.40 мм / 16			764-013-00	10 шт
0.45 мм / 18			764-015-00	10 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Не содержащая никель* нержавеющей сталь



Noninium* ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: зеленая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	764-018-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	764-020-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	764-022-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	764-024-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	764-026-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	764-028-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	764-030-00	10 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	764-019-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	764-021-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	764-023-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	764-025-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	764-027-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	764-029-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	764-031-00	10 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

Не содержащая никель нержавеющей сталь (белое покрытие)



Noninium* White ideal дуги, круглые

Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: зеленая

Маркировка средней линии: нет

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-002-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-004-00	3 шт




Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-003-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-005-00	3 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.


Не содержащая никель* нержавеющей сталь (белое покрытие)

**Noninium® White ideal дуги, прямоугольные**Категория силы: пружинно жесткая плюс •2000–2300 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: зеленая

Маркировка средней линии: нет

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-006-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-008-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-010-00	3 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	768-012-00	3 шт



□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-007-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-009-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-011-00	3 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	768-013-00	3 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

Термоактивный никель-титановый сплав

**Tensic® ideal дуги, круглые**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-700-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-702-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-704-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-706-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-701-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-703-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-705-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-707-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Термоактивный никель-титановый сплав



Tensic* ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-710-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-712-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-714-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-716-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-718-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-720-00	10 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-711-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-713-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-715-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-717-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-719-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-721-00	10 шт

CE 0483



Equire ideal термоактивные, преформированные дуги, круглые

Форма дуги: Американский стиль

Категория силы: супер эластичная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-800-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-802-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-804-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-806-00	10 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-801-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-803-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-805-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-807-00	10 шт

CE 0483

Термоактивный никель-титановый сплав



Equire ideal термоактивные, преформированные дуги, прямоугольные

Форма дуги: Американский стиль

Категория силы: супер эластичная

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки, выгравированная

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-808-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-810-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-812-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-814-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-816-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-818-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-809-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-811-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-813-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-815-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-817-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-819-00	10 шт

CE 0483

Термоактивный никель-титановый сплав (белое покрытие)



Tensic White ideal дуги, круглые

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: нет

ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-026-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-028-00	3 шт



ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-027-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-029-00	3 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Термоактивный никель-титановый сплав (белое покрытие)



Tensic White ideal дуги, круглые

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: нет

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-030-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-032-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-034-00	3 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	768-038-00	3 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	768-040-00	3 шт

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-031-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-033-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-035-00	3 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	768-039-00	3 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	768-041-00	3 шт

CE 0483

Никель-титановый сплав



rematitan* sl ideal дуги, круглые

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: со стопором

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-270-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-272-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-274-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-276-00	10 шт

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-271-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-273-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-275-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-277-00	10 шт

CE 0483



rematitan* sl ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: со стопором

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-278-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-280-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-282-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25			766-284-00	10 шт

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-279-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-281-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-283-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25			766-285-00	10 шт

CE 0483



rematitan* "LITE" дуги, Форма дуги I (коническая)

для McLaughlin-Bennett-Trevisi техники

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-180-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-181-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-182-00	10 шт

CE 0483

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan* "LITE" дуги, Форма дуги II (квадратная)

для McLaughlin-Bennett-Trevisi техники**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-183-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-184-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-185-00	10 шт

CE 0483

** The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Никель-титановый сплав



rematitan® "LITE" дуги, Форма дуги III (овальная)

для McLaughlin-Bennett-Trevisi техники**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-186-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-187-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-188-00	10 шт

CE 0483

** The Dentaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, обычные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-250-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-251-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-252-00	10 шт

CE 0483



rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, заостренные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-253-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-254-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-255-00	10 шт

CE 0483



rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, овальные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-256-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-257-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-258-00	10 шт

CE 0483

**rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, экстра заостренные**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-259-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-260-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-261-00	10 шт

CE 0483

**rematitan® "LITE" Ricketts® PENTA дуги, овальные узкие**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная / нижнечелюстная 1 точка, выгравированная

□	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16			766-262-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22			766-263-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25			766-264-00	10 шт

CE 0483

**rematitan® "LITE" ideal дуги, круглые**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

φ	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-058-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-080-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-080-01	50 шт
0.40 мм / 16			766-082-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-082-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-084-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-084-01	50 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

φ	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-059-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-081-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-081-01	50 шт
0.40 мм / 16			766-083-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-083-01	50 шт
0.45 мм / 18			766-085-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-085-01	50 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Никель-титановый сплав



rematitan® "LITE" ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-088-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-088-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-090-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-090-01	50 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-092-00	10 шт



Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-089-00	10 шт
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-089-01	50 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-091-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-091-01	50 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-093-00	10 шт

CE 0483



rematitan® "LITE" ideal дуги, круглые

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая


Маркировка средней линии: со стопором

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-060-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-062-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-064-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-066-00	10 шт



Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-061-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-063-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-065-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-067-00	10 шт

CE 0483


**rematitan® "LITE" ideal дуги, прямоугольные**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: со стопором

☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-068-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-070-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-072-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-074-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-076-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-078-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-086-00	10 шт



☑	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-069-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-071-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-073-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-075-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-077-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-079-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-087-00	10 шт

CE 0483

**rematitan® "LITE" ideal дуги, круглые**

Для узкой челюсти. Узкая форма дуги.

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: со стопором

⌀	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-160-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-162-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-164-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-166-00	10 шт





⌀	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12			766-161-00	10 шт
0.35 мм / 14			766-163-00	10 шт
0.40 мм / 16			766-165-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-167-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Никель-титановый сплав



rematitan® "LITE" ideal дуги, прямоугольные

Для узкой челюсти. Узкая форма дуги.

Категория силы: супер эластичная


Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: со стопором

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-168-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-170-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-172-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-174-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-176-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-178-00	10 шт

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-169-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-171-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-173-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-175-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-177-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-179-00	10 шт

CE 0483



rema Spee® ретракционные дуги, круглые

Категория прочности: супер эластичная

Маркировка средней линии: со стопором

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			766-050-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-052-00	10 шт

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			766-051-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-053-00	10 шт

CE 0483



rema Spee® ретракционные дуги, прямоугольные

Категория силы: супер эластичная

Маркировка средней линии: со стопором

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-054-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-056-00	10 шт

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-055-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-057-00	10 шт

CE 0483

Никель-титановый сплав (белое покрытие)

**rematitan® "LITE" White ideal дуги, круглые**

Категория силы: супер эластичная



Цветовая кодировка упаковки: оранжевая

Маркировка средней линии: нет

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-014-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-016-00	3 шт

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			768-015-00	3 шт
0.45 мм / 18			768-017-00	3 шт

CE 0483

**rematitan® "LITE" White ideal дуги, прямоугольные**

Категория силы: супер эластичная

Цветовая кодировка упаковки: оранжевая


Маркировка средней линии: нет

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-018-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-020-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-022-00	3 шт

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	768-019-00	3 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	768-021-00	3 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	768-023-00	3 шт

CE 0483

Кобальт - хромовый сплав

**remaloy® ideal дуги, прямоугольные**

Категория силы: жесткая плюс • 1600–1800 Н/мм²

Цвет упаковки: синий

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 1 точка, черная

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	769-100-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	769-101-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка, красная

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	769-200-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	769-201-00	10 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Дуги

Не содержащий никель титаново-молибденовый сплав



rematitan® SPECIAL ideal дуги, круглые

Категория силы: жесткая плюс • 1100–1400 Н/мм²

Цвет упаковки: желтый

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			766-605-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-607-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16			766-606-00	10 шт
0.45 мм / 18			766-608-00	10 шт

CE 0483



rematitan® SPECIAL ideal дуги, прямоугольные

Категория силы: жесткая плюс • 1100–1400 Н/мм²

Цвет упаковки: желтый

Маркировка средней линии: верхнечелюстная 3 точки

▣	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-631-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-609-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-611-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-613-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-615-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-617-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-619-00	10 шт

Маркировка средней линии: нижнечелюстная 1 точка

▣	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16		0.54 мм	766-632-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22		0.62 мм	766-610-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25		0.70 мм	766-612-00	10 шт
0.46 x 0.46 мм / 18 x 18		0.59 мм	766-614-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25		0.71 мм	766-616-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25		0.73 мм	766-618-00	10 шт
0.53 x 0.64 мм / 21 x 25		0.76 мм	766-620-00	10 шт

CE 0483



Стеклопластик



Полупрозрачные ideal жемчужные дуги, круглые

Маркировка средней линии: нет

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.45 мм / 18			766-906-00	5 шт

CE 0483

Neu
New

Проволоки | Дути | Аксессуары

Несъемная техника / прямые проволочные заготовки

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® прямые проволочные заготовки, круглые

Категория силы: экстра пружинно жесткая • 2300–2500 Н/мм²

Цвет упаковки: красный

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.35 мм / 14	каждая 380 мм		535-035-00	25 шт
0.40 мм / 16	каждая 380 мм		535-040-00	25 шт
0.45 мм / 18	каждая 380 мм		535-045-00	25 шт

CE 0483



remanium® прямые проволочные заготовки, прямоугольные

Категория прочности: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Цвет упаковки: красный

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16	каждая 380 мм	0.54 мм	537-340-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22	каждая 380 мм	0.62 мм	537-310-00	10 шт
0.43 x 0.56 мм / 17 x 22	каждая 380 мм	0.64 мм	537-311-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25	каждая 380 мм	0.70 мм	537-313-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25	каждая 380 мм	0.71 мм	537-314-00	10 шт
0.48 x 0.48 мм / 19 x 19	каждая 380 мм	0.62 мм	535-048-00	25 шт
0.51 x 0.51 мм / 20 x 20	каждая 380 мм	0.64 мм	535-051-00	25 шт
0.55 x 0.70 мм / 21.5 x 28	каждая 380 мм	0.81 мм	537-324-00	10 шт

CE 0483



remanium® прямые проволочные заготовки, прямоугольные

Категория прочности: пружинно жесткая плюс • 2000-2300 Н/мм²

Цвет упаковки: красный

▧	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16	каждая 380 мм	0.54 мм	537-440-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22	каждая 380 мм	0.62 мм	537-410-00	10 шт
0.43 x 0.56 мм / 17 x 22	каждая 380 мм	0.64 мм	537-411-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25	каждая 380 мм	0.70 мм	537-413-00	10 шт
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25	каждая 380 мм	0.71 мм	537-414-00	10 шт
0.55 x 0.64 мм / 21.5 x 25	каждая 380 мм	0.76 мм	537-423-00	10 шт
0.55 x 0.70 мм / 21.5 x 28	каждая 380 мм	0.81 мм	537-424-00	10 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® прямые проволочные заготовки, круглые, 3-х жильные

Категория силы: супер упругая плюс • 2500-2700 Н/мм²

Цвет упаковки: красный

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15	каждая 380 мм		545-738-00	10 шт
0.45 мм / 18	каждая 380 мм		545-745-00	10 шт
0.50 мм / 20	каждая 380 мм		545-750-00	10 шт

CE 0483

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя + нижняя челюсти

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / прямые проволочные заготовки

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® прямые проволочные заготовки, круглые, 6-и жильные, коаксиальные

Категория силы: супер пружинно жесткая • 2500-2700 Н/мм²

Цвет упаковки: красный

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15	каждая 380 мм		545-638-00	10 шт
0.45 мм / 18	каждая 380 мм		545-645-00	10 шт

CE 0483

Не содержащая никель* нержавеющая сталь



Noninium® прямые проволочные заготовки, круглые

Категория силы: пружинно жесткая плюс • 2000-2300 Н/мм² Цвет

упаковки: зеленый

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12	каждая 380 мм		764-000-00	10 шт
0.35 мм / 14	каждая 380 мм		764-001-00	10 шт
0.40 мм / 16	каждая 380 мм		764-002-00	10 шт
0.45 мм / 18	каждая 380 мм		764-003-00	10 шт

CE 0483

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.



Noninium® прямые проволочные заготовки, прямоугольные

Категория силы: пружинно жесткая плюс • 2000-2300 Н/мм²

Цвет упаковки: зеленый

▣	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25	каждая 380 мм	0.70 мм	764-006-00	10 шт

CE 0483

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2% , в связи с процессом производства.

Кобальт-хромовый сплав



remaloy® прямые проволочные заготовки, прямоугольные

Категория силы: жесткая плюс • 1600-1800 Н/мм²

Цвет упаковки: синий

▣	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16	каждая 380 мм	0.54 мм	537-540-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22	каждая 380 мм	0.62 мм	537-510-00	10 шт

CE 0483

Не содержащий никель титаново-молибденовый сплав



rematitan® SPECIAL прямые проволочные заготовки, круглые

Категория силы: жесткая плюс • 1100-1400 Н/мм²

Цвет упаковки: желтый

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	каждая 380 мм		766-600-00	10 шт
0.45 мм / 18	каждая 380 мм		766-601-00	10 шт
0.80 мм / 32	каждая 360 мм		766-629-00	10 шт

CE 0483

Не содержащий никель титаново-молибденовый сплав



rematitan* прямые проволоочные заготовки, прямоугольные

Категория прочности: средняя плюс • 1100-1400 Н/мм²

Цвет упаковки: желтый

Размер	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.41 x 0.41 мм / 16 x 16	каждая 360 мм	0.54 мм	766-633-00	10 шт
0.41 x 0.56 мм / 16 x 22	каждая 380 мм	0.62 мм	766-602-00	10 шт
0.43 x 0.64 мм / 17 x 25	каждая 380 мм	0.70 мм	766-603-00	10 шт
0.48 x 0.64 мм / 19 x 25	каждая 380 мм	0.73 мм	766-604-00	10 шт

CE 0483

Титан



Титановый ретейнер, Класс 1

Для верхней и нижней челюсти, 3-х жильный. Класс 1 обозначает очень низкое содержание кислорода, относительный уровень мягкости и простую адаптацию в холоде.

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.44 мм / 17	50 мм		528-001-01	10 шт
0.50 мм / 20	50 мм		528-000-01	10 шт

CE 0483



Титановый ретейнер, класс 5

Для верхней и нижней челюсти, 3-х жильный.

Класс 5 обозначает очень высокую механическую прочность.

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.44 мм / 17	50 мм		528-001-00	10 шт
0.50 мм / 20	50 мм		528-000-00	10 шт

CE 0483

Золото



Золотой ретейнер

Для верхней и нижней челюсти, 3-х жильный.

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.50 мм / 20	160 мм		529-000-00	1 шт

CE 0483



Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Проволоки на катушках

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® проволока на катушках, круглая

Категория силы: экстра пружинно жесткая • 2300-2500 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.35 мм / 14	7.5 м		530-035-00	1 шт
0.40 мм / 16	7.5 м		530-040-00	1 шт
0.45 мм / 18	7.5 м		530-045-00	1 шт

CE 0483

Нержавеющая сталь (скрученные и плетеные)



dentaflex® проволока на катушках, круглая, 3-х жильная

Категория силы: супер пружинно жесткая • 2500-2700 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15	4 м		545-738-01	1 шт
0.45 мм / 18	4 м		545-745-01	1 шт

CE 0483



dentaflex® проволока на катушках, круглая, 6-и жильная, коаксиальная

Категория силы: супер пружинно жесткая • 2500-2700 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.38 мм / 15	4 м		545-638-01	1 шт
0.45 мм / 18	4 м		545-645-01	1 шт

CE 0483

Никель-титановый сплав



rematitan® "LITE" проволока на катушках, круглая

Для мягкого выравнивания в начальной фазе непосредственно после приклеивания

Категория силы: супер эластичная

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.30 мм / 12	4.5 м		766-094-00	1 шт
0.35 мм / 14	4.5 м		766-095-00	1 шт
0.40 мм / 16	4.5 м		766-196-00	1 шт

CE 0483

Титан



Титановый ретэйнер, Класс 1

Для верхней и нижней челюсти, 3-х жильный. Класс 1 обозначает очень низкое содержание кислорода, относительный уровень мягкости и простую адаптацию в холоде.

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.50 мм / 20	2 м		528-000-02	1 шт

CE 0483

remanium® лигатурная проволока

Материал: нержавеющая сталь

Категория силы: мягкая - ≤ 800 Н / мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.25 мм / 10	80 м	500-025-00	1 шт
0.25 мм / 10	1160 м	501-025-00	1 шт
0.30 мм / 12	60 м	500-030-00	1 шт
0.40 мм / 16	30 м	500-040-00	1 шт
0.50 мм / 20	50 м	503-050-00	1 шт



CE 0483

remanium® преформированные лигатуры

Материал: нержавеющая сталь

Категория силы: мягкая - ≤ 800 Н / мм²

Version	Ø	Артикул	Количество
короткая	0.25 мм / 10	751-000-00	1000 шт
длинная	0.25 мм / 10	751-001-00	1000 шт



CE 0483

remanium® лигатуры Кобаяши

С крючками для эластиков

Материал: нержавеющая сталь

Категория прочности: мягкая - ≤ 800 Н / мм²

Version	Ø	Артикул	Количество
короткая	0.35 мм / 14	751-004-00	100 шт
длинная	0.30 мм / 12	751-003-00	100 шт



CE 0483

Белые лигатуры, короткие

Материал: нержавеющая сталь

Категория прочности: мягкая - ≤ 800 Н / мм²

Ø	Артикул	Количество
0.30 мм / 12	768-036-00	100 шт



CE 0483

Kobayashi белые лигатуры, короткие

С крючками для эластиков

Материал: нержавеющая сталь

Категория прочности: мягкая - ≤ 800 Н / мм²

Ø	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	768-037-00	20 шт



CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Аксессуары



remanium® пружинная ортодонтическая тяга

Материал: нержавеющая сталь

Наружный ø	Внутренний ø	Длина	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	0.70 мм / 28	1 м	758-165-00	1 шт
1.21 мм / 48	0.75 мм / 30	1 м	758-175-00	1 шт
1.66 мм / 66	1.20 мм / 47	10 мм	758-180-00	6 шт

CE 0483



rematitan® "LITE" закрывающие пружины (на растяжение)

Преимущества:

Высокая эластичность с практически постоянной восстановительной способностью

Без усталости, низкий, универсальный трансфер сил

С ушками для легкой фиксации

Материал: никель-титановый сплав

Категория силы: супер эластичная

Наружный ø	Внутренний ø	Длина	Прочность проволоки ø	Артикул	Количество
1.26 мм / 50	0.76 мм / 30	9 мм	0.25 мм / 10	758-160-00	10 шт
1.26 мм / 50	0.76 мм / 30	12 мм	0.25 мм / 10	758-161-00	10 шт

CE 0483



remaloy® пружины для ретракции клыков

В соотв. с Ладани (асс. to Ladanyi)

Для дистализации клыков

Материал: кобальт-хромовый сплав

Квадрант	Артикул	Количество
Верхний правый/Нижний левый	758-861-00	10 шт
Верхний левый/Нижний правый	758-862-00	10 шт

CE 0483



remanium® пружины «на сжатие» (компрессионные)

Материал: нержавеющая сталь

Наружный Ø	Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
1.16 мм / 45	0.70 мм / 28	1 м	758-365-00	1 шт
1.21 мм / 48	0.75 мм / 30	1 м	758-375-00	1 шт
1.66 мм / 66	1.20 мм / 47	15 мм	758-380-00	6 шт



CE 0483

rematitan® «LITE» пружины «на сжатие» (компрессионные)

Преимущества:

Высокая эластичность с практически постоянной восстановительной способностью

Без усталости, низкие, универсальные трансферы сил

Могут быть укорочены по необходимости

Материал: никель-титановый сплав

Категория силы: супер эластичные

Внутренний Ø	Длина	Прочность проволоки Ø	Сила	Артикул	Количество
0.76 мм / 30	18 см	0.25 мм / 10	Легкая	758-360-00	3 шт
0.76 мм / 30	18 см	0.30 мм / 12	Средняя	758-361-00	3 шт
0.90 мм / 36	18 см	0.35 мм / 14	Высокая	758-362-00	3 шт

CE 0483



rematitan® «LITE» Белые компрессионные пружины

Преимущества:

Высокая эластичность с практически постоянной восстановительной способностью

Без усталости, низкий, универсальные трансферы сил

Могут быть укорочены по необходимости

Материал: никель-титановый сплав

Категория силы: супер эластичные

Внутренний Ø	Длина	Прочность проволоки Ø	Сила	Артикул	Количество
0.76 мм / 30	18 см	0.25 мм / 10	Легкая	768-360-00	3 шт
0.76 мм / 30	18 см	0.30 мм / 12	Средняя	768-361-00	3 шт

CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Аксессуары



remanium® набор лингвальных ретейнеров

Для нижних клыков 3-3, анатомически преформированные

1 набор = 20 шт

Материал: нержавеющая сталь

Ø 0.80 мм / 32

Артикул 728-500-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

В наборе:

4 x лингвальный ретейнер, 22 мм	Артикул 728-501-00
4 x лингвальный ретейнер, 24 мм	Артикул 728-502-00
4 x лингвальный ретейнер, 26 мм	Артикул 728-503-00
4 x лингвальный ретейнер, 28 мм	Артикул 728-504-00
4 x лингвальный ретейнер, 30 мм	Артикул 728-505-00



remanium® лингвальный ретэйнер

Для нижних клыков 3-3, анатомически преформированные

Указанная длина соответствует расстоянию между нижними клыками

Материал: нержавеющая сталь

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.80 мм / 32	22 мм	728-501-00	5 шт
0.80 мм / 32	24 мм	728-502-00	5 шт
0.80 мм / 32	26 мм	728-503-00	5 шт
0.80 мм / 32	28 мм	728-504-00	5 шт
0.80 мм / 32	30 мм	728-505-00	5 шт

CE 0483



Титановый лингвальный ретэйнер

В соотв.с Киммич (асс. to Kimmich)

Для нижних клыков 3-3, анатомически преформированные

Указанная длина соответствует расстоянию между нижними клыками

Материал: титан

☑	Длина	Артикул	Количество
0.50 x 0.90 мм / 20 x 36	22 мм	728-506-01	1 шт
0.50 x 0.90 мм / 20 x 36	24 мм	728-507-01	1 шт
0.50 x 0.90 мм / 20 x 36	26 мм	728-508-01	1 шт
0.50 x 0.90 мм / 20 x 36	28 мм	728-509-01	1 шт
0.50 x 0.90 мм / 20 x 36	30 мм	728-510-01	1 шт

CE 0483



Шина используется при переломе челюсти

С крючками

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 402-253-00	1 м
---------------------------	-----

CE 0483

Скользкие трубки, круглые

Закрывается с крючком. Для губного бампера и т.д.
Материал: нержавеющая сталь

Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
0.60 мм / 23	2 мм	480-803-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 мм	480-809-00	10 шт



CE 0483

Скользкие трубки, прямоугольные

Сквозная с крючком. Может быть размещена и зажата непосредственно на дуге
Универсальное применение для 18/22 техники
Материал: нержавеющая сталь

Квадрант	Артикул	Количество
Верхний правый/Нижний левый	480-619-00	10 шт
Верхний левый/Нижний правый	480-620-00	10 шт



CE 0483

Скользкие трубки, прямоугольные

Щелевой с проволокой 0.70 мм пружинно жесткая.
Может быть размещена и зажата непосредственно на дуге. Универсальное применение для 18/22 техники
Материал: нержавеющая сталь

Квадрант	Артикул	Количество
Верхний / Нижний правый и левый	480-621-00	10 шт
Верхний / Нижний правый и левый	480-621-02	2 шт



CE 0483

Крестообразная трубка

Поперечное соединение между двумя маленькими
прямоугольными трубками
для соединения двух проволок без предварительной
приварки или запаивания.
Идеально для нержавеющей стали или титановых
соединений.

Горизонтальная трубка:

Длина: 4.00мм

Внутренний ø : 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

Вертикальная трубка:

Длина: 2.0 мм

Внутренний ø : 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 480-000-00	10 шт
---------------------------	-------

CE 0483



Проволоки | Дуги | Аксессуары

Несъемная техника / Аксессуары



Крестообразная трубка

Поперечное соединение между двумя маленькими прямоугольными трубками для соединения двух проволок без предварительной приварки или запаивания. Идеально для нержавеющей стали или титановых соединений.

Горизонтальная трубка:

Полная длина: 4.00мм

Внутренний ø : 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Вертикальная трубка:

Полная длина: 2.0 мм

Внутренний ø : 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 480-100-00	10 шт
---------------------------	-------

CE 0483



Прямоугольная трубка

Используется для супраструктур в ортодонтической имплантологии для удерживания проволок и пружин. Материал: нержавеющая сталь

Внутренний ☒	Длина	Артикул	Количество
0.56 x 0.70 мм / 22 x 28	5 мм	480-022-00	10 шт

CE 0483



Стоп трубка, щелевая

Останавливает скольжение внутри сборных щечных трубок никель-титановых дуг, или как стопоры для сжимающих пружин.

Материал: нержавеющая сталь

☒	Артикул	Количество
0.46 x 0.64 мм / 18 x 25	480-617-00	100 шт
0.56 x 0.70 мм / 22 x 28	480-618-00	100 шт

CE 0483



Держатель дуги для преформированных дуг

Для 11 разных дуг.

Особенно гигиеничен благодаря защитной упаковке.

Материал: Акрил

Измерения: 25.3 см x 11.0 см x 10.3 см (Ш x В x Д)

Артикул 055-104-00	1 шт
---------------------------	------

Проволоки | Дути | Аксессуары

Съемная техника / прямые провололочные заготовки

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® прямые провололочные заготовки, круглые

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: красный

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	каждая 380 мм		525-040-00	25 шт
0.70 мм / 28	каждая 150 мм		527-004-00	1100 шт
0.70 мм / 28	каждая 190 мм		527-005-00	900 шт
0.70 мм / 28	каждая 300 мм		527-070-00	25 шт
0.80 мм / 31	каждая 150 мм		527-006-00	875 шт
0.80 мм / 31	каждая 300 мм		527-080-00	25 шт
0.90 мм / 36	каждая 300 мм		527-090-00	25 шт
1.00 мм / 39	каждая 300 мм		527-100-00	25 шт

CE 0483

Кобальт-хромовый сплав



remaloy® прямые провололочные заготовки, круглые

Рекомендуется для Quad Helix, Crozat устройств, небных и лингвальных плиток и т.д.

Может быть подвергнуто термообработке 450 °C / 842 °F в течение 5 мин. Категория силы: пружинно жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: синий

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 380 мм		528-070-00	10 шт
0.80 мм / 31	каждая 380 мм		528-080-00	10 шт
0.90 мм / 36	каждая 380 мм		528-090-00	10 шт
1.00 мм / 39	каждая 380 мм		528-100-00	10 шт
1.10 мм / 43	каждая 380 мм		528-110-00	10 шт
1.20 мм / 47	каждая 380 мм		528-120-00	10 шт
1.30 мм / 51	каждая 380 мм		528-130-00	10 шт
1.50 мм / 59	каждая 380 мм		528-150-00	10 шт

CE 0483



remaloy® прямые провололочные заготовки, полукруглые

Может быть подвергнуто термообработке 450 °C / 842 °F в течение 5 мин

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: синий

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	каждая 380 мм		528-155-00	10 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	каждая 380 мм		528-158-00	10 шт

CE 0483



remaloy® прямые провололочные заготовки, прямоугольные закругленные

Со скругленными краями, для использования как ТРА или укрепител дуг

Может быть подвергнуто термообработке 450 °C / 842 °F в течение 5 мин

Категория прочности: упругая твердая • 1600–1800 Н/мм²

Цветовая кодировка упаковки: синий

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.92 x 0.90 мм / 76 x 36	каждая 380 мм		528-159-00	10 шт

CE 0483

верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя + нижняя челюсти

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Съемная техника / Проволоки на катушках

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	30 м		513-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		513-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		513-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	10 м		513-100-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		513-120-00	1 шт
1.50 мм / 59	10 м		513-150-00	1 шт

CE 0483



remanium® катушки для клиник, круглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	165 м		514-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	125 м		514-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	100 м		514-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	80 м		514-100-00	1 шт

CE 0483



remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	30 м		521-040-00	1 шт
0.50 мм / 20	50 м		523-050-00	1 шт
0.60 мм / 23	40 м		523-060-00	1 шт
0.70 мм / 28	30 м		523-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		523-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		523-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	10 м		523-100-00	1 шт
1.10 мм / 43	10 м		523-110-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		523-120-00	1 шт
1.50 мм / 59	10 м		523-150-00	1 шт

CE 0483



remanium® катушки для лабораторий, круглые

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.60 мм / 23	225 м		524-060-00	1 шт
0.70 мм / 28	165 м		524-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	125 м		524-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	100 м		524-090-00	1 шт
1.00 мм / 39	80 м		524-100-00	1 шт
1.10 мм / 43	70 м		524-110-00	1 шт

CE 0483

Проволоки | Дути | Аксессуары

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)

Нержавеющая сталь (никель-хромовый сплав)



remanium® проволока на катушках, полукруглая

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	10 м		308-513-00	1 шт
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	10 м		308-515-00	1 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	10 м		308-518-00	1 шт
2.00 x 1.00 мм / 79 x 40	10 м		308-520-00	1 шт

CE 0483



remanium® катушки для клиник, полукруглые

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
1.30 x 0.65 мм / 51 x 26	90 м		308-713-00	1 шт
1.50 x 0.75 мм / 59 x 30	65 м		308-715-00	1 шт
1.75 x 0.90 мм / 69 x 36	50 м		308-718-00	1 шт

CE 0483



remanium® проволока на катушках, овальная

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
2.40 x 1.40 мм / 95 x 55	10 м		385-624-00	1 шт
3.00 x 1.50 мм / 118 x 59	10 м		385-630-00	1 шт

CE 0483

Не содержащая никель* нержавеющей сталь



Noninium® проволока на катушках, круглая

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	30 м		520-070-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		520-080-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		520-090-00	1 шт
1.20 мм / 47	10 м		520-120-00	1 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



Noninium® проволока на катушках, круглая

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Диагональ М.	Артикул	Количество
0.60 мм / 23	40 м		520-062-00	1 шт
0.70 мм / 28	30 м		520-072-00	1 шт
0.80 мм / 31	20 м		520-082-00	1 шт
0.90 мм / 36	10 м		520-092-00	1 шт

CE 0483

* Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.


верхняя челюсть

нижняя челюсть

верхняя + нижняя челюсти

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Съемная техника / Аксессуары



Noninium® Стандартные губные бамперы

Материал: не содержащая никель* нержавеющая сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.80 мм / 31	28 мм	621-028-00	10 шт
0.80 мм / 31	31 мм	621-031-00	10 шт
0.80 мм / 31	34 мм	621-034-00	10 шт
0.80 мм / 31	37 мм	621-037-00	10 шт
0.80 мм / 31	40 мм	621-040-00	10 шт
0.80 мм / 31	43 мм	621-043-00	10 шт
0.80 мм / 31	46 мм	621-046-00	10 шт

CE

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



Noninium® кламеры Адамса в наборе

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

1 набор = 250 шт

Материал: не содержащая никель* нержавеющая сталь

Ø 0.70 mm / 28

Артикул 621-500-00	1 набор
---------------------------	---------

CE

В наборе:

30 x кламеров Адамса, 7 мм	Артикул 621-404-00
30 x кламеров Адамса, 8 мм	Артикул 621-405-00
40 x кламеров Адамса, 9 мм	Артикул 621-406-00
60 x кламеров Адамса, 10 мм	Артикул 621-407-00
60 x кламеров Адамса, 11 мм	Артикул 621-408-00
30 x кламеров Адамса, 12 мм	Артикул 621-409-00
1 x линейка	Артикул 766-000-00

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства



Noninium® кламеры Адамса

Материал: не содержащая никель* нержавеющая сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	7 мм	621-404-00	10 шт
0.70 мм / 28	8 мм	621-405-00	10 шт
0.70 мм / 28	9 мм	621-406-00	10 шт
0.70 мм / 28	10 мм	621-407-00	10 шт
0.70 мм / 28	11 мм	621-408-00	10 шт
0.70 мм / 28	12 мм	621-409-00	10 шт

CE

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.



Noninium® Треугольные кламеры

Материал: не содержащая никель* нержавеющая сталь

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 36 мм	621-300-00	100 шт

CE

*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

Noninium® стреловидные кламеры

Материал: не содержащая никель* нержавеющей сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 41 мм	621-200-00	100 шт



*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

**Noninium® пугочатые кламеры**

Материал: не содержащая никель* нержавеющей сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 38 мм	620-207-01	100 шт
0.80 мм / 32	каждая 38 мм	620-208-01	100 шт
0.90 мм / 36	каждая 38 мм	620-209-01	100 шт



*Следовое содержание никеля ≤ 0.2%, в связи с процессом производства.

**remanium® пугочатые кламеры**

Диаметр шарика: 1.6 мм

Материал: нержавеющей сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.70 мм / 28	каждая 38 мм	620-107-00	100 шт
0.80 мм / 31	каждая 38 мм	620-108-00	100 шт
0.90 мм / 35	каждая 38 мм	620-109-00	100 шт
1.00 мм / 39	каждая 38 мм	620-110-00	100 шт

**remanium® стреловидные кламеры**

Материал: нержавеющей сталь

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.80 мм / 31	каждая 40 мм	620-708-00	10 шт

**Направляющие штифты**

По Мюллеру (acc. to G. Muller)

Направляющий штифт между нижними и верхними пластинками

Предназначен для коррекции дистальной(класс II) и

мезиальной(класс III) окклюзии

Материал: нержавеющей сталь

Артикул 607-204-00	2 шт
Артикул 607-204-30	20 шт



Проволоки | Дуги | Аксессуары

Съемная техника / Аксессуары



Направляющий штифт

По Хинцу (acc. to Hinz)

Материал: Нержавеющая сталь

Ø	Артикул	Количество
1.50 мм / 59	607-202-00	1 шт
1.50 мм / 59	607-202-30	10 шт

CE



Лингвальные штанги

Анатомической формы, например, для окклюзионных пластинок

Материал: нержавеющая сталь

Длина	Размеры	Артикул	Количество
6 см	3.0 x 1.5 мм	311-306-30	10 шт
7 см	3.0 x 1.5 мм	311-307-30	10 шт
8 см	3.0 x 1.5 мм	311-308-30	10 шт

CE



Усилители на катушках

Скрученные, прокатанные и фиксированные на катушку

Материал: нержавеющая сталь

Длина	□	Артикул	Количество
10 м	1.8 x 0.8 мм	312-106-00	1 шт
10 м	2.4 x 0.8 мм	312-107-00	1 шт

CE



Трубки из нержавеющей стали

Круглые

Материал: нержавеющая сталь

Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
0.50 мм / 20	30 см	480-001-00	1 шт
0.60 мм / 23	30 см	480-003-00	1 шт
0.70 мм / 28	30 см	480-005-00	1 шт
0.80 мм / 31	30 см	480-007-00	1 шт
0.90 мм / 36	30 см	480-009-00	1 шт
1.00 мм / 39	30 см	480-011-00	1 шт
1.10 мм / 43	30 см	480-013-00	1 шт
1.20 мм / 47	30 см	480-015-00	1 шт
1.30 мм / 51	30 см	480-017-00	1 шт

CE 0483

Пластиковые изоляторы (оплетка)

Для покрытия проволок

Материал: полиуретан

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	5 м	632-102-01	1 шт
1.10 мм / 43	5 м	632-101-01	1 шт
1.90 мм / 75	15 см	632-103-00	6 шт



CE 0483

Латунная проволока

Для измерения гипсовых моделей. Нельзя использовать во рту.

Материал: латунь

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.50 мм / 20	30 м	572-050-00	1 шт
0.60 мм / 23	20 м	572-060-00	1 шт



remanium® Goshgarian

небные дуги Гошгариана (бюгели) в наборе

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Обратная петля-мезиальная

Обратная петля хорошо подходит для предотвращения рвотного рефлекса

Позволяет контролировать движения моляров верхней челюсти

1 набор = 30 шт

Материал: нержавеющая сталь

Ø 0.90 мм / 36

Артикул 728-020-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

В наборе:

5 x Небные дуги, 37 мм
5 x Небные дуги, 40 мм
5 x Небные дуги, 43 мм
5 x Небные дуги, 46 мм
5 x Небные дуги, 49 мм
5 x Небные дуги, 52 мм

Артикул 728-021-00
Артикул 728-022-00
Артикул 728-023-00
Артикул 728-024-00
Артикул 728-025-00
Артикул 728-026-00



remanium® Goshgarian небные дуги Гошгариана (бюгели)

Обратная петля - мезиальная


Обратная петля хорошо подходит для предотвращения рвотного рефлекса

Позволяет контролировать движения моляров верхней челюсти

Материал: нержавеющая сталь

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²


Ø	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	1 = 37 мм	728-021-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 = 40 мм	728-022-00	10 шт
0.90 мм / 36	3 = 43 мм	728-023-00	10 шт
0.90 мм / 36	4 = 46 мм	728-024-00	10 шт
0.90 мм / 36	5 = 49 мм	728-025-00	10 шт
0.90 мм / 36	6 = 52 мм	728-026-00	10 шт



CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Съемная техника / Аксессуары



remanium® Goshgarian небные дуги Гошгариана (бюгели)

Стандартная петля - дистальная


Позволяет контролировать движения моляров верхней челюсти

Материал: нержавеющая сталь

Категория силы: жесткая • 1400–1600 Н/мм²

Ø	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	1 = 34 мм	728-005-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 = 37 мм	728-006-00	10 шт
0.90 мм / 36	3 = 41 мм	728-007-00	10 шт
0.90 мм / 36	4 = 45 мм	728-008-00	10 шт
0.90 мм / 36	5 = 47 мм	728-013-00	10 шт
0.90 мм / 36	6 = 49 мм	728-014-00	10 шт
0.90 мм / 36	7 = 52 мм	728-015-00	10 шт

CE 0483



remanium® Quad Helix

Съемные; для введения в небные замки верхних моляров

Область применения: для расширения бокового сегмента

Материал: нержавеющая сталь

Категория силы: пружинно жесткая • 1800–2000 Н/мм²

Ø	Длина	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	17.3 мм	1 = 36 мм	728-100-01	10 шт
0.90 мм / 36	19.0 мм	2 = 38 мм	728-101-01	10 шт
0.90 мм / 36	20.7 мм	3 = 40 мм	728-102-01	10 шт

CE 0483

Небные и лингвальные системы дуг

Orthorama® небные дуги в наборе**1 набор = 10 шт**

Материал: кобальт-хромовый сплав

Артикул 728-205-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483


В наборе:

2 x Orthorama® небные дуги, 40 мм	Артикул 728-200-00
2 x Orthorama® небные дуги, 45 мм	Артикул 728-201-00
2 x Orthorama® небные дуги, 50 мм	Артикул 728-202-00
2 x Orthorama® небные дуги, 55 мм	Артикул 728-203-00
2 x Orthorama® небные дуги, 60 мм	Артикул 728-204-00
1 x Линейка	Артикул 766-000-00

**Orthorama® небные дуги**

Материал: кобальт-хромовый сплав

Ø	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	1 = 40 мм	728-200-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 = 45 мм	728-201-00	10 шт
0.90 мм / 36	3 = 50 мм	728-202-00	10 шт
0.90 мм / 36	4 = 55 мм	728-203-00	10 шт
0.90 мм / 36	5 = 60 мм	728-204-00	10 шт



CE 0483

Orthorama® лингвальные дуги в наборе**1 набор = 18 шт**

Материал: кобальт - хромовый сплав

Артикул 728-215-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483


В наборе:

2 x Orthorama® лингвальные дуги, 48 мм	Артикул 728-206-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 51 мм	Артикул 728-207-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 54 мм	Артикул 728-208-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 57 мм	Артикул 728-209-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 60 мм	Артикул 728-210-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 63 мм	Артикул 728-211-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 66 мм	Артикул 728-212-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 69 мм	Артикул 728-213-00
2 x Orthorama® лингвальные дуги, 72 мм	Артикул 728-214-00
1 x Линейка	Артикул 766-000-00

**Orthorama® лингвальные дуги**

Материал: кобальт-хромовый сплав

Ø	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	1 = 48 мм	728-206-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 = 51 мм	728-207-00	10 шт
0.90 мм / 36	3 = 54 мм	728-208-00	10 шт
0.90 мм / 36	4 = 57 мм	728-209-00	10 шт
0.90 мм / 36	5 = 60 мм	728-210-00	10 шт
0.90 мм / 36	6 = 63 мм	728-211-00	10 шт
0.90 мм / 36	7 = 66 мм	728-212-00	10 шт
0.90 мм / 36	8 = 69 мм	728-213-00	10 шт
0.90 мм / 36	9 = 72 мм	728-214-00	10 шт



CE 0483

Проволоки | Дуги | Аксессуары

Небные и лингвальные системы дуг



Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги в наборе

1 набор = 8 шт


Материал: кобальт-хромовый сплав

Артикул 728-222-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

В наборе:

2 x Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги, 53 мм	Артикул 728-218-00
2 x Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги, 57 мм	Артикул 728-219-00
2 x Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги, 61 мм	Артикул 728-220-00
2 x Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги, 65 мм	Артикул 728-221-00
1 x Линейка	Артикул 766-000-00



Orthorama® Multi-Action лингвальные дуги

Материал: кобальт-хромовый сплав

Ø	Размер	Артикул	Количество
0.90 мм / 36	1 = 53 мм	728-218-00	10 шт
0.90 мм / 36	2 = 57 мм	728-219-00	10 шт
0.90 мм / 36	3 = 61 мм	728-220-00	10 шт
0.90 мм / 36	4 = 65 мм	728-221-00	10 шт

CE 0483



Orthorama® секционные дуги

Материал: кобальт-хромовый сплав

Версия	Артикул	Количество
с Омега петлей	728-216-00	10 шт
без Омега петли	728-217-00	10 шт

CE 0483



Orthorama® система перемещения

Непрямая система перемещения позволяет точно подгонять небную или лингвальную дугу Orthorama® на гипсовой модели, также точно, как и передачу позиции трубок-ножен на модели.

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 728-400-00	10 пар
---------------------------	--------

CE 0483

В наборе:

10 x трансферные крючки	Артикул 728-401-00
10 x ретенционные кольца	Артикул 728-402-00



Orthorama® трансферные крючки

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 728-401-00	10 шт
---------------------------	-------

CE 0483



Orthorama® ретенционные кольца

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 728-402-00	10 шт
---------------------------	-------

CE 0483

Аппараты для лечения дистальной окклюзии (Класс II)

SUS ² – Универсальная пружина Саббаха	страница 244
Аппарат Гербста/ Наборы	страница 246
Аппарат Гербста/ Аксессуары	страница 248



Класс II Apparatus

Первым классом в Класс I



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолитирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■**
- Внутри - и внеустьевые устройства ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■



Улучшенное лечение Класса I



SUS2 – Первокласное лечение для ваших пациентов с дистальной окклюзией

- Универсальный аппарат одного размера, который подходит всем пациентам и не имеет различий для правой и для левой сторон.
- Удобство в обращении и установке
- Легкое и безопасное крепление к дуге
- Разные типы активации для разных показаний:
 - SUS2 как шарнир: активация с одной или несколькими щелевыми распорками (1 мм / 2 мм) на стержне
 - SUS2 как пружина: вы сможете использовать турбо-пружину в тех случаях, когда требуется большее усилие (лечение взрослых) или в случае, если зубной камень мешает функционированию внутренней пружины
- Улучшенная гигиеничность для пациента благодаря коррозионно-устойчивым материалам и открытым трубкам
- Отличная переносимость и комфорт за счет свободы движений нижней челюсти
- Мягкое и непрерывное силовое воздействие наряду с работой на брекет-системе позволяют сократить время лечения (оно составит всего около 6 месяцев)




Универсальная пружина Саббаха - SUS2 – это телескопический аппарат для лечения Класс II. Он устанавливается с внутренней стороны щеки. Это прекрасный выбор при лечении пациентов для которых проблематично использование внешних аппаратов. SUS2 оказывает постоянное воздействие слабыми силами на височно-нижнечелюстной сустав и в ряде случаев помогает избежать удаления зубов и хирургического вмешательства.

Показания:

- Дистальная окклюзия (ретрогнатия) / Класс II (одно / двусторонняя)
- Дистализация моляров (альтернатива использованию лицевой дуги)
- Закрытие промежутков в зубном ряду (диастемы)
- Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава
- Лечение синдрома ночного апноэ
- Достижение зубо-альвеолярной компенсации при лечении аномалии окклюзии (вместо применения эластических тяг)

Идеальное решение для:

- пациентов с низкой приверженностью к лечению
- пациентов с низким остаточным потенциалом роста
- пациентов с заболеваниями верхних дыхательных путей или бронхиальной астмой
- пациентов с аллергией на пластмассу (акрил)



Аппараты для Класс II

Функциональный несъёмный телескопический аппарат Гербста.

Безопасно, проверено, эффективно



Классическое лечение дистальной окклюзии.

Дентаурум предлагает функциональный несъёмный телескопический аппарат Гербста в четырех вариациях. Все они отличаются высокой механической стабильностью и превосходным дизайном, что позволяет развивать нужную силу и при этом сохранять потенциал для эффективного ортодонтического лечения.





Herbst TS.

Эта модель имеет внутреннюю телескопическую конструкцию, которая предотвращает скольжение петель.

Herbst I.

Классическая модель аппарат Гербста(Herbst®) для приварки к кольцам.

В зависимости от целей доктора при лечении, аппарат Гербста от Дентаурум подходит и для кольцевой и для литой техник. Это дает максимум свободы в выборе оптимального лечения.

Herbst II.

Модифицированный аппарат Гербста(Herbst®) для использования с несъемными устройствами.

Herbst IV.

Модифицированный аппарат Гербста(Herbst®) с головкой, шарнирной полостью и С - образным зажимом для увеличения объема боковых движений нижней челюсти. Такое решение дает возможность для движений нижней челюсти во время лечением аппаратом Гербста(Herbst®) в полном объеме и создаёт больший комфорт для пациента. С - Клипсы позволяют избежать занимающего много времени размещения специальных ключей. Все это делает Herbst IV простым и удобным в использовании.

Аппараты для Класс II

SUS² – Универсальная пружина Саббаха



SUS² – Стартовый набор

Включает CD-диск



Артикул 607-140-01	1 набор
---------------------------	---------

€ 0483

Содержит:

2 x SUS2 телескопический элемент	Артикул 607-147-00
2 x SUS2 телескопический стержень, собранный	Артикул 607-148-00
2 x SUS2 шариковая подпора, ø 1.0 мм	Артикул 607-136-00
2 x SUS2 турбо пружина (нержавеющая сталь), длина 22 мм	Артикул 607-146-00
2 x C-образных кольца, длина 1 мм	Артикул 607-103-11
2 x C-образных кольца, длина 2 мм	Артикул 607-104-11
1 x Шестигранный ключ	Артикул 607-144-00



SUS² – набор

Шестигранный ключ в набор не входит!



Артикул 607-145-01	1 набор
---------------------------	---------

€ 0483

Содержит:

2 x SUS2 телескопические элементы	Артикул 607-147-00
2 x SUS2 телескопический стержень, собранный	Артикул 607-148-00
2 x SUS2 шариковая подпора, ø 1.0 мм	Артикул 607-136-00
2 x SUS2 турбо пружина (нержавеющая сталь), длина 22 мм	Артикул 607-146-00
2 x C-образных кольца, длина 1 мм	Артикул 607-103-11
2 x C-образных кольца, длина 2 мм	Артикул 607-104-11



SUS² телескопический стержень, собранный

Артикул 607-148-00	2 шт
---------------------------	------

€ 0483

Содержит:

2 x SUS 2 адаптер дуги/крепежный винт (2 пары)	Артикул 607-143-00
2 x SUS2 телескопический стержень	Артикул 607-149-00



SUS² телескопический стержень

Артикул 607-149-00	2 шт
---------------------------	------

€ 0483



SUS² адаптер дуги/крепежный винт

Артикул 607-143-00	1 пара
---------------------------	--------

€ 0483



SUS² телескопические элементы (с шестигранным ключом)

Артикул 607-147-00	1 шт
---------------------------	------

€ 0483



SUS² турбо-пружина (нержавеющая сталь)

Длина: 22 мм

Артикул 607-146-00	6 шт
---------------------------	------

€ 0483

Аппараты для Класс II

SUS² – Универсальная пружина Саббаха

SUS² компрессионная пружина
(нержавеющая сталь)

Длина: 15 мм

Артикул **607-141-00**

6 шт

€ 0483



SUS 2 компрессионная пружина
(никель-титановый сплав)

Длина: 15 мм

Артикул **607-150-00**

6 шт

€ 0483



SUS 2 дистанционная пружина

Длина: 10 мм

Артикул **607-142-00**

6 шт

€ 0483



С-образное кольцо

Длина	Предназначены для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst TS + SUS ²	607-103-11	10 шт
2 мм	Herbst TS + SUS ²	607-104-11	10 шт
3 мм	Herbst TS + SUS ²	607-105-11	10 шт
4 мм	Herbst TS + SUS ²	607-107-11	10 шт

€ 0483



Herbst TS / SUS² Щипцы для сжатия и откусывания
С-образных колец (Herbst/SUS)

Стерилизуемые

Для зажима С-образных колец для Herbst TS и SUS²

Premium-Line 10 лет гарантии

Артикул **003-710-00**

1 шт

€



SUS² шариковая подпора

Осевой Ø: 1.0 мм

Головной Ø: 2.10 мм

Длина: 18 мм

Артикул **607-136-00**

10 шт

€ 0483



Шестигранный ключ для SUS из стартового набора
Стерилизуемый

Ширина ключа: 1.5 мм

Артикул **607-144-00**

1 шт

€



Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Наборы



Herbst TS набор

Телескопическая система для приваривания к ортодонтическим кольцам или литым шинам

Состав:

- 1 х телескопический стержень, правый
- 1 х телескопический стержень, левый
- 4 х шестигранных внутренних винта
- 4 х F-основания

Шестигранный ключ в комплект не входит

Длина	Артикул	Количество
20 мм	607-126-20	1 набор
22 мм	607-126-22	1 набор
24 мм	607-126-24	1 набор



Herbst I набор

С шестигранными внутренними винтами

Для приваривания к кольцам

Шестигранный ключ в комплект не входит



Артикул 607-120-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

Содержит:

1 х телескопическая трубка, правая	Артикул 607-121-00
1 х телескопическая трубка, левая	Артикул 607-122-00
2 х телескопический стержень	Артикул 607-124-00
4 х шестигранных внутренних винтов	Артикул 607-122-30
4 х F-основания	Артикул 607-127-30



Herbst II набор

С шестигранными внутренними винтами

Для фиксации к дугам при использовании техники множественных изгибов

Шестигранный ключ в комплект не входит



Артикул 607-108-00	1 набор
---------------------------	---------

CE 0483

Содержит:

1 х телескопическая трубка, правая	Артикул 607-121-00
1 х телескопическая трубка, левая	Артикул 607-122-00
2 х телескопический стержень	Артикул 607-124-00
2 х шестигранные внутренние винты, короткие	Артикул 607-108-10
2 х шестигранные внутренние винты, длинные	Артикул 607-108-20
4 х пистона	Артикул 607-111-00

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста/ Наборы

Herbst IV набор

С шаровидной головкой

Для приваривания к кольцам.

Для большого латерального движения, с С-образным зажимом для удерживания штанги на месте. Не требует винтов.

Удобен для пациента.

Состоит из:

- 2 х телескопических трубок с головкой
- 2 х телескопических стержней с шаровидной головкой
- 2 х муфты для шаровидной головки
- 4 х основания
- 10 х С-образный зажим



Артикул 607-115-00

1 набор

CE 0483



Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары



Шестигранные внутренние винты

Вариация	Предназначен для	Артикул	Количество
С основанием	Herbst TS / I	607-121-30	10 шт
Без основания	Herbst TS / I	607-122-30	10 шт
С короткими хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-108-10	10 шт
С длинными хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-108-20	10 шт

CE 0483



Щелевые винты

Вариация	Предназначен для	Артикул	Количество
С основанием	Herbst TS / I	607-101-00	10 шт
Без основания	Herbst TS / I	607-102-00	10 шт
С короткими хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-109-00	10 шт
С длинными хвостовиком и наконечником	Herbst II	607-110-00	10 шт

CE 0483



С-образные зажимы

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
С-клипса	Herbst IV	607-116-00	10 шт

CE 0483

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары

Основание

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
F-основание, вогнутой формы	Herbst TS / I	607-127-30	10 шт
Основание, цилиндрической формы	Herbst TS / I	607-117-00	10 шт
Основание, изогнутая внутренняя форма	Herbst IV	607-118-00	10 шт
Пистон	Herbst II	607-111-00	10 шт



CE 0483

Телескопические трубки

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
Телескопическая трубка, правая	Herbst I / II	607-121-00	1 шт
Телескопическая трубка, левая	Herbst I / II	607-122-00	1 шт
Телескопическая трубка с шаровидной полостью	Herbst IV	607-125-00	1 шт



CE 0483

Телескопический стержень

Обозначение	Предназначен для	Артикул	Количество
Телескопический стержень	Herbst I / II	607-124-00	1 шт
Телескопический стержень с шаровидной головкой	Herbst IV	607-128-00	1 шт



CE 0483

Аппараты для Класс II

Аппарат Гербста / Аксессуары



Кольца для закрытия пространства (спейсеры)

Для аппаратов Herbst I - IV.

Длина	Предназначен для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst I / II / IV	607-103-00	10 шт
2 мм	Herbst I / II / IV	607-104-00	10 шт
3 мм	Herbst I / II / IV	607-105-00	10 шт
4 мм	Herbst I / II / IV	607-107-00	10 шт
5 мм	Herbst I / II / IV	607-112-00	10 шт

CE 0483



С-образные кольца

Длина	Предназначен для	Артикул	Количество
1 мм	Herbst TS + SUS ²	607-103-11	10 шт
2 мм	Herbst TS + SUS ²	607-104-11	10 шт
3 мм	Herbst TS + SUS ²	607-105-11	10 шт
4 мм	Herbst TS + SUS ²	607-107-11	10 шт

CE 0483



Herbst TS / SUS² гнущие щипцы

Стерилизуемые

Для сжатия и откусывания С-образных колец (Herbst/ SUS²)

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-710-00** 1 шт

CE



Шестигранный ключ

Стерилизуемый

Ширина ключа	Предназначен для	Артикул	Количество
1.5 мм	Herbst TS / I / II, SUS ²	607-144-00	1 шт

CE



Отвертка для шестигранных винтов

Предназначена только для лабораторного использования

Ширина ключа	Предназначен для	Артикул	Количество
1.5 мм	Herbst TS / I	607-123-10	1 шт

100




Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства	страница 256
Аксессуары / Внеротовые устройства	страница 262
Эластические тяги / Внутриротовые устройства	страница 266
Вестибулярные пластинки	страница 272
OrthoSafe спортивные каппы	страница 273




Внутри и внеротовые устройства

Для всех типов лечения



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри - и внеротовые устройства ■**
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Внутри и внеротовые устройства



Полная программа для всех уровней лечения.

Дентаурум предлагает широкий выбор аппаратов и дополнительных элементов - от простых эластиков или сепарационных колец до шейных тяг и инновационных приспособлений, таких как Face Former или OrthoSafe.

Дентаурум уделяет большое внимание вопросам разработки, производства и отбора продукции применяемой для Внутри и Внеротовых устройств, чтобы соответствовать высочайшему качеству Dentaaurum уже давно ставшему визитной карточкой компании. Это не только гарантирует высокий уровень безопасности для доктора и пациента, но и сокращает время лечения, одновременно повышая его эффективность.



Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Представлены во многих цветах, диаметрах и различных степенях упругости.

Dentalastics® сепарационные кольца (сепараторы)

Для быстрой и легкой сепарации зубов



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Головная тяга (шапочка) с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги. Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги). Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием

Головная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Форма поставки:

Головная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Модуль	Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	джинсовая, синяя	745-024-00	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	джинсовая, синяя	745-025-00	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	джинсовая, синяя	745-026-00	1 шт

CE



Головная тяга без защитных модулей

Головные тяги всегда должны быть использованы с защитными модулями!

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	745-027-00	1 шт
хлопковая, синяя	745-031-00	1 шт
хлопковая, розовая	745-032-00	1 шт

CE



Головная тяга с модулями для лечения с использованием подбородочной пращи

Головная тяга должна быть использована только с подбородочной пращой и эластическими цепочками

Головная тяга (шапочка)	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	744-711-50	1 шт

CE



Шейная тяга с защитным модулем

Защитные модули головной и шейной тяги помогают предотвратить случайное смещение лицевой дуги. Когда сила тяги начинает превышать норму (примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль автоматически отсоединяет лицевую дугу, предотвращая любые повреждения (например, лицевой дуги). Сборка конструкции проста для пациентов или их родителей. Тяга отстегивается простым нажатием.

Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Форма поставки:

Шейная тяга с защитным модулем.

Сила нагрузки	Шейная тяга	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	джинсовая, синяя	белый	745-020-00	1 шт
средняя до 6 Н (600 г)	джинсовая, синяя	темно-синий	745-021-00	1 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	джинсовая, синяя	голубой	745-022-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Шейная тяга без защитных модулей

Шейная тяга всегда должна использоваться с защитным модулем!

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
джинсовая, синяя	180 мм	745-023-00	5 шт
хлопковая, синяя	180 мм	745-033-00	5 шт
хлопковая, розовая	180 мм	745-034-00	5 шт

CE



Полоски для шейной тяги

Цвет	Длина	Артикул	Количество
4 х синих, 3 х черных, 3 х желтых	170 мм	744-112-01	10 шт
синий	170 мм	744-101-01	10 шт

CE



Шейная тяга без защитного модуля (с подбивкой)

Шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Шейная тяга	Длина	Артикул	Количество
синий / красный	180 мм	745-038-00	5 шт
красный / синий	180 мм	745-039-00	5 шт
синий / желтый	180 мм	745-041-00	5 шт

CE



Защитные модули с металлическим зажимом

Для шейной или головной тяги.

Головные и шейные тяги всегда должны использоваться с защитными модулями

Сила нагрузки	Модуль	Артикул	Количество
легкая до 4.5 Н (450г)	белый	745-028-00	10 шт
средняя до 6 Н (600 г)	темно-синий	745-029-00	10 шт
жесткая до 7.5 Н (750 г)	голубой	745-030-00	10 шт

CE



Металлическая клипса для защитного модуля

Материал: нержавеющая сталь

Артикул 745-037-00	10 шт
--------------------	-------

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

Показания:

- для раннего лечения мезиальной окклюзии
- при тенденции к обратному резцовому перекрытию в области одного или всех передних зубов

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	744-705-00	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	744-709-00	1 шт

CE



Вертикальная головная тяга с подбородочной пращей

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Соединительная часть находится между подбородком и височной областью.

Показания:

- раннее лечение вертикальной резцовой дизокклюзии
- раннее лечение при тенденции к вертикальному росту лицевого отдела черепа

Подбородочная праща	Цвет	Артикул	Количество
эластичная, пористая, воздухопроницаемая	синий	744-706-00	1 шт
ригидная, короткие наружные крючки, воздухопроницаемая	синий	744-710-00	1 шт

CE



Головная тяга "Hickham"

Стандартная, подходит для всех размеров головы и подбородка.

Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

Показания:

- для раннего лечения дистальной окклюзии с ретрузией резцов (глубокая резцовая окклюзия)
- для интрузии передних зубов
- для дистализации клыков / премоляров

J-крючки для Hickham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00

Цвет	Артикул	Количество
синий	744-717-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Универсальная головная тяга "Hickham"

Стандартная, подходит для всех размеров головы.

Делает возможной индивидуальную настройку направления силы.

Необходимая сила достигается использованием внеротовых эластиков (см. аксессуары)

Показания:

- для дистализации зубов (для создания места и лечения дистальной окклюзии)
- для интрузии/экструзии зубов (коррекция окклюзионной плоскости)
- для одновременной интрузии и ретрузии резцов
- верхнечелюстная прогнатия
- для двустороннего анкера
- для лечения с удалением премоляров с полным закрытием промежутков и максимальным анкером
- коррекция положения средней линии

J-крючки для Hickham головной тяги смотрите раздел аксессуары артикул 744-713-00



Цвет	Артикул	Количество
синий	744-712-00	1 шт

CE

Лицевые маски

Имеет опору на лоб и подбородок, способствуя вытяжению (тракции) верхней челюсти и верхнего зубного ряда кпереди, а также мезиальному смещению боковых зубов обеих челюстей.

Показания:

- раннее лечение мезиальной окклюзии
 - верхнечелюстная микро и ретрогнатия
 - нижнечелюстная макрогнатия
- уменьшение передней верхней лицевой высоты (глубокий прикус)
- протрузия (перемещение) отдельных или группы зубов вдоль дуги
- в случаях хейлогнатопалатосхизиса
- для мезиализации верхнечелюстного зубного ряда

Лобная накладка с ремешком и подбородочной пращей (см. аксессуары)



Обозначение	Артикул	Количество
Реверсивная головная тяга "Tubinger"	745-300-00	1 шт
Лицевая маска модель "Delaire"	745-400-00	1 шт

CE

Noninium® лицевые дуги, medium

Не содержащие никель

(следовое содержание никеля $\leq 0.2\%$ в связи с особенностями производства)

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стоп петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 мм / 45		белые			740-000-00	1 шт

CE





Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства



Стандартные лицевые дуги, mini

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			740-019-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-219-00	1 шт

CE



Стандартные лицевые дуги, medium

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.00 mm / 40		белые			740-010-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые			740-020-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые	•		740-120-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-220-00	1 шт

CE



Стандартные лицевые дуги, maxi

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Внутренняя дуга Ø	Стопорные петли	Защитные колпачки	Крючки для клыков	Лицевая дуга	Артикул	Количество
1.15 mm / 45		белые			740-021-00	1 шт
1.15 mm / 45		белые		пластиковое покрытие	740-221-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Лицевая дуга со стопорными петлями, medium

Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45


Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-040-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-045-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-050-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-055-00	1 шт
49 мм	41 мм	111 мм	синие / размер 5		741-060-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные / размер 3	•	741-150-00	1 шт

CE



Лицевая дуга со стопорными петлями, medium

Лицевая дуга: пластиковое покрытие

Внутренняя дуга Ø: 1.15 мм / 45

Прочное спаянное лазером соединение между наружной и внутренней дугой.

Замечание о безопасности:

Лицевые дуги всегда должны использоваться с головными тягами и шейными тягами с защитными модулями!

Размер наружной дуги	Размер внутренней дуги	Стопорные петли	Защитные колпачки / размер	Крючки для клыков	Артикул	Количество
49 мм	29 мм	83 мм	желтые/ размер 1		741-240-00	1 шт
49 мм	32 мм	90 мм	серые / размер 2		741-245-00	1 шт
49 мм	35 мм	97 мм	красные/размер 3		741-250-00	1 шт
49 мм	38 мм	104 мм	зеленые/размер 4		741-255-00	1 шт

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары



Подбородочная праща

Эластичная, пористая,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул 744-614-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с короткими крючками,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул 744-613-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Подбородочная праща

Ригидная, мягкая, с длинными крючками,
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул 744-615-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Подбородочная праща

Для реверсивной головной тяги "Tubinger",
воздухопроницаемая
Цвет: синий

Артикул 745-304-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Прокладка для подбородочной пращи

Позволяет сделать ношение подбородочной пращи более
комфортным и избежать раздражения кожи подбородка

Артикул 744-616-00	10 шт
---------------------------	-------

CE



Прокладка для подбородочной пращи, Delaire

Для лба / подбородка
Для лицевой маски Delaire
(артикул 745-400-00), самоприклеивающаяся

Артикул 745-401-00	2 шт
---------------------------	------

CE



Тракционные накладки

Для головной тяги артикул 744-705-00 /
744-706-00 / 744-709-00 / 744-710-00).
Цвет: синий

Артикул 745-402-00	2 шт
---------------------------	------

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары

Головной ремешок эластичный, регулируемый
Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"
Длина: 40 см

Артикул 745-302-00	5 шт
--------------------	------

CE



Накладка для лба с ремешком
Для реверсивной головной тяги, модели "Tubinger"

Артикул 745-301-01	5 шт
--------------------	------

CE



Головной ремешок
Для индивидуально подобранных головных тяг.

Цвет	Ширина	Длина	Артикул	Количество
синий	20 мм	22.50 м	744-601-00	1 шт

CE



J-Крючки
С петлями для прямого воздействия силы на дугу
Для головной тяги (артикул 744-202-00).

Артикул 742-501-00	1 пара
--------------------	--------

CE



J-Крючки для головной тяги Hickham
Для головных тяг артикул 744-712-00 и артикул 744-717-00.
Дополняется скользящими трубками и эластичными. Для ретракции клыков и премоляров

Артикул 744-713-00	2 шт
--------------------	------

CE



Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары



Dentalastics® внеротовая эластическая цепочка

Цвет	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	118 мм	774-300-00	10 шт

CE



Внеротовые латексные эластики

Высокая эластичность и устойчивость к нагрузкам. Указанная сила проявляется, когда эластик растянут в три раза больше указанного внутреннего диаметра.

Силы тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
слабая 2.3 Н (227 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-203-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-204-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	9.5 мм / 3/8 дюйма	772-205-01	1000 шт
слабая 2.3 Н (227 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-206-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-208-01	1000 шт
сильная 4.5 Н (455 г)	12.7 мм / 1/2 дюйма	772-210-01	1000 шт

CE 0483



Губной бампер

С пластиковым экраном и крючком для межчелюстных эластиков

Показания:

- для дистализации моляров
- для стабилизации моляров в позднем сменном прикусе
- при вестибулярном наклоне (протрузии) передних зубов, вызванном давлением языка

Для трубок	Артикул	Количество
Ø 0.90 мм / 36	748-009-00	1 шт
Ø 1.15 мм / 45	748-114-00	1 шт

CE



Стопорные трубки

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Длина	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	2 мм	480-914-00	100 шт

CE



Стопорные винты

По Ladanyi

Для лицевых дуг и губных бамперов

Внутренний Ø	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	480-918-02	10 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства / Аксессуары

Ключ для шестигранных винтов

В соотв.с Ladanyi

Ширина ключа	Артикул	Количество
0.9 mm	480-924-02	1 шт



Активаторные трубки

Например для Teuscher активатора. Данные трубки могут быть встроены непосредственно в активатор для фиксации лицевых дуг.

Внутренний Ø	Артикул	Количество
1.15 мм / 45	607-300-00	10 шт
1.30 мм / 51	607-301-00	10 шт



CE





Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые



Приспособление для установки эластиков
Для размещения и удаления внутриротовых эластиков
Цвет: ассортимент цветов

Артикул 772-400-00	50 шт
CE	



DISCO внутриротовые разноцветные латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластича в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	772-514-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-516-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-517-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм / 3/16 дюйма	772-524-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм / 1/4 дюйма	772-526-00	25 x 100 шт
Зеленый, красный, фиолетовый	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм / 5/16 дюйма	772-527-00	25 x 100 шт

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые

Внутриротовые латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»

Упаковки с эластичками промаркированы символами в соответствии с размером и силой.

Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластички в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.



Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-103-00	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-104-00	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-106-00	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-107-00	10 x 100 шт	
натуральный	легкая 0.7 Н (71г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-109-00	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-113-00	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-114-00	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-116-00	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-117-00	10 x 100 шт	
натуральный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-119-00	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-123-00	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-124-00	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-125-00	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-126-00	10 x 100 шт	
натуральный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-127-00	10 x 100 шт	

CE 0483



Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование/ Внутриротовые



Внутриротовые нелатексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости»
Упаковки с эластиками промаркированы символами в соответствии с размером и силой.
Таким образом, каждый тип может быть легко определен.

Сила:

Рейтинг силы основан на растяжении эластича в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

	Цвет	Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-303-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-304-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-306-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-307-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	легкая 0.7 Н (71г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-309-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-313-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-314-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-316-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-317-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	средняя 1.3 Н (128 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-319-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	3.2 мм/ 1/8 дюйма	772-323-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	4.8 мм/ 3/16 дюйма	772-324-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	6.4 мм/ 1/4 дюйма	772-325-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	8.0 мм/ 5/16 дюйма	772-326-00	10 x 100 шт
	полупрозрачный	сильная 1.8 Н (184 г)	9.5 мм/ 3/8 дюйма	772-327-00	10 x 100 шт

CE 0483



Контейнер для внутриротовых эластиков

Для мини упаковок пациентов.
С настенным кронштейном.
Размеры (ШхВхД): 508 x 169 x 107 мм
Цвет: белый

Артикул 772-000-00	1 шт
---------------------------	------



Внутриротовые латексные эластики

Специальные размеры
От клыка до клыка, для лицевых дуг с крючками для клыков. Высочайшая эластичность и устойчивость к «усталости». Рейтинг силы основан на растяжении эластича в три раза по сравнению с указанным внутренним диаметром.

Сила тяги	Внутренний Ø	Артикул	Количество
Средняя 1.3 Н (128 г)	16 мм / 5/8 дюйма	772-100-00	1000 шт
Средняя 1.3 Н (128 г)	19 мм / 3/4 дюйма	772-200-00	1000 шт

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование/ Внутриротовые

Эластичная лигатура

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

- с шершавыми поверхностями, обеспечивающими прикрепление
- невероятно высокая сила растяжения
- постоянная сила

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	7.5 м	775-210-01	1 шт

CE 0483



Elasto-Force эластичная лигатурная нить

Для ротации передвижения клыков, восьмиобразного лигирования и т.д.

Легко затягивать, т.к. нить полая

Цвет	Наружный Ø	Длина	Артикул	Количество
полупрозрачный	0.65 мм / 25	15 м	774-205-00	1 шт

CE 0483



Dentalastics® ротационные клинья

Для индивидуального вращения зуба.

Цвет	Артикул	Количество
серый	774-003-00	100 шт
полупрозрачный	774-000-00	100 шт

CE 0483



Dentalastics® пластиковые лигатуры

Для лигирования дуг к брекетам.

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	774-002-01	1000 шт

CE 0483



Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые



Dentalastics® сепараторы

Для быстрой и лёгкой сепарации зубов. Рентгеноконтрастные (идеальная установка 60 кВ и 3 мА).

Цвет	Внутренний Ø	Показания	Артикул	Количество
зеленый	1.5 mm	для передних зубов	774-100-01	1000 шт
синий	2.1 mm	для задних зубов	774-200-01	1000 шт


CE 0483



Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	774-220-00	1 рулон
розовый	1.3 мм	4.5 м	•	774-231-00	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м	•	774-232-00	1 рулон
красный	1.3 мм	4.5 м	•	774-233-00	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м	•	774-235-00	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		774-221-00	1 рулон
синий	1.3 мм	4.5 м		774-226-00	1 рулон
серебряный металлик	1.3 мм	4.5 м		774-229-00	1 рулон
жемчужный	1.3 мм	4.5 м		774-236-00	1 рулон

CE 0483



SUPER Elasto-Force эластичные пластиковые цепочки

Постоянное давление с более продолжительным по времени эффектом. Высокая эластичность с отличной упругостью.

Цвет	Внутренний Ø	Длина	Коннектор	Артикул	Количество
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м	•	774-217-00	1 рулон
полупрозрачный	1.3 мм	4.5 м		774-216-00	1 рулон

CE 0483

Внутри и внеротовые устройства

Эластики и вспомогательное оборудование / Внутриротовые

Dentalastics® personal набор

Разноцветные пластиковые лигатуры

Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

Содержимое набора:

Все 11 цветов, 4 модуля каждого, всего 44 модуля x 22 кольца = 968 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
все цвета	1.3 мм	774-561-01	1 набор

CE 0483



Dentalastics® personal пакеты с модулями по цветам

Специальные тонкие пластиковые лигатуры для лигирования дуг к брекетам.

Содержимое:

45 модулей x 22 кольца = 990 шт

Цвет	Внутренний Ø	Артикул	Количество
серебряный	1.3 мм	774-549-00	1 пакет
полупрозрачный	1.3 мм	774-551-00	1 пакет
черный	1.3 мм	774-552-00	1 пакет
белый	1.3 мм	774-553-00	1 пакет
розовый	1.3 мм	774-554-00	1 пакет
синий	1.3 мм	774-555-00	1 пакет
красный	1.3 мм	774-556-00	1 пакет
пурпурный	1.3 мм	774-557-00	1 пакет
желтый	1.3 мм	774-558-00	1 пакет
зеленый	1.3 мм	774-559-00	1 пакет
оранжевый	1.3 мм	774-560-00	1 пакет
жемчужный	1.3 мм	774-563-00	1 пакет

CE 0483



Внутри и внеротовые устройства

Ротовые заслонки (трейнеры)



Ротовая заслонка “Ulmer Model”

Показания:

- некорректное функционирование языка (давление языком, неправильная позиция языка)
- закусывание губ
- засасывание губ
- сосание большого пальца
- слабая мускулатура структуры губ

Преимущества:

- отсутствие точек давления, благодаря пластичности материала
- больше комфорта при ношении
- лучшее принятие пациентом
- легче контролировать совершение миофункциональных упражнений

Специальные контейнеры см. в аксессуарах!

Размер	Артикул	Количество
mini / размер 1 = для пациентов дошкольного возраста	074-000-00	1 шт
maxi / размер 2 = для пациентов от школьного возраста и старше	074-001-00	1 шт

CE



Формирователь лица

По Berndsen

Данная терапия нацелена на причину и является холистической. Регулярные тренировки с использованием формирователя лица повышают тонус тканей, мышц и кожи рта и лица. Усиливают и гармонизируют мышечные функции, которые особенно важны для жевания, глотания, дикции, дыхания, позиции зубов, а также мимики.

Показания:

- трудности глотания (дисфагия)
- неправильное функционирование языка
- дисфункции жевания
- нарушения речи по функциональным причинам
- в избавлении от сосания большого пальца, кусания губ и т.д.
- паралич оральной и лицевой областей
- после оперативных вмешательств на лице, челюсти и языке
- смещение зубов, аномалии челюсти
- бруксизм, височно-нижнечелюстные проблемы
- храп
- активация назального дыхания, избавление от ротового дыхания
- и т.д.

цвет	форма	Артикул	Количество
полупрозрачный синий	индивидуальная	074-100-00	1 шт
полупрозрачный синий	анатомическая	074-101-00	1 шт

CE

Внутри и внеротовые устройства

OrthoSafe спортивные шины

OrthoSafe спортивные шины / Ассортимент

Безопасные и комфортные шины для всех видов спорта. Имеющие анатомическую форму, OrthoSafe, подстраиваются под пользователя для этого достаточно ненадолго поместить их в горячую воду. Оптимально защищает верхний и нижний зубные ряды.

Также можно использовать с различными видами брекетов.

- 5 х цветных спортивных шин
- Цвета: полупрозрачный, розовый, синий, зеленый, желтый (каждого по 1шт.)
- 5 х пластиковых коробочек
- 5 х направляющих

Шнурок с защитным замком (артикул 163-807-00) не входит в данный набор!

Артикул 074-200-00	1 набор
--------------------	---------

CE



OrthoSafe спортивные шины / Штучные упаковки

Безопасные и комфортные шины для всех видов спорта. Имеющие анатомическую форму, OrthoSafe, подстраиваются под пользователя для этого достаточно ненадолго поместить их в горячую воду. Оптимально защищает верхний и нижний зубные ряды.

- 1 х спортивная шина
- 1 х пластиковая коробка
- 1 х направляющая

Шнурок с защитным замком (артикул 163-807-00) не входит в данный набор!

Цвет	Артикул	Количество
Полупрозрачный	074-201-00	1 шт
Синий	074-203-00	1 шт

CE



Расходные ортодонтические материалы

Слепочный материал	страница 278
Дополнительное лабораторное оборудование	страница 280
Контейнеры для съёмных аппаратов и аксессуары	страница 282
Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели	страница 284
Прочее	страница 289



Расходные ортодонтические материалы

Надежность на высшем уровне




- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Буккальные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые устройства ■
- Оборудование ■**
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■


Расходные ортодонтические материалы



Профессиональные расходные материалы для работы ортодонта

Dentaurum предлагает широкий выбор расходных ортодонтических материалов и приспособлений от слепочных материалов до ортодонтических зубных щеток. Вопросы пациентов, возникающие во время консультации могут быть разъяснены с использованием демонстрационных моделей. Вашим пациентам понравятся наши цветные контейнеры различных размеров для ортодонтических аппаратов. Использование зубных щёток Ortho Brush позволяет надежно, быстро и бережное очищать любые брекет системы.





Orthalgenat® Duo

Универсальный ортодонтический слепочный материал.

O-Tray слепочные ложки

Разработаны специально для ортодонт

Orthalgenat® Ex

Идеальное чистящее средство для слепочных ложек

Rapidur®

Прочный синтетический дентальный гипс белого цвета

Ортодонтические демонстрационные модели челюсти

Большой выбор моделей

Контейнеры для съёмных аппаратов

Всех цветов и размеров

Расходные ортодонтические материалы

Слепочный материал



Orthalgenat® Duo

Слепочный материал, набор включает мерные ложки

Аромат	Цвет	Артикул	Количество
ваниль	желтый	150-501-10	1 кг
ваниль	желтый	150-509-10	9 x 1 кг
ваниль	желтый	150-520-10	20 x 1 кг
мята	зеленый	150-501-20	1 кг
мята	зеленый	150-509-20	9 x 1 кг
мята	зеленый	150-520-20	20 x 1 кг



Упаковки: 1 кг в коробке, 9 x 1 кг и 20 x 1 кг в мешке
DIN/EN/ISO 21563



Бутылка-дозатор

Для жидкостей

Вместительность	Артикул	Количество
500 мл	150-000-00	1 шт



Orthalgenat® Ex

Очиститель для слепочных ложек.

Для удаления слепочной массы и остатков гипса

Концентрат для ручной или ультразвуковой чистки.

Артикул 150-010-00	1.5 кг
--------------------	--------

Расходные ортодонтические материалы

Слепочный материал

O-Tray слепочные ложки

Одноразовые слепочные ложки. Можно дезинфицировать, нельзя стерилизовать

Разработаны специально для ортодонтии. Высокие стенки гарантируют точное определение мягких тканей и позволяют сокращать расходы слепочного материала. Возможно размещение пластиковых кнопок (артикул 150-400-00) в специальных отверстиях для получения дополнительной ретенции.

Челюсть	Размер	Цвет	Артикул	Количество
верхняя	U1	желтый	150-201-00	20 шт
верхняя	U2	красный	150-202-00	20 шт
верхняя	U3	синий	150-203-00	20 шт
верхняя	U4	зеленый	150-204-00	20 шт
нижняя	L1	желтый	150-221-00	20 шт
нижняя	L2	красный	150-222-00	20 шт
нижняя	L3	синий	150-223-00	20 шт
нижняя	L4	зеленый	150-224-00	20 шт



CE

Пластиковые кнопки для слепочных ложек

Можно дезинфицировать, нельзя стерилизовать

Для слепочных ложек O-Tray

- для легкого размещения в ретенционные отверстия
- предотвращают снижение давления во время взятия слепка
- и обеспечивают дополнительную, надежную адгезию слепочной массы

Артикул 150-400-00	100 шт
--------------------	--------

CE



Flexaponal® специальный воск

По Uhlig

- для регистрации прикуса
- для адгезивных границ на слепочных ложках
- мягкий, гнущийся и адгезивный

Размеры (Д x Ш)	Толщина	Цвет	Артикул	Количество
200 x 10 мм	1.0 мм	красный	124-002-00	50 шт
120 x 15 мм	1.0 мм	красный	124-003-00	50 шт
200 x 10 мм	1.0 мм	белый	124-202-00	50 шт



CE

Расходные ортодонтические материалы

Дополнительное лабораторное оборудование



Rapidur® - супертвердый гипс IV класса

Синтетический дентальный гипс

- экстра твердый, низкий коэффициент расширения
- быстро затвердевает

Применение:

ортодонтия, работа со съемными зубными протезами, драгоценные металлы, акрил, керамика

Стандарт: DIN EN ISO 6873

Класс 4

Соотношение смешивания (г : мл) 100 : 24

Коэффициент расширения макс. 0.15 %

Время работы минимум 3 мин

Устойчивость к сжатию минимум. 35 МПа

Время установки максимум 30 мин

Цвет белый

Артикул 164-450-00	6 кг
--------------------	------



Силиконовая чашка для замешивания гипса

Для гипса, слепочных и инвестиционных материалов, легко моется

Вместительность	Артикул	Количество
400 мл	164-651-00	1 шт
600 мл	164-650-00	1 шт



Model Gloss - жидкость для покрытия гипсовых моделей (модельный клей)

Для гипсовых демонстрационных моделей, (таких как Rapidur®, артикул 164-450-00), для обеспечения блеска и защиты от пыли.

Безопасен для окружающей среды.

Артикул 166-450-00	4.5 кг
--------------------	--------



Ультразвуковые чистящие средства

Для удаления	Артикул	Количество
полирующей пасты, воска, смазки	094-610-00	1000 мл
гипса и содержащих гипс инвестиционных материалов	094-611-00	1000 мл
камней, цемента, пыли после гравировки	094-612-00	1000 мл

Расходные ортодонтические материалы

Дополнительное лабораторное оборудование

Orthodontic Base Unit - держатель моделей (Ортодонтический базовый блок)

По.Hinz

Для фиксации макетов, ориентированных в трехмерном пространстве.
Универсальная высота (6 см) ортодонтических
макетов определяется простым в использовании базовым блоком

Артикул 050-500-00	1 шт
--------------------	------



Пластиковые коробки (заготовки) для моделей

Произведена из устойчивого к воздействиям пластика, с петлей. Позволяет сократить время подготовки макета.
Подходит для ортодонтического держателя моделей по Hinz.

Материал	Цвет	Артикул	Количество
пластик	белый	050-501-00	100 пар



Болванки / Петли

Для пластиковой заготовки для макета (артикул 050-501-00).
Подходит для ортодонтического держателя моделей по Hinz.

Материал	Цвет	Артикул	Количество
пластик	белый	050-503-00	50 шт



Ортодонтическая форма для макета (Коробка для ортодонтических моделей)

Для 5 наборов макетов, составной
Размеры (Ш x В x Д): 94 x 83 x 330 мм
Материал: пластик
Цвет: белый

Артикул 050-502-00	10 шт
--------------------	-------



Расходные ортодонтические материалы

Контейнеры для съёмных аппаратов и аксессуары



Контейнер, Mini

Mini - версия отлично подходит для простых аппаратов и ротовых заслонок (таких как модель Ульмера)

Материал: пластик (стабильный по форме и устойчивый к воздействиям)

Размеры (Ш x В x Д): 7.00 x 3.30 x 4.80 см

Размер	Цвет	Артикул	Количество
маленький	жемчужно-синий	163-602-01	10 шт
маленький	розовый	163-603-01	10 шт
маленький	желтый	163-604-01	10 шт
маленький	оранжевый	163-605-01	10 шт
маленький	зеленый	163-606-01	10 шт
маленький	фиолетовый	163-609-01	10 шт



Контейнер, Maxi

Maxi - версия отлично подходит для бимаксиллярных устройств (таких как, активатор, бионатор)

Материал: пластик (стабильный по форме и устойчивый к воздействиям)

Размеры (Ш x В x Д): 7.80 x 4.50 x 5.60 см

Размер	Цвет	Артикул	Количество
средний	жемчужно-синий	163-702-01	10 шт
средний	розовый	163-703-01	10 шт
средний	желтый	163-704-01	10 шт
средний	оранжевый	163-705-01	10 шт
средний	зеленый	163-706-01	10 шт
средний	черный	163-707-01	10 шт
средний	белый с прожилками	163-708-01	10 шт
средний	фиолетовый	163-709-01	10 шт



Контейнер, Magnum

Магnum - версия отлично подходит для особенно больших приспособлений (таких как, аппарат Френкеля, ортодонтических пластинок для взрослых и съёмных протезов)

Материал: пластик (стабильный по форме и устойчивый к воздействиям)

Размеры (Ш x В x Д): 6.80 x 4.70 x 7.80 см

Размер	Цвет	Артикул	Количество
большой	жемчужно-синий	163-802-01	10 шт
большой	розовый	163-803-01	10 шт



Контейнер «футбол»

Универсального размера для съёмных ортодонтических приспособлений.

Материал: пластик (стабильный по форме и устойчивый к воздействиям)

Цвет	Артикул	Количество
черно-белый	163-805-01	10 шт

Расходные ортодонтические материалы



Контейнеры и аксессуары

Карабин для контейнера

Создаёт возможность прикрепления контейнера к чему либо (одежде, сумкам и др.) с помощью карабина.

Артикул 163-801-00	10 шт
--------------------	-------



Шнурки с предохранителем

Для удобства использования контейнеров.« Дентаурум».

Цвет	Артикул	Количество
различные цвета в ассортименте	163-807-00	25 шт



Расходные ортодонтические материалы

Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели



Типодонт / Dentoform

Измерительный и тестирующий прибор для несъемных приспособлений.

Установка автоматически реагирует на простые артикуляции.

В зависимости от требований, металлические / пластмассовые зубы располагаются в восковых углублениях, приваренные или приклеенные к брекетам и с установленной проволоочной дугой.

Форма поставки:

Установка без зубов и аксессуаров.

Артикул 050-801-00

1 шт



Металлические / Пластмассовые зубы

Для установки Типодонт / Dentoform (артикул 050-801-00)

Зубные коронки сделаны из пластмассы, корни – из металла

Артикул 050-803-01

28 шт



Восковые болванки

Для установки Типодонт / Dentoform (артикул 050-801-00)

Идеальная окклюзия (верхнечелюстная и нижнечелюстная)

Артикул 050-802-00

1 пара



Модель челюсти

Угол Класс I (норма окклюзии)

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика

Артикул 892-001-00

1 шт



Модель челюсти

Угол Класс II/1 (дистальная окклюзия с глубоким прикусом)

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика

Артикул 892-002-01

1 шт

Расходные ортодонтические материалы

Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели

Модель челюсти

Угол Класс II/2 (дистальная окклюзия с глубоким прикусом)
Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика

Артикул 892-002-02	1 шт
--------------------	------



Модель челюсти

Угол Класс III (мезиальная окклюзия, прогнатическое прорезывание зубов)
Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика

Артикул 892-003-00	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель discovery®

Угол Класс I (нормальная окклюзия)
Roth 22

Оснащен:

- discovery® металлические брекететы
- Ortho-Cast™ M-Series mini щёчные трубки
- dentaform® кольца
- rematitan® "LITE" дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-07	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель Elegance®

Угол Класс I (нормальная окклюзия)
Roth 22

Оснащен:

- Elegance® пластиковые брекететы
- Ortho-Cast™ M-Series mini щёчные трубки
- dentaform® кольца
- rematitan® "LITE" White дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-10	1 шт
--------------------	------



Расходные ортодонтические материалы

Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели



Ортодонтическая демонстрационная модель Fascination* 2

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

Roth 22

Оснащен:

- Elegance*пластиковые брекет
- Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- dentaform* кольца
- rematitan* "LITE" White дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-11	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель equilibrium* 2/ SUS²

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

McLaughlin-Bennett-Trevisi 22

Оснащен:

- equilibrium* 2 металлические брекет
- SUS² – универсальная пружина Саббаха
- Ortho-Cast™ и Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- dentaform* кольца
- Equire дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-13	1 шт
--------------------	------

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Ортодонтическая демонстрационная модель equilibrium* mini/equilibrium* 2

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

Roth 22

Оснащен:

- equilibrium* mini и equilibrium* 2 металлические брекет
- Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- rematitan* "LITE" дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-14	1 шт
--------------------	------



Ортодонтическая демонстрационная модель / комбинированная модель

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

Roth 22

Оснащен:

- equilibrium* mini и equilibrium* 2 металлические брекет
- Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- Herbst II аппарат Гербста
- SUS² – универсальная пружина Саббаха
- tomas* микровинты 08
- Equire дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-16	1 шт
--------------------	------

Расходные ортодонтические материалы

Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели

Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® sl

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

Roth 22

Оснащен:

- discovery® sl самолигирующие металлические брекет
- Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- rematitan® sl дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-17

1 шт



Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® pearl McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Оснащен:

- discovery® pearl керамические брекет
- полупрозрачные жемчужные дуги

Верхняя челюсть, сделанная из пластика

Артикул 892-000-18

1 шт

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



eu
New

Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® sl 2.0

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Оснащен:

- discovery® sl 2.0 самолигирующие металлические брекет
- Ortho-Cast™ и Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- Tensic® дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-19

1 шт

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



eu
New

Ортодонтическая демонстрационная модель discovery® smart

Угол Класс I (нормальная окклюзия)

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Оснащен:

- discovery® smart металлические брекет
- Ortho-Cast™ и Ortho-Cast™ M-Series mini щечные трубки
- rematitan® "LITE" дуги

Верхняя и нижняя челюсти, сделанные из пластика, на шарнирах

Артикул 892-000-20

1 шт

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



eu
New

Расходные ортодонтические материалы

Ортодонтическое исследование челюсти / Демонстрационные модели



tomas® модель
Для демонстрации пациентам

Артикул 302-006-00	1 шт
---------------------------	------

Расходные ортодонтические материалы

Прочее

Ortho Brush

Ортодонтические зубные щетки
Идеальны для очистки
интрапроксимальных областей, брекетов
и кольцевых приспособлений

Артикул 163-300-00	10 шт
--------------------	-------





Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты	страница 294
Специальные винты	страница 298
Универсальные расширяющие винты Variety	страница 308
RPE-винты	страница 309
Аксессуары	страница 314



Расширяющие винты.

Совершенство формы, функциональности и результата.



- Система опоры
- Лингвальная система
- Самолигирующие брекеты
- Металлические брекеты
- Эстетические брекеты
- Буккальные трубки
- Кольца
- Адгезивы
- Проволоки | Дуги | Аксессуары
- Class II аппараты
- Внутри- и внеротовые устройства
- Оборудование
- Расширяющие винты**
- Ортодонтические акриловые пластмассы
- Щипцы | Инструменты
- Оборудование
- Обучение
- Курсы
- Сервис

Расширяющие винты




Широкий выбор продукции

Ассортимент расширяющих винтов Dentaурum, произведенных из нержавеющей стали представлен как стандартными расширяющими винтами так и более сложными, комплексными специальными раздвижными винтами. Кроме того программа включает расширяющие винты rematitan® являющиеся прекрасной альтернативой для пациентов с аллергией на никель или нержавеющую сталь.

Совершенство каждой детали

Не смотря на свои малые размеры, расширяющие винты Dentaурum имеют возможность большого расширения. Встроенный ограничитель расширения предохраняет винт от распада. Особо точная резьба и встроенный ограничитель обратного хода не позволяют раздвижному винту самопроизвольно раскручиваться. Прочность и стабильность конструкции обеспечивается высочайшим качеством. Дополнительные углубления в теле винта обеспечивают оптимальную ретенцию в акриле.





Dentaurum расширяющие винты

Верное решение для любого типа лечения.

Раздвижные винты с эластичной наклонной плоскостью по Schaneng

Эластическая система.

hyrax®

Специальные расширяющие винты для раздвижения небного шва.

hyrax® click

RPE-винты с системой "Предотвращения самопроизвольного раскручивания"

Titan-hyrax® Maxi – 12

Первые в мире RPE-винты, сделанные из титана.

Variety

Универсальные, многофункциональные расширяющие винты.



Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты



Расширяющий винт Mini

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации нижней челюсти или особо узкой верхней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-300-10	1 шт
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-300-30	10 шт
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-300-60	100 шт

CE



Расширяющий винт Mini

Материал: нержавеющая сталь

- с широким держателем
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации нижней челюсти или особо узкой верхней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-320-10	1 шт
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-320-30	10 шт
6.5 мм	= 0.7 мм	пластик, белый	600-320-60	100 шт

CE



Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт Medium

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации верхней и нижней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-301-10	1 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-301-30	10 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-301-60	100 шт

CE

→ 11 mm ←



Расширяющий винт Medium

Материал: нержавеющая сталь

- с широким держателем
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации верхней и нижней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-321-10	1 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-321-30	10 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-321-60	100 шт

CE

→ 11 mm ←





Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты



Расширяющий винт Max i

Материал: нержавеющая сталь


- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения верхней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-302-10	1 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-302-30	10 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-302-60	100 шт

CE



Расширяющий винт Magnum

Материал: нержавеющая сталь


- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации верхней челюсти и для ортодонтических бимаксиллярных функциональных гнато-ортопедических аппаратов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
11.0 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-303-10	1 шт
11.0 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-303-30	10 шт
11.0 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-303-60	100 шт

CE



Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющий винт rematitan® Medium

Материал: титан

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения и дистализации верхней и нижней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, жемчужно-синий	600-400-10	1 шт
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, жемчужно-синий	600-400-30	10 шт

CE

→ 11 mm ←



Трапецевидный расширяющий винт

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- отверстия в теле винта для лучшей ретенции в акриле
- ограничитель вращения при достижении максимального расширения



С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для поперечного (трансверзального) расширения узкой верхней челюсти и как активационный винт для бимаксиллярных функциональных гнато ортопедических аппаратов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.5 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	600-310-30	10 шт

CE

→ 11 mm ←





Расширяющие винты

Специальные винты



Секционный винт Mini

Материал: нержавеющая сталь


- с широким держателем
- скелетный дизайн
- направляющая: U - образной формы, прямая

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для перемещения отдельных зубов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-502-10	1 шт
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-502-30	10 шт
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-502-60	100 шт

CE



Секционный винт Mini

Материал: нержавеющая сталь


- с широким держателем
- скелетный дизайн
- направляющая: U - образной формы, изогнутая вниз

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для перемещения отдельных зубов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-503-10	1 шт
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-503-30	10 шт
4.0 мм	= 0.35 мм	нанесена сине-желтым	600-503-60	100 шт

CE



Расширяющие винты



Специальные винты

Секционный винт Medium

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- направляющие: прямые, с грибовидной головкой


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для дистализации и сегментации, для Y пластинок

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-500-10	1 шт
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-500-30	10 шт
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-500-60	100 шт



CE



Секционный винт Medium

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- скелетный дизайн
- направляющие: U - образные, изогнутые вниз


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для дистализации и сегментации, протрузии переднего сегмента

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-501-10	1 шт
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-501-30	10 шт
6.0 мм	= 0.4 мм	пластик, неоновый желтый	600-501-60	100 шт



CE





Расширяющие винты

Специальные винты



Ретракционный винт Extra Mini

Материал: нержавеющая сталь


- с держателем конической формы
- тело винта: закрытое
- направляющая: U - образной формы, прямая

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для стягивания и перемещения отдельных зубов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
3.0 мм	= 0.4 мм	нанесена сине-желтым	600-602-30	10 шт

CE



Ретракционный винт Mini

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- тело винта: закрытое
- направляющая: U - образной формы, прямая

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для стягивания и перемещения отдельных зубов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
2.5 мм	= 0.4 мм	нанесена сине-желтым	600-601-30	10 шт

CE



Расширяющие винты



Специальные винты

Ретракционный винт Medium

Материал: нержавеющая сталь


- с держателем конической формы
- тело винта: закрытое
- направляющая: U - образной формы, прямая

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для стягивания и перемещения отдельных зубов

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4,5 мм	≈0.4 мм	нанесена сине-желтым	600-600-30	10 шт

CE



Трехмерный винт по Bertoni – 3 направления (Тип А)

Материал: нержавеющая сталь


- усиленные направляющие
- независимое движение в трех направлениях
- одинаковое расширение по сегментам

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для комбинированных трансверзальных и сагиттальных перемещений с У пластинками.

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4.0 мм/сегмент	≈ 0.35 мм/сегмент	нанесена сине-желтым	602-605-10	1 шт

CE





Расширяющие винты

Специальные винты



Трехмерный винт по Bertoni – 2 направления (Тип В)

Материал: нержавеющая сталь

- усиленные направляющие
- независимое движение в двух направлениях
- одинаковое расширение по сегментам

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для комбинированных трансверзальных и сагиттальных перемещений с Y-пластинками.

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4.0 мм/ сегмент	= 0.35 мм/ сегмент	нанесена сине-желтым	602-606-10	1 шт

CE



Трехмерный винт – по Steiner

Материал: нержавеющая сталь


- усиленные направляющие
- индивидуально настраиваемая срединная дуга для различных конфигураций небного свода
- два независимо контролируемых движения (симметричное сагитальное расширение)
- одинаковое расширение по сегментам

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для комбинированных трансверзальных и сагиттальных перемещений с Y-пластинками.

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
4.0 мм/ сегмент	= 0.35 мм/ сегмент	нанесена сине-желтым	602-604-10	1 шт

CE



Расширяющие винты

Специальные винты

Винт всерного типа

Материал: нержавеющая сталь

• с широким держателем

• секторы пластины расширяются в виде веера

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для расширения верхней челюсти в переднем или заднем отделах

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.0 мм	= 0.8 мм	нанесена сине-желтым	606-600-00	1 шт
7.0 мм	= 0.8 мм	нанесена сине-желтым	606-600-30	10 шт

CE

→ 12 mm ←



Нижнечелюстной дуговой винт по Мюллеру

Материал: нержавеющая сталь

• с держателем конической формы

• минимальное открытие дугового винта по типу всеера, относительно передней дуги


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для расширения нижней челюсти в переднем отделе

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
5.0 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	606-701-00	1 шт
5.0 мм	= 0.8 мм	пластик, неоновый желтый	606-701-30	10 шт

CE

→ 29 mm ←





Расширяющие винты

Специальные винты



Раздвижные винты с эластичной наклонной плоскостью по Schaneng

Материал: нержавеющая сталь

- гибкость межчелюстных элементов
- винты с гребневидной направляющей для тяги вперёд двойного основания

С двойной петлёй, вощёные.

С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для лечения дистальной окклюзии с протрузией резцов (по Энгля Класс II/1), для выдвижения нижней челюсти

Артикул 600-000-00	1 набор
---------------------------	---------

С€

В наборе:

3 x винта с гребневидной направляющей	Артикул 600-001-00
1 x адаптер, узкий	Артикул 600-003-00
1 x адаптер, широкий	Артикул 600-004-00
1 x монтажный (позиционирующий) шаблон	Артикул 600-005-00



Гребневидная направляющая для винтов с эластичной наклонной плоскостью по Schaneng

С двойной вощёной петлей.

Материал: нержавеющая сталь

Длина наклонной плоскости: 14 мм

Версия	Артикул	Количество	Артикул	Количество
с винтом для небного расширения	600-001-00	1 шт	600-001-30	10 шт
без винта для небного расширения	600-002-00	1 шт	600-002-30	10 шт

С€



Адаптер для раздвижных винтов с эластичной наклонной плоскостью по Schaneng

Для создания наклона нижней челюсти

Адаптер	Ширина	Артикул	Количество
узкий	14.0 мм	600-003-00	10 шт
широкий	18.0 мм	600-004-00	10 шт



Монтажный (позиционирующий) шаблон по Schaneng

Обеспечивает установку гребневидной направляющей на лингвальной пластинке под углом 60°

Артикул 600-005-00	1 шт
---------------------------	------

Расширяющие винты

Специальные винты

Расширяющий винт для секционных активаторов

Материал: нержавеющая сталь

- с держателем конической формы
- с усиленными направляющими


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для раздельного расширения верхней и нижней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
7.0 мм	= 0.8 мм	нанесена сине-желтым	600-610-00	1 шт
7.0 мм	= 0.8 мм	нанесена сине-желтым	600-610-30	10 шт



CE



Расширяющий винт для активатора при лечении мезиальной окклюзии по Weise

Материал: нержавеющая сталь

- расширяющий винт без держателя

- жесткий винт для горизонтальных активаторов, позволяющий соединиться и двигаться обеим пластинкам
- стабильное соединение верхнечелюстной и нижнечелюстной пластинок с использованием жесткой U – образной дуги


С стандартным прямым маленьким ключом для расширяющего винта.

Показания: для лечения прогении (по Энгля Класс III), для дистального смещения нижней челюсти

Максимум расширения	4 x 1/4 оборота	Направляющая стрелка	Артикул	Количество
5.0 мм	= 0.9 мм	нанесена сине-желтым	603-000-00	1 шт



CE



Расширяющие винты

Специальные винты



Поршневые пружинные винты

Материал: нержавеющая сталь

- утонченный дизайн
- постоянное, эластичное и легко контролируемое давление на зуб, который необходимо переместить
- протрузия до 7 мм может быть достигнута при использовании трех размеров винтов (4/6/8 мм)

Показания: перемещение отдельных зубов

4 x 1/4 оборота = 0,35



Артикул 609-500-00	1 набор
---------------------------	---------

CE

В наборе:

10 x поршневых пружинных винтов, длина 4 мм Артикул 609-004-00
 10 x поршневых пружинных винтов, длина 6 мм Артикул 609-006-00
 10 x поршневых пружинных винтов, длина 8 мм Артикул 609-008-00
 10 x позиционирующих винтов Артикул 609-100-00
 10 x гаек с накаткой Артикул 609-200-30
 1 x рыммер Артикул 609-300-00
 1 x отвертка Артикул 609-400-00



Поршневые пружинные винты

Материал: нержавеющая сталь

- утонченный дизайн
- постоянное, эластичное и легко контролируемое давление на зуб, который необходимо переместить
- протрузия до 7 мм может быть достигнута при использовании трех размеров винтов (4/6/8 мм)

Показания: перемещение отдельных зубов

Длина	4 x 1/4 оборота	Артикул	Количество
4.0 мм	= 0,35мм	609-004-00	10 шт
6.0 мм	= 0,35мм	609-006-00	10 шт
8.0 мм	= 0,35мм	609-008-00	10 шт

CE



Позиционирующие (монтажные) винты

Для поршневых пружинных винтов

Для позиционирования поршневых пружинных винтов в акриле

Материал: нержавеющая сталь

Длина	Артикул	Количество
12.0 мм	609-100-00	10 шт



Гайки с накаткой

Для позиционирования поршневых пружинных винтов в акриле

Материал: нержавеющая сталь

Длина	Артикул	Количество
3.0 мм	609-200-30	10 шт

CE

Расширяющие винты

Специальные винты

Ример

Для поршневых пружинных винтов
Материал: нержавеющая сталь

Артикул 609-300-00	1 шт
--------------------	------



Отвертка

Для поршневых пружинных винтов
Для активации поршневых
пружинных винтов
Материал: нержавеющая сталь

Артикул 609-400-00	1 шт
--------------------	------





Расширяющие винты

Variety расширяющие винты




Универсальный расширяющий винт
Для несъемной техники. Широкая область применения как на верхней так и на нижней челюстях для дистализации, мезиализации задних зубов или для закрытия пространства между зубами путем смещения зубов.
Для раннего небного расширения.

- минимальные размеры, максимальное расширение
- не содержит припоя
- прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения
- интегрированная зажимная цапга предотвращает от нежелательного обратного раскручивания
- неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление открытия и максимальное расширение

винт может быть закручен по получению желаемого расширения
С раздвижным ключом
Тело винта: 9,6 мм
Максимум расширения: 12,0 мм
4 x 1/4 оборота: 0,8 мм
Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-806-10	1 шт	602-806-30	10 шт

CE 0483




Variety SP расширяющий винт (для маленькой небной пластинки)
Для несъемной техники. Широкая область применения как на верхней так и на нижней челюстях для дистализации, мезиализации задних зубов или для закрытия пространства между зубами путем смещения зубов.
Для раннего небного расширения.

- особенно хорошо подходит для очень узкой челюсти
- ретенционные штанги могут быть близко прижаты к телу винта
- минимальные размеры, максимальное расширение
- не содержит припоя
- прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения
- защитный механизм от обратного раскручивания
- неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) указывает направление открытия и максимальное расширение

винт может быть закручен по получению желаемого расширения
С раздвижным ключом
Тело винта: 9,6 мм
Максимум расширения: 12,0 мм
4 x 1/4 оборота: 0,8 мм
Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-809-10	1 шт	602-809-30	10 шт

CE 0483



Расширяющие винты

RPE-винты

Titan-hyrax® Maxi – 12

RPE титановый винт

Для раздвижения небного шва посредством приспособлений несъемной техники без акриловых пластинок.

Может быть припаян лазером, к титановому каркасу или к пластинке (артикул 799-210-00)

С раздвижным ключом

Тело винта: 14,4 мм

Максимум расширения: 12,0 мм


4 x 1/4 оборота: 0,8 мм

Материал: титан



Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-810-10	1 шт	602-810-30	10 шт

CE 0483



Титановые пластинки для приклеивания к эмали зуба

Артикул 799-210-00	10 шт
--------------------	-------

Анатомический контур

CE 0483

Титановые пластинки структурированы лазером для лучшей

фиксации к зубу.

Используются для быстрого небного расширения вместе с винтами

Titan-hyrax® Maxi – 12

Размеры (В x Ш): 3,8 x 8,3 мм



rematitan® круглая проволока


Титан класса 1

Норм: DIN 17850

Для лазерной сварки

Рекомендуется в качестве усиливающей проволоки для несъемных титановых RPE приспособлений (Titanium hyrax® Maxi – 12).

Ø	Длина	Артикул	Количество
1,00 мм/39	каждая 100 мм	528-041-00	10 шт
1,20 мм/47	каждая 100 мм	528-042-00	10 шт



CE 0483





Расширяющие винты

RPE-винты



hyrax® click Mini – 7

RPE-винт с "Клик" механизмом, предотвращающим обратное раскручивание

Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций

- оптимальное блокирование винта во время активной фазы лечения
- встроенный стопор предохраняет винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- не содержит припоя
- точная активация/деактивация винта с отчетливо слышимым звуком «клик» после ¼ оборота
- защитный механизм от обратного раскручивания
- минимальные размеры, максимальное расширение
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение

С раздвижным ключом

Тело винта: 9.8 мм


Максимум расширения: 7.0 мм

4 x 1/4 оборота: 0.8 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-830-10	1 шт	602-830-30	10 шт
изогнутые	602-831-10	1 шт	602-831-30	10 шт

CE 0483



hyrax® click Medium - 10

RPE-винты с "Клик" механизмом, предотвращающим обратное раскручивание

Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций

- оптимальное блокирование винта во время активной фазы лечения
- встроенный стопор предохраняет винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- не содержит припоя
- точная активация/деактивация винта с отчетливо слышимым звуком «клик» после ¼ оборота
- защитный механизм от обратного раскручивания
- минимальные размеры, максимальное расширение
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение

С раздвижным ключом

Тело винта: 12.8 мм


Максимум расширения: 10.0 мм

4 x 1/4 оборота: 0.8 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-832-10	1 шт	602-832-30	10 шт
изогнутые	602-833-10	1 шт	602-833-30	10 шт

CE 0483



Расширяющие винты



RPE-винты

hyrax® click Maxi – 12

RPE-винты с "Клик" механизмом, предотвращающим обратное раскручивание
Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций


- оптимальное блокирование винта во время активной фазы лечения
- встроенный стопор предотвращает винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- не содержит припоя
- точная активация/деактивация винта с отчетливо слышимым звуком «клик» после ¼ оборота
- защитный механизм от обратного раскручивания
- минимальные размеры, максимальное расширение
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение

С раздвижным ключом
Тело винта: 14.8 мм
Максимум расширения: 12.0 мм
4 x 1/4 оборота: 0.8 мм
Материал: нержавеющая сталь



Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-834-10	1 шт	602-834-30	10 шт
изогнутые	602-835-10	1 шт	602-835-30	10 шт

CE 0483



Расширяющие винты

RPE-винты



hyrax® Mini – 7

RPE-винты

Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций

- встроенный стопор предотвращает винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- минимальные размеры, максимальное расширение
- не содержит припоя
- прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения
- интегрированная зажимная цапга предотвращает от нежелательного обратного раскручивания
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение
- винт может быть закручен по получении желаемого расширения

С раздвижным ключом

Тело винта: 9,4 мм

Максимум расширения: 7,0 мм

4 x 1/4 оборота: 0,8 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-800-10	1 шт	602-800-30	10 шт
изогнутые	602-801-10	1 шт	602-801-30	10 шт

CE 0483



hyrax® Medium - 10

RPE-винты

Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций

- встроенный стопор предотвращает винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- минимальные размеры, максимальное расширение
- не содержит припоя
- прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения
- ретенционные штанги можно изгибать непосредственно у корпуса винта
- интегрированная зажимная цапга предотвращает от нежелательного обратного раскручивания
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение
- винт может быть закручен по получении желаемого расширения

С раздвижным ключом

Тело винта: 12,4 мм


Максимум расширения: 10,0 мм

4 x 1/4 оборота: 0,8 мм

Материал: нержавеющая сталь

Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-808-10	1 шт	602-808-30	10 шт

CE 0483



Расширяющие винты

RPE-винты

hyrax® Maxi - 12

RPE-винты

Для эффективного и надежного раздвижения небного шва с использованием несъемных конструкций

- ретенционные штанги могут быть отогнуты относительно тела винта
- встроенный стопор предотвращает винт от рассоединения после того, как достигнуто максимальное расширение
- не содержит припоя
- прочные ретенционные штанги обеспечивают стабильность во время всего процесса расширения
- ретенционные штанги можно изгибать непосредственно у корпуса винта
- интегрированная зажимная цапга предотвращает от нежелательного обратного раскручивания
- неудаляемая лазерная маркировка указывает направление открытия и максимальное расширение
- винт может быть закручен по получении желаемого расширения

С раздвижным ключом

Тело винта: 14,4 мм

Максимум расширения: 12,0 мм


4 x 1/4 оборота: 0,8 мм

Материал: нержавеющая сталь



Ретенционные штанги	Артикул	Количество	Артикул	Количество
прямые	602-811-10	1 шт	602-811-30	10 шт
изогнутые	602-812-10	1 шт	602-812-30	10 шт

CE 0483





Расширяющие винты

Аксессуары



Стрелки, обозначающие направление открытия Для расширяющих винтов

Цвет	Артикул	Количество
желтый	611-130-00	50шт
белый	611-131-00	50шт
жемчужно-синий	611-132-00	50шт

CE



Универсальный ключ для изгибов

Легко сгибает фиксирующие ножки всех винтов Huga® и Variety без дополнительного использования крапных щипцов.
Материал: нержавеющая сталь

Артикул 611-122-00	1 шт
--------------------	------



Безопасный раздвижной ключ

Может быть использован со всеми винтами Дентаурум Huga® и Variety
Для безопасной активации расширяющих винтов в несъемных аппаратах

Артикул 611-120-01	10 шт
--------------------	-------

CE



Ключ для расширяющих винтов

Прямой, маленький, стандартный
Может быть использован со всеми расширяющими винтами Дентаурум
Для активации всех расширяющих винтов в съемных аппаратах (за пределами полости рта)
Материал: нержавеющая сталь

Артикул 611-115-00	1 шт
Артикул 611-115-30	10 шт
Артикул 611-115-60	100 шт



Ключ для расширяющих винтов большой, с удлиненной ручкой

Может быть использован со всеми расширяющими винтами Дентаурум
Для активации всех расширяющих винтов в съемных аппаратах (за пределами полости рта)
Материал: нержавеющая сталь

Артикул 611-116-00	1 шт
--------------------	------



Образцы расширяющих винтов, набор

Состоит из 30 расширяющих винтов, которые также доступны поштучно, двух ключей для расширяющих винтов и одного универсального ключа для изгибов.
1 набор = 33 шт

Артикул 612-000-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

100



Ортодонтические акриловые пластмассы

Orthocryl®/ Наборы	страница 320
Orthocryl®/ Штучные упаковки	страница 321
Диско-блеск	страница 323
Картинки - вкладыши "Novel designs" для ортодонтических пластинок	страница 324
Аксессуары	страница 328




Ортодонтические акриловые пластмассы

Яркие цвета - потрясающие возможности



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекет ■
- Металлические брекет ■
- Эстетические брекет ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■**
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■


Ортодонтические акриловые пластмассы



Безграничная креативность

Ортодонтическая пластмасса - Orthocryl® предлагает широкую цветовую гамму насыщенных цветов, от классических тонов (черный, белый или разноцветный) до современных люминесцирующих оттенков. Используя блеск и картины-вкладыши «novel design» каждый ортодонтический аппарат может приобрести уникальность дизайна буквально за пару минут. Так же, Orthocryl® единственная в мире акриловая пластмасса сертифицированная для использования при лечении класса IIa в съемных аппаратах. Orthocryl® доступен в двух формах: классическая Orthocryl® для техники "присыпания" и Orthocryl®EQ для техники «теста».





Orthocryl®

Подходит для техники “присыпания”.

Orthocryl® EQ

Для техники «теста».

Orthocryl® black&white

Высококонтрастный, универсальный.



Широкий спектр проверенных на
практике аксессуаров
Все от одного поставщика.

Ортодонтические акриловые пластмассы

Orthocryl® / Ассортимент



Orthocryl® набор

Артикул 161-912-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

В наборе:

1 кг Orthocryl® порошок (полимер), бесцветный	Артикул 160-112-00
500 мл Orthocryl® жидкость (мономер), бесцветная	Артикул 161-100-00
1000 мл изолятор гипс/пластмасса	Артикул 162-800-00
2 х бутылочка-распылитель	Артикул 162-100-00
1 х мерный стаканчик	Артикул 162-200-00
1 х воронка	Артикул 162-600-00
1 х насадка - распылитель для порошка (полимера)	Артикул 162-751-00
1 х насадка - распылитель для жидкости (мономера)	Артикул 162-752-00



Orthocryl®

Небольшая упаковка порошка (полимер) и жидкости (мономер)

Цвет	Артикул	Количество
полупрозрачный розовый	160-501-00	200г+100мл
бесцветный	160-502-00	200г+100мл

CE 0483



Orthocryl® набор «Цветная палитра»

Артикул 160-600-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

В наборе:

1 кг Orthocryl® порошок (полимер), бесцветный	Артикул 160-112-00
250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), красный	Артикул 161-127-00
250мл Orthocryl® жидкость (мономер), зеленый	Артикул 161-128-00
250 мл Orthocryl® жидкость (мономер), синий	Артикул 161-129-00
250мл Orthocryl® жидкость (мономер), желтый	Артикул 161-130-00
1 х воронка	Артикул 162-600-00



Orthocryl® "Black & white" набор

Содержит:

- 1 х Orthocryl® порошок (полимер), черный (матовый), 60 г
- 1 х Orthocryl® порошок (полимер), белый (матовый), 60 г
- 2 х насадки - распылители для Orthocryl порошка (полимер, артикул 162-751-00)

Артикул 160-200-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483



Orthocryl Неон набор

Яркие ортодонтические акриловые пластмассы Порошок (полимер) Orthocryl® Неон для изготовления ярких пластинок. Легкий в работе, как при использовании техники «теста», так и техники «присыпания», в сочетании с жидкостью (мономер) артикул 161-100-00 / 161-150-00.

Кроме того, для усиления цвета, может быть добавлен, диско-блеск.

Примечание:

При использовании техники "salt-and-pepper" (техника «присыпания»), цвета будут иметь мраморную текстуру, особенно синий и зеленый. Если использовать технику теста, то цвета смешиваются более тщательно, что дает более яркие краски.

Артикул 160-000-00	1 набор
--------------------	---------

CE 0483

В наборе:

200 г неоновый оранжевый	Артикул 160-006-00
200 г неоновый желтый	Артикул 160-007-00
200 г неоновый синий	Артикул 160-008-00
200 г неоновый лиловый (фуксия)	Артикул 160-009-00
200 г неоновый зеленый	Артикул 160-010-00
500 мл Orthocryl® жидкость (мономер), бесцветная	Артикул 161-100-00
6 х бутылочка-распылитель	Артикул 162-100-00

Ортодонтические акриловые пластмассы

Orthocryl® / Штучные упаковки

Orthocryl®

Порошок (полимер)

Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок.

Особенно подходит для техники "присыпания"

Также можно применять в технике «теста»

Цвет	Артикул	Количество	Артикул	Количество
бесцветный	160-112-00	1 кг	160-212-00	10 кг



CE 0483

Orthocryl® EQ

Порошок (полимер)

Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок.

Особенно подходит для техники теста

Также можно применять в технике "присыпания"

Цвет	Артикул	Количество	Артикул	Количество
бесцветный	160-300-00	1 кг	160-301-00	10 кг



CE 0483

Orthocryl® "Black & white"

Порошок (полимер), матовый

Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок.

Особенно подходит для техники "присыпания"

Также можно применять в технике теста

Цвет	Артикул	Количество	Артикул	Количество
черный	160-011-00	200 г	160-013-00	1 кг
белый	160-012-00	200 г	160-014-00	1 кг



CE 0483

Orthocryl® Неон

Яркая ортодонтическая акриловая пластмасса

Порошок (полимер)

Порошок (полимер) Orthocryl® Неон для изготовления ярких пластинок. Легкий в работе, как при использовании техники «теста», так и техники «присыпания», в сочетании с жидкостью (мономер) артикул 161-100-00 / 161-150-00. Кроме того, для получения еще более ярких цветов, может быть добавлен диско-блеск.

Примечание:

При использовании техники "присыпания" цвета будут иметь мраморную текстуру, особенно синий и зеленый.

Если использовать технику «теста», то цвета смешиваются более тщательно, что дает более яркие краски.

Цвет	Артикул	Количество	Артикул	Количество
неоновый оранжевый	160-006-00	200 г	160-001-00	1 кг
неоновый желтый	160-007-00	200 г	160-002-00	1 кг
неоновый синий	160-008-00	200 г	160-003-00	1 кг
неоновый фуксия	160-009-00	200 г	160-004-00	1 кг
неоновый зеленый	160-010-00	200 г	160-005-00	1 кг



CE 0483

Ортодонтические акриловые пластмассы

Orthocryl® / Штучные упаковки



Orthocryl® жидкость (мономер)

Пластмасса холодной полимеризации, для простого и экономичного изготовления ортодонтических пластинок.

Цвет	Артикул	Количество	Артикул	Количество	Артикул	Количество
красный	161-127-00	250 мл				
зеленый	161-128-00	250 мл				
синий	161-129-00	250 мл				
желтый	161-130-00	250 мл				
бесцветный			161-100-00	500 мл	161-150-00	1000 мл
полупрозрачный розовый			161-300-00	500 мл	161-350-00	1000 мл

CE 0483



Orthocryl®

Концентрированный краситель. Для окрашивания бесцветной жидкости - мономера Orthocryl® (мономер артикул 161-100-00 / 161-150-00). С одной мерной пипеткой.

Цвет	Соотношение	Артикул	Количество
красный	1 : 10	161-620-00	100 мл
зеленый	1 : 20	161-621-00	100 мл
синий	1 : 50	161-622-00	100 мл
желтый	1 : 25	161-623-00	100 мл
черно-фиолетовый	1 : 5 до 1 : 10	161-624-00	100 мл

CE 0483

Соотношение:

	Жидкость, бесцветная	Концентрат	Жидкость, бесцветная	Концентрат
1: 10 (красный)	100 мл	10 мл	50 мл	5 мл
1: 20 (зеленый)	100 мл	5 мл	50 мл	2,5 мл
1: 50 (синий)	100 мл	2 мл	50 мл	1 мл
1: 25 (желтый)	100 мл	4 мл	50 мл	2 мл
1: 5 – 1: 10 (черно-фиолетовый)	100 мл	20-10 мл	50 мл	10-5 мл

Ортодонтические акриловые пластмассы

Диско-блеск

Orthocryl® Диско - блеск

Для придания эффекта мерцающего блеска ортодонтическим пластинкам.

Добавляются в порошок (полимер) Orthocryl®.

Не влияют на качество пластмассы. Пластинки также легко обрабатываются и полируются.

Соотношение:

0.5: 100 (объем блескаа: порошок)

Цвет	Артикул	Количество
ирис	161-605-00	50 г
красный	161-606-00	50 г
синий	161-607-00	50 г
серебряный	161-608-00	50 г
золотой	161-609-00	50 г
перламутровый	161-611-00	50 г



CE



Ортодонтические акриловые пластмассы

Нестандартный дизайн



Картинки-вкладыши (Novel designs) /

Набор

Для размещения в ортодонтических аппаратах.

Позволяют изготавливать съемные ортодонтические

пластинки с учетом индивидуальных предпочтений пациента.

Состав:

Ассортимент состоит из 20 различных рисунков.

20 штук каждого вида = 400 шт. плюс пинцет.

Артикул 160-100-00	1 набор
--------------------	---------

СЭ

В наборе:

20 x Крокодил	Артикул 160-100-01
20 x Лягушка	Артикул 160-100-02
20 x Попугай	Артикул 160-100-04
20 x Божья коровка	Артикул 160-100-05
20 x Дракон	Артикул 160-100-06
20 x Рыбка	Артикул 160-100-07
20 x Формула 1 (Indy Racecar)	Артикул 160-100-09
20 x Слон	Артикул 160-100-10
20 x Сердце	Артикул 160-100-11
20 x Утка	Артикул 160-100-12
20 x Динозавр	Артикул 160-100-13
20 x Мотоцикл	Артикул 160-100-14
20 x Улитка	Артикул 160-100-15
20 x Мишка Тедди	Артикул 160-100-16
20 x Грибы	Артикул 160-100-18
20 x Машина	Артикул 160-100-19
20 x Ворона	Артикул 160-100-27
20 x Чертик	Артикул 160-100-29
20 x Футболист	Артикул 160-100-31
20 x Мышка	Артикул 160-100-32



Картинки-вкладыши (Novel designs) «Футбол»

Два варианта размера изображения на листе. Для размещения в ортодонтических пластинках.

Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®. Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Футбол	160-100-39	1 лист = 20 шт

СЭ




Картинки-вкладыши (Novel designs) «Бобер»

Два варианта размера изображения на листе. Для размещения в ортодонтических пластинках.

Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®. Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Бобер	160-100-40	1 лист = 20 шт

СЭ



Картинки-вкладыши (Novel designs) «Black edition»

Два варианта размера изображения на листе. Для размещения в ортодонтических пластинках.

Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®. Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Black Edition	160-100-41	1 лист = 12 шт

СЭ

Ортодонтические акриловые пластмассы

Нестандартный дизайн

Картинки-вкладыши (Novel designs) «Привет, бобер»

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®.

Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Привет, бобер	160-100-42	2 листа = 20 шт

CE



eu
New

Картинки-вкладыши (Novel designs) «Лошадка»

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®.

Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Лошадка	160-100-43	2 листа = 20 шт

CE



eu
New

Картинки-вкладыши (Novel designs) «Розовый пони»

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®.

Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Розовый пони	160-100-44	2 листа = 20 шт

CE



eu
New

Картинки-вкладыши (Novel designs)

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®.

Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Крокодил	160-100-01	20 шт
Лягушка	160-100-02	20 шт
Попугай	160-100-04	20 шт

CE





Ортодонтические акриловые пластмассы

Нестандартный дизайн

Картинки-вкладыши (Novel designs)

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®. Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.



Изображение	Артикул	Количество
Божья коровка	160-100-05	20 шт
Дракон	160-100-06	20 шт
Рыбка	160-100-07	20 шт
Формула 1 (Indy Racecar)	160-100-09	20 шт
Слон	160-100-10	20 шт
Сердце	160-100-11	20 шт
Утка	160-100-12	20 шт
Динозавр	160-100-13	20 шт
Мотоцикл	160-100-14	20 шт
Улитка	160-100-15	20 шт

CE

Ортодонтические акриловые пластмассы

Нестандартный дизайн

Картинки-вкладыши (Novel designs)

Для размещения в ортодонтических пластинках. Для полимеризации в акриловой пластмассе Orthocryl®.

Позволяет создавать съемные ортодонтические пластинки, с учетом индивидуальных предпочтений каждого пациента.

Изображение	Артикул	Количество
Мишка Тедди	160-100-16	20 шт
Грибы	160-100-18	20 шт
Машинка	160-100-19	20 шт
Ворона	160-100-27	20 шт
Паук	160-100-28	20 шт
Чертик	160-100-29	20 шт
Граффити	160-100-30	20 шт
Футболист	160-100-31	20 шт
Мышка	160-100-32	20 шт
Дельфин	160-100-34	20 шт



CE

Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары



Бутылочка-распылитель

Для порошка (полимер) и жидкости (мономер)

Вместительность	Артикул	Количество
100 мл	162-100-00	1 шт



Насадка-распылитель для жидкости (мономер) Orthocryl®

Внутренний ø	Длина	Артикул	Количество
0,40 мм	10 мм	162-752-00	12 шт



Насадка-распылитель для порошка (полимер) Orthocryl®

Артикул 162-751-00	1 шт
--------------------	------



Силиконовые чаши для замешивания

Гибкие, с основанием-присоской. Для работы в лаборатории и кабинете врача

Вместительность	Артикул	Количество
5 мл	162-501-00	3 шт
25 мл	162-502-00	1 шт
75 мл	162-503-00	1 шт



Воронка

Артикул 162-600-00	1 шт
--------------------	------



Мерный стаканчик

Артикул 162-200-00	1 шт
--------------------	------



Пипетка

Для цветного концентрата Orthocryl®

Артикул 162-101-00	10 шт
--------------------	-------

Ортодонтические акриловые пластмассы



Аксессуары

Изолирующая жидкость (разделяющая среда)

Специальный разделяющий агент на основе альгината. Формирует тонкую, устойчивую к абразиву разделительную пленку.

Разделяет:

- гипс от акрила
- гипс от гипса

Цвет	Артикул	Количество
розовый	162-800-00	1000 мл



Моделирующий воск

Для работы с акрилом, регистрации прикуса и т.д.

- легко приспосабливаемый
- очень легкий для моделирования
- отвердевает при прибл. 37 °C / 98.6 °F
- легко фиксируется на зубах

Точка плавления	Размеры (Д X Ш)	Толщина	Цвет	Артикул	Количество
60 °C / 140 °F	175x80 мм	1,5 мм	розовый	119-150-00	500 г



CE

Термо-воск

- устойчивый к температурам блокирующий воск
- для покрытия пружин, используемых в технике Orthocryl®
- не позволяет акрилу приобрести «молочный» вид

Точка плавления	Цвет	Артикул	Количество
87 °C / 188.6 °F	розовый	120-170-00	50 г



Стыковочный (клеякий) воск

- хорошая адгезия ко всем материалам
- идеально подходит для фиксации опорных элементов, проведения ремонтных работ

Точка плавления	Цвет	Артикул	Количество
71 °C / 159.8 °F	красный	122-300-00	60 г





Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары

Боры и фрезы для акриловой пластмассы

С дробящей резьбой, прямые

- режущие свойства

Применение: акриловая пластмасса

Максимальная скорость: 15000 мин⁻¹



ISO номер	Размер	Форма	Артикул	Количество
310.104.266.171.040	маленький	бутоновидный, круглый, длинный	180-201-00	1 шт
310.104.266.171.050	средний	бутоновидный, круглый, длинный	180-202-00	1 шт
310.104.260.171.070	средний	бутоновидный, круглый, длинный	180-304-00	1 шт
310.104.260.171.080	большой	бутоновидный, круглый, длинный	180-305-00	1 шт

Супер твердые металлические боры и фрезы

С крестовидной резьбой, шероховатые

- высокоточное дробление
- лучшие режущие свойства

Применение: гипс, акриловая пластмасса

Рекомендованная скорость: 15000 – 20000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 30000 мин⁻¹



ISO номер	Форма	Артикул	Количество
500.104.263.190.070	бутоновидный, круглый, узкий	180-308-00	1 шт

Супер твердые металлические боры и фрезы

С крестовидной резьбой, шероховатые

- высокоточное дробление
- лучшие режущие свойства

Применение: акриловая пластмасса, слепки частично съемных зубных протезов

Рекомендованная скорость: 20000 – 25000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 50000 мин⁻¹

ISO номер	Форма	Артикул	Количество
500.104.116.190.023	цилиндрический, режущие поверхности только по бокам	123-580-00	1 шт
500.104.137.190.023	цилиндрический, конец полусфера	123-581-00	1 шт
500.104.292.190.023	торпедовидный, цилиндрический	123-582-00	1 шт
500.104.001.190.023	сферический (круглый) Ø 2.1 мм	123-583-00	1 шт
500.104.274.190.060	пулевидный	123-584-00	1 шт
500.104.194.190.023	конический, конец куполообразный	123-585-00	1 шт



Супер твердые металлические боры и фрезы

С крестовидной резьбой, шероховатые

- высокоточное дробление
- лучшие режущие свойства

Применение: гипс, акриловая пластмасса

Рекомендованная скорость: 20000 – 25000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 30000 мин⁻¹

ISO номер	Форма	Артикул	Количество
500.104.237.220.060	грушевидный	123-594-00	1 шт
500.104.194.220.060	конический, конец куполообразный	123-596-00	1 шт



Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары

Супер твердые металлические боры и фрезы

С дробящей правосторонней резкой

- твердосплавные
- точная резка
- лучшие режущие свойства

Применение: СоСг сплав, акриловая пластмасса

Рекомендованная скорость: 20000 – 25000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 30000 мин⁻¹



ISO номер	Форма	Артикул	Количество
500.104.274.175.060	пулевидный	123-597-00	1 шт
500.104.194.175.045	конический, конец куполообразный	123-598-00	1 шт



Лобзик для моделей

Для ортодонтии / протезирования.
Маленькая пила с заменяемыми лезвиями.

содержит:

сменные лезвия для пилы 3 шт

Артикул **180-702-00** 1 шт



Сменные пилки

Для лобзика.

Длина	Артикул	Количество
70 мм	180-703-00	5 шт



Полирующие щетки

Для полировочных машин.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, пластмассовые протезы, частично съемные зубные протезы

Максимальная скорость: 2800 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество	Артикул	Количество
50 мм	141-700-00	1 шт	141-700-10	10 шт



Полирующие щетки

Комбинация Chungkin щетинок и ткани, для полировочных машин.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, пластмассовые протезы.

Максимальная скорость: 1500 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество
80 мм	141-710-00	1 шт

Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары

Полировочная щетка

Короткие Chungkin щетинки, для полировочных машин.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, частично съемные зубные протезы.

Максимальная скорость: 6000 мин⁻¹

Число размеров кистей	Ø	Артикул	Количество
2	60 мм	141-711-00	10 шт
3	60 мм	141-712-00	10 шт



Небная чашевидная (шарообразная) щетка

Chungkin щетинки.

Применение: ортодонтия, пластмассовые протезы

Максимальная скорость: 3000 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество	Артикул	Количество
30 мм	141-713-10	1 шт	141-713-00	10 шт



Тканевая полировочная щетка, на каркасе

Для ручного применения.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, пластмассовые протезы, частично съемные зубные протезы.

Рекомендованная скорость: 1500-4000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 5000 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество
20 мм	181-100-01	6 шт



Тканевая полировочная щетка

Для полировочных машин.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, пластмассовые протезы, частично съемные зубные протезы.

Максимальная скорость: 5000 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество
100 мм	181-200-00	1 шт



Замшевая полировочная щетка

Для максимального блеска, для полировочных машин.

Применение: ортодонтия, коронки и зубные мосты, пластмассовые протезы, частично съемные зубные протезы.

Максимальная скорость: 1500 мин⁻¹

Ø	Артикул	Количество
90 мм	181-201-00	1 шт



Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары



«Эдельвейс» акриловая сухая полировочная паста

Артикул 190-100-00	80 г
--------------------	------



«Эдельвейс» акриловая полировочная жидкость

Артикул 190-200-00	1000 г
--------------------	--------

Силиконовые полиры

не повреждает металлические части, замки

Применение: ортодонтические устройства, предварительной полировки частично съемных

зубных протезов, мягкие остатки перебазировки

Рекомендованная скорость: 10000 мин⁻¹

Максимальная скорость: 15000 мин⁻¹



ISO номер	Форма	Артикул	Количество
658.104.201.524.150	коническая, куполообразный конец	138-620-00	10 шт
658.104.497.524.100	бутоновидная овальная	138-623-00	10 шт

Пробойник



Версия	Максимальная скорость	Артикул	Количество
для шлифовальной ленты	16000 мин ⁻¹	139-500-00	10 шт



Шлифовальная лента

Размер зерна	Ширина	Артикул	Количество
120 = мелкая	15 мм	140-015-00	25 м

Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары

FKO-сплит-пост фиксатор модели

По Gordon.

Предназначен для точного позиционирования и фиксации модели челюсти.

Специальные конические ручки позволяют перемещать модели.

Артикул 072-004-00 1 шт



Экспансионный набор

Для FKO-сплит-пост фиксатора моделей.

Для изготовления горизонтально ориентированных функциональных аппаратов, а так же позиционирования модели параллельно окклюзионной плоскости. Горизонтальное разделительное зеркало изготовлено из высоко устойчивой к коррозии нержавеющей стали, что создает гладкую и блестящую акриловую поверхность при применении на верхней и нижней челюсти. До прибора не рекомендуется дотрагиваться после полимеризации.

Артикул 072-006-00 1 шт



Polyclav®

Аппарат для полимеризации пластмасс

холодного отверждения, таких как Orthocryl®

С защитным клапаном.

Шланг высокого давления в набор не входит.

Ёмкость: 4 л

Артикул 070-000-00 1 шт



Шланг высокого давления

Для Polyclav® (артикул 070-000-00).

Длина: 2 м

С фитингом для входного клапана

и стандартным соединением для воздуховодов под давлением.

Артикул 070-700-00 1 шт



Нагревающая плита

Для Polyclav® (артикул 070-000-00).

Технические данные:

Мощность	125 Вт
Электрическое напряжение	230 В~
Термостат для воды температурой	43 °C / 109.4 °F
Частота	50 Гц
Вес	2,6 кг
Размеры (Ш x В x Д)	240 x 240 x 75 мм

Артикул 070-900-00 1 шт



Ортодонтические акриловые пластмассы

Аксессуары



Вытяжной аппарат с угольным фильтром

Защита от испарений во время работы с акрилом в лаборатории.

- контролируется фотоэлектрическим сенсором (автоматическое вкл/выкл)
- с таймером и фиксатором времени работы
- легкозаменяемый фильтр

(замена фильтр-картриджа артикул 072-001-30 приблизительно через 50 ч работы)

Технические данные

Мощность	100 Вт
Электрическое напряжение	230 В~
Частота	50 Гц
Вес	6 кг
Размеры (ШхВхД)	220 х 260 х 260 мм

Артикул **072-001-00** 1 шт



activeblue® чистящий аппарат

С activefluids чистящей жидкостью.

Для мягкого удаления налета с ортодонтических съемных приспособлений

Включает:

- 1 х чистящая жидкость, 400 мл
- 1 х белая чашка для чистки
- 1 х чистящая булавка, 75 г, артикул 098-001-00
- 1 х пинцет
- 1 х удерживающий магнит
- 1 х силовой кабель -230 В

Технические данные

Вольтаж	100–240 В при 50/60 Гц
Скорость вращения	1200 / 1600 / 2000 мин ⁻¹ Т
Плавкий предохранитель	1.6АL / 250 В
Уровень шума	< 70 дБ (А)
Вес	3 кг
Размеры (Ш х В х Д)	150 х 240 х 280 мм

Артикул **098-000-00** 1 шт



Чистящие булавки для activeblue®

Для activeblue® чистящего аппарата

Артикул **098-001-00** 1 баночка 75 г



Ортодонтические акриловые пластмассы



Аксессуары

activefluid® чистящая жидкость
Для activeblue® чистящего аппарата.

Артикул 150-020-00	1000 мл
---------------------------	---------



Dermatril® одноразовые резиновые перчатки

Для защиты при работе с полиметилметакрилатами, такими как Orthocryl
Сделаны из специализированного нитрила. Не содержат тальк и латекс

Толщина слоя	Размер	Артикул	Количество
0.10 мм	S	162-907-00	100 шт
0.10 мм	M	162-908-00	100 шт
0.10 мм	L	162-909-00	100 шт



CE 0121



Щипцы | Инструменты

Щипцы Premium-Line/ Несъемная техника	страница 342
Щипцы Premium-Line/ Съемная техника	страница 350
Щипцы EQ-Line/ Несъемная техника	страница 354
Щипцы EQ-Line/ Съемная техника	страница 356
Щипцы/ Съемная техника	страница 358
Инструменты	страница 359
Диагностика	страница 367
Аксессуары	страница 371



Щипцы и инструменты

Лучшее качество для всех областей применения.



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■**
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Щипцы | Инструменты




PREMIUM
LINE
10 year guarantee!

Единая программа для всех областей лечения.

Вне зависимости от направления, будь то ортодонтическая съёмная техника или протезирование, щипцы Дентаурум удовлетворяют даже самым взыскательным требованиям. Используя их, вы всегда будете уверены в качестве и надёжности. Все это делает вашу работу более простой и быстрой.

Сделано в Германии

Мастерство и современные технологии, используемые при изготовлении щипцов Дентаурум, позволяют этим инструментам по праву носить надпись: «сделано в Германии». Именно поэтому щипцы Дентаурум необыкновенно долговечны в использовании.



Premium-Line щипцы

Премиум-качество обеспечивает
«премиум» функционирование.

EQ-Line щипцы

Щипцы очень хорошего качества по
демократичным ценам.

Стоматологические инструменты

Универсальный ассортимент для
ортодонтической практики и лаборатории.



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Специальные щипцы для снятия брекетов, изогнутые 45°

Стерилизуемые

Для снятия брекетов и остатков адгезива.

Режущая поверхность изогнута под углом 45°.

Твердосплавные металлические вставки. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-350-00**

1 шт

CE



Щипцы для снятия брекетов, прямые

Стерилизуемые

Для снятия брекетов воздействием между основанием

брекета и адгезивом. Твердые металлические вставки.

Заточка производителем.

Длина: 13,0 см

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-346-00**

1 шт

CE



Щипцы для снятия брекетов

Стерилизуемые

Для снятия брекетов воздействием между основанием

брекета и адгезивом. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-349-00**

1 шт

CE



Пластиковые вставки

Стерилизуемые

Для щипцов для снятия брекетов артикул 003-349-00

и 045-005-00

Артикул **038-356-00**

4 шт

CE



Щипцы для снятия брекетов, изогнутые

Стерилизуемые

Для легкого снятия брекетов с задних зубов.

Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-347-00**

1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для снятия брекетов

Стерилизуемые

Для снятия брекетов и остатков адгезива.

С резиновыми вставками. Заточка производителем.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-349-00**

1 шт

CE



Резиновые вставки

Стерилизуемые

Для щипцов для снятия брекетов

артикул 004-349-00.

Артикул **037-355-00**

2 шт

CE



Щипцы Оливера-Джонса для снятия колец

Стерилизуемые

С заменяемым пластиковым наконечником. С твердыми металлическими вставками.

Заточка производителем

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **026-347-00**

1 шт

CE



Пластиковые наконечники

Стерилизуемые

Для щипцов Оливера-Джонса для снятия колец

артикул 026-347-00 и 045-004-00.

Артикул **039-357-00**

10 шт

CE



Щипцы Джонсона для контурирования

Стерилизуемые

С изгибом клюва только с одной стороны.

Для контурирования и адаптации колец и коронок.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-114-00**

1 шт

CE



Щипцы для установки сепараторов

Стерилизуемые

Для установки Dentalastics® колец-сепараторов

перед позиционированием

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **015-160-00**

1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Щипцы Хоу, прямые

Стерилизуемые

Универсальные щипцы для мультибандажной техники. Благодаря своим узким щечкам, эти щипцы идеально подходят для установки колец с припаянными брекетами особенно в области нижних передних зубов

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-112-00**

1 шт

CE



Щипцы Хоу, изогнутые

Стерилизуемые

Эти изогнутые щипцы особенно подходят для области задних зубов. Изгиб предотвращает повреждение губы и особенно хорошо адаптирован к форме зуба.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-111-00**

1 шт

CE



Боковые кусачки, Maxi

Стерилизуемые

Твердосплавные вставки. Заточка производителем. Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для обрезания проволок с максимальными показателями толщины. Максимальная толщина проволоки: Ø 1.0 мм, жёсткая.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-266-00**

1 шт

CE



Дистальные кусачки, Mini

Стерилизуемые

Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Утончённый дизайн. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки ∇ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-701-00**

1 шт

CE



Дистальные кусачки удлинённые, Mini

Стерилизуемые

С удлинёнными ручками для удобства использования при откусывании дуги. Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Утончённый дизайн. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 14.0 см

Максимальная толщина проволоки ∇ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-702-00**

1 шт

CE



Дистальные кусачки, Maxi

Стерилизуемые

Дистальный конец кусачек имеет конструкцию позволяющую отрезать и удерживать отрезанный кусок. Усиленная конструкция. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла. Заточка производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки ∇ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-700-00**

1 шт

CE

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Flush кусачки Mini с силиконовым О-образным кольцом

Стерилизуемые

Для откусывания круглых дуг в работе с брекет-системами. Эластичный держатель удерживающий проволоку благодаря силиконовому О-образному кольцу, артикул 037-356-00.

Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла

Длина: 11,7 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.50 мм / 20

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-705-00

1 шт

CE



**eu
New**

Flush кусачки Maxi с силиконовым О-образным кольцом

Стерилизуемые

С удлиненными ручками для более удобного использования при откусывании круглых дуг в работе с брекет-системами. Эластичный держатель удерживающий проволоку благодаря силиконовому О-образному кольцу, артикул 037-356-00. Вкладыши изготовлены из твердосплавного металла.

Длина: 14,2 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.50 мм / 20

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-706-00

1 шт

CE



**eu
New**

Силиконовые О-образные кольца

Стерилизуемые

Для Flush кусачек мини и макси артикул 003-705-00 и 003-706-00.

Артикул 037-356-00

10 шт

CE



**eu
New**

Лигатурные кусачки Mini

Стерилизуемые

Хороши для точного и аккуратного отрезания мягкой лигатурной проволоки. С твердыми металлическими вставками. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.4 мм, мягкая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 014-151-00

1 шт

CE



Лигатурные кусачки 45°

Стерилизуемые

Изогнутые под углом 45° режущие края для наиболее легкого отрезания лигатур, особенно в области задних зубов. С твердыми металлическими вставками. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.4 мм, мягкая.

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 014-152-00

1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Боковые кусачки Medium

Стерилизуемые

Черные анодированные. Аккуратное отрезание гарантировано аккуратными режущими кромками.

Вставки, сделанные из твердого металла. Заточка производителем.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **016-153-00**

1 шт

CE



Щипцы для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Специальные щипцы для изгибания проволоки при использовании техники «слабой силы».

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-130-00**

1 шт

CE



Щипцы Бегга для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Специальные щипцы для изгибания проволоки при использовании техники «слабой силы». Имеют дополнительное режущее устройство. Вкладыши изготовлены из твердого металла.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **004-130-00**

1 шт

CE



Щипцы Энгля/Твида для дуг с прямоугольным сечением

Стерилизуемые

Для создания торка на проволоке по Эджвайз.

Параллельный зажим предотвращает поломку проволоки.

Вкладыши изготовлены из твердого металла.

Максимальная толщина проволоки ∇ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-442-00**

1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта

Стерилизуемые

Для позиционирования дуги и изгибания концов дуги. Аккуратные зубчатые щечки щипцов.

С твердосплавными металлическими вставками. Также

подходят для снятия брекетов.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-120-00**

1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта Mini

Стерилизуемые

Очень тонкий дизайн. Для позиционирования дуги и изгибания концов дуги. Аккуратные зубчатые щечки щипцов.

С твердосплавными металлическими вставками. Не подходят для снятия брекетов.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-121-00**

1 шт

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для изгибания проволоки при работе с лингвальной техникой magic®

Стерилизуемые

Для петель и компенсаторных изгибов в проволоке дуги при работе с лингвальной техникой.

Для петель: 1.5; 2.0; 2.5 и 3.0 мм

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-001-00

1 шт

CE



Щипцы Нэнса для изгибания петель

Стерилизуемые

С четырёхшаговыми щёчками для формирования петель разных размеров на проволоке круглого и прямоугольного сечения.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 000-001-00

1 шт

CE



Щипцы Нэнса для закрывающих петель

Стерилизуемые

Применяются для формирования закрывающих петель и как специальные щипцы для кламмеров Адамса.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 001-002-00

1 шт

CE



Щипцы Жарабака для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

С направляющими пазами.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-125-00

1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-350-00

1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки. С индивидуальными заменяемыми твердосплавными вкладышами.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-351-00

1 шт

CE



Твердосплавные вкладыши

Стерилизуемые

Для щипцов Твида артикул 012-351-00.

Артикул 038-357-00

3 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника



Щипцы Де Ла Росса для контурирования
Стерилизуемые
С направляющими прорезями для формирования круглых и квадратных дуг 16, 18, 22.
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-109-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы для формирования дуги
Стерилизуемые
Для индивидуальных конструкций и активации лингвальных / небных участков. Изгибы проволоки, выполненные этими щипцами, проходят через все лингвальные/ небные трубки Ø 2 x 0.9 мм
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-185-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы для сжатия и откусывания С - образных зажимов при работе с Гербст TS/SUS2
Стерилизуемые
Для фиксации С-образных зажимов при работе с Гербст TS и SUS².
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-710-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы для V-образных изгибов (стопоров) на дугах
Стерилизуемые
Наконечник с V-образным пазом для удерживания и зажатия скользящих/зажимных и стопорных трубок.
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-711-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы Ангеля для изгибания проволоки стандартные
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с одной конической и одной пирамидальной щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-139-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы Ангеля для изгибания проволоки
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с одной конической и одной пирамидальной щечками. Вставки из твердосплавного металла.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-139-00	1 шт
---------------------------	------

CE

Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Несъемная техника

Щипцы для формирования петель Extra mini

Стерилизуемые

Идеально подходят для формирования различных петель и удлинения преформированных дуг для несъемной техники. Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-350-00

1 шт

CE



Щипцы для формирования петель Mini

Стерилизуемые

Для формирования петель и выполнения изгибов на проволоках круглого и прямоугольного сечения.

Максимальная толщина дуги Ø: 0.5 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-351-00

1 шт

CE



Щипцы для формирования лигатур

Стерилизуемые

Для формирования лигатур.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.3 мм, мягкая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 015-158-00

1 шт

CE



Щипцы Т-образные для формирования дуги

Стерилизуемые

Для сгибания никель-титановых дуг/проволок в области моляров. Щечки, как шип и паз, обхватывают проволоку таким образом, что достаточно всего одного сжатия щипцов чтобы согнуть ее.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.45 мм / 18,

или 0.41 x 0.56 мм / 16 x 22

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-355-00

1 шт

CE



Щипцы Адерера 3-х зубчатые Extra mini

Стерилизуемые

Для изгибания дуг/проволок при работе с несъемной техникой.

Особенно хорошо работают с NiTi проволоками / дугами, такими как rematitan® "LITE" и Tensic®.

Для проволоки до Ø 0.5 мм, жесткой

или 0.48 x 0.64 мм / 19 x 25

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-205-00

1 шт

CE



Щипцы для изгибания / отрезания

Лицевой дуги, Magnum

Стерилизуемые

Идеальны для изгибания / отрезания наружных дуг в технике лицевой дуги.

Для проволоки до Ø 1.8 мм

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-180-01

1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Съёмная техника



Щипцы для формирования петель Medium

Для сгибания небольших пружин, люверсов и петель
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-053-00

1 шт



Щипцы для формирования петель Maxi

Для сгибания пружин, петель и ограничителей
пространства.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, твердая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-233-00

1 шт



Щипцы для формирования петель Magnum

Для сгибания пружин Коффина и соединяющих пружин,
веситбулярных дуг и U - образных петель.
Максимальная толщина проволоки Ø: 1.1 мм, жёсткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 001-650-00

1 шт



Щипцы Адамса Medium

С двумя гладкими прямоугольными щечками. С
твердосплавным покрытием рабочих поверхностей, которые
могут быть заменены производителем.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-515-00

1 шт



Щипцы Адамса Medium

С двумя гладкими прямоугольными щечками. Вставки из
твердосплавного металла с направляющими бороздками.

Длина: 12.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, пружинно жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-515-00

1 шт



Щипцы Адамса Maxi

С двумя гладкими прямоугольными щечками.
направляющими желобками.

Длина: 14.5 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жёсткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-094-00

1 шт

Щипцы I Инструменты

Premium-Line щипцы / Съемная техника

Щипцы Адамса Medium

С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой круглой щечками.

Длина: 14.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-516-00

1 шт



Щипцы Адамса Maxi

С одной гладкой прямоугольной и одной гладкой круглой щечками.

Вставки из твердосплавного материала.

Длина: 16.0 см

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-095-00

1 шт



Щипцы для изгибания проволоки, широкие

Зазубренные щечки.

Подходят для активации цилиндрических пружин.

С направляющей бороздкой.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 033-452-00

1 шт



Щипцы для изгибания проволоки Maxi

Универсальные щипцы для изгибов и откусывания дуги

Вставки из твердосплавного материала.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм, жесткая

Режет до Ø 0.7 мм жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 013-522-00

1 шт



Универсальные щипцы для изгибов

С зазубренными щечками и направляющей бороздкой.

Твердосплавное покрытие, нанесенное на щечки, может быть заменено на заводе.

Максимальная толщина проволоки Ø : 0.8 мм, жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 003-290-00

1 шт



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой.

Вставки из твердого металла.

Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм,

пружинно жесткая

Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 004-455-00

1 шт



Щипцы | Инструменты

Premium-Line щипцы / Съёмная техника



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой. Тонко заточенные.
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **035-455-00**

1 шт



Щипцы Юнга для формирования петель

Универсальные щипцы для петель различного размера. Идеальны для вестибулярных дуг.
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **012-074-00**

1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Длина: 12.5 см
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-201-00**

1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Medium

Длина: 13 см
Максимальная толщина проволоки Ø : 0.9 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-200-00**

1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Maxi

Усиленная конструкция
Длина: 15.5 см
Максимальная толщина проволоки Ø : 1.5 мм, жесткая
Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул **003-202-00**

1 шт

Premium-Line щипцы / Съемная техника

Щипцы для формирования стреловидных кламеров
 Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм, жесткая
 Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-520-00 1 шт



Щипцы для отгибания стреловидных кламеров
 Максимальная толщина проволоки Ø : 0.7 мм, жесткая
 Premium-Line • Гарантия 10 лет

Артикул 012-521-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Несъемная техника



Щипцы для снятия брекетов
Стерилизуемые
Для снятия брекетов.

Артикул 045-005-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Пластиковые вставки
Стерилизуемые
Для щипцов для снятия брекетов артикулы 003-349-00 и 045-005-00.

Артикул 038-356-00	4 шт
---------------------------	------

CE



Дистальные кусачки
Стерилизуемые
Эти прочные дистальные кусачки имеют дизайн позволяющий отрезать и удерживать отрезанный кусок.
Вставки из твердого металла.
Максимальная толщина проволоки: $\geq 0.56 \times 0.70 \text{ мм} / 22 \times 28$

Артикул 045-021-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Лигатурные кусачки Medium
Стерилизуемые
Для отрезания проволок и дуг. Вставки из твердого металла.
Мы не рекомендуем использовать переднюю треть этих щипцов для отрезания проволок с максимальными показателями толщины!
Максимальная толщина проволоки $\varnothing : 0.70 \text{ мм}$, жесткая

Артикул 045-022-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Щипцы Оливера-Джонса для снятия колец
Стерилизуемые
С заменяемыми пластиковыми наконечниками.

Артикул 045-004-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Пластиковые наконечники
Стерилизуемые
Для щипцов Оливера-Джонса для снятия колец.
Артикулы 026-347-00 и 045-004-00

Артикул 039-357-00	10 шт
---------------------------	-------

CE



Щипцы Хоу, прямые
Стерилизуемые
Универсальные щипцы для мульти-бандажной техники
Благодаря своим тонким щекам прекрасно подходят для установки колец с припаянными брекетами, особенно в области нижних передних зубов.

Артикул 045-006-00	1 шт
---------------------------	------

CE

Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Несъемная техника

Щипцы Энгля / Твида для дуг с прямоугольным сечением

Стерилизуемые

Для выполнения торкового изгиба на квадратной проволоке (по Эджвайс).

Параллельная ретенция предотвращает компрессию проволоки.

Максимальная толщина проволоки: $\square$ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

Артикул 045-000-00

1 шт

CE



Универсальные щипцы Вейнгарта

Стерилизуемые

Для установки дуги и загибания ее концов. Аккуратные зубчатые щечки щипцов.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм,

пружинно жесткая

Артикул 045-003-00

1 шт

CE



Щипцы Нэнса для формирования петель

Стерилизуемые

С четырёхшаговыми щечками для изгибания петель различного размера на круглых и прямоугольных дугах.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, пружинно жесткая

Артикул 045-010-00

1 шт

CE



Щипцы Джарабака для техники «слабой силы»

Стерилизуемые

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, пружинисто жесткая

Артикул 045-009-00

1 шт

CE



Щипцы Твида для изгибания петель

Стерилизуемые

Для тонкой работы при изгибании проволоки.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.5 мм, жесткая

Артикул 045-001-00

1 шт

CE



Щипцы Энгля для нанесения изгибов на дугу

Стерилизуемые

Прочная конструкция щипцов с щечками конической и пирамидальной формы.

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-002-00

1 шт

CE



Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Съёмная техника



Щипцы для формирования петель Medium
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-012-00	1 шт
--------------------	------



Щипцы для формирования петель Maxi
Для формирования ограничителей пространства
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-013-00	1 шт
--------------------	------



Щипцы Руланда для формирования петель Magnum
Для сгибания различных пружин, вестибулярных дуг
и петель.
Максимальная толщина проволоки Ø: 1.1 мм, жесткая

Артикул 045-014-00	1 шт
--------------------	------



Щипцы Адамса Medium
С двумя гладкими прямоугольными щечками.
С направляющей бороздкой.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-015-00	1 шт
--------------------	------



Щипцы Адамса Maxi
С двумя гладкими прямоугольными щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-016-00	1 шт
--------------------	------



Щипцы Адамса Maxi
С одной гладкой прямоугольной и одной
гладкой закругленной щечками.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-017-00	1 шт
--------------------	------

Щипцы | Инструменты

EQ-line щипцы / Съемная техника

Щипцы для изгибов Maxi

Максимальная толщина проволоки
Ø: 0.9 мм, жесткая
Режет до Ø : 0.7 мм , жесткая

Артикул 045-019-00 1 шт



Щипцы с заостренными щечками

Гладкие щечки с направляющей бороздкой.
Остро заточенные.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-018-00 1 шт



Щипцы Юнга для формирования петель

Универсальные щипцы для петель различного размера.
Идеальны для вестибулярных дуг.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая

Артикул 045-011-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.8 мм,
жесткая

Артикул 045-020-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Mini

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм,
жесткая

Артикул 045-007-00 1 шт



Щипцы Адерера 3-зубчатые Medium

Максимальная толщина проволоки Ø: 0.9 мм,
жесткая

Артикул 045-008-00 1 шт



Щипцы | Инструменты


Щипцы / Съёмная техника



Щипцы для изгибания кламеров Адамса

Можно дезинфицировать, но не стерилизовать!

Специальные щипцы для легкого формирования кламеров Адамса за один шаг. Максимальная толщина проволоки Ø: 0.7 мм, жесткая



Артикул **012-523-00**

1 шт



Кусачки для толстой сетки Magnum

Можно дезинфицировать, но не стерилизовать!

Благодаря специальной конструкции, требуется совсем немного силы для обрезания толстых проволок.

Мы не рекомендуем использовать переднюю треть этих кусачек для отрезания проволок с максимальными показателями толщины.

Максимальная толщина проволоки Ø: 1.3 мм, жесткая

Артикул **044-177-00**

1 шт

Ретрактор для губ

Стерилизуемый, минимум 50 x до 121 °C / 249.8 °F

Для эффективной работы без ассистента. С гибким пластиковым контуром.

Вариация	Материал	Артикул	Количество
маленький	пластик	075-601-00	1 шт
большой	пластик	075-600-00	1 шт



C€

Обратный пинцет

Стерилизуемый

Для позиционирования брекетов. Лезвие на конце пинцета может быть использовано и для создания ангуляции при позиционировании брекетов.

Тонкий дизайн.

Артикул 025-277-00	1 шт
--------------------	------

C€

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

С длинными ручками для создания ангуляции.

Для позиционирования брекетов. Лезвие на конце пинцета может быть использовано для создания ангуляции при позиционировании брекетов.

Артикул 025-276-00	1 шт
--------------------	------

C€

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

Для задних зубов.

Создан специально для позиционирования брекетов и щечных трубок на заднем участке зубного ряда

Артикул 025-279-00	1 шт
--------------------	------

C€

**Обратный пинцет**

Стерилизуемый

Специальный дизайн пинцета создан для удобства при позиционировании брекетов и щечных трубок.

Артикул 025-280-00	1 шт
--------------------	------

C€


discovery® pearl инструмент для снятия брекетов

Стерилизуемый

Для простого и безопасного снятия керамических брекетов discovery® pearl

Артикул 019-001-00	1 шт
--------------------	------

C€





Щипцы | Инструменты

Инструменты



sl-Инструмент
Стерилизуемый
Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery® sl, Система Roth, и легкого лигирования дуги.
Цвет ручки: золото

Артикул 023-276-00	1 шт
---------------------------	------

CE



sl-Инструмент
Стерилизуемый
Для открывания и закрывания самолигирующих брекетов discovery® sl 2.0, Система McLaughlin-Bennett-Trevisi*, и легкого лигирования дуги
Цвет ручки: серебро

Артикул 023-277-00	1 шт
---------------------------	------

CE

* The Dentaurem version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaurem imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



LinguBall Инструмент
Стерилизуемый
Для легкого и нетравматичного удаления избытков адгезива во время прямого и непрямого позиционирования брекетов в вестибулярной и лингвальной техниках.

Артикул 023-275-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Скалер и досадчик колец, двухсторонний
Стерилизуемый
С одной стороны острый скалывающий конец для удаления остатков адгезива и цемента.
С другой - зазубренный конец предназначен для фиксации колец.

Артикул 027-349-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Инструмент для размещения сепарационных штрипсов
Стерилизуемый
Инструмент - держатель для сепарационных штрипсов.
Для заглаживания выступающих краев пломбы и сепарации.
В набор входят 6 штрипсов (двухсторонние)

Артикул 018-000-00	1 набор
---------------------------	---------

CE



Штрипсы сепарационные
Стерилизуемые
Для держателя штрипсов артикул 018-000-00.

Ширина	Покрытие	Артикул	Количество
4 мм	двухстороннее	018-001-00	12 шт
4 мм	одностороннее	018-002-00	12 шт

CE

Ножницы

Для обрезания тонких металлических колец.

Вариант	Артикул	Количество
прямые	007-024-00	1 шт
изогнутые	008-025-00	1 шт



Инструмент для досаживания колец Эби (Band seater)

Артикул 051-023-00	1 шт
--------------------	------

Дезинфицируемый

Материал: нержавеющая сталь

С изогнутым наконечником для работы с задней группой зубов.

Устройство для кругового защелкивания.

Давление для посадки в пределах: 0.8- 10 Н (примерно 80-1000 г)

Примечание: съемный наконечник можно стерилизовать

CE



Твердосплавный металлический наконечник

Стерилизуемый

Для досадчика колец Эби артикул 051-023-00

Вариант	Артикул	Количество
изогнутые	051-024-00	1 шт
прямые	051-025-00	1 шт



CE

Инструмент для досаживания колец, пластиковый (Band seater)

Артикул 026-355-00	1 шт
--------------------	------

Стерилизуемый при максимуме 180 °C / 356 °F

С треугольным зубчатым твердосплавным наконечником.

CE



Инструмент для досаживания колец (Band seater)

Артикул 003-006-00	1 шт
--------------------	------

Стерилизуемый

Большая поверхность оловянной вкладки.

CE



Щипцы | Инструменты

Инструменты



Инструмент для досаживания колец на моляры (Band seater)

Стерилизуемый при максимуме 140 °C / 284 °F
С заменяемой пластиковой головкой и твердосплавным металлическим треугольным наконечником.

Артикул 026-354-00	1 шт
--------------------	------

CE



Пластиковая головка с твердосплавным металлическим треугольным наконечником

Стерилизуемый при максимуме 140 °C / 284 °F
Для досадчика колец на моляры артикул 026-354-00.

Артикул 026-357-00	1 шт
--------------------	------

CE



Инструмент для досаживания колец Мершона (Band pusher)

По Merzhon
Стерилизуемый
С зубчатым прямоугольным наконечником и ручкой анатомической формы. Для хорошей передачи усилия при позиционировании кольца.

Артикул 024-300-00	1 шт
--------------------	------

CE



Позиционер для брекетов

Стерилизуемый
Упрощает позиционирование брекетов на зуб на нужную высоту, так чтобы дистанция между пазом и режущим краем была одинаковой.

Артикул 030-390-00	1 шт
--------------------	------

CE



Позиционер для брекетов

Упрощает позиционирование брекетов на зуб на нужную высоту, так чтобы дистанция между пазом и режущим краем была одинаковой.

С карандашными стержнями

Не для внутриротового использования!

Артикул 030-391-00	1 шт
--------------------	------



Защитные колпачки

Для позиционера для брекетов артикул 030-391-00.

Не для внутриротового использования!
Цвет: белый

Артикул 030-392-00	4 шт
--------------------	------

Щипцы I Инструменты

Инструменты

Иглодержатель Medium (Зажим Мэтью)

По Mathieu

Стерилизуемый

Идеально подходит для лигирования. Удобная и практичная конструкция с зубчатыми щечками.

Артикул 000-030-00	1 шт
--------------------	------

CE



Иглодержатель Medium с кольцом для пальца (Зажим Бачмана)

По Bachmann

Стерилизуемый

Легкое лигирование с постоянным давлением среднего пальца. Так же может быть использован для лигирования шин при переломе челюсти. С зубчатыми щечками.

Артикул 000-035-00	1 шт
--------------------	------

CE



Иглодержатель Mini (Зажим Мэтью)

По Mathieu

Стерилизуемый

С особо тонкими зубчатыми щечками. Для Dentalastics® эластичных лигатур.

Не подходит для металлических лигатур.

Артикул 000-031-00	1 шт
--------------------	------

CE



Щипцы Mosquito без крючка

Стерилизуемые

Щипцы для размещения эластичных лигатур Dentalastics®

Артикул 000-730-00	1 шт
--------------------	------

CE



Щипцы Mosquito с крючком

Стерилизуемые

Для размещения эластичных лигатур Dentalastics®

Артикул 000-731-00	1 шт
--------------------	------

CE



Щипцы magic® Mosquito, изогнутые

Стерилизуемые

Для размещения и лигирования эластичных лигатур Dentalastics® и эластической цепочки magic® SUPER Elasto-Force, особенно для лингвальной техники.

Артикул 000-732-00	1 шт
--------------------	------

CE





Щипцы | Инструменты

Инструменты



Лигатор
Стерилизуемый
Инструмент для быстрого лигирования
полной дуги и создания восьмеркообразных лигатур.
У-образная форма наконечника упрощает скручивание лигатур.
Максимальная толщина проволоки Ø: 0.3 мм, мягкая

Артикул 023-284-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Аксесуары для лигатора (артикул 023-284-00)
Стерилизуемые

Обозначение	Артикул	Количество
Твердосплавный металлический наконечник	023-286-00	1 шт
Катушка	023-285-00	1 шт
Отвертка	023-287-00	1 шт

CE



Инструмент для наложения лигатур
Стерилизуемый
Инструмент для затягивания и укорачивания длинных
преформированных лигатур.

Артикул 022-274-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Инструмент для наложения лигатур, двухсторонний
Стерилизуемый
Для изгибания и адаптации лигатурной проволоки.

Артикул 021-273-00	1 шт
---------------------------	------

CE



Дистальный изгибатель Лангера, двухсторонний
По Langer
Стерилизуемый
Прочный инструмент для загибания концов дуги.
Рукоятка Ø: 8 мм

Артикул 019-000-00	1 шт
---------------------------	------

CE

Формирователь дуги без торка

Для формирования прямых простых дуг из прямоугольных проволок. Для прямоугольных проволок (Эджвайз):

- ☑ 0.41 мм / 16
- ☑ 0.43 мм / 17
- ☑ 0.46 мм / 18
- ☑ 0.51 мм / 20
- ☑ 0.56 мм / 22

Цвет: синий

Артикул 004-180-00

1 шт



Формирователь дуги с торком / 16

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.41 x 0.41 мм / 16 x 16

в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: красный

Артикул 004-186-00

1 шт



Формирователь дуги с торком / 16 x 16

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.41 x 0.41 мм / 16 x 16

в 0°, 10°, 16° и 23° торк

Специально разработан для техники Ricketts®.

Цвет: зеленый

Артикул 004-187-00

1 шт



Формирователь дуги с торком / 18

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25

в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: золотой

Артикул 004-182-00

1 шт



Формирователь дуги с торком / 22

Для формирования прямых или изогнутых (торковых) прямоугольных дуг.

- ☑ 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28

в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Цвет: серебряный

Артикул 004-184-00

1 шт



LinguForm формирователь дуг

Для формирования прямых простых дуг из круглых и прямоугольных проволок для лингвальной техники.

- ø 0.35 мм / 14, ☑ 0.35 мм / 14

- ø 0.41 мм / 16, ☑ 0.41 мм / 16

- ø 0.46 мм / 18, ☑ 0.46 мм / 18

- ø 0.48 мм / 19, ☑ 0.48 мм / 19

- ø 0.51 мм / 20, ☑ 0.51 мм / 20

Цвет: серебряный

Артикул 004-190-00

1 шт





Щипцы | Инструменты

Инструменты



Измеритель давления и растяжения

Ручное устройство для измерения уровня растяжения и сжатия в полости рта. Компрессионная сторона с направляющим пазом и вилкой.

Другая сторона для растяжения с крючком. Шкалы для измерения с двух сторон.

Диапазон измерения: 25–500 г

Артикул 006-013-00	1 шт
---------------------------	------



Измерительный прибор (Динамометр)

Для измерения давления и растяжения.

Диапазон измерения	Артикул	Количество
25-250 г	040-711-00	1 шт
50- 500 г	040-712-00	1 шт
100- 1000 г	040-713-00	1 шт

Щипцы | Инструменты

Диагностика

Штангенциркуль Бирендонка

По Beerendonk

С тонкими длинными концами. Подходит для измерения модели.

Артикул 042-750-00 1 шт



Штангенциркуль (дизайн Мюнчнера)

Со сверхтонкими концами.

Для внутри и внеротового измерения.

Для линейных измерений на модели.

Артикул 042-751-00 1 шт



Ортодонтическая линейка

По Bernklau

Стерилизуемая

Материал: нержавеющая сталь

Отлично подходит для всех диагностических измерений, как внутриротовых, так и на модели.

Артикул 044-730-01 1 шт

С€



Клиновидный измеритель

Для проверки расстояний на небных расширителях.

Артикул 043-720-00 1 шт



Линейка (Измеритель дуг)

Материал: пластик

Для измерения вестибулярных дуг, кламеров Адамса, небных штанг и т.д.

Цвет: белый

Артикул 766-000-00 1 шт



Линейка (дизайн Мюнчнера)

Стерилизуемая

Материал: нержавеющая сталь

С полу миллиметровыми и миллиметровыми делениями.

Длина: 15 см

Артикул 044-731-00 1 шт

С€



Измерительная сетка Шмуса

По Schmuth

Для измерения зубной дуги. С одной стороны экрана нанесена красная шкала 1x1 см, с другой черная 1 см x 2 мм. Когда шкалы, нанесенные на сетку, совмещаются относительно друг друга, достигается точное измерение расстояния.

Артикул 003-366-00 1 шт



Щипцы | Инструменты

Диагностика



Ортометрический набор Коркхауза

По Korkhaus

Набор с ортометром, диском с миллиметровым делением, диском с сантиметровым делением и кронциркулем.

Артикул 029-360-01	1 набор
--------------------	---------



Ортометр

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-364-00	1 шт
--------------------	------



Кронциркуль

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-361-01	1 шт
--------------------	------



Сантиметровый диск

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-362-00	1 шт
--------------------	------



Миллиметровый диск

Для ортометрического набора Коркхауза
артикул 029-360-01

Артикул 029-363-00	1 шт
--------------------	------



Кронциркуль Коркхауза для трехмерного измерения по Korkhaus

Позволяет проверить прямое и пространственное перемещение
зуба с помощью простого измерения на модели.
Не для внутриротового использования!

Артикул 028-353-00	1 шт
--------------------	------



Кронциркуль

Стандартный дизайн.

Для исследования модели, измерения ширины зуба на модели
Не для внутриротового использования!

Артикул 030-395-02	1 шт
--------------------	------

Наконечники для штангенциркуля

Для штангенциркуля артикул 030-395-02.

Артикул 030-396-00 1 шт



Фиксирующий винт

Для штангенциркуля
артикул 030-395-02.

Артикул 030-397-00 1 шт



Набор для изучения цефалометрических рентгеновских снимков

В комплект входят:

- 4 чертежных карандаша толщиной ϕ 0.5 мм
- 1 упаковка (= 12 штук) красных стержней
- 1 упаковка (= 12 штук) зеленых стержней
- 1 упаковка (= 12 штук) синих стержней
- 1 транспортир

Артикул 075-400-01 1 набор



Диагностическая линейка-транспортир

Материал: пластик

Для изучения рентгеновских снимков.

Размеры: 153 x 38 мм

Цвет: прозрачный

Артикул 004-367-00 1 шт



Чертежный транспортир-шаблон, стандартный

Материал: пластик

Прозрачный шаблон с транспортиром и символами зубов.

Для изучения рентгеновских снимков.

Размеры: 207 x 132 мм

Цвет: прозрачный

Артикул 004-368-00 1 шт



Чертежный транспортир-шаблон

По Ricketts*

Материал: пластик

Для изучения рентгеновских снимков.

С мм шкалой, транспортиром и вырезанными контурами зубов для прорисовывания.

Размеры: 197 x 74 мм

Цвет: прозрачный, бесцветный.


Артикул 004-369-00 1 шт





Щипцы | Инструменты

Диагностика



Шаблоны (трафареты) для дуг Пента

По Ricketts®

Материал: пластик

Для определения формы Пента дуги

Размеры : 30,3 x 21,6 см

Цвет : прозрачный, бесцветный.

Артикул **004-373-00**

1 шт



Чертежная фольга

Для рентгеновских снимков. Одна сторона матовая, другая блестящая. Отрывной блокнот

Размеры	Артикул	Количество
17.5 x 23.5 см	075-100-00	100 шт
24 x 30 см	075-101-00	100 шт



Блок чертежной фольги

Для рентген-аппаратов.

Одна сторона матовая, другая блестящая

Размеры: 18 x 24 см

Артикул **075-102-00**

50 шт

Щипцы I Инструменты



Аксессуары

Поддерживающее и защитное масло для щипцов и инструментов.

Поддерживающее и защитное масло для щипцов и инструментов. Наносить перед стерилизацией.

Артикул	055- 201- 00	50 мл
---------	--------------	-------

СЭ



Подставка для проволок и щипцов

Материал: пластик

С 6 тубусами для прямых проволок.

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Цвет: прозрачный, бесцветный

Высота: прибл.13см

Ширина: прибл. 18 см

Артикул	055- 101- 01	1 шт
---------	--------------	------



Подставка для щипцов

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь

Подходит для	Материал	Цвет	Длина	Артикул	Количество
прибл.7 щипцов	пластик	прозрачный, бесцветный	13.0 см	055-000-00	1 шт
прибл. 14 щипцов	пластик	прозрачный, бесцветный	25.0 см	055-100-00	1 шт



Лоток для щипцов

Материал: пластик

Для 15 щипцов

Не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Размеры: 30 x 20 x 6.5 см (Ш x Д x В)

Цвет: белый

Артикул	055- 105- 00	1 шт
---------	--------------	------



Стенд для боров с магнитным держателем

Частично пластиковый

• постоянный магнит обеспечивает надежную фиксацию инструментов

• магнитный держатель без инструментов

• не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь

Артикул	089- 430- 00	1 шт
---------	--------------	------





Щипцы | Инструменты

Аксессуары



Лоток для боров

Материал: пластик

- для 12 боров или абразивных камней

Лоток для боров, инструменты в комплект не входят

- ось Ø: 2.35 мм

• не использовать дезинфицирующие средства, содержащие этанол, фенол или алкоголь.

Цвет: полупрозрачный, бесцветный.

Артикул 089-431-00	1 шт
---------------------------	------



Карандаш для маркировки

Восковый карандаш

Цвет: белый

Артикул 043-700-00	6 шт
---------------------------	------



Маркирующий карандаш

перманентный

Цвет	Артикул	Количество
черный	043-800-00	1 шт
красный	043-900-00	1 шт



Оборудование



Оборудование и аксессуары

страница 382



Оборудование

Для профессионалов



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■**
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■

Оборудование



Сертифицированное немецкое качество

Приборы Дентаурум разрабатываются, производятся и проверяются нашими специалистами в тесной кооперации с внешними пользователями. Основная цель – добиться максимальной простоты в применении и высочайшего качества, гарантирующего долговечность использования.

Сварочные и паяльные технологии

Мы предлагаем широкий спектр оборудования для всех видов работ с металлом в ортодонтии: от мини газовых горелок до лазерных high-tech технологий сварки. Сварочные и паяльные аппараты, так же как и другие приспособления, соответствуют используемым технологиям.





desktop Compact

Универсальный настольный
лазерный сварочный аппарат.

Аппараты точечной сварки

Junior 3000, Assistant 3000 и Master 3000.

Мини газовая горелка

Компактная и эффективная.

Двухдисковый аппарат триммер

Прекрасные модели - обрезающие
быстро и точно.

Thermomat

Электрошпатель с различными насадками

Вытяжной аппарат с угольным фильтром

Для защиты от испарений в процессе работы.

activeblue[®]

Щадящее удаление зубного налета.

Аппараты для точечной сварки

Для профессиональной сварки и пайки в ортодонтии

Подходящий аппарат для каждого

Дентаурум предлагает три разные модели сварочных аппаратов для каждого типа требуемой в ортодонтии сварки и пайки. Выбор модели зависит от частоты планируемого использования. Найти аппарат, отвечающий всем требованиям лабораторий и ортодонтотв среди оборудования Дентаурум, более чем реально. Функции устройств и выбор доступных аксессуаров, а также эргономичный дизайн аппаратов - все это базируется на большом опыте и тесной кооперации с практикующими врачами.

Современные технологии - превосходный результат работы.

Благодаря современным электронным компонентам, используемым вместе с механическими элементами высочайшего качества, сварочные аппараты Дентаурум помогают достичь отличных результатов в работе. К примеру, электронная настройка сварки или очень широкие подставки для рук делают работу лёгкой, комфортной и эффективной.



Master 3000 – первоклассное исполнение для частого использования.

с Master 3000 отличный результат может быть достигнут быстро и комфортно. Предназначен для частого использования.

Особые свойства аппарата, отличающие его от других:

- непрерывная регулировка мощности во всех режимах
- соединение с принтером – для ведения документации пациента
- подходит для сварочных бета-титановых проволок

Assistant 3000 - аппарат отлично подходит при средней частоте использования.

Assistant 3000 отлично подходит для средней частоты использования, позволяя добиваться отличных результатов.

Особые свойства аппарата, отличающие его от других:

- 6 настроек для сварки и 2 для пайки

Junior 3000 - доступный по цене прибор для периодического использования.

Легко достигнуть оптимального результата с Junior 3000 для периодического использования. Этот аппарат особенно прост в применении и обладает понятными и управляемыми функциями.



Лазерные технологии Дентаурум.

Для профессиональной сварки в ортодонтии.

Лазерная сварка – современная методика соединения.

Лазерная сварка делает процесс более эффективным. В сравнении с традиционной пайкой это экономит до 80 % процентов вашего времени. Вы можете изготавливать и проводить ремонтные работы лучше и быстрее, используя зуботехнический лазер.

Высочайший уровень биосовместимости.

Из-за высокой подверженности коррозии, биосовместимость в спаянных обычным способом соединениях оценивается довольно низко. Это объясняет критическую позицию многих металлургов и токсикологов относительно традиционного метода пайки. Кроме того, эта проблема усиливается из-за частых аллергических реакций. Используя лазерную технику, вы избегаете этих проблем.





Высочайшая стабильность.

В противоположность пайке, лазерная сварка дает однородную структуру. Спаянные лазером соединения обладают значительно большей механической устойчивостью и более долгим сроком службы. Это значит больше безопасности и качества для врача и его пациентов.

Широкий спектр применения.

С появлением техники лазерной сварки, спектр ее применения существенно расширился и усовершенствовался. Desktop Compact (настольный сварочный аппарат) так же отлично подходит для металлических соединений в ортодонтии. Вне зависимости от того, хотите ли вы работать со сплавами драгоценных металлов с высоким содержанием золота, со сплавами не драгоценных металлов или титаном, с лазерными технологиями от Дентаурум все это возможно.

Эргономичность – удобство в работе.

Все лазеры Дентаурум отмечены своим особым эргономичным дизайном. Работа становится для вас делом легким и комфортным.

- Лазеры Дентаурум позволяют работать в широком диапазоне углов относительно оси лазера. Таким образом, легко можно расположить рабочую часть под оптимальным углом.
- Лазерная оптика отличается исключительной фокусировкой по глубине. Это позволяет получать отличный результат сварки.
- Благодаря специальной конструкции форсунок, рабочая зона равномерно защищена аргонном. Это обеспечивает высокую стабильность сварного шва, свободного от оксидов.

Оборудование

Оборудование и аксессуары



Напряжение питания	Артикул	Количество
230 В~	090-578-00	1 шт

Технические данные

макс. мощность	50 Вт
максимальная пиковая мощность	5000 Вт
энергия импульса	50 Дж
продолжительность импульса	0.5–20 мс
частота импульса	одиночный импульс - 25 Гц
диаметр сварочного пятна	0.2–2.0 мм, встроенная механическая фокусировка
программы сварки	39
форма импульса	4 варианта заводских настроек форм импульса
аргоновая форсунка	1 х гибкая, 1 х фиксированная
воздушная форсунка	интегрированная в сварочную камеру
экстрактор	интегрированный с подвесным фильтром твердых частиц
микроскоп	стерео микроскоп с 16 х увеличением
освещение	2 х 20 Вт галогеновые лампы
макс. рабочая высота	180 мм
электрический предохранитель	16 АТ
частота	50/60 Гц
вес	50 кг
размеры (ШхВхД)	510 х 430 х 645 мм

desktop Compact (компактный настольный аппарат для лазерной сварки)

Лазерная сварка – мощная и простая в использовании.

В этом компактном настольном устройстве desktop Compact, собрано 20 лет опыта дентальной лазерной сварочной технологии.

Desktop Compact может применяться во всех областях зубного протезирования и ортодонтии: от деликатной точечной сварки до безопасных соединений. Тонкая настройка дозирования делает сварку намного проще. До сегодняшнего дня, такое дозирование у компактных устройств, среди лазерных аппаратов было недоступно.

Простота использования аппарата позволяет избежать переутомления во время работы.

Преимущества:

- необычайно компактный настольный аппарат
- высокие резервы выходной мощности
- эргономичный дизайн - большая рабочая камера с наклонной лазерной осью.
- высококачественный микроскоп с широким полем обзора
- интегрированный формирователь импульса – 4 варианта заводских настроек форм импульса
- две инертных газовых форсунки, 1 х гибкая, 1 х фиксированная
- интегрированный экстрактор и форсунка холодного воздуха

Остальная информация о продукте доступна по запросу

Стенд регулируемый электрический

Вместе с настольными аппаратами для лазерной сварки эргономически непревзойдённый ответ от Дентаурум.

Преимущества:

- данный стенд предлагает лучшую из возможных, эргономику
- электрическое управление позволяет технику в доли секунды менять комфортное положение стенда легким переключением ножной педали. Это обеспечивает наибольший комфорт для зрения и полной концентрации на рабочем процессе.
- конструкция стенда гарантирует отсутствие усталости даже после продолжительного периода работы.
- может использоваться с любым прибором для лазерной сварки Дентаурум.



Напряжение питания	Артикул	Количество
230 В ~	090-574-00	1 шт

Технические данные

Частота	50 Гц
Мин рабочая высота	740 мм
Макс.рабочая высота	1090 мм

Редуктор

Для лазера.

Для присоединения лазера к бутылке с аргоном.

- скорость потока показана в литрах

Артикул 090-404-00	1 комплект
--------------------	------------

**Подушки подлокотники**

Для лазера.

Артикул 090-513-10	2 шт
--------------------	------



Оборудование

Оборудование и аксессуары



CoCr сварочная проволока

Припой для лазерной сварки различного диаметра для всех CoCr сплавов.

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.25 мм / 10	2 м	528-215-10	1 шт
0.35 мм / 14	2 м	528-210-10	1 шт
0.50 мм / 20	2 м	528-200-10	1 шт

CE 0483

состав (процент по массе)

Co	Cr	Mo
65	28	5.5

примеси (добавочные элементы) ≤ 1 % : Mn, Si



NiCr сварочная проволока

Для лазерной сварки основанной на NiCr сплавах. Особенно для сплавов высокого класса, таких как remanium® CS +, CSe и G-soft.

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.50 мм / 20	2 м	528-220-00	1 шт

CE 0483

состав (процент по массе)

Ni	Cr	Mo	Nb	Ta	Fe
61	22	9	2	2	1

примеси (добавочные элементы) ≤ 1 % : Al, Co, Mn, Si, Ti



rematitan® проволока в рулоне

Класс титана 1

Стандарт: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендована как припой для лазерной сварки с титановыми RPE приспособлениями (Titanium hyrax® Maxi – 12).

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.40 мм / 16	2 м	528-039-50	1 шт
0.70 мм / 28	2 м	528-040-50	1 шт

CE 0483



rematitan® прямая проволока

Класс титана 1

Стандарт: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендована как усиливающая проволока для лазерной сварки, например с титановыми RPE приспособлениями (Titanium hyrax® Maxi – 12).

Ø	Длина	Артикул	Количество
1.00 мм / 39	каждая 100 мм	528-041-00	10 шт
1.20 мм / 47	каждая 100 мм	528-042-00	10 шт

CE 0483

**rematitan® прямая проволока**

Класс титана 4

Стандарт: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Рекомендована для осей свинг замков

Ø	Длина	Артикул	Количество
1.50 мм / 59	50 мм	528-050-00	1 шт

CE 0483

**rematitan® прямая проволока**

Класс титана 1

Стандарт: DIN 17850

Для лазерной сварки.

Ø	Длина	Артикул	Количество
0.25 x 3.0 мм / 10 x 118	каждая 100 мм	528-044-00	10 шт
0.5 x 1.5 мм / 20 x 59	каждая 100 мм	528-043-00	10 шт

CE 0483





Оборудование

Оборудование и аксессуары



Прибор точечной сварки Junior 3000

- нет непрерывной пайки
- переключатель для рабочего режима
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят

Напряжение питания	Артикул	Количество
230 В ~	077-000-00	1 шт

Технические данные	
Мощность	115 В
Сварочная сила	до 1200 А
Стадии сварки	2 стадии
Стадии пайки	1 стадия
Плавкий предохранитель	2 АТ
Частота	50/60 Гц
Вес	7 кг
Размеры (ШхВхД)	335 x 130 x 310 мм

Аппарат точечной сварки Assistant 3000

- кнопка для продолжительной пайки
- LED дисплей
- автоматическое определение напряжения питания (вольтжа)
- ограничение тока, если электрод неисправен
- энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим; включается, если не используется 10 мин)
- индикации ошибки для:
 - перегрева
 - перепутанных электродов
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной педалью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят!



Напряжение питания	Артикул	Количество
110-240 В ~	078-000-00	1 шт

Технические данные

Мощность	140 Вт
Сила сварки	до 2000 А
Стадии сварки	6 стадий
Стадии пайки	2 стадии, продолжительная сварка
Плавкий предохранитель	3.15 АТ
Частота	50–60 Гц
Вес	8 кг
Размеры (ШхВхД)	335 x 130 x 310 мм



Оборудование

Оборудование и аксессуары



Прибор для точечной сварки Master 3000

- непрерывное изменение мощности во всех режимах
- кнопка для продолжительного паяния
- LCD-дисплей, 5 языков (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский)
- автоматическое определение вольтажа (110-240 В)
- ограничение тока, если электрод неисправен
- энергосберегающее устройство (энергосберегающий режим включается, если не используется 10 мин)
- индикации ошибки для:
 - перегрева
 - перепутанных электродов
 - системных проблем
- соединение с принтером для документации пациента (артикул 090-581-00)
- соединение с ручным электродом
- соединение с ножной pedalью

Ручной электрод, держатель для ручного электрода и ножная педаль в комплект не входят!

Напряжение питания	Артикул	Количество
110–240 В~	079-000-00	1 шт

Технические данные

Мощность	140 Вт
Сила сварочного тока	до 2200 А
Стадии сварки	непрерывная
Стадии пайки	непрерывное, прерывистое паяние
Плавкий предохранитель	3.15 АТ
Частота	50–60 Гц
Вес	8.2 кг
Размеры (ШхВхД)	335 x 130 x 310 мм



Ножная педаль

Для использования с аппаратами точечной сварки Junior 3000, Assistant 3000 и Master 3000

Артикул 080-116-00	1 шт
--------------------	------



Ручные электроды, штучные

Подходят для всех аппаратов точечной сварки Дентаурум

Артикул 081-101-00	1 шт
--------------------	------

Держатель для ручных электродов

Для использования с приборами для точечной сварки Junior 3000, Assistant 3000 и Master 3000

Версия	Артикул	Количество
для правой и левой стороны	081-204-00	2 шт
для правой стороны	081-205-00	1 шт
для левой стороны	081-206-00	1 шт

**Угольный электрод**

Подходит для всех приборов точечной сварки Дентаурум.

- Медный корпус

Артикул 081-601-00	1 шт
---------------------------	------

**Электрод пилообразный**

Подходит для всех приборов точечной сварки Дентаурум.

- Для мягкого отжига, закаливания и паяния

Артикул 081-501-00	2 шт
---------------------------	------

**Зажимный электрод**

Подходит для всех приборов для точечной сварки Дентаурум.

- Для мягкого отжига, закаливания и паяния

Артикул 081-701-00	1 шт
---------------------------	------

**Сварочный электрод**

Подходит для всех приборов точечной сварки Дентаурум.

Материал: медь

Сварочный электрод	Версия	Артикул	Количество
верхний	круглый, тонкий	085-000-00	1 шт
верхний	широкий, плоский	085-100-00	1 шт
верхний	круглый, толстый	085-200-00	1 шт
нижний	круглый, тонкий	086-000-00	1 шт
нижний	широкий, зазубренный	086-100-00	1 шт
нижний	круглый, толстый	086-200-00	1 шт
нижний	широкий, плоский	086-300-00	1 шт



Оборудование

Оборудование и аксессуары



Паяльный электрод

Подходит для всех приборов для точечной сварки Дентаурум.

Артикул **085-300-00**

1 шт



Угольная вставка

Для паяльного электрода (артикул 085-300-00).

Артикул **085-400-00**

10 шт



Винт

Для затягивания электродов на приборах для точечной сварки

Артикул **084-100-00**

10 шт



Предохранитель

Характеристика	Сила	Артикул	Количество
Медленный	2.00 A	907-047-10	1 шт
Медленный	3.15 A	907-037-10	1 шт



Отвертка

Для замены электродов на всех приборах для точечной сварки Дентаурум

Артикул **083-100-00**

1 шт



Напильники

Для очищения медных и угольных электродов на приборах для точечной сварки Дентаурум

Артикул **083-300-00**

10 шт



Теплозащита

Защищает металлические, пластиковые и керамические части от перегрева в процессе паяния

Артикул **380-070-00**

100 г



Dentaflux® флюс

- универсальный флюс
- для всех сплавов
- особенно для соединений между сплавами драгоценных металлов и обычными сплавами

Артикул **681-100-00**

50 г

Оборудование

Оборудование и аксессуары

Универсальный серебряный припой

- в стержнях
- обработанный флюсом
- не содержит кадмий

Ø	1–1.1 мм
Рабочая температура	700 °C / 1292 °F

Артикул 380-604-50	1.2 г
Артикул 380-604-60	10 x 1.2 г

CE 0483

состав (процент по массе)

Ag	Zn	Cu
59	24	16

с флюсом



Универсальный серебряный припой

- в катушках
- не обработан флюсом
- не содержит кадмий

Рабочая температура	700 °C / 1292 °F
---------------------	------------------

Артикул 380-704-50	10 г
--------------------	------

CE 0483

состав (процент по массе)

Ag	Zn	Cu
59	25	16

без флюса



Универсальный серебряный припой

- в слитках
- обработанный флюсом
- не содержит кадмий

Рабочая температура	700 °C / 1292 °F
---------------------	------------------

Артикул 381-001-00	25 шт
--------------------	-------

CE 0483

состав (процент по массе)

Ag	Cu	Zn	Sn
58.4	26.0	10.4	5.2

с флюсом



Припой из белого золота

- в стержнях
- обработанный флюсом
- чистота: ct 18.6
- не содержит кадмий

Ø	1–1.1 мм
Рабочая температура	950 °C / 1742 °F

Артикул 380-600-50	1.6 г
--------------------	-------

CE 0483

состав (процент по массе)

Au	Ni	Zn
77.0	16.0	6.0

с флюсом



Оборудование

Оборудование и аксессуары



Neu
New

activeblue® чистящий аппарат

С activefluids чистящей жидкостью.
Для бережного удаления налета со съемных ортодонтических аппаратов.

Включает:

- 1 х чистящая жидкость, 400 мл
- 1 х белая чашка для чистки
- 1 х чистящая булавка, 75 г, артикул 098-001-00
- 1 х пинцет
- 1 х удерживающий магнит
- 1 х силовой кабель -230 В

Технические данные

Вольтаж	100–240 В при 50/60 Гц
Скорость вращения	1200 / 1600 / 2000 мин ⁻¹
Плавкий предохранитель	T 1.6AL / 250 В
Уровень шума	< 70 дБ (А)
Вес	3 кг
Размеры (Ш х В х Д)	150 х 240 х 280 мм

Артикул **098-000-00**

1 шт



Neu
New

Чистящие булавки для activeblue®

Для activeblue® чистящего аппарата

Артикул **098-001-00**

1 баночка 75 г



Neu
New

activefluid® чистящая жидкость

Для activeblue® чистящего аппарата

Артикул **150-020-00**

1000 мл

Оборудование

Оборудование и аксессуары

Polyclav®

Аппарат для полимеризации пластмасс холодного отверждения, таких как Orthocryl®. С защитным клапаном. Прессорный шланг в комплект не входит

Ёмкость	Артикул	Количество
4 л	070-000-00	1 шт



Нагревающая плита

Для Polyclav® (артикул 070-000-00).

Артикул 070-900-00	1 шт
--------------------	------

Технические данные

Мощность	125 Вт
Электрическое напряжение	230В~
Термостат для воды температурой	43 °C / 109,4 °F
Частота	50 Гц
Вес	2,6 кг
Размеры (Шх ВхД)	240 x 240 x 75 мм



Шланг высокого давления

Для Polyclav® (артикул 070-000-00).

Длина: 2 м

С фитингом для входного клапана

и стандартным соединением для воздуховодов под давлением.

Артикул 070-700-00	1 шт
--------------------	------



Вытяжной аппарат с угольным фильтром

Защита от испарений во время работы с акрилом в лаборатории.

- контролируется фотоэлектрическим сенсором (автоматическое вкл/выкл)

- с таймером и фиксатором времени работы

- легкозаменяемый фильтр

(замена фильтр-картриджа артикул 072-001-30 приблизительно через 50 ч работы)

Артикул 072-001-00	1 шт
--------------------	------

Технические данные

Мощность	100 Вт
Электрическое напряжение	230 В~
Частота	50 Гц
Вес	6 кг
Размеры (ШхВхД)	220 x 260 x 260 мм



Оборудование

Оборудование и аксессуары



Триммер для моделей

Для гипсовых моделей.

Мелкозернистые корундовые шлифовальные диски. Двусторонние.

Отдельно контролируемые переключатели мотора с мощностью 450 Вт.

Индивидуально контролируемое давление воды посредством магнитного водяного клапана. Рабочая поверхность с квадратными и угловыми приборами.

Напряжение питания	Артикул	Количество
230 В~	091-100-00	1 шт

Технические данные

Мощность	2 x 450 Вт
Крутящий момент	1400 min ⁻¹
Частота	50/60 Гц
Вес	39 кг
Размеры (ШхВхД)	530 x 400 x 385 мм



Корундовый диск

Для триммера Дентаурум (артикул 091-100-00).

Размер зерен	Артикул	Количество
46 = крупнозернистый	091-101-00	1 шт
120 = мелкозернистый	091-102-00	1 шт



Алмазный диск

Для триммера Дентаурум (артикул 091-100-00).

- долгий срок службы
- невероятно высокие абразивные возможности
- требует минимум усилий

Артикул 091-105-00	1 шт
--------------------	------

Оборудование

Оборудование и аксессуары

Мини-горелка

Регулирование зажигания и размера пламени очень просто (одним щелчком пальца).
Дозаправка такая же элементарная, как в простой зажигалке.
Регулируемая. **GS сертифицирована.**

Технические данные

Макс.температура	1300 °C / 2372 °F
Наполняемость	65 мл
Вес	280 г

Артикул 097-400-01	1 шт
---------------------------	------



Thermomat

Электрический нож для воска с трансформатором (Электрошпатель)

Включает:

- наконечник с одним ножом для воска (089-602-00)
- один держатель для ножа для воска (089-615-00)



Напряжение питания	Артикул	Количество
230 В~	089-620-00	1 шт
115 В~	089-611-00	1 шт

Технические данные

Макс.температура	280 °C / 536 °F, регулируемая
Длина кабеля	95 см
Частота	50 Гц

Держатель для ножа для воска

Материал: силикон

Артикул 089-615-00	1 шт
---------------------------	------





Оборудование

Оборудование и аксессуары

Моделирующие наконечники для электрического ножа для воска Thermomat

	Наименование	Артикул	Количество
	Нож для воска, маленький	089-602-00	1 шт
	Нож для воска, большой	089-605-00	1 шт
	Модель с тонким наконечником	089-603-00	1 шт
	Модель со средним наконечником	089-604-00	1 шт
	Моделирующая ложка	089-606-00	1 шт



Наконечник с кабелем

Для электрического ножа для воска Thermomat (089-620-00)

Артикул 089-612-00	1 шт
--------------------	------

100

Обучение

Динамика в Ортодонтии	страница 400
О-атлас	страница 402
Orthocryl® live	страница 404
Конфигуратор приспособлений	страница 406
tomas® система опоры	страница 408
SUS ² - Универсальная пружина Саббаха	страница 410



Обучение

Ключ к успеху.



- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■**
- Курсы ■
- Сервис ■



Новое измерение в изучении ортодонтии.

Модульный дизайн.

Различные аспекты ортодонтии освещаются в разных модулях. Раздельные модули позволят вам собрать полный набор технических знаний, в зависимости от ваших интересов.

Международная ориентация.

При подготовке различных тем, мы фокусировались на презентациях отвечающих интересам специалистов разных стран, таким образом подготавливая отличную почву для интернационального сотрудничества в пределах ортодонтического сообщества и упрощения коммуникации.

Серия доступна на шести языках:



Немецкий Английский Французский Испанский Португальский Итальянский

Мультимедийная концепция.

Как традиционные бумажные материалы, так и современные электронные носители, такие как CD - или DVD – диски используются для улучшения коммуникации и максимального удобства пользователя, а также эффективности предлагаемой программы.

Закажите сейчас - информация для заказа

		Книга	CD	DVD
Модуль 1	Словарь ортодонтических терминов Артикул 103-000-10 (Немецкий) Артикул 103-000-20 (Английский) Артикул 103-000-30 (Французский) Артикул 103-000-40 (Испанский) Артикул 103-000-50 (Итальянский) Артикул 103-000-80 (Португальский)	✓	✓	
Модуль 1a	Мультилингвальный словарь ортодонтических терминов Артикул 103-012-00		✓	
Модуль 2a	Лицевой рост Артикул 103-001-10			✓
Модуль 2b	Лицевая ортопедия Артикул 103-002-00			✓
Модуль 3a + Модуль 3b	Нормальное развитие зубочелюстной системы Аномалии окклюзии и вмешательства Артикул 103-015-00			✓
Модуль 4	Функции челюстно-лицевой системы Артикул 103-016-00			✓
Модуль 5	Лицевой рост, окклюзия и челюстно-лицевые функции Артикул 103-006-00			✓





Уникальные материалы по съемным приспособлениям

Атлас съемных приспособлений



В О-атласе представлены все существующие в настоящее время съемные приспособления. В нем вы найдете даже наименее часто используемые техники. С множеством иллюстраций, фотографий в комбинации с понятным текстом этот атлас является незаменимым помощником для всех, кто хочет оптимизировать и улучшать результаты лечения.

- Более 750 фотографий.
- Сравнительная работа по съемной технике.
- 297 страниц.
- Формат : 22 x 30 см

Закажите сейчас - информация для заказа:

Книга – Немецкий язык	Артикул 903-920-10
Книга – Английский язык	Артикул 903-920-20
Книга – Испанский язык	Артикул 903-920-40
Книга – Польский язык	Артикул 903-920-90





Orthocryl® live.

Ощутите всю полноту разнообразия ортодонтических приспособлений.



От техники изгибов до полировки.

Ортодонтическая лабораторная техника требует особого мастерства. Orthocryl® CD-диск позволит вам быстро изучить эту специфическую область. Отличительная особенность этого CD-диска – медиа библиотека с 17 видео клипами и 3 фото галереями. Каждый шаг от техники сгибания и до полировки приспособлений для верхней челюсти представлен в виде фильмов.


- 15 видео - клипов о продукции ортодонтических приспособлений.
- 2 видео - клипа о приспособлениях для изменения прикуса.
- 3 фото галереи о технике сгибания.
- Более 33 минут видео-материалов в высочайшем качестве.
- Анимированные движения расширяющих винтов.
- Сравнительная информация о системе Orthocryl®.
- На 9 языках.

Закажите сейчас - информация о заказе:

Orthocryl® live

Артикул 989-944-80





Более 250 миллионов ортодонтических устройств.

На протяжении практически 50 лет самые различные ортодонтические устройства были созданы с использованием акриловой системы.

Более 250 миллионов приспособлений по всему миру были изготовлены с помощью Orthocryl®.

Рост популярности одной из самых успешных ортодонтических акриловых систем начался с введением техники «присыпания» («the salt-and-pepper technique»).




Конфигуратор приспособлений.

Создайте свое собственное съемное устройство.

Приложение для консультации пациентов.

Дентаурум предлагает интерактивный конфигуратор приспособлений в виде приложения для iPhone и Android. Конфигуратор бесплатный и доступен в AppStore и GooglePlay. Конфигуратор позволит вам легко и просто создать ваш собственный съемный аппарат. Пользователь может выбрать из 14 цветов, 6 вариантов блеска и большого количества картинок-вкладышей «novel design». После того, как вы выберете свой любимый цвет из разнообразия пластмасс Orthocryl®, можно добавлять блеск и до трёх картинок «novel design» к вашему виртуальному устройству. Нестандартный дизайн картинок предлагает изображения от популярной картинки лошади до гоночной машины Формулы 1. Вы удивитесь потрясающей шейк-функции приложения. Если потрясти свой телефон, приложение само сформирует для вас устройство-сюрприз. Так же данное приложение может быть использовано при консультации пациентов. Конфигуратор приспособлений незаменим в практике каждого врача.





tomas® система опоры

Быстро-просто-эффективно.



Учебно-практическое пособие

Это учебное и практическое пособие содержит идеи и мнения, предлагает сравнительную презентацию об установке и использовании мини-винтов. В книге показано множество примеров устройств и различных вариантов лечения, которые с легкостью могут быть использованы в каждодневной практике врача-ортодонта. Эта книга описывает процесс работы, показания, противопоказания, риски и решения, а также советы для ежедневной клинической работы.


- Комплексное обучение и практическое пособие
- Множество примеров устройств
- 366 иллюстраций
- 176 страниц
- Формат: A4

Закажите сейчас - информация для заказа:

Книга – "Мини-импланты в ортодонтии" (на английском)
артикул 903-920-08

Книга доступна в Quintessenz Verlag, Berlin.

ISBN 987-3-938947-47-0



SUS² Универсальная пружина Саббаха

Эффективное лечение Класа II

SUS² в качестве высокой четкости

Этот многоязычный CD - диск о устройстве Универсальной пружины Саббаха - SUS², он поможет вам в вашей повседневной деятельности, будь то работа с моделью или непосредственно с пациентом. Различные видео в непревзойденном качестве шаг за шагом научат вас работе с SUS²

- Видео о установке SUS².
- Видео об активации SUS².
- Видео о разборке SUS².
- Снято в высочайшем ТВ качестве.
- Сравнительная информация о SUS².
- Доступно на 4 языках.

Закажите сейчас - информация для заказа:

SUS² Универсальная пружина Саббаха CD – диск
артикул 903-944-32



SUS² даже быстрее и проще.

SUS² Универсальная пружина Саббаха представляет собой телескопический аппарат для лечения дистальной окклюзии и устанавливается с внутренней стороны щеки. SUS² является прекрасной альтернативой для пациентов, у которых проблематично использование вне ротовых аппаратов.

SUS² действует с постоянной малой силой на височно-нижнечелюстной сустав, и может помочь избежать хирургического вмешательства.

Показания:

- Нижнечелюстная ретрогнатия (Дистальная окклюзия/Class II (одно-/двусторонняя)).
- Дистализация моляров (альтернатива головной тяги).
- Закрытие промежутков (аплазия).
- Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (эффект репозиционирования).
- Лечение синдрома ночного апноэ.
- Лечение аномалий окклюзии на зубо-альвеолярном уровне (вместо эластиков).





Курсы

CDC - Центр коммуникации Дентаурум
(Centrum Dentale Communication)

страница 414



Курсы

Знание объединяет

© frank peters - Fotolia.com

- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолитирующие брекетy ■
- Металлические брекетy ■
- Эстетические брекетy ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы** ■
- Сервис ■

Курсы



Высокое качество обучающих курсов в современных условиях.



Признанные лекторы

У наших лекторов всегда найдется время для вас! Малые группы и высокомотивированная и компетентная команда лекторов гарантируют, что курс пройдет в соответствии с вашими профессиональными требованиями.

Дополнительное образование как праздник.

Центр коммуникации Дентаурум в Испрингене – это больше, чем просто школа. Современное оснащение, обучение в приятной и расслабляющей атмосфере – все это делает ваш курс праздником.





Убедительное качество.

6 апреля 1999 Центр коммуникации Дентаурум стал первым, успешно сертифицированным тренинговым центром и в декабре 1999 командой журнала был назван "высокорекормендуемым".

Но главное для нас – это ваше мнение и средний уровень оценки 1.25 доказывает, что наши курсы очень высоко ценятся.

Большой опыт обучения.

Основанный в 1996 году Центр коммуникации Дентаурум обладает большим опытом в организации и проведении различных тренингов и мероприятий. Программа тренингов увеличилась с начальных 30 до более чем 100 разных курсов, включая местные тренинги. Возросшее число участников и уверенность в том, что наши ученики всегда к нам возвращаются, доказывают, что мы движемся в правильном направлении.

Курсы и мероприятия Дентаурум онлайн – быстрее просто невозможно.

Наиболее быстрый источник получения информации – это интернет. Все доступные курсы представлены на домашней странице Дентаурум и вы можете подать заявку онлайн.

Кроме того, кроме стандартных курсов, на нашей домашней странице вы можете найти информацию о специальных мероприятиях и грядущих курсах. Так что она всегда достойна внимания.

Будьте в курсе.

www.dentaurum.de





Сервис

Сервис и горячие номера	страница 9
Системы брекетов - информация	страница 418
Техника предварительной приварки к кольцам	страница 420
Таблицы сравнения размеров колец разных производителей	страница 440
Информация о проволоках	страница 448
Переводные таблицы	страница 450
Окружающая среда	страница 452
Алфавитный указатель	страница 454
Цифровой указатель	страница 462



Дентаурум сервис

Дополнительные услуги – консультация и поддержка



© Yuri Arcurs - Fotolia.com

- Система опоры ■
- Лингвальная система ■
- Самолигирующие брекеты ■
- Металлические брекеты ■
- Эстетические брекеты ■
- Щечные трубки ■
- Кольца ■
- Адгезивы ■
- Проволоки | Дуги | Аксессуары ■
- Class II аппараты ■
- Внутри- и внеротовые аппараты ■
- Оборудование ■
- Расширяющие винты ■
- Ортодонтические акриловые пластмассы ■
- Щипцы | Инструменты ■
- Оборудование ■
- Обучение ■
- Курсы ■
- Сервис ■**

Системы брекетов - информация

Таблица различных «Несъемных техник»

Верхняя челюсть	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7		
Система	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Дистальное отклонение - Ангирация	Торк	Ангуляция	Дистальное отклонение - Ангирация
Alexander	+ 14°	+ 5°	+ 7°	+ 8°	- 3°	+ 10°	- 7°	0°	- 7°	0°	- 10°	0°	15°	- 10°	0°	12°
Andrews	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 9°	- 7°	+ 11°	- 7°	+ 2°	- 7°	+ 2°	- 15°	+ 1°	16°	- 15°	+ 1°	16°
McLaughlin-Bennett-Trevisi*	+ 17°	+ 4°	+ 10°	+ 8°	- 7°/0°/+ 7°	+ 8°	- 7°	0°	- 7°	0°	- 14°	0°	10°	- 14°	0°	10°
Burstone	+ 7°	+ 5°	+ 3°	+ 8°	- 7°	+ 10°	- 7°	0°	- 7°	0°	- 10°	- 5°	10°	- 10°	0°	6°
Hasund	+ 20°	+ 3°	+ 14°	+ 9°	- 2°	+ 6°	- 10°	+ 2°	- 10°	+ 2°	- 20°	+ 3°	10°	- 25°	+ 5°	6°
Hilgers	+ 22°	+ 5°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 10°	- 7°	0°	- 7°	0°	- 10°	0°	14°	- 10°	0°	10°
Ricketts® – IV. Dimension	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	15°	- 10°	0°	12°
Ricketts® Universal	+ 22°	0°	+ 14°	+ 8°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	- 10°	0°	12°
Roth	+ 12°	+ 5°	+ 8°	+ 9°	- 2°	+ 9/+13°	- 7°	0°	- 7°	0°	- 14°	0°	14°	- 14°	0°	14°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°


Нижняя челюсть	1		2		3		4		5		6		7			
Система	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Торк	Ангуляция	Дистальное отклонение - Антиротация	Торк	Ангуляция	Дистальное отклонение - Антиротация
Alexander	- 5°	0°	- 5°	0°	- 7°	+ 6°	- 11°	0°	- 17°	0°	- 22°	- 6°	5°	- 27°	0°	5°
Andrews	- 6°	+ 2°	- 6°	+ 2°	- 11°	+ 7°	- 17°	- 2°	- 22°	- 2°	- 30°	- 2°	6°	- 31°	- 2°	6°
McLaughlin-Bennett-Trevisi*	- 6°	0°	- 6°	0°	- 6°/0°/+ 6°	+ 3°	- 12°	+ 2°	- 17°	+ 2°	- 20°	0°	0°	- 10°	0°	0°
Burstone	- 1°	0°	- 1°	0°	- 11°	+ 6°	- 17°	0°	- 22°	0°	- 27°	0°	5°	- 27°	+ 2°	6°
Hasund	0°	0°	0°	0°	0°	+ 5°	- 10°	+ 2°	- 15°	+ 2°	- 22°	+ 4°	0°	- 25°	+ 2°	6°
Hilgers	- 1°	0°	- 1°	0°	+ 7°	+ 6°	- 11°	0°	- 17°	0°	- 25°	- 5°	7°	- 25°	0°	6°
Ricketts® – IV. Dimension	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	- 7° ex 0° п.-ex	0°	- 7° ex -14° п.-ex	0°	- 22°	- 5°	12°	- 27°	0°	16°
Ricketts® Universal	0°	0°	0°	0°	+ 7°	+ 5°	0°	0°	- 14°	0°	0°	- 5°	0°	0°	0°	0°
Roth	- 1°	0°	- 1°	0°	- 11°	+ 7°	- 17°	0°	- 22°	0°	- 30°	- 1°	4°	- 30°	- 1°	4°
Standard Edgewise	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Tweed	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°/6°	0°	0°	0°/6°
Begg	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	6°	0°	0°	6°

* The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Примечание: возможно изменение систем, за соответствие информации компания ответственности не несет

Таблицы для определения эффективного торка τ_{eff}

Используя эти таблицы, пользователь может подобрать эффективные значения торка, достигаемые применением различных размеров круглых и прямоугольных дуг в пазах брекета. Эффективный торк приведенный в таблицах был рассчитан по формуле (F. Sernetz, Kieferorthop. Mitteilungen 7:13-26 / 1993) с уже определенной необходимой минимальной окружностью края, так же как и номинальные размеры для ортодонтических прямоугольных и круглых проволок, согласно немецкому стандарту DIN 13971. Хотя новый международный стандарт DIN EN ISO 15841:2007-01 больше не содержит допустимые размеры для прямоугольных дуг, Дентаурум продолжает производить дуги соответственно предыдущему, более жесткому стандарту DIN 13971:1998-01. Ширина паза 0.47 мм и 0.57 мм была принята в таблицах как значение паза брекета. Это значение отображает стандартную эффективную ширину для 18 и 22 паза брекетов Дентаурум, принятую в DIN 13971-2:2000-01 с шириной паза 0.46 + 0.04 и 0.56 + 0.04 мм.



$$\tau_{\text{eff}} = \tau - \psi \quad (3)$$

$$\psi = \arcsin \frac{h-2R}{D} = \arcsin \frac{h-2R}{b} \quad (4)$$

$$D = \sqrt{(b-2R)^2 + (h-2R)^2} \quad (5)$$

$$D_{\text{eff}} = D + 2R \quad (6)$$

Расшифровка символов рис.1

τ_{eff} = эффективный торк (угол в градусах)

τ = номинальный торк (угол в градусах)

ψ = теоретическое изменение торка (угол в градусах)

h = высота прямоугольной проволоки (в мм)

b = ширина прямоугольной проволоки (в мм)

B = ширина паза (в мм)

R = радиус окружности края (в мм)

D = диагональное измерение, вычитенная окружность края (в мм)

D_{eff} = реальное диагональное измерение (в мм)

Ширина паза B = 0.46 мм / 18		Торк	Брекет торк τ (градус угла)									
Размеры проволоки		ψ	1	3	5	7	11	14	17	22	25	
Обозначение	Номинальный размер (мм)	(градус угла)	Эффективный торк τ_{eff} (градус угла)									
16 x 16	0.41 x 0.41	10.9	0	0	0	0	0.1	3.1	6.1	11.1	14.1	
16 x 22	0.41 x 0.56	7.2	0	0	0	0	3.8	6.8	9.8	14.8	17.8	
17 x 17	0.43 x 0.43	6.6	0	0	0	0.4	4.4	7.4	10.4	15.4	18.4	
17 x 22	0.43 x 0.56	4.7	0	0	0.3	2.3	6.3	9.3	12.3	17.3	20.3	
17 x 25	0.43 x 0.64	4.0	0	0	1.0	3.0	7.0	10.0	13.0	18.0	21.0	
18 x 18	0.46 x 0.46	1.5	0	1.5	3.5	5.5	9.5	12.5	15.5	20.5	23.5	
18 x 22	0.46 x 0.56	1.2	0	1.8	3.8	5.8	9.8	12.8	15.8	20.8	23.8	
18 x 25	0.46 x 0.64	1.0	0	2.0	4.0	6.0	10.0	13.0	16.0	21.0	24.0	

Ширина паза B = 0.56 мм / 22		Торк	Брекет торк τ (градус угла)									
Размеры проволоки		ψ	1	3	5	7	11	14	17	22	25	
Выражение	Номинальный размер (мм)	(градус угла)	Эффективный торк τ_{eff} (градус угла)									
16 x 22	0.41 x 0.56	21.7	0	0	0	0	0	0	0	0.3	3.3	
17 x 17	0.43 x 0.43	32.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 x 22	0.43 x 0.56	18.6	0	0	0	0	0	0	0	3.4	6.4	
17 x 25	0.43 x 0.64	15.3	0	0	0	0	0	0	1.7	6.7	9.7	
18 x 18	0.46 x 0.46	19.4	0	0	0	0	0	0	0	2.6	5.6	
18 x 22	0.46 x 0.56	14.1	0	0	0	0	0	0	2.9	7.9	10.9	
18 x 25	0.46 x 0.64	11.8	0	0	0	0	0	2.2	5.2	10.2	13.2	
19 x 25	0.48 x 0.64	9.5	0	0	0	0	1.5	4.5	7.5	12.5	15.5	
21 x 21	0.53 x 0.53	5.1	0	0	0	1.9	5.9	8.9	11.9	16.9	19.9	
21 x 25	0.53 x 0.64	4.1	0	0	0.9	2.9	6.9	9.9	12.9	17.9	20.9	
21 x 28	0.53 x 0.70	3.7	0	0	1.3	3.3	7.3	10.3	13.3	18.3	21.3	
21.5 x 25	0.55 x 0.64	2.0	0	1.0	3.0	5.0	9.0	12.0	15.0	21.0	23.0	
21.5 x 28	0.55 x 0.70	1.8	0	1.2	3.2	5.2	9.2	12.2	15.2	20.2	23.2	

Сервис предварительной приварки к кольцам

Для вашей индивидуальной системы лечения – быстро и надежно

В случае необходимости, все брекет-системы Дентаурум, щечные трубки и небные бюбели могут быть приварены к кольцам Дентаурум нашим сервисом. Наши профессиональные сотрудники быстро и качественно выполнят ваш заказ. Компьютерная система позволяет записывать и хранить информацию об индивидуальных заказах и обеспечивает быструю доставку готового продукта.

Как оформить заказ на предварительную приварку.

- Свяжитесь с нами напрямую или через наших представителей
- При первых заказах мы создаем ваш уникальный профиль заказов - вашу системную карту
- С помощью формы заказа «сервис предварительной приварки» вы можете заказать требуемую продукцию в необходимом количестве и нужного размера.

Процедура заказа

- **Попросите форму заказа предварительной приварки**
Делает процесс заказа простым и быстрым. Всегда используйте нашу сервисную форму предварительной приварки

- **Персональная карта для сервиса предварительной приварки к кольцам с вариантами заказа**

Мы всегда будем рады помочь вам. В вашу персональную карту заносится вся информация о ваших требованиях и спецификации

- **Готовые кольца**

Вы получаете ваш заказ в пакетиках с зажимом и полным описанием содержимого

Техника предварительной приварки к кольцам


Стандартный и индивидуальный сервис предварительной приварки

Мы даем вам возможность выбрать стандартный или индивидуальный сервис предварительной приварки. Брекеты и щечные трубки привариваются к кольцам в соответствии с традиционными системами.

Стандартный сервис предварительной приварки

Доступны техники Edgewise, такие как Standard Edgewise, Roth, McLaughlin-Bennett-Trevisi и т.д.

На складе всегда в наличии системы Roth 18 и Roth 22.

Edgewise.**Небные и лингвальные атачменты****Индивидуальный сервис предварительной приварки**

Брекеты и щечные трубки привариваются к кольцам согласно вашим требованиям, например ангуляции. Пожалуйста укажите в вашем заказе точные значения ангуляции и положение небных / лингвальных атачментов.

**Ангуляция/Подсказка**

(+) = дистальная ангуляция корня

(-) = мезиальная ангуляция корня

Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Roth 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный аттачмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal	gingival mesial	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-259-02(н.н.) Артикул 790-264-02(н.н.) Links/left Артикул 790-260-02(н.н.) Артикул 790-205-02(н.н.)	– 2°	+ 13°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal	gingival mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02(н.н.) Артикул 790-249-02(н.н.) Links/left Артикул 790-206-02(н.н.) Артикул 790-250-02(н.н.)	– 7°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal	gingival mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02(н.н.) Артикул 790-249-02(н.н.) Links/left Артикул 790-206-02(н.н.) Артикул 790-250-02(н.н.)	– 7°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal	gingival mesial	L distal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36	Rechts/right Артикул 724-266-00	occlusal – 14°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 818-211-16 Links/left Артикул 818-211-26
$\frac{7}{17} \mid \frac{7}{27}$	R distal	gingival mesial	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-232-00	– 14°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-232-51 Links/left Артикул 724-233-51

CE 0483



Roth 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный аттачмент, позиция на кольце	
$\frac{2}{42} \mid \frac{1}{41} \mid \frac{2}{31} \mid \frac{2}{32}$	R distal	incisal mesial	L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-207-02 Links/left Артикул 790-207-02	– 1°	0°	1,3	Setzlasche/Seating lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal	incisal mesial	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-261-02(н.н.) Артикул 790-208-02(н.н.) Links/left Артикул 790-262-02(н.н.) Артикул 790-209-02(н.н.)	– 11°	+ 7°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal	incisal mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-210-02(н.н.) Артикул 790-251-02(н.н.) Links/left Артикул 790-210-02(н.н.) Артикул 790-252-02(н.н.)	17°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal	occlusal mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-211-02(н.н.) Артикул 790-253-02(н.н.) Links/left Артикул 790-211-02(н.н.) Артикул 790-254-02(н.н.)	22°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal	occlusal mesial	L distal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36	Rechts/right Артикул 724-270-00	– 30°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 818-211-46 Links/left Артикул 818-211-36
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal	occlusal mesial	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-014-00	– 30°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-014-51 Links/left Артикул 724-015-51

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными аттачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 кольца на клыки и премоляры приварены к брекетам equilibrium[®] 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Tорк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклоне- ние	Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
	Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки						Небный атачмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R	gingival mesial	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-263-02(н) Артикул 790-216-02(н) Links/left Артикул 790-264-02(н) Артикул 790-217-02(н)	– 2°	+ 13°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R	gingival mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-243-02(н) Links/left Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-244-02(н)	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R	gingival mesial	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-243-02(н) Links/left Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-244-02(н)	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R	gingival mesial	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36	Rechts/right Артикул 724-268-00	occlusal – 14°	0°	0,3	14°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 822-211-16 Links/left Артикул 822-211-26
7 7 17 - 27	R	gingival mesial	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-214-00	– 14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-214-51 Links/left Артикул 724-215-51
		occlusal		Standard Molar Bands No. 1–32	Links/left Артикул 724-215-00						

CE 0483



Roth 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium[®] 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклоне- ние	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки	
Зуб			Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки				Анти- ротация	Небный атакмент, позиция на кольце		
$\frac{21}{42} \mid \frac{12}{41-31-32}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-219-02 Links/left Артикул 790-219-02	– 1°	0°	1,3	Setzflache/Seating lug central		
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-265-02 ^(н) Артикул 790-220-02 ^(н) Links/left Артикул 790-266-02 ^(н) Артикул 790-221-02 ^(н)	– 11°	+ 7°	0,7	Артикул 750-602-10 central		
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-222-02 ^(н) Артикул 790-255-02 ^(н) Links/left Артикул 790-222-02 ^(н) Артикул 790-256-02 ^(н)	– 17°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central		
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-223-02 ^(н) Артикул 790-257-02 ^(н) Links/left Артикул 790-223-02 ^(н) Артикул 790-258-02 ^(н)	– 22°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central		
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-272-00 Links/left Артикул 724-273-00	– 30° 	0°	0,3	4°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 822-211-46 Links/left Артикул 822-211-36
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-114-00 Links/left Артикул 724-115-00	gingival – 30° 	0°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-114-51 Links/left Артикул 724-115-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 кольца на клыки и премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalaröhren	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти-ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный аттачмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial L distal incisal		Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-274-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-275-02 _{2м.н.}	0°	+ 8°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-206-02 _{2м.н.} Артикул 790-249-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-206-02 _{2м.н.} Артикул 790-250-02 _{2м.н.}	-7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-276-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-276-02 _{2м.н.} Артикул 790-285-02 _{2м.н.}	-7°	0°	1,2		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial L distal occlusal		dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36	Rechts/right Артикул 724-230-00	occlusal -14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 818-212-16 Links/left Артикул 818-212-26
7 7 17 - 27	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-232-00 Links/left Артикул 724-233-00	-14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-232-51 Links/left Артикул 724-233-51

CE 0483



McLaughlin-Bennett-Trevisi* 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalaröhren	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти-ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный аттачмент, позиция на кольце	
2 1 12 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial L distal		dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-277-02 Links/left Артикул 790-277-02	-6°	0°	1,3		Setzlasche/Seating lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal gingival L distal		Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 790-278-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-279-02 _{2м.н.}	0°	+ 3°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-280-02 _{2м.н.} Артикул 790-286-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-281-02 _{2м.н.} Артикул 790-287-02 _{2м.н.}	-12°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-282-02 _{2м.н.} Артикул 790-288-02 _{2м.н.} Links/left Артикул 790-283-02 _{2м.н.} Артикул 790-289-02 _{2м.н.}	-17°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal gingival mesial L distal occlusal		dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36	Rechts/right Артикул 724-234-00	-20°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 818-212-46 Links/left Артикул 818-212-36
7 7 47 - 37	R distal gingival mesial L distal occlusal		Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-236-00 Links/left Артикул 724-237-00	-10°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-236-51 Links/left Артикул 724-237-51

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными аттачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на клыки и премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный аттачмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial incisal L distal	Standard Eckzahn Cuspids No. 1-25	Rechts/right Artikuл 790-230-02 _(m,n) Artikuл 790-228-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-231-02 _(m,n) Artikuл 790-229-02 _(m,n)	-7° 0°	+8°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Artikuл 790-218-02 _(m,n) Artikuл 790-243-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-218-02 _(m,n) Artikuл 790-244-02 _(m,n)	-7°	0°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Artikuл 790-267-02 _(m,n) Artikuл 790-268-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-267-02 _(m,n) Artikuл 790-269-02 _(m,n)	-7°	0°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Artikuл 724-212-00 Links/left Artikuл 724-213-00	occlusal -14°	0°	0,3	10°	Artikuл 750-602-10 central	Rechts/right Artikuл 822-212-16 Links/left Artikuл 822-212-26
7 7 17 - 27	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Artikuл 724-214-00 Links/left Artikuл 724-215-00	-14°	0°	0,3	10°	Artikuл 750-602-10 central	Rechts/right Artikuл 724-214-51 Links/left Artikuл 724-215-51

CE 0483



McLaughlin-Bennett-Trevisi* 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный аттачмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial gingival L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Artikuл 790-233-02 Links/left Artikuл 790-233-02	-6°	0°	1,3		Seitzlasche/Sealing lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Eckzahn Cuspids No. 1-21	Rechts/right Artikuл 790-236-02 _(m,n) Artikuл 790-234-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-237-02 _(m,n) Artikuл 790-235-02 _(m,n)	-6° 0°	+3°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Artikuл 790-239-02 _(m,n) Artikuл 790-245-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-240-02 _(m,n) Artikuл 790-246-02 _(m,n)	-12°	+2°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Artikuл 790-241-02 _(m,n) Artikuл 790-247-02 _(m,n) Links/left Artikuл 790-242-02 _(m,n) Artikuл 790-248-02 _(m,n)	-17°	+2°	0,7		Artikuл 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® dentaform® Snap II 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Artikuл 724-216-00 Links/left Artikuл 724-217-00	-20° gingival	0°	0,3	0°	Artikuл 750-602-10 central	Rechts/right Artikuл 822-212-46 Links/left Artikuл 822-212-36
7 7 47 - 37	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Artikuл 724-218-00 Links/left Artikuл 724-219-00	-10°	0°	0,3	0°	Artikuл 750-602-10 central	Rechts/right Artikuл 724-218-51 Links/left Artikuл 724-219-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки. Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными аттачментами не идентичны описываемым системам.

* The Dentaform version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaform imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.



Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Ricketts®18 – IV. Dimension

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalaröhren	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
$\begin{array}{c c} 3 & 3 \\ \hline 13 & 23 \end{array}$	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-290-02 Links/left Артикул 790-291-02	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 4 & 4 \\ \hline 14 & 24 \end{array}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 15 & 25 \end{array}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 6 & 6 \\ \hline 16 & 26 \end{array}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-008-00 Links/left Артикул 724-009-00	occlusal 0°	0°	0,3	15°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-266-51 Links/left Артикул 724-267-51
$\begin{array}{c c} 7 & 7 \\ \hline 17 & 27 \end{array}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-016-00 Links/left Артикул 724-017-00	–10°	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-016-51 Links/left Артикул 724-017-51

CE 0483



Ricketts® 18 – IV. Dimension

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalaröhren	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalaröhren für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
$\begin{array}{c c c} 2 & 1 & 1 \\ \hline 42 & 41 & 31 \end{array}$ 32	R distal incisal mesial L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-207-02 Links/left Артикул 790-207-02	– 1°	0°	1,3		Seitzlasche/Seating lug central	
$\begin{array}{c c} 3 & 3 \\ \hline 43 & 33 \end{array}$	R distal gingival incisal mesial L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 714-781-00 Links/left Артикул 714-781-00	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 4 & 4 \\ \hline 44 & 34 \end{array}$	R distal gingival occlusal mesial L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 45 & 35 \end{array}$	R distal gingival occlusal mesial L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 793-005-00 Links/left Артикул 793-005-00	– 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 6 & 6 \\ \hline 46 & 36 \end{array}$	R distal gingival occlusal mesial L distal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-064-00 Links/left Артикул 724-065-00	gingival 22°	– 5°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-056-51 Links/left Артикул 724-057-51
$\begin{array}{c c} 7 & 7 \\ \hline 47 & 37 \end{array}$	R distal gingival occlusal mesial L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-014-00 Links/left Артикул 724-015-00	gingival 30°	– 5°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-014-51 Links/left Артикул 724-015-51

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Ricketts® Extraction 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-290-02 Links/left Артикул 790-291-02	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-008-00 Links/left Артикул 724-009-00	occlusal 0°	0°	0,3	15°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483



Ricketts® Extraction 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlöhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
$\frac{21}{42-41-31-32} \mid \frac{12}{42-41-31-32}$	R distal incisal mesial L distal gingival	dentaform® Lower Anteriors No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-603-02 Links/left Артикул 790-603-02	0°	0°	0,7		Setzlasche/Sealing lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 714-781-00 Links/left Артикул 714-781-00	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal gingival occlusal L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-280-02 Links/left Артикул 790-281-02	– 12°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal gingival occlusal L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-280-02 Links/left Артикул 790-281-02	– 12°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal gingival occlusal L distal gingival	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-270-00 Links/left Артикул 724-271-00	gingival – 30°	– 5°	0,3	4°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-270-51 Links/left Артикул 724-271-51
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal gingival occlusal L distal gingival	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-014-00 Links/left Артикул 724-015-00	gingival – 30°	– 5°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-014-51 Links/left Артикул 724-015-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.



Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Ricketts® Non Extraction 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30



Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный аттачмент, позиция на кольце	
$\begin{array}{c c} 3 & 3 \\ \hline 13 & 23 \end{array}$		Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-290-02 Links/left Артикул 790-291-02	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 4 & 4 \\ \hline 14 & 24 \end{array}$		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 15 & 25 \end{array}$		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 6 & 6 \\ \hline 16 & 26 \end{array}$		dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-008-00 Links/left Артикул 724-009-00	occlusal 0°	0°	0,3	15°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483



Ricketts® Non Extraction 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный аттачмент, позиция на кольце	
$\begin{array}{c c c} 2 & 1 & 1 \\ \hline 42 & 41 & 31 & 32 \end{array}$		dentaform® Lower Anteriors No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-603-02 Links/left Артикул 790-603-02	0°	0°	0,7		Seitzlasche/Seating lug central	
$\begin{array}{c c} 3 & 3 \\ \hline 43 & 33 \end{array}$		Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 714-781-00 Links/left Артикул 714-781-00	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 4 & 4 \\ \hline 44 & 34 \end{array}$		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 45 & 35 \end{array}$		Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-282-02 Links/left Артикул 790-283-02	– 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\begin{array}{c c} 6 & 6 \\ \hline 46 & 36 \end{array}$		dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-270-00 Links/left Артикул 724-271-00	gingival – 30°	– 5°	0,3	4°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-270-51 Links/left Артикул 724-271-51
$\begin{array}{c c} 7 & 7 \\ \hline 47 & 37 \end{array}$		dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-014-00 Links/left Артикул 724-015-00	gingival – 30°	– 5°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-014-51 Links/left Артикул 724-015-51

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными аттачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Ricketts® Universal 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-290-02 Links/left Артикул 790-290-02	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 726-206-00 Links/left Артикул 726-207-00	zentral 0°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483



Ricketts® Universal 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial L distal gingival	dentaform® Lower Anteriors No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-603-02 Links/left Артикул 790-603-02	0°	0°	0,7		Setzlasche/Seating lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial L distal gingival	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 714-781-00 Links/left Артикул 714-781-00	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal occlusal mesial L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal occlusal mesial L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal occlusal mesial L distal gingival	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-018-00 Links/left Артикул 724-018-00	gingival 0°	- 5°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-018-51 Links/left Артикул 724-018-51

CE 0483



Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.

Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Hilgers 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkaloehrehen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkaloehrehen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
3 3 13 · 23	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-290-02 Links/left Артикул 790-291-02	+ 7°	+ 8°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 · 24	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 Links/left Артикул 790-206-02	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 · 25	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 Links/left Артикул 790-206-02	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 · 26	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-266-00 Links/left Артикул 724-267-00	occlusal – 14°	0°	0,3	14°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-266-51 Links/left Артикул 724-267-51
7 7 17 · 27	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-016-00 Links/left Артикул 724-017-00	– 10°	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-016-51 Links/left Артикул 724-017-51

CE 0483



Hilgers 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkaloehrehen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkaloehrehen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 · 41 · 31 · 32	R distal incisal mesial L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-207-02 Links/left Артикул 790-207-02	– 1°	0°	1,3		Setzlasche/Seating lug central	
3 3 43 · 33	R distal gingival incisal mesial L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 714-781-00 Links/left Артикул 714-781-00	+ 7°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 · 34	R distal gingival occlusal mesial L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-280-02 Links/left Артикул 790-281-02	– 12°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 · 35	R distal gingival occlusal mesial L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-282-02 Links/left Артикул 790-283-02	– 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 · 36	R distal gingival occlusal mesial L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-056-00 Links/left Артикул 724-057-00	gingival – 25°	– 5°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-056-51 Links/left Артикул 724-057-51
7 7 47 · 37	R distal gingival occlusal mesial L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-014-00 Links/left Артикул 724-015-00	– 30°	– 5°	0,3	12°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-014-51 Links/left Артикул 724-015-51

CE 0483

Все брекетты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Standard Edgewise 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial incisal L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 727-365-00 Links/left Артикул 727-366-00	0°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483



Standard Edgewise 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial gingival L distal	dentaform® Lower Anteriors No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-603-02 Links/left Артикул 790-603-02	0°	0°	0,7		Setzlasche/Sealing lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal occlusal mesial gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal occlusal mesial gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-602-02 Links/left Артикул 790-602-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-018-00 Links/left Артикул 724-018-00	0°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-018-51 Links/left Артикул 724-018-51

CE 0483



Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.

Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Standard Edgewise 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангугация	In/Out мм	Дистальное отклонение мм	Palatinales Teil Position auf d. Band	
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки				Анти- ротация	Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 727-385-00 Links/left Артикул 727-386-00	0°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483



Standard Edgewise 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkalröhrchen	Торк	Ангугация	In/Out мм	Дистальное отклонение мм	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkalröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки				Анти- ротация	Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{21}{42} \mid \frac{12}{41-31-32}$	R distal incisal mesial L distal gingival	dentaform® Lower Anteriors No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-607-02 Links/left Артикул 790-607-02	0°	0°	0,7		Setzlasche/Seating lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal incisal mesial L distal gingival	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal occlusal mesial L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal occlusal mesial L distal gingival	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-606-02 Links/left Артикул 790-606-02	0°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal occlusal mesial L distal gingival	dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-019-00 Links/left Артикул 724-019-00	0°	0°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-019-51 Links/left Артикул 724-019-51

CE 0483



Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.

Техника предварительной приварки к кольцам

Hasund 2002 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистально- отклоне- ние Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial L distal incisal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-259-02 (в.н.) Артикул 790-204-02 (м.н.) Links/left Артикул 790-260-02 (в.н.) Артикул 790-205-02 (м.н.)	- 2°	+ 6°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-206-02 (в.н.) Артикул 790-249-02 (м.н.) Links/left Артикул 790-206-02 (в.н.) Артикул 790-250-02 (м.н.)	- 7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-206-02 (в.н.) Артикул 790-249-02 (м.н.) Links/left Артикул 790-206-02 (в.н.) Артикул 790-250-02 (м.н.)	- 7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-230-00 Links/left Артикул 724-231-00	occlusal -14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-002-00 mesial	Rechts/right Артикул 724-230-51 Links/left Артикул 724-231-51
7 7 17 - 27	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-232-00 Links/left Артикул 724-233-00	occlusal -14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-002-00 mesial	Rechts/right Артикул 724-232-51 Links/left Артикул 724-233-51

CE 0483



Hasund 2002 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистально- отклоне- ние Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-207-02 Links/left Артикул 790-207-02	1°	0°	+ 5°	0,7	Setzfläche/Seating lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial L distal gingival	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 790-278-02 (в.н.) Links/left Артикул 790-279-02 (м.н.)	0°	+ 5°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-280-02 (в.н.) Артикул 790-286-02 (м.н.) Links/left Артикул 790-281-02 (в.н.) Артикул 790-287-02 (м.н.)	- 12°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal gingival mesial L distal occlusal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-282-02 (в.н.) Артикул 790-288-02 (м.н.) Links/left Артикул 790-283-02 (в.н.) Артикул 790-289-02 (м.н.)	- 17°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-056-00 Links/left Артикул 724-057-00	-25° gingival	0°	0,3	8°	Артикул 750-002-00 mesial	Rechts/right Артикул 724-056-51 Links/left Артикул 724-057-51
7 7 47 - 37	R distal gingival mesial L distal occlusal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-020-00 Links/left Артикул 724-021-00	-25°	+ 2°	0,3	8°	Артикул 750-002-00 mesial	Rechts/right Артикул 724-020-51 Links/left Артикул 724-021-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Alexander 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение мм / Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlöhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атачмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial incisal	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-204-02 Links/left Артикул 790-205-02	- 2°	+ 10°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-206-02 Links/left Артикул 790-206-02	- 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-206-02 Links/left Артикул 790-206-02	- 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-058-00 Links/left Артикул 724-059-00	occlusal -10°	0°	0,3	15°	Артикул 750-602-10 central	
7 7 17 - 27	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-016-00 Links/left Артикул 724-017-00	-10°	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-016-51 Links/left Артикул 724-017-51

CE 0483



Alexander 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение мм / Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlöhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атачмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial gingival	L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-277-02 Links/left Артикул 790-277-02	- 6°	0°	1,3		Setzlasche/Seating lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial gingival	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 790-208-02 Links/left Артикул 790-208-02	- 11°	+ 6°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal incisal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-280-02 Links/left Артикул 790-280-02	- 12°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal occlusal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-282-02 Links/left Артикул 790-283-02	- 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal occlusal mesial gingival	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1° Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-040-00 Links/left Артикул 724-041-00	-25° gingival	- 5°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-040-51 Links/left Артикул 724-041-51
7 7 47 - 37	R distal occlusal mesial gingival	L distal	dentaform® 2° Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-020-00 Links/left Артикул 724-021-00	-25°	- 5°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-020-51 Links/left Артикул 724-021-51

CE 0483

Примечание: брекеты на верхнюю и нижнюю челюсти имеют стандартный дизайн, т.к. не доступны в виде LANG/LEWIS брекетов для приваривания!

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Alexander 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal gingival mesial incisal L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-216-02 Links/left Артикул 790-217-02	– 2°	+ 10°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02 Links/left Артикул 790-218-02	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02 Links/left Артикул 790-218-02	– 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-158-00 Links/left Артикул 724-159-00	occlusal – 10°	0°	0,3	15°	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{7}{17} \mid \frac{7}{27}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-116-00 Links/left Артикул 724-117-00	gingival – 10°	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-116-51 Links/left Артикул 724-117-51

CE 0483



Alexander 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
$\frac{21}{42} \mid \frac{12}{41-31-32}$	R distal incisal mesial gingival L distal	dentaform® Lower Anteriors No. 00–12	Rechts/right Артикул 790-233-02 Links/left Артикул 790-233-02	– 6°	0°	1,3		Setzfläche/Sealing lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-220-02 Links/left Артикул 790-221-02	– 11°	+ 6°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-239-02 Links/left Артикул 790-240-02	– 12°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-241-02 Links/left Артикул 790-242-02	– 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-140-00 Links/left Артикул 724-141-00	gingival – 25°	– 5°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-140-51 Links/left Артикул 724-141-51
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-120-00 Links/left Артикул 724-121-00	gingival – 25°	– 5°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-120-51 Links/left Артикул 724-121-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.



Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Andrews 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти-ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal gingival mesial incisal L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-259-02 _{2мм} Артикул 790-264-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-260-02 _{2мм} Артикул 790-265-02 _{2мм}	–2°	+ 11°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 _{2мм} Артикул 790-249-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-206-02 _{2мм} Артикул 790-250-02 _{2мм}	–7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 _{2мм} Артикул 790-249-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-206-02 _{2мм} Артикул 790-250-02 _{2мм}	–7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-266-00 Links/left Артикул 724-267-00	occlusal –14°	0°	0,3	14°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-266-51 Links/left Артикул 724-267-51
$\frac{7}{17} \mid \frac{7}{27}$	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-232-00 Links/left Артикул 724-233-00	–14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-232-51 Links/left Артикул 724-233-51

CE 0483



Andrews 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти-ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{21}{42} \mid \frac{12}{41-31-32}$	R distal incisal mesial gingival L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-277-02 Links/left Артикул 790-277-02	–6°	+ 2°	1,3		Setzlasche/Sealing lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-261-02 _{2мм} Артикул 790-208-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-262-02 _{2мм} Артикул 790-209-02 _{2мм}	–11°	+ 7°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal incisal mesial occlusal gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-210-02 _{2мм} Артикул 790-251-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-210-02 _{2мм} Артикул 790-252-02 _{2мм}	–17°	– 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal incisal mesial occlusal gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-211-02 _{2мм} Артикул 790-253-02 _{2мм} Links/left Артикул 790-211-02 _{2мм} Артикул 790-254-02 _{2мм}	–22°	– 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-270-00 Links/left Артикул 724-271-00	–30° gingival	0°	0,3	4°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-270-51 Links/left Артикул 724-271-51
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-062-00 Links/left Артикул 724-062-00	–30°	+ 2°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Andrews 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атакмент, позиция на кольце	
3 3 13 · 23	R distal gingival mesial incisal	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-230-02 Links/left Артикул 790-231-02	– 7°	– 11°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 · 24	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-243-02(н) Links/left Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-244-02(н)	– 7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 · 25	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-243-02(н) Links/left Артикул 790-218-02(н) Артикул 790-244-02(н)	– 7°	+ 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 · 26	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-268-00 Links/left Артикул 724-269-00	occlusal – 14°	0°	0,3	14°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-268-51 Links/left Артикул 724-269-51
7 7 17 · 27	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-214-00 Links/left Артикул 724-215-00	gingival – 14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-214-51 Links/left Артикул 724-215-51

CE 0483



Andrews 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атакмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 · 41 · 31 · 32	R distal incisal mesial gingival	L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-233-02 Links/left Артикул 790-233-02	– 6°	+ 2°	1,3		Setzlasche/Seating lug central	
3 3 43 · 33	R distal incisal mesial gingival	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-265-02(н) Артикул 790-220-02(н) Links/left Артикул 790-266-02(н) Артикул 790-221-02(н)	– 11°	+ 7°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 · 34	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-222-02(н) Артикул 790-255-02(н) Links/left Артикул 790-222-02(н) Артикул 790-256-02(н)	– 17°	– 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 · 35	R distal gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-223-02(н) Артикул 790-257-02(н) Links/left Артикул 790-223-02(н) Артикул 790-258-02(н)	– 22°	– 2°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 · 36	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-272-00 Links/left Артикул 724-273-00	– 30° gingival	0°	0,3	4°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-272-51 Links/left Артикул 724-273-51
7 7 47 · 37	R distal gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32 Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-063-00 Links/left Артикул 724-063-00	– 30° gingival	+ 2°	0,3	0°	Артикул 750-602-10 central	

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.



Сервис

Техника предварительной приварки к кольцам

Burstone 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{3}{13} \mid \frac{3}{23}$	R distal	gingival mesial incisal	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–25	Rechts/right Артикул 790-259-02 Links/left Артикул 790-260-02	– 2°	+ 10°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{14} \mid \frac{4}{24}$	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 _{2м} Артикул 790-249-02 _{2м} Links/left Артикул 790-206-02 _{2м} Артикул 790-250-02 _{2м}	– 7°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{15} \mid \frac{5}{25}$	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-206-02 _{2м} Артикул 790-249-02 _{2м} Links/left Артикул 790-206-02 _{2м} Артикул 790-250-02 _{2м}	– 7°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{16} \mid \frac{6}{26}$	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36	Rechts/right Артикул 724-230-00 Links/left Артикул 724-231-00	occlusal – 14°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{7}{17} \mid \frac{7}{27}$	R distal	gingival mesial occlusal	L distal	Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-016-00 Links/left Артикул 724-017-00	– 10°	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-230-51 Links/left Артикул 724-231-51
				dentaform® 2 nd Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-016-00 Links/left Артикул 724-017-00				Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-016-51 Links/left Артикул 724-017-51

CE 0483



Burstone 18

Паз: 0.46 x 0.76 мм / 18 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид		Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlröhrchen	Торк	Ангуляция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlröhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб	Тип кольца/ Размер		Брекеты/ Щечные трубки						Небный атачмент, позиция на кольце	
$\frac{21}{42} \mid \frac{12}{41-31-32}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-207-02 Links/left Артикул 790-207-02	– 1°	0°	1,3	Setzfläche/Seating lug central	
$\frac{3}{43} \mid \frac{3}{33}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1–21	Rechts/right Артикул 790-261-02 _{2м} Артикул 790-208-02 _{2м} Links/left Артикул 790-262-02 _{2м} Артикул 790-209-02 _{2м}	– 11°	+ 6°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{4}{44} \mid \frac{4}{34}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-210-02 _{2м} Артикул 790-251-02 _{2м} Links/left Артикул 790-210-02 _{2м} Артикул 790-252-02 _{2м}	– 17°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{5}{45} \mid \frac{5}{35}$	R distal	incisal mesial gingival	L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1–32	Rechts/right Артикул 790-211-02 _{2м} Артикул 790-253-02 _{2м} Links/left Артикул 790-211-02 _{2м} Артикул 790-254-02 _{2м}	– 22°	0°	0,7	Артикул 750-602-10 central	
$\frac{6}{46} \mid \frac{6}{36}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	dentaform® Snap 1 st Molar Bands No. 1–36	Rechts/right Артикул 724-056-00 Links/left Артикул 724-057-00	– 25° gingival	0°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-056-51 Links/left Артикул 724-057-51
$\frac{7}{47} \mid \frac{7}{37}$	R distal	occlusal mesial gingival	L distal	Standard Molar Bands No. 1–32	Rechts/right Артикул 724-020-00 Links/left Артикул 724-021-00	– 25° gingival	+ 2°	0,3	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-020-51 Links/left Артикул 724-021-51

CE 0483

Все брекет, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атачментами не идентичны описываемым системам.



Техника предварительной приварки к кольцам

Burstone 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на клыки и премоляры приваренные к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Palatinales Teil Position auf d. Band	Bukkahlöhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
3 3 13 - 23	R distal gingival mesial incisal L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-25	Rechts/right Артикул 790-230-02 Links/left Артикул 790-231-02	- 7°	+ 10°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 14 - 24	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-218-02 (н.н.) Артикул 790-243-02 (н.н.) Links/left Артикул 790-218-02 (н.н.) Артикул 790-244-02 (н.н.)	- 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 15 - 25	R distal gingival mesial occlusal L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-218-02 (н.н.) Артикул 790-243-02 (н.н.) Links/left Артикул 790-218-02 (н.н.) Артикул 790-244-02 (н.н.)	- 7°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 16 - 26	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® Snap 1st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-212-00 Links/left Артикул 724-213-00	occlusal - 14°	0°	0,3	10°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-212-51 Links/left Артикул 724-213-51
7 7 17 - 27	R distal gingival mesial occlusal L distal	dentaform® 2nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-116-00 Links/left Артикул 724-117-00	- 10°	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-116-51 Links/left Артикул 724-117-51

CE 0483



Burstone 22

Паз: 0.56 x 0.76 мм / 22 x 30 • кольца на передние 2-е премоляры приварены к брекетам equilibrium* 2

Zahn	Позиция на кольце/Щечный вид	Bandtyp/Größe	Brackets Bukkahlöhrchen	Торк	Ангукция	In/Out мм	Дистальное отклонение или Анти- ротация	Linguales Teil Position auf d. Band	Bukkahlöhrchen für die Adhäsivtechnik/ Привариваемые трубки
Зуб		Тип кольца/ Размер	Брекеты/ Щечные трубки					Небный атакмент, позиция на кольце	
2 1 1 2 42 - 41 - 31 - 32	R distal incisal mesial gingival L distal	dentaform® Lower Anterior No. 00-12	Rechts/right Артикул 790-219-02 Links/left Артикул 790-219-02	- 1°	0°	1,3		Setzlasche/Sealing lug central	
3 3 43 - 33	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Eckzahn Cuspid No. 1-21	Rechts/right Артикул 790-265-02 (н.н.) Артикул 790-220-02 (н.н.) Links/left Артикул 790-266-02 (н.н.) Артикул 790-221-02 (н.н.)	- 11°	+ 6°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
4 4 44 - 34	R distal incisal mesial gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-222-02 (н.н.) Артикул 790-255-02 (н.н.) Links/left Артикул 790-222-02 (н.н.) Артикул 790-256-02 (н.н.)	- 17°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
5 5 45 - 35	R distal occlusal mesial gingival L distal	Standard Prämolaren Bicuspid No. 1-32	Rechts/right Артикул 790-223-02 (н.н.) Артикул 790-257-02 (н.н.) Links/left Артикул 790-223-02 (н.н.) Артикул 790-258-02 (н.н.)	- 22°	0°	0,7		Артикул 750-602-10 central	
6 6 46 - 36	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® Snap 1st Molar Bands No. 1-36 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-156-00 Links/left Артикул 724-157-00	- 25° gingival	0°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	
7 7 47 - 37	R distal occlusal mesial gingival L distal	dentaform® 2nd Molar Bands No. 1-32 Standard Molar Bands No. 1-32	Rechts/right Артикул 724-120-00 Links/left Артикул 724-121-00	- 25°	+ 2°	0,3	8°	Артикул 750-602-10 central	Rechts/right Артикул 724-120-51 Links/left Артикул 724-121-51

CE 0483

Все брекеты, щечные трубки, лингвальные и небные приспособления могут быть предварительно приварены к кольцам нашим сервисом предварительной приварки.

Фотографии показанные как примеры колец с предварительно приваренными атакментами не идентичны описываемым системам.





Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Для того чтобы облегчить Вам переход к кольцам Dentaaurum, мы представляем таблицы , которые содержат все основные системы колец, упорядоченные по их размерам.

Кольца для нижних передних зубов

Dentaaurum		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMICO	ROCKY MOUNTAIN	TP	3M-Unitek	
00		1		0	0	A	2	00+	
0		2	0	1	1		3	0	
1			1	2	2	A+	6	1+	
2		3	2	3	3	B	7	2	
3		4		4	4	B+	8	2+	
4		5	3	5	5	C	9	3	
5		6	4	6	6		11	4	
6		7	5	7	7	D	15	6	
7		9	6	8	9		16	6+	
8		10	7	9	10	D+	17	7	
9		12	8	11	12	E	20	8+	
10				12			21	9	
11		13	9		13	E+	22		
12		14		13		F	23	9+	

Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Кольца на верхние клыки

Dentaurum		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMCO	ROCKY MOUNTAIN	3M-Unitek		
1		1		00			1+		
2		2	000	0			2+		
3		3.5			1	d	4		
4		4.5		1	2		5		
5		5	1	2		d+	5+		
6		6	2		3	e	6+		
7		7	3	3	4	e+	7+		
8		8	4	4	5		8+		
8.5		8.5		5	6	f	9		
9		9	5		7		9+		
9.5		9.5		6	8	f+	10		
10		10	6	7	9		10+		
10.5		10.5	7			g	11		
11		11		8	10		11+		
11.5		11.5	8	9	11		12		
12		12	9		12	g+	12+		
12.5		12.5		10			13		
13		13	10	11	14	h	13+		
14		13.5	11	12			14		
15		14.5	12	13	16	h+	15		
16		15.5		14			16		
17		16.5	14	15	18	i+	17		
18		17	15	16	19		17+		
19		18		17		j	18+		
20		19	17	19	22	i+	19+		

Кольца на нижние клыки

Dentaurum		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMCO	ROCKY MOUNTAIN	3M-Unitek		
1		1		0		B	1		
2		2		1	1	B+	2		
3		3				C	3		
4		4	00	2	2		3+		
5		5	0		3	C+	4+		
5.5		5.5		3			5		
6		6	1	4		D	5+		
6.5		6.5		5	4				
7		7	2			D+	6		
7.5		7.5		6	5		6+		
8		8	3	7		E	7		
8.5		8.5			6		7+		
9		9	4	8	7	E+	8		
9.5		9.5		9			8+		
10		10	5		8	F	9+		
11		11	7	11	10	F+	10		
12		12	9	13	12	G	11+		
13		13	10				12+		
14		14		15	14	H	13		
15		15	12		16	H+	14+		
16		16	13	16			15+		



Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Кольца на верхние премоляры (1-е и 2-е)

Dentaurum		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMCO	ROCKY MOUNTAIN	3M-Unitek CONTOURED	3M-Unitek GENERAL PURPOSE	3M-Unitek PROPORTIONED
1		1	1		1			00	
2		3	2	1		G		00+	
3		4	3		2			0	
4		5	4	2	3	G+		0+	1
5		6	5					1	
6			6	3	4	H		1+	
7		8	7		6	H+		2+	
8		9	8	5			2		5
9		10	9	6	7			3	
10		12	10	7	9			4	
11			11		10	I+		4+	
12		13	12	8	11		4		9
13		14	13	9	12	J		5	
14		15	14	10	13	J+		6	12
15		16	15	11	14		6	6+	
16		17	16			K		7	13
17		18	17	12	15		7		
18		19	18	13	16		8	7+	15
19		20	19	14	17	K+		8	
20		23	20	15	19	L	10	9+	
21		24	21	16	20			10	
22		25	22	17	21	L+			20
23			23		22	M	11	10+	
24		26	24	18	23			11	22
25		27	25	19	24		12	11+	
26		29	26	20	25	MI+		12+	24
27		30	27	21	26		13	13	
28		32	28	22	28	N	14	13+	27
29			29	23	29	N+		14	
30			30	24	31			15	29
31			31	25	32				
32			32						

Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Кольца на нижние премоляры (1-е и 2-е)

Dentaurum		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMCO	ROCKY MOUNTAIN	3M-Unitek CONTOURED	3M-Unitek GENERAL PURPOSE	3M-Unitek PROPORTIONED
1		1	1						
2			2	1					
3		2	3		1				1
4		3	4	2		F		1+	4
5		4	5		3		1		5
6		5	6	3	4	F+		2+	6
7		6	7	4	6				8
8		9	8	6	7	G		5	10
9			9	7	8	G+			11
10			10		9	H	5	5+	12
11		10	11	8	10				
12		11	12	9	11	H+	7	7	14
13		12	13	10					16
14		13	14	11	12	I	9	8+	17
15		15	15	12		I+			
16		16	16	13	14		11	10	19
17		17	17	14	15	J	12		21
18		18	18	15	17			12	
19		19	19	16		K	14		23
20		21	20		19		15	13+	25
21		22	21	17		K+			27
22		23	22	18	21		17	15	
23		24	23	19		L	18		28
24		25	24	20	22	L+		16	29
25		27	25	21		M			31
26		28	26	22	25			18	33
27		30	27	23	26	M+			34
28		31	28		27		22	19+	35
29		32	29	24	28				36
30			30	25	29				
31			31	26	30				38
32			32	27					



Сервис

Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Кольца на 1-е моляры верхней челюсти

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap		AMERICAN CONTOURED MR2, Mini Master S	AMERICAN CONTOURED MR1, Master Series	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER SUPRA™	ORMCO Standard	ORMCO ULTIMA® Trimline	ORMCO WASHBON®	ROCKY MOUNTAIN	TP LABS	3M-Unitek CONTOURED	3M-Unitek GENERAL PURPOSE
1			1							3			
2	1				1					5			29
	2					1	1						29+
	3				2								
3			2						1				
4	4				3	2	2			6			
5			3			3	3		2	7			30
6	5												30+
	6		4		4	4	4		3				
7			5		5	5	5	5					
	7						6	6	4	8	1	31	
8			6			6		7	5	9	2		31
	8			1.5	5	7	7	8		10		31+	31+
9	9		7		6	8	8		6		3	32	32
10	10		8			9	9			11	5		
	11			2.5	7		10	10	8		6	33	
11	12		9	3	8	10	11	11	9		7		33
12			10			11			10	12	8	33+	33+
13	13		11	3.5	9		12	12			9	34	34
14			12			12	13	13		13	10		
	14		13	4	10	13	14	14	11	14	11	34+	34+
15	15				11		15		12	15	12		
16	16		14	4.5	12	14		15	13	16	13	35	35
17	17		15	5	13	15		16	14	17	14	35+	35+
18						16	17	17	15	18	15		
	18		16		14	17		16			16	36	36
19				5.5			18	18			17		36+
	19		17	6	15	18		19	17	19	18		
20	20		18		16	19	19	20		20	19	36+	
	21		19	6.5	17				18	21	20	37	37
21				7		20	20	21		22	21		
	22		20		18	21		22	19	23	22	37+	37+
22				7.5			21			24			
23	23		21		19	22	22		20	25	23		38
24	24		22	8	20	23	23	23	21	26	24	38	
	25		23		21				22	27	25		
25	26				22	24	24	24		28		38+	39
26	27				23	25	25		24	29	27		
	28				24	27		26	26	31	29	39+	
27	29		26	9.5	25		27	27	27	32	30		39+
	30		27		26	28	28	28		33	31		40
28						29		29	28	34		40	40+
29	31		28	10	27		29			35	32	40+	
30	32			10.5	28	31	30	31	29				
31	33		30	11	29		31	32	30	36		41	
32	34		32	11.5	30	32							41+

Таблицы сравнения размеров колец разных производителей

Кольца на 1-е моляры нижней челюсти

Dentaurum Standard	Dentaurum dentaform® Snap		AMERICAN CONTOURED MR2, Mini Master S	AMERICAN CONTOURED MR1, Master Series, IMH	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER SUPRA™	ORMCO Standard	ORMCO ULTIMA® Trimline	ORMCO WASHBON®	ROCKY MOUNTAIN	TP LABS	3M-Unitek CONTOURED	3M-Unitek GENERAL PURPOSE
	1									2			28+
	2									3			
	3				1								29+
	4									4			
1			1				1						30
2	5				2								
3			2			1	2		1	5			
4	6		3		3	2							
	7						3		2	6			30+
5			4			3							
	8				4	4	4		3	7			
6	9			1.5			5				1	31	31
7	10		5		5	5	6	5	4	8	2		
8	11		7	2	6		7	7		9		31+	
	12		8			7	8		6	10	4		32
9				2.5		8		8	7		5	32	
10	13		9		7		9	9		11	6		32+
11	14		10		8	9	10		8		7	32+	
12				3		10	11	10	9	12	8	33	33
	15		11		9				10				
	16		12		10	11	12	11		13	9		33+
13				3.5		12	13	12		14	10	33+	
14	17		13		11		14	13	11	15	11	34	34
15	18			4	12	14		14	13	16	12	34+	34+
	19		14	4.5	13		16	15		17	13	35	35
16			15			15			14		14		
	20		16	5	14	16	17	16	15	18	15	35+	35+
17	21		17		15			17	16		16		
18			18			17	18	18		19	17		
	22		19		16	18			17	20	18	36	36
19	23		20	6	17		19	19		21	19		
20				6.5		19			18	22	20	36+	36+
21	24			7	18	20	20	20		23	21		
	25		21		19			21	19	24		37	37
22	26		22	7.5	20	21	21	22			22		
	27					22	22		20			37+	37+
23	28		23		21		23	23	21	25	23		
	29			8	22	23		24	22	26	24	38	38
24	30				23	24	24			27	25		
25			25			25	25	26	24	29	27		38+
26			26	8.5		26	26		25	30	28	39	39
27	31				24			27	26	31		39+	
	32		28	9	25	27	27		27	32			39+
28				9.5		28	28	28		33		40	
29			29			29	29	30	28	34			40
30	33			10.5	26	30		31				40+	40+
31	34		30		27		30		29	35			
32	36		32		29	31		33		36		41	41

Кольца на 2-е моляры верхней челюсти

Dentaurum dentaform®		AMERICAN ORTHODONTICS	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	ORMCO	ROCKY MOUNTAIN	TP LABS	3M- Unitek
								28
1			1					28+
2			2					29
3			3					
4			4	1				29+
5			5		1			
6				2				30
7				3	2			
8			6					30+
9			7	4	3			
10			8	5				31
11			9		4		1	31+
			10	6	5		2	
12		1.5		7		7		32
					6		3	
13		2	11	8	7		4	32+
				9			5	
14		2.5	12		8		6	33
		3		10	9	8	7	
15			13	11	10	9	8	33+
		3.5					9	
16			14	12	11	10	10	34
		4		13	12		11	
					13		12	34+
		4.5		14		11	13	
17				15		12		
18		5	16		14			
19			17	15	15	13	14	35
20			18	16	16	14	15	
			19	17		15	16	35+
21		5.5			17		17	
		6	20	18		16	18	36
22			21	19	18	17	19	
		6.5				18	20	36+
23		7	22	20	19	19	21	
24			23	21		20	22	37
25		7.5	24		20	21		
				22	21	22	23	37+
26		8	25	23	22		24	
						23	25	38
27			26	24	23	24		
28		8.5	27	25	24	25	26	38+
					25		27	
29		9	28	26	26	26	28	39
30			29	27	27	27	29	
		9.5				28	30	39+
31			30	28	28	29	31	
				29		30		40
32		10				31	32	
				30	29			40+
		10.5		31	30	32		
		11			31			41
				32			33	
		11.5			32			
							34	
							35	

Сервис

Информация о проволоках

Сравнение между проволоками / дугами компании Дентаурум и других фирм

Dentaurum	AMERICAN ORTHODONTICS	FORESTADENT	DENTSPLY GAC Snap-Fit	LANCER	LEONE	MASEL
dentaflex[®] скрученная проволока	TWIST	Forestaflex [®]	Wildcat [®] Tricat [®]	Swiss Strand™	Twist	Triple Twist R™
dentaflex[®] коаксиальная проволока	CO-AX	Forestaflex [®]	PentaCat [®] Hexacat [®]	Memorex	Flex	Penta-One™
dentaflex[®] плетеная проволока	Streight™ woven	Forestaflex [®]	Quad-Cat [®] Multibraid Arches	Swiss Strand™	Twist	Octava™
Noninium[®] не содержащая никель проволока		Forestanit [®] Ni-free			Biosteel [®]	
remanium[®] проволока из нержавеющей стали	SS STAINLESS STEEL Wire	Stahl Forestanit [®] Forestanit [®] -Super	Nubryte	Titalan Stainless Steel	Leowire [®]	Standard Stainless Steel
Equire[®] проволока из нержавеющей стали	SS STAINLESS STEEL Wire	Stahl Forestanit [®] Forestanit [®] -Super	Nubryte	Titalan Stainless Steel	Leowire [®]	Standard Stainless Steel
remaloy[®] / Redur[®] соединение на основе кобальта	CC Chromium-Cobalt (Multiphase blue)	Forestalloy	Coballoy	Bendalloy™ Blue Ortholoy Blue	Leoloy [®] Chrom-Kobalt Draht Crozet	Masiloy™
rematitan[®] "LITE" никель-титановый сплав, суперэластичный	TM Force I/II	Titanol [®] - Superelastic (SE) - Triple Force - Low Force	Sentalloy [®] superelastic	Titalan superelastic Orthinol II	Memoria [®] superelastic	Elastinol™ super elastic
rematitan[®] Special бета-титановый сплав	BETA TITANIUM	Betaflex titanium	Resolve [®] Beta Titanium	Titalan FR	Beta Memoria [®]	BETA III™
rematitan[®] sl никель- титановый сплав, суперэластичный						
Tensic[®] никель-титан, термоактивный	Titanium Memory Проволока - активируется теплом - Flexus тепло активация	Titanol [®] Martensitic BioStarter Martensitic	Neo Sentalloy [®] Heat-Activation Bioforce [®]	Titalan LT Thermodynamic	Thermomemoria [®]	Elastinol™ Therm-A-Form™
Equire[®] никель-титан, термоактивный	Titanium Memory Проволока - активируется теплом - Flexus тепло активация	Titanol [®] Martensitic BioStarter Martensitic	Neo Sentalloy [®] Heat-Activation Bioforce [®]	Titalan LT Thermodynamic	Thermomemoria [®]	Elastinol™ Therm-A-Form™
rematitan[®] "LITE" White , никель- титановый сплав, суперэластичный		Titanol [®] Superelastic beschichtet	Spectra™ Imagination	Titalan TS	Memoria [®] -Natura [®]	Orthocosmetic Elastinol™
Tensic[®] White никель-титан, термоактивный						
Noninium[®] White , не содержащие никель проволоки						

Примечание:

некоторые из перечисленных названий, являются брэнд-названиями, например TMA[®] от Ormco.

Сравнение между проволоками / дугами компании Дентаурум и других фирм

Dentaurum	ORMCO	ORTHO ORGANIZERS	ROCKY MOUNTAIN	SCHEU-DENTAL	T P ORTHODONTICS	3M-UNITEK
dentaflex® скрученная проволока	Triple Flex™	Twist Нержавеющая сталь	Tri-Flex™		Twist из 3-нитей проволока	HI-T™ II Twist Flex Twist
dentaflex® коаксиальная проволока	Respond®	Коаксиальная Нержавеющая сталь	Supra-Flex™		Co-Ax®	Coaxial
dentaflex® плетеная проволока	D-Rect®	Twist Braided Stainless Steel	Flex-VIII™		Woven 8-Strand Wire	Braided
Noninium® не содержащая никель проволока		Nickel-Lite®		Menzanium®	Avid	
remanium® проволока из нержавеющей стали	STANDART сталь	STANDART сталь	Tru-Chrome®	Chromium	Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Permachrome HI-T™ II
Equire проволока из нержавеющей стали	STANDART сталь	STANDART сталь	Tru-Chrome®	Chromium	Shiny Bright Wire TP Original Stainless Steel	Permachrome HI-T™ II
remaloy® / Redur® соединение на основе кобальта	Azurloy™	Ortholoy-Blue	Elgiloy® blue			Blue Flexiloy®
rematitan® "LITE" никель-титановый сплав, суперэластичный	Ni-Ti® Align™ SE 200	Nitanium® S.E. Superelastic	Orthonol® Superelastic	Lazium®	Reflex® Superelastic	Nitinol® SE Superelastic
rematitan® Special бета-титановый сплав	TMA® Titanium Molybdenum	CNA™ Beta III	Bendaloy™ Titanium-Molybdenum			Beta III Titanium
rematitan® sl никель-титановый сплав, суперэластичный		Nitanium® Black Ti™				
Tensic® никель-титан, термоактивный	Copper Ni-Ti®	Bio-Kinetix™ Thermally activated Nitium®	Thermaloy® Thermally activated		Reflex® Heat activated	Nitinol® Heat activated
Equire никель-титан, термоактивный	Copper Ni-Ti®	Bio-Kinetix™ Thermally activated Nitium®	Thermaloy® Thermally activated		Reflex® Heat activated	Nitinol® Heat activated
rematitan® "LITE" White , никель-титановый сплав, суперэластичный		Nitanium® Plastic coated			Reflex® Aesthetic Wire	
Tensic® White никель-титан, термоактивный		Micro coated Thermally activated Nitium® Pro Form				
Noninium® White , не содержащие никель проволоки					Reflex, Эстетическая проволока	

Примечание:

некоторые из перечисленных названий, являются брэнд-названиями, например TMA® от Ormco.



Сервис

Сравнительные таблицы

Примечание:
Ø круглые
▣ прямоугольные
В дополнение к метрической системе, проволоки, брекеты и щечные трубки также могут иметь дополнительное описание¹ в дюймах (DIN EN ISO 15841), например 17 x 25 = .017" x .025"

1 мм = 0.0394 дюйма 1 см = 10 мм = 0.3937 дюйма 1 м = 1000 мм = 1.0936 дюйма 1 км = 0.6214 мили 1 дюйм = 25.40 мм 1 фут = 12 дюймов = 30.48 см 1 ярд = 3 фута = 91.44 см 1 миля = 1760 ярдов = 1.6093 км	1 мг = 0.0154 гран 1 г = 1000 мг = 0.0353 унции 1 кг = 1000 г = 2.2046 фунта 1 унция = 28.35 г 1 фунт = 16 унций = 0.4536 кг	1 мПа = 1 N/mm² 1 N/mm² = 145.14 p.s.i. 1 p.s.i. = 0.00689 N/mm²	1 л = 1000 мл = 2.11 пинты = 1.06 кварта = 0.26 галлона	mm Ø Descr.¹ Wire 1 kg 0.10 4 16120 m* 0.15 6 7150 m* 0.20 8 4030 m* 0.22 9 3335 m* 0.25 10 2590 m* 0.28 11 2055 m* 0.30 12 1793 m* 0.35 14 1315 m* 0.40 16 1010 m* 0.45 18 795 m* 0.50 20 645 m*	mm Ø Descr.¹ Wire 1 kg 0.60 24 448 m* 0.70 28 329 m* 0.80 32 251 m* 0.90 36 198 m* 1.00 40 161 m* 1.10 44 133 m* 1.20 48 112 m* 1.30 51 95 m* 1.40 55 82 m* 1.50 59 71 m*
FDI-System R 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 L 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38					

дюйм		мм	°C		°F		System International (Si)		
1/64	0.0156	0,397	-40	-40	110	230	Базовый размер	Базовая единица	Символ
1/32	0.0312	0,794	-30	-22	120	248	Длина	Метр	м
1/16	0.0625	1,588	-20	-4	130	266	Масса	Килограмм	кг
1/8	0.1250	3,175	-10	+14	140	284	Время	Секунда	с
3/16	0.1875	4,763	0	+32	150	302	Сила электрического тока	Ампер	А
1/4	0.2500	6,350	10	50	200	392	Термодинамическая температура	Кельвин	К
5/16	0.3125	7,938	20	68	300	572	Сила света	Кандела	кд
3/8	0.3750	9,525	30	86	400	752	Количество вещества	Моль	моль
1/2	0.5000	12,700	40	104	500	932	1 ат = 0.981 бар = 0.981 x 105 Паскаль (Pa) 1 кп = 9.81 Ньютон (N) 1 ПС = 0.746 кВт 0 °C = 273 Кельвин (K)		
5/8	0.6250	15,875	50	122	600	1112			
3/4	0.7500	19,050	60	140	700	1292			
1	1.0000	25,400	70	158	800	1472			
			80	176	900	1652			
			90	194	1000	1832			
			100	212	2000	3632			

мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм
0.0254	0.001	0.4318	0.017	0.8382	0.033	1.2192	0.048	1.6256	0.064
0.0508	0.002	0.4572	0.018	0.8636	0.034	1.2446	0.049	1.6510	0.065
0.0762	0.003	0.4826	0.019	0.8890	0.035	1.2700	0.050	1.6764	0.066
0.1016	0.004	0.5080	0.020	0.9144	0.036	1.2954	0.051	1.7018	0.067
0.1270	0.005	0.5334	0.021	0.9398	0.037	1.3208	0.052	1.7272	0.068
0.1524	0.006	0.5588	0.022	0.9652	0.038	1.3462	0.053	1.7526	0.069
0.1778	0.007	0.5842	0.023	0.9906	0.039	1.3716	0.054	1.7780	0.070
0.2032	0.008	0.6096	0.024	1.0000	0.0394	1.3970	0.055	1.8034	0.071
0.2286	0.009	0.6350	0.025	1.0160	0.040	1.4224	0.056	1.8288	0.072
0.2540	0.010	0.6604	0.026	1.0414	0.041	1.4478	0.057	1.8542	0.073
0.2794	0.011	0.6858	0.027	1.0668	0.042	1.4732	0.058	1.8796	0.074
0.3048	0.012	0.7112	0.028	1.0922	0.043	1.4986	0.059	1.9050	0.075
0.3302	0.013	0.7366	0.029	1.1176	0.044	1.5240	0.060	1.9304	0.076
0.3556	0.014	0.7620	0.030	1.1430	0.045	1.5494	0.061	1.9558	0.077
0.3810	0.015	0.7874	0.031	1.1634	0.046	1.5748	0.062	1.9812	0.078
0.4064	0.016	0.8128	0.032	1.1938	0.047	1.6002	0.063	2.0000	0.0787


 University of Birmingham

Окружающая среда

Наш вклад в окружающую среду

Качество жизни грядущих поколений напрямую зависит от того, как мы следим за окружающей средой. Мы верим, что активная политика в области защиты окружающей среды, способствует развитию нашего бизнеса. Поскольку успех бизнеса, достигаемый ценой загрязнения природы, не может быть значительным. Мы непрерывно следим за эффективностью нашей политики и менеджмента по защите окружающей среды при помощи регулярных внутренних и внешних аудитов. Компания сертифицирована по стандартам DIN EN ISO 14001 и EMAS III. Дентаурум так же является членом немецкой рабочей группы по экологически безопасному менеджменту (B.A.U.M) с 1995 года и получил награду как компания, отвечающая требованиям стандартов по защите окружающей среды. Мы издаем регулярные отчеты о нашей деятельности по защите окружающей среды и наших успехах в этой области.



Сервис

Окружающая среда



Алфавитный указатель

A	стр
Activator / adhesive technique	180
Activator screws	305
Activator tubes	265
activeblue®	
• activeblue® cleaning unit	336, 392
• Cleaning pins for activeblue®	336, 392
• activefluid® cleaning fluid	337, 392
Adams clasps	230
Adams pliers	350–351, 356
Aderer pliers	349, 352, 357
Adhesive (bracket adhesive)	177–181
Adhesive residue remover	183
Adhesive retainer	224
Adhesives	
• ConTec SE self-etching and light-curing	177
• ConTec LC light-curing	177–178
• ConTec LCR retainer adhesive, light-curing	178
• No-Mix Bonding chemically curing one-component adhesive	179–180
• Mix-Bonding chemically curing two-component adhesive	180
• SmartBond – adhesive for moist bonding surfaces	181
Aesthetic brackets	
• discovery® pearl ceramic brackets	94–97
• Elegance® plastic brackets	106–107
• Fascination® ceramic brackets	99–100
• Fascination® 2 ceramic brackets	101–102
• Jewels ceramic brackets (colored)	103–105
Alginate	278
Angle pliers	
• Ribbon arch pliers	346, 355
• Wire bending pliers	348, 355
Appliance container	282
Application sponges	182
Arch forming pliers	348
Arch templates	370
Arch turret	36, 365
Arch wire holder	226
Arches, preformed	192–194, 199–216
Argon fitting	383
Arrow clasps	231
Arrow clasp forming/bending pliers	353
Assistant 3000 spot welding unit	387
Assortment box for brackets	109
Assortment box, cabinet for bands	167
B	стр
Ball retainer clasps	231

Band adapter, seater	361–362
Band material	166
Band pliers	343, 344, 354
Band pusher	362
Band removing pliers	343, 354
Bands	
• dentaform® Snap (hard, rigid, band quality)	140–144
• dentaform® (softer band quality)	145–155
• Standard (higher band shape)	156–165
• Accessories	166–168
Bands container, cabinets	167
Base unit	281
Beerendonk vernier	367
Begg light wire pliers	346
Bending tool	314
Bernklau ruler	367
Bertoni expansion screws	301
Bite-Bumper™	108
Black & white, Orthocryl®	320, 321
bluephase® LED lamp	176
Bonders / adhesive technique	179, 181
Bow dividers	368
Bracket adhesive	177–181
Bracket assortment box	109
Bracket container	109
Bracket mesh bases	109
Bracket placement instruments	359
Bracket positioning gauge	362
Bracket positioning unit, LinguSet	37
Bracket protection wax	109
Bracket removing pliers	342, 343, 354
Bracket transfer aid, magic®	40
Bracket-Tray	109
Brackets / adhesive technique	
• Ceramic brackets, discovery® pearl 18/22	94–97
• Ceramic brackets, Fascination® 18/22	99–100
• Ceramic brackets, Fascination® 2 18/22	101–102
• Ceramic brackets (colored), Jewels 18/22	103–105
• Plastic brackets, Elegance® 18/22	106–107
• Lingual brackets, magic®	32
• Metal brackets, discovery® 18/22	58–63
• Metal brackets, discovery® smart 18/22	64–67, 97
• Metal brackets, equilibrium® 2 18/22	76–84

• Metal brackets, equilibrium® mini 18/22	71–75
• Nickel-free* brackets, topic 18/22	68–70
• Pure titanium brackets, equilibrium® ti 18/22	85–86
• Self-ligating brackets, discovery® sl 18/22	46
• Self-ligating brackets, discovery® sl 2.0 22	47
Brackets / banding technique	
• Metal brackets, equilibrium® 2 18/22	83–84
Brush holder	179
Buccal tubes / adhesive technique	
• double rectangular	127–128, 131, 132
• double rectangular / nickel-free	131
• double rectangular / titanium	132
• triple combination	130, 131
• triple combination / nickel-free	131
• single round	124
• single rectangular	124–127
• double combination	129
Buccal tubes / banding technique	
• double round	114
• double rectangular	116–117
• triple combination	120–121
• single round	114
• single rectangular	115–116
• double combination	118–119
Bur stand	371–372
Burs	330–332
Burs for acrylic	330
Button hooks / banding technique	123
Buttons	
• Adhesive technique	108
• Banding technique	123
• with chain / adhesive technique	108
• with hook / adhesive technique	108
C	стр
Canine bands	158, 164–165
Canine tension springs	222
Carabiner hook	283
Carbon insert	390
Care / protection oil / pliers, instruments	371
Cement / glass ionomer cement	182
Cephalometric tracing accessories	369
Ceramic brackets	
• discovery® pearl	94–97
• Fascination®	99–100
• Fascination® 2	101–102
• Jewels	103–105

Cheek retractor	359
Chemically curing adhesives	179–180
Chin cap	262
Chin cap liner	262
Chin cap liner Delaire	262
Chin cap pad	262
Chin cap therapy	
• High-pull headgear	258
• Vertical-pull headgear	258
Clamping electrode	389
Clamping tubes	225
Clamping tweezers	359
Cleaning fluid, activefluid®	337, 392
Cleaning pins for activeblue®	336, 392
Cleaning unit, activeblue®	336, 392
Cloth polishing brushes	333
Color concentrate	322
Combined assortment, discovery® pearl & smart	97
Compact desktop laser	382
Compression springs / White compression springs	223, 245
Container for intraoral elastics	268
ConTec LC adhesive technique	
• ConTec LC adhesive	177
• ConTec LC Tips	178
ConTec LCR adhesive technique	
• ConTector	178
• ConTec LCR Caps	178
• ConTec Etch, etching gel	178
• ConTec Prime	179
• Single-use brush	179
• Brush holder	179
ConTec SE adhesive technique	
• ConTec Primer	177
• ConTec SE / adhesive	177
• ConTec SE Primer A + B	177
• ConTec SE mixing pad	177
• ConTec SE single-use brushes	179
ConTector	178
Corundum disc / model trimmer	394
Crimping pliers	348
Crimping pliers, Herbst TS / SUS ²	348
Cross tubes	24, 225–226
Crozat wires	195, 227
Cutters	344–345, 346, 354, 358
D	стр
Debonding instrument, discovery® pearl	98, 359
De la Rosa pliers	348

* acc. to ISO 6871-1 (1994)

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Алфавитный указатель

Delaire face mask	259
Demonstration models	26, 49, 98, 285–288
Dentaflux® wires	192, 197, 201–203, 217–218, 220
Dentaflux® flux	390
dentaform® bands	145–155
dentaform® Snap bands	140–144
Dentalastics®	
• Extraoral chains	264
• Plastic rings	269
• Ligatures	269
• Personal	98, 271
• Rotation wedges	269
• Separators	270
Dentalastics® pearl	98, 271
Dentoform unit	284
Dermatil® disposable protective gloves	337
desktop Compact laser	383
Diagnostic instruments	369
Diagnostic ruler-protractor	369
Diamond disc / model trimmer	394
Direction of rotation arrows	314
Disco glitter	323
Disco latex elastics	266
discovery® 18/22 – premium brackets (metal)	58–63
discovery® pearl accessories	
• Dentalastics® pearl	98, 271
• discovery® pearl debonding instrument	98, 359
• Elasto-Force plastic chains pearl	98, 270
• Orthodontic demonstration model discovery® pearl	98, 287
• Translucent ideal arches pearl, round	98, 194, 216
discovery® pearl brackets (ceramic)	94–97
discovery® pearl & smart combined assortment	97
discovery® pearl Start-Set	94
discovery® sl brackets (metal)	46
discovery® sl 2.0 brackets 22 (metal)	47
discovery® sl demo bracket	49
discovery® sl demonstration model	49, 287
discovery® smart brackets 22 (metal)	64–67, 97
Dispensing bottle	279
Dispensing pipette for color concentrate	328
Disposable tubes / adhesive technique	182
Distal end bender	364
Distal end cutter	344, 345, 354
Double hooks / banding technique	123
Double plate guide pins	304

Dual wheel model trimmer, discs	394
Dynamics of Orthodontics	401
E	стр
Eby band seater	361
Edelweiß	
• Acrylic polishing liquid	334
• Acrylic dry polishing paste	334
Elastic ligature	269
Elastic placers	266
Elasto-Force	
• elastic ligature thread	269
• Plastic chains	40, 98, 270
Elasto-Force plastic chains pearl	98, 270
Electric wax knives	395
Electrodes	389–390
Elegance® plastic brackets	106–107
Emery mandrel, cloth	334
EQ-Line pliers	354–357
equilibrium® 2 brackets	
• Adhesive technique	76–82
• Banding technique	83–84
equilibrium® mini brackets	71–75
equilibrium® ti brackets	85–86
Equire wires	192, 193, 200–201, 206–207
Etching gel	178, 181
Expansion screw key	314
Expansion screws	294, 305, 308–313
Expansion screws sample case	314
Expansion kit for orthodontic split-post Fixator	335
Extension framework for band cabinet	168
Extraoral latex elastics	264
Extraoral plastic chain	264
F	стр
Face Bow(s)	
• Tubes	265
• Stop tubes	264
• Stop screws	264
Face Bows	
• Nickel-free	259
• Standard	260
• with stop loops	261
Face former	272
Face mask	259
Fan Type expansion screw	303
Fascination® ceramic brackets	99–100
Fascination® 2 ceramic brackets	101–102
Fixator	335
Flat, rolled wire strengthener	232

Flexaponal® special wax	279
Flush Cutter	345
Flush Cutter silicone O-rings	345
Flux	390
Forehead pad with band	263
Forward thrust double plate system	304
Funnel	328
Fuse for welding unit	390
G	стр
Gauges	362
Glass ionomer cement	182
GlasTec	182
Gold wire	196, 219
Goshgarian	233–234
Guide pins	231–232
H	стр
Hammer head pliers	349
Hand electrodes, holder	389
Headgear	
• Standard	256
• elastic adjustable	258–259
Heat protection	390
Heating plate	335, 393
Heavy gauge side cutter	358
Herbst accessories	248–250
Herbst retention hinge	246–247
Hexagon socket key	245, 250
Hexagon socket screws / Herbst	248
Hickham headgear	258–259
High-pull headgear	
• with safety modules	256
• without safety modules	256
• with eyelets	256
• for chin cap therapy	258
• Hickham	258
Hilgers 18 bracket system	
• Metal brackets, discovery® 18 – premium bracket	61
Hooks	
• Double hooks / banding technique	123
• Hooks with seating lug / banding technique	123
How pliers	344, 354
hyrax® screws	309, 310–313
I	стр
Impression material, Orthalgemat®	278
Impression tray cleaner, Orthalgemat® Ex	278
Impression trays	279
Insert adapter	123
Intraoral latex elastics	267

Intraoral non-latex elastics	268
J	стр
J-Hooks	263
J-Hooks for Hickham headgear	263
Jarabak light wire pliers	347, 355
Jaw model tray	281
Jaw orthopedic study models	284–285
Jewels ceramic brackets	103–105
Johnson contouring pliers	343
Junior 3000 spot welding unit	386
K	стр
Keys	
• Hexagon socket key	23, 245, 250, 265
• Safety key / hyrax®	314
• Expansion screw key	314
Kobayashi ligatures	221
Korkhaus	
• Orthometer kit	368
• Bow dividers	368
L	стр
Labial arches	235
Laser, desktop Compact	382
Laser welding wires	384–385
Latex elastics	
• extraoral, latex	264
• intraoral, latex	267
• intraoral, non-latex	268
LED lamp, bluephase®	176
Ligator	364
Ligature adapter, tightener	364
Ligature cutters	345
Ligature forming pliers	349
Ligature thread	221
Ligature wire	221
Light wire pliers	346
Light-curing lamp	176
Lingual arches, bars	232, 235–236
Lingual arches, magic®	34–35
Lingual bars	232
Lingual bending pliers, magic®	36
Lingual buttons	108, 123
Lingual cleats	108
Lingual hooks	108
Lingual retainer	224
Lingual sheaths	122
Lingual system Orthorama®	235–236
Lingual system, magic®	
• Lingual brackets, magic®	32
• Lingual tubes, magic®	33
• Lingual arches, magic®	34–35

* acc. to ISO 6871-1 (1994)

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Алфавитный указатель

• Instruments, magic®	36
• LinguSet, magic®	37–39
• Accessories, magic®	40
LinguBall, magic®	36, 360
LinguForm arch turret, magic®	36
LinguSet accessories	37–39
LinguSet bracket positioning unit	37
LinguSet model table	37
LinguSil, injector	40
Lip bumper	264
Lip retractor	359
Loop bending pliers	
• Nance	347, 355
• Tweed	347, 355
Loop forming pliers	349–350, 356
M	стр
magic® lingual system	
• Mosquito forceps, magic®	36
• Lingual bending pliers, magic®	36
• Lingual brackets, magic®	32
• Lingual tubes, magic®	33
• Lingual arches, magic®	34–35
• Instruments, magic®	36
• LinguSet, magic®	37
• Accessories, magic®	40
Mandibular bow screw	303
Mandrel	334
Marking pencils	372
Master 3000 spot welding unit	388
Mathieu needle holder	363
Matrix band	166
McLaughlin-Bennett-Trevisi** 18/22 bracket system	
• Self-ligating brackets, discovery® sl 2.0 22	47
• Metal brackets, discovery® smart 22	67
• Mini brackets, equilibrium® mini 22	74
• All-round brackets, equilibrium® 2 18/22	79
• Pure titanium brackets, equilibrium® ti 18/22	85
• Ceramic brackets, discovery® pearl 22	94–97
• Ceramic brackets, discovery® pearl Start-Set	94
• Combined assortment discovery® pearl & smart	97
Measuring beaker	328
Measuring gauge	366
Measuring grid	367
Measuring instruments	367–368

Measuring wire	233
Mershon band pusher	362
Mesh (10 x 10 cm)	108
Mesh bases (anatomically contoured) / adhesive technique	108
Metal / plastic teeth	284
Metal brackets / adhesive technique	
• discovery® 18/22 – premium brackets	58–63
• discovery® sl 18/22 – self-ligating brackets	46
• discovery® sl 2.0 22 – self-ligating brackets	47
• discovery® smart 22	64–67
• equilibrium® 2 18/22 – all-round brackets	76–84
• equilibrium® mini 18/22 – mini-brackets	71–75
• equilibrium® ti 18/22 – pure titanium brackets	85–86
• magic® lingual brackets	32
• topic 18/22 – nickel-free* brackets	68–70
Metal brackets / banding technique	
• equilibrium® 2 18/22 – all-round brackets	83–84
Metal clip for safety module	257
Mini screws / pins, tomas®	17
Mini-brackets, equilibrium® mini	71–75
Mini-Torch	395
MIX adhesive	180–181
Mixing bowl	280, 328
Mixing pad / adhesive technique	177, 182
Model bases	281
Model gloss	280
Model table, magic®	37
Model trays	281
Model trimmer, discs	394
Modeling tips for Thermomat	396
Modeling wax	329
Molar band removing pliers	343, 354
Molar band seater	362
Mosquito forceps	36, 363
Müller guide pins	231
Multiple sector expansion screws	301–302
Münchner model vernier	367
Mushroom arches	34
N	стр
Nance loop bending pliers	347, 355
Nance pliers	347, 355
Neck bands	
• with safety modules	256

• without safety modules	257
• padded	257
Neck bands	256–257
Neck pads	257
Neck strap for appliance boxes	283
Needle holder	363
Nickel-free* brackets	68–70, 85–86
Nickel-free* buccal tubes	131
NO-MIX adhesive	179–180
Noninium® white wires	192, 204–205
Noninium® wires	192, 195, 197, 203–205, 218, 229
Novel designs	324–327
O	стр
o-atlas	402
O-Tray impression tray	279
Oliver-Jones band removing pliers	343, 354
Oral screen	272
Orthalgemat®	
• Duo impression material	278
• Ex cleaning agent	278
Ortho Brush	289
Ortho-Cast™ mini buccal tubes	124
Ortho-Cast™ NF buccal tubes	131
Ortho-Cast™ titanium buccal tubes	132
Orthocryl®	
• Orthodontic Acrylics	320–322
• Black & white	320, 321
• Color concentrate	322
• Disco glitter	323
• Accessories	328–337
Orthodontic appliance boxes	282
Orthodontic demonstration models	49, 98, 285–288
Orthorama®	
• Palatal arches	235
• Lingual arches	235–236
• Sectional arches	236
• Transfer system	236
OrthoSafe	273
P	стр
Pad for chin caps	262
Palatal arches, bars	233, 234, 235
Palatal bite raiser / adhesive technique	108
Palatal tube / sheath	122
Pendulum wire	219
Pilot drill, tomas®	18–19
Pins, tomas®	17
Piston spring screw	306
Plaster	280
Plaster trimmer, discs	394

Plastic brackets	
• Elegance®	106–107
Plastic chains	40, 270
Plastic inserts / pliers	342
Plastic sleeving	233
Pliers	342–358
Pointed beak pliers	351, 352, 357
Polishing brushes	332–333
Polish	334
Polyclav® polymerizing pressure vessel	335, 393
Predrill, tomas®	19
Preformed arches	192–194, 199–216
Preformed bands	140–165
Premium-Line pliers	342–353
Pressure vessel, hose	335
Primer / adhesive technique	177, 179
Progenia expansion screw	305
Protection oil / pliers, instruments	371
Protection wax	109
Q	стр
Quad Helix	234
R	стр
Rapid maxillary expansion screws	309–313
Rapidur® dental stone	280
Reamer	307
Rectangular tube	226
rema Spee®	194, 214
remaloy® wires	194, 195, 215, 218, 227
remanium® wires	192, 195, 197, 199, 200, 217, 220, 221, 227, 228–229
rematitan®	
• “LITE” wires	193, 194, 209–214, 220
• “LITE” White wires	193, 215
• SPECIAL wires	194, 196, 216, 218–219
rematitan® sl, wires	193, 208–209
Retainer / adhesive technique	219, 224
Retainer adhesive	178
Retainer, titanium und gold	196, 198, 219, 224
Retention buttons for impression trays	279
Retraction arches	194, 214
Retraction screws	300–301
Ribbon arch pliers, Angle/Tweed	346, 355
Ricketts® 18 bracket system	
• Metal brackets, discovery® 18 – Premium bracket	60
• Metal brackets, equilibrium® 2 18	80

* acc. to ISO 6871-1 (1994)

** The Dentaureum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaureum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Алфавитный указатель

Rotation elements, elastics	269
Roth 18/22 bracket system	
• Metal brackets, discovery® 18/22 premium bracket	58–59, 63
• Metal brackets, discovery® smart 18/22 premium bracket	64–65
• Self-ligating brackets, discovery® sl 18/22	46
• Nickel-free* brackets, topic 18/22	68–70
• Mini-brackets, equilibrium® mini 18/22	71–75
• Metal brackets, equilibrium® 2 18/22	76–77, 82, 83
• Pure titanium brackets, equilibrium® ti 18/22	85
• Ceramic brackets, discovery® pearl 18/22	95, 96
• Ceramic brackets, Fascination® 18/22	99, 100
• Ceramic brackets, Fascination® 2 18/22	101–102
• Ceramic brackets (colored), Jewels 18/22	103–105
• Plastic brackets, Elegance® 18/22	106, 107
Ruhland loop forming pliers	350, 356
Ruler	367
S	стр
Sabbagh Universal Spring – SUS ²	244, 410
Safety caps / Bracket positioning gauge	362
Safety key / hyrax®	314
Safety modules for headgear	257
Sandpaper file	390
Saw	332
Saw blades	332
Scaler	360
Schaneng forward thrust double plate system	304
Schmuth measuring grid	367
Scissors	361
Screwdriver	307, 390
Seating lugs / banding technique	123
Sectional screws	298–299
Self-etching adhesive	177
Self-ligating bracket system	
• Brackets, discovery® sl	46
• Brackets, discovery® sl 2.0	47
• Arches	193, 208–209
• sl instruments	48, 360
• Demonstration model / bracket	49, 287
Separating medium	329
Separating pliers	343
Separating strips, holder	360
Separators	270
silicone O-rings, Flush Cutter	345
Silicone polisher	334

Silicone, LinguSil	40
Silver solders	391
Single-use brush / adhesive technique	177, 179
sl-Instruments	48, 360
Sliding tubes	225
Slotted screws / Herbst	248
SmartBond®	181
Snap hooks	283
Soldering carbon	389
Soldering electrode	389–390
Solders	391
Spacer rings	245, 250
Spatula / adhesive technique	182
Special bracket debonding pliers	342
Sports guard	273
Spot welding unit	
• Junior 3000	386
• Assistent 3000	387
• Master 3000	388
Spray nozzles, bottles	328
Stainless steel expansion screws	294, 305, 308–309, 310–313
Stainless steel tubes	232
Stand for pliers	371
Stand for wire	371
Standard bands	156–165
Standard Edgewise 18/22 bracket system	
• Metal brackets, discovery® 18/22	61–62
• Metal brackets, equilibrium® 2 18/22	80–81, 84
• Ceramic brackets, Fascination® 18/22	99, 100
• Plastic brackets, Elegance® 18/22	107
Start-Set, discovery® pearl	94
Sticky wax	329
Stop screws / face Bow	264
Stop tubes / arches	226
Stop tubes / face bow	264
Stopper for band cabinet / Bands	168
Stripper	360
Study models	284–288
Suction apparatus with charcoal filter	336
SUS ² – Sabbagh Universal Spring	244, 410
T	стр
Teeth	284
Templates for diagnostic purposes	369
Tensic® white wires	193, 207, 208
Tensic® wires	193, 205, 206
Tension and compression gauge	366
Tension springs	222
Thermo wax blocking-out wax	329
Thermomat wax knife	395

Three prong pliers	349, 352, 357
Three dimensional screws	301–302
Titanium	
• Brackets	85–86
• Buccal tubes	132
• Button with chain	108
• Retainer	196, 219, 224
• Screws	297
• Hyrax®	309
• Bases	309
tomas® anchorage system	
• tomas® sets	16
• tomas® pins	17
• tomas® instruments and accessories	18–25
• Consultation support	26
tomas® drills	18–19
Tooth stripper	360
Tooth wax	109
Toothbrushes	289
topic, brackets	68–70
Tracing foils	370
Tracing foil covers	370
Traction screws	300–301
Transfer bands / jigs	236
Translucent ideal arch pearl	98, 194, 216
Trapezoidal expansion screw	297
Tray connector, magic®	40
Triangular clasps	230
Trimmer, discs	394
Tubes / adhesive technique	124–132
Tubes / banding technique	114–121
Tubes, stainless steel	232
Tubes / activator	265
Tübingen model, reverse-pull face bow	259
Tungsten carbide burs	332
Tweed pliers	347, 355
Tweezers	359
Twisted wires	192, 197, 201–203, 217–218, 220
Typodont unit	284
U	стр
Ulm model, oral screen	272
Ultrasonic cleaning agent	280
Universal bending tool	314
Universal silver solder	391
Universal wire bending pliers	351
Universal-pull headgear	259
V	стр
Variety expansion screw	308
Vernier	367

Vertical-pull headgear	
• for chin cap therapy	258
W	стр
Wax bases	284
Wax pencil	372
Waxes	329
Wedge gauge	367
Weingart pliers	346, 355
Weld-on components / banding technique	
• Seating lug	123
• Double hooks	123
• Hooks with seating lug	123
• Buttons	123
• Button hooks	123
• Lingual/Palatal sheaths	122
Welding electrode	389
Welding units	386–388
White arches	192, 193, 194, 204–205, 207–208, 215
White gold solder	391
Wire bending pliers	351, 357
Wire ligatures	221
Wire, flat / rolled	232
Wires	192–221, 227–229
Y	стр
Young loop bending pliers	352

* acc. to ISO 6871-1 (1994)

** The Dentaaurum version of this prescription is not claimed to be a duplication of any other, nor does Dentaaurum imply that it is endorsed in any way by Drs. McLaughlin, Bennett and Trevisi.

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
000-001-00	347	004-368-00	369	038-356-00	342, 354	073-300-00	176
000-030-00	363	004-369-00	369	038-357-00	347	074-000-00	272
000-031-00	363	004-373-00	370	039-357-00	343, 354	074-001-00	272
000-035-00	363	004-455-00	351	040-711-00	366	074-100-00	272
000-730-00	363	004-515-00	350	040-712-00	366	074-101-00	272
000-731-00	363	006-013-00	366	040-713-00	366	074-200-00	273
000-732-00	36, 363	007-024-00	361	042-750-00	367	074-201-00	273
001-002-00	347	008-025-00	361	042-751-00	367	074-203-00	273
001-650-00	350	012-074-00	352	043-700-00	372	075-102-00	370
003-001-00	36, 347	012-350-00	347	043-720-00	367	075-400-01	369
003-006-00	361	012-351-00	347	043-800-00	372	075-600-00	359
003-053-00	350	012-520-00	353	043-900-00	372	075-601-00	359
003-094-00	350	012-521-00	353	044-177-00	358	076-100-01	37
003-111-00	344	012-523-00	358	044-730-01	367	076-101-00	37
003-112-00	344	013-522-00	351	044-731-00	367	076-102-00	38
003-114-00	343	014-151-00	345	045-000-00	355	076-103-00	38
003-120-00	346	014-152-00	345	045-001-00	355	076-104-00	38
003-121-00	346	015-158-00	349	045-002-00	355	076-105-00	38
003-125-00	347	015-160-00	343	045-003-00	355	076-106-00	39
003-130-00	346	016-153-00	346	045-004-00	354	076-107-00	39
003-139-00	348	018-000-00	360	045-005-00	354	076-108-00	39
003-180-01	349	018-001-00	360	045-006-00	354	076-109-00	38
003-185-00	348	018-002-00	360	045-007-00	357	076-110-00	38
003-200-00	352	019-000-00	364	045-008-00	357	076-111-00	38
003-201-00	352	019-001-00	98, 359	045-009-00	355	076-112-00	37
003-202-00	352	021-273-00	364	045-010-00	355	076-113-00	37
003-205-00	349	022-274-00	364	045-011-00	357	076-114-00	37
003-233-00	350	023-275-00	36, 360	045-012-00	356	076-115-00	39
003-290-00	351	023-276-00	48, 360	045-013-00	356	077-000-00	386
003-349-00	342	023-277-00	48, 360	045-014-00	356	078-000-00	387
003-350-00	349	023-284-00	364	045-015-00	356	079-000-00	388
003-351-00	349	023-285-00	364	045-016-00	356	080-116-00	388
003-355-00	349	023-286-00	364	045-017-00	356	081-101-00	388
003-366-00	367	023-287-00	364	045-018-00	357	081-204-00	389
003-442-00	346	024-300-00	362	045-019-00	357	081-205-00	389
003-515-00	350	025-276-00	359	045-020-00	357	081-206-00	389
003-516-00	351	025-277-00	359	045-021-00	354	081-501-00	389
003-700-00	344	025-279-00	359	045-022-00	354	081-601-00	389
003-701-00	344	025-280-00	359	050-500-00	281	081-701-00	389
003-702-00	344	026-347-00	343	050-501-00	281	083-100-00	390
003-705-00	345	026-354-00	362	050-502-00	281	083-300-00	390
003-706-00	345	026-355-00	361	050-503-00	281	084-100-00	390
003-710-00	245, 250, 348	026-357-00	362	050-801-00	284	085-000-00	389
003-711-00	348	027-349-00	360	050-802-00	284	085-100-00	389
004-095-00	351	028-353-00	368	050-803-01	284	085-200-00	389
004-109-00	348	029-360-01	368	051-023-00	361	085-300-00	390
004-130-00	346	029-361-01	368	051-024-00	361	085-400-00	390
004-139-00	348	029-362-00	368	051-025-00	361	086-000-00	389
004-180-00	365	029-363-00	368	055-000-00	371	086-100-00	389
004-182-00	365	029-364-00	368	055-100-00	371	086-200-00	389
004-184-00	365	030-390-00	362	055-101-01	371	086-300-00	389
004-186-00	365	030-391-00	362	055-104-00	226	089-430-00	371
004-187-00	365	030-392-00	362	055-105-00	371	089-431-00	372
004-190-00	36, 365	030-395-02	368	055-201-00	371	089-602-00	396
004-266-00	344	030-396-00	369	070-000-00	335, 393	089-603-00	396
004-346-00	342	030-397-00	369	070-700-00	335, 393	089-604-00	396
004-347-00	342	033-452-00	351	070-900-00	335, 393	089-605-00	396
004-349-00	343	035-455-00	352	072-001-00	336, 393	089-606-00	396
004-350-00	342	037-355-00	343	072-004-00	335	089-611-00	395
004-367-00	369	037-356-00	345	072-006-00	335	089-612-00	396

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
089-615-00	395	150-222-00	279	160-501-00	320	163-513-00	179
089-620-00	395	150-223-00	279	160-502-00	320	163-514-00	178
090-404-00	383	150-224-00	279	160-600-00	320	163-530-00	178
090-513-10	383	150-400-00	279	161-100-00	322	163-531-00	178
090-574-00	383	150-501-10	278	161-127-00	322	163-532-00	178
090-578-00	382	150-501-20	278	161-128-00	322	163-540-00	182
091-100-00	394	150-509-10	278	161-129-00	322	163-550-00	177
091-101-00	394	150-509-20	278	161-130-00	322	163-551-00	177
091-102-00	394	150-520-10	278	161-150-00	322	163-552-00	177
091-105-00	394	150-520-20	278	161-300-00	322	163-553-00	177
094-610-00	280	160-000-00	320	161-350-00	322	163-554-00	177
094-611-00	280	160-001-00	321	161-605-00	323	163-555-00	179
094-612-00	280	160-002-00	321	161-606-00	323	163-602-01	282
097-400-01	395	160-003-00	321	161-607-00	323	163-603-01	282
098-000-00	336, 392	160-004-00	321	161-608-00	323	163-604-01	282
098-001-00	336, 392	160-005-00	321	161-609-00	323	163-605-01	282
119-150-00	329	160-006-00	321	161-611-00	323	163-606-01	282
120-170-00	329	160-007-00	321	161-620-00	322	163-609-01	282
122-300-00	329	160-008-00	321	161-621-00	322	163-702-01	282
123-580-00	331	160-009-00	321	161-622-00	322	163-703-01	282
123-581-00	331	160-010-00	321	161-623-00	322	163-704-01	282
123-582-00	331	160-011-00	321	161-624-00	322	163-705-01	282
123-583-00	331	160-012-00	321	161-912-00	320	163-706-01	282
123-584-00	331	160-013-00	321	162-100-00	328	163-707-01	282
123-585-00	331	160-014-00	321	162-101-00	328	163-708-01	282
123-594-00	331	160-100-00	324	162-200-00	328	163-709-01	282
123-596-00	331	160-100-01	325	162-501-00	328	163-801-00	283
123-597-00	332	160-100-02	325	162-502-00	328	163-802-01	282
123-598-00	332	160-100-04	325	162-503-00	328	163-803-01	282
123-603-00	183	160-100-05	326	162-600-00	328	163-805-01	282
123-603-30	183	160-100-06	326	162-751-00	328	163-807-00	283
123-604-00	183	160-100-07	326	162-752-00	328	164-000-00	40
123-604-30	183	160-100-09	326	162-800-00	329	164-001-00	40
123-700-00	183	160-100-10	326	162-907-00	337	164-002-15	40
123-701-00	183	160-100-11	326	162-908-00	337	164-002-30	40
123-702-00	183	160-100-12	326	162-909-00	337	164-450-00	280
123-703-00	183	160-100-13	326	163-300-00	289	164-650-00	280
124-002-00	279	160-100-14	326	163-405-00	180	164-651-00	280
124-003-00	279	160-100-15	326	163-406-00	179	166-450-00	280
124-202-00	279	160-100-16	327	163-407-00	180	180-201-00	330
124-305-00	109	160-100-18	327	163-408-00	180	180-202-00	330
138-620-00	334	160-100-19	327	163-409-00	180	180-304-00	330
138-623-00	334	160-100-27	327	163-410-00	181	180-305-00	330
139-500-00	334	160-100-28	327	163-411-00	181	180-308-00	330
140-015-00	334	160-100-29	327	163-412-00	181	180-702-00	332
141-700-00	332	160-100-30	327	163-413-00	179	180-703-00	332
141-700-10	332	160-100-31	327	163-414-00	180	181-100-01	333
141-710-00	332	160-100-32	327	163-415-00	181	181-200-00	333
141-711-00	333	160-100-34	327	163-416-00	182	181-201-00	333
141-712-00	333	160-100-39	324	163-417-00	179	190-100-00	334
141-713-00	333	160-100-40	324	163-418-00	182	190-200-00	334
141-713-10	333	160-100-41	324	163-419-00	179	302-001-18	21
150-000-00	278	160-100-42	325	163-420-00	182	302-001-22	22
150-010-00	278	160-100-43	325	163-421-00	180	302-003-00	18
150-020-00	337, 392	160-100-44	325	163-422-00	182	302-003-10	18
150-201-00	279	160-112-00	321	163-500-00	181	302-003-11	18
150-202-00	279	160-200-00	320	163-506-00	181	302-003-12	19
150-203-00	279	160-212-00	321	163-510-00	177	302-004-10	20
150-204-00	279	160-300-00	321	163-511-00	178	302-004-20	19
150-221-00	279	160-301-00	321	163-512-00	178	302-004-30	20

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
302-004-40	20	316-000-00	108	523-080-00	197, 228	537-324-00	195, 217
302-004-50	20	380-070-00	390	523-090-00	197, 228	537-340-00	195, 217
302-004-60	20	380-600-50	391	523-100-00	197, 228	537-410-00	195, 217
302-004-70	20	380-604-50	391	523-110-00	197, 228	537-411-00	195, 217
302-006-00	26, 288	380-604-60	391	523-120-00	197, 228	537-413-00	195, 217
302-006-10	17	380-704-50	391	523-150-00	197, 228	537-414-00	195, 217
302-006-11	17	381-001-00	391	524-060-00	197, 228	537-423-00	195, 217
302-006-30	17	385-624-00	197, 229	524-070-00	197, 228	537-424-00	195, 217
302-007-20	26	385-630-00	197, 229	524-080-00	197, 228	537-440-00	195, 217
302-008-00	17	402-253-00	224	524-090-00	197, 228	537-510-00	195, 218
302-008-10	17	480-000-00	225	524-100-00	197, 228	537-540-00	195, 218
302-008-30	17	480-001-00	232	524-110-00	197, 228	545-638-00	195, 218
302-009-00	23	480-003-00	232	525-040-00	195, 227	545-638-01	197, 220
302-009-10	25	480-005-00	232	527-004-00	195, 227	545-645-00	195, 218
302-010-00	17	480-007-00	232	527-005-00	195, 227	545-645-01	197, 220
302-010-10	17	480-009-00	232	527-006-00	195, 227	545-738-00	195, 217
302-010-30	17	480-011-00	232	527-070-00	195, 227	545-738-01	197, 220
302-012-00	22	480-013-00	232	527-080-00	195, 227	545-745-00	195, 217
302-012-10	22	480-015-00	232	527-090-00	195, 227	545-745-01	197, 220
302-012-20	22	480-017-00	232	527-100-00	195, 227	545-750-00	195, 217
302-013-01	23	480-022-00	226	528-000-00	196, 219	572-050-00	233
302-014-18	23	480-100-00	226	528-000-01	196, 219	572-060-00	233
302-014-22	24	480-617-00	226	528-000-02	198, 220	600-000-00	304
302-015-00	24	480-618-00	226	528-001-00	196, 219	600-001-00	304
302-018-00	25	480-619-00	225	528-001-01	196, 219	600-001-30	304
302-019-00	24	480-620-00	225	528-039-50	384	600-002-00	304
302-020-00	24	480-621-00	225	528-040-50	384	600-002-30	304
302-020-10	24	480-621-02	225	528-041-00	309, 385	600-003-00	304
302-021-18	24	480-803-00	225	528-042-00	309, 385	600-004-00	304
302-021-22	24	480-809-00	225	528-043-00	385	600-005-00	304
302-022-00	23	480-914-00	264	528-044-00	385	600-300-10	294
302-023-00	25	480-918-02	264	528-050-00	385	600-300-30	294
302-024-00	25	480-924-02	265	528-070-00	195, 227	600-300-60	294
302-103-00	18	500-025-00	197, 221	528-080-00	195, 227	600-301-10	295
302-103-11	19	500-030-00	197, 221	528-090-00	195, 227	600-301-30	295
302-103-40	19	500-040-00	197, 221	528-100-00	195, 227	600-301-60	295
302-106-00	17	501-025-00	197, 221	528-110-00	195, 227	600-302-10	296
302-106-10	17	503-050-00	197, 221	528-120-00	195, 227	600-302-30	296
302-106-30	17	513-070-00	197, 228	528-130-00	195, 227	600-302-60	296
302-108-00	17	513-080-00	197, 228	528-150-00	195, 227	600-303-10	296
302-108-10	17	513-090-00	197, 228	528-155-00	195, 227	600-303-30	296
302-108-30	17	513-100-00	197, 228	528-158-00	195, 227	600-303-60	296
302-110-00	17	513-120-00	197, 228	528-159-00	195, 227	600-310-30	297
302-110-10	17	513-150-00	197, 228	528-200-10	384	600-320-10	294
302-110-30	17	514-070-00	197, 228	528-210-10	384	600-320-30	294
302-150-00	16	514-080-00	197, 228	528-215-10	384	600-320-60	294
302-155-00	20	514-090-00	197, 228	528-220-00	384	600-321-10	295
302-250-00	16	514-100-00	197, 228	529-000-00	196, 219	600-321-30	295
308-513-00	197, 229	520-062-00	197, 229	530-035-00	197, 220	600-321-60	295
308-515-00	197, 229	520-070-00	197, 229	530-040-00	197, 220	600-400-10	297
308-518-00	197, 229	520-072-00	197, 229	530-045-00	197, 220	600-400-30	297
308-520-00	197, 229	520-080-00	197, 229	535-035-00	195, 217	600-500-10	299
308-713-00	197, 229	520-082-00	197, 229	535-040-00	195, 217	600-500-30	299
308-715-00	197, 229	520-090-00	197, 229	535-045-00	195, 217	600-500-60	299
308-718-00	197, 229	520-092-00	197, 229	535-048-00	195, 217	600-501-10	299
311-306-30	232	520-120-00	197, 229	535-051-00	195, 217	600-501-30	299
311-307-30	232	521-040-00	197, 228	537-310-00	195, 217	600-501-60	299
311-308-30	232	523-050-00	197, 228	537-311-00	195, 217	600-502-10	298
312-106-00	232	523-060-00	197, 228	537-313-00	195, 217	600-502-30	298
312-107-00	232	523-070-00	197, 228	537-314-00	195, 217	600-502-60	298

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
600-503-10	298	607-112-00	250	620-208-01	231	700-021-04	102
600-503-30	298	607-115-00	247	620-209-01	231	700-022-03	100
600-503-60	298	607-116-00	248	620-708-00	231	700-022-04	102
600-600-30	301	607-117-00	249	621-028-00	230	700-023-13	100
600-601-30	300	607-118-00	249	621-031-00	230	700-023-14	102
600-602-30	300	607-120-00	246	621-034-00	230	700-023-23	100
600-610-00	305	607-121-00	249	621-037-00	230	700-023-24	102
600-610-30	305	607-121-30	248	621-040-00	230	700-023-33	100
602-604-10	302	607-122-00	249	621-043-00	230	700-023-34	102
602-605-10	301	607-122-30	248	621-046-00	230	700-023-43	100
602-606-10	302	607-123-10	250	621-200-00	231	700-023-44	102
602-800-10	312	607-124-00	249	621-300-00	230	700-025-03	100
602-800-30	312	607-125-00	249	621-404-00	230	700-026-03	100
602-801-10	312	607-126-20	246	621-405-00	230	700-027-03	100
602-801-30	312	607-126-22	246	621-406-00	230	700-027-04	102
602-806-10	308	607-126-24	246	621-407-00	230	700-028-03	100
602-806-30	308	607-127-30	249	621-408-00	230	700-028-04	102
602-808-10	312	607-128-00	249	621-409-00	230	700-029-13	100
602-808-30	312	607-129-00	23	621-500-00	230	700-029-14	102
602-809-10	308	607-136-00	245	632-101-01	233	700-029-23	100
602-809-30	308	607-140-01	244	632-102-01	233	700-029-24	102
602-810-10	309	607-141-00	245	632-103-00	233	700-030-13	100
602-810-30	309	607-142-00	245	681-100-00	390	700-030-14	102
602-811-10	313	607-143-00	244	700-001-03	100	700-030-23	100
602-811-30	313	607-144-00	245, 250	700-002-03	100	700-030-24	102
602-812-10	313	607-145-01	244	700-002-13	100	700-035-03	100
602-812-30	313	607-146-00	244	700-002-14	102	700-035-04	102
602-830-10	310	607-147-00	244	700-002-23	100	700-036-03	100
602-830-30	310	607-148-00	244	700-002-24	102	700-036-04	102
602-831-10	310	607-149-00	244	700-002-33	100	700-037-03	100
602-831-30	310	607-150-00	245	700-002-34	102	700-037-04	102
602-832-10	310	607-202-00	232	700-002-43	100	700-038-03	100
602-832-30	310	607-202-30	232	700-002-44	102	700-038-04	102
602-833-10	310	607-204-00	231	700-003-03	100	700-039-03	100
602-833-30	310	607-204-30	231	700-004-03	100	700-040-03	100
602-834-10	311	607-300-00	265	700-005-03	100	700-041-03	100
602-834-30	311	607-301-00	265	700-005-13	100	700-041-04	102
602-835-10	311	609-004-00	306	700-005-14	102	700-042-03	100
602-835-30	311	609-006-00	306	700-005-23	100	700-042-04	102
603-000-00	305	609-008-00	306	700-005-24	102	700-043-13	100
606-600-00	303	609-100-00	306	700-005-33	100	700-043-14	102
606-600-30	303	609-200-30	306	700-005-34	102	700-043-23	100
606-701-00	303	609-300-00	307	700-005-43	100	700-043-24	102
606-701-30	303	609-400-00	307	700-005-44	102	700-043-33	100
607-101-00	248	609-500-00	306	700-006-03	100	700-043-34	102
607-102-00	248	611-115-00	314	700-007-00	99	700-043-43	100
607-103-00	250	611-115-30	314	700-009-00	99	700-043-44	102
607-103-11	245, 250	611-115-60	314	700-011-00	99	700-045-03	100
607-104-00	250	611-116-00	314	700-013-00	99	700-046-03	100
607-104-11	245, 250	611-120-01	314	700-015-03	100	700-047-03	100
607-105-00	250	611-122-00	314	700-015-04	102	700-047-04	102
607-105-11	245, 250	611-130-00	314	700-016-03	100	700-048-03	100
607-107-00	250	611-131-00	314	700-016-04	102	700-048-04	102
607-107-11	245, 250	611-132-00	314	700-017-03	100	700-049-13	100
607-108-00	246	612-000-00	314	700-017-04	102	700-049-14	102
607-108-10	248	620-107-00	231	700-018-03	100	700-049-23	100
607-108-20	248	620-108-00	231	700-018-04	102	700-049-24	102
607-109-00	248	620-109-00	231	700-019-03	100	700-050-13	100
607-110-00	248	620-110-00	231	700-020-03	100	700-050-14	102
607-111-00	249	620-207-01	231	700-021-03	100	700-050-23	100

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
700-050-24	102	700-223-40	104	700-457-00	103	718-301-12	76
700-055-00	99	700-235-00	104	700-459-00	103	718-301-13	82
700-055-01	101	700-236-00	104	700-461-00	103	718-301-14	76
700-056-00	99	700-237-00	104	702-799-03	107	718-301-15	76
700-056-01	101	700-238-00	104	702-800-03	107	718-301-21	76
700-057-00	99	700-241-00	104	703-799-03	107	718-301-22	76
700-057-01	101	700-242-00	104	703-800-03	107	718-301-23	82
700-058-00	99	700-243-10	104	704-799-03	107	718-301-24	76
700-058-01	101	700-243-20	104	704-800-03	107	718-301-25	76
700-059-00	99	700-243-30	104	705-000-00	108	718-301-31	76
700-059-01	101	700-243-40	104	713-799-03	107	718-301-32	76
700-060-00	99	700-255-00	103	713-800-03	107	718-301-33	82
700-060-01	101	700-257-00	103	718-101-01	46	718-301-34	76
700-061-00	99	700-259-00	103	718-101-10	46	718-301-35	76
700-061-01	101	700-261-00	103	718-101-11	46	718-301-41	76
700-062-00	99	700-315-00	104	718-101-12	46	718-301-42	76
700-062-01	101	700-316-00	104	718-101-14	46	718-301-43	82
700-063-00	99	700-317-00	104	718-101-15	46	718-301-44	76
700-063-01	101	700-318-00	104	718-101-21	46	718-301-45	76
700-064-00	99	700-321-00	104	718-101-22	46	718-301-50	76
700-064-01	101	700-322-00	104	718-101-24	46	718-302-01	78
700-065-03	100	700-323-10	104	718-101-25	46	718-302-10	78
700-066-03	100	700-323-20	104	718-101-31	46	718-302-11	78
700-067-00	99	700-323-30	104	718-101-32	46	718-302-12	78
700-068-00	99	700-323-40	104	718-101-34	46	718-302-14	78
700-069-00	99	700-335-00	104	718-101-35	46	718-302-15	78
700-070-00	99	700-336-00	104	718-101-41	46	718-302-21	78
700-115-00	104	700-337-00	104	718-101-42	46	718-302-22	78
700-116-00	104	700-338-00	104	718-101-44	46	718-302-24	78
700-117-00	104	700-341-00	104	718-101-45	46	718-302-25	78
700-118-00	104	700-342-00	104	718-141-13	46	718-302-31	78
700-121-00	104	700-343-10	104	718-141-23	46	718-302-32	78
700-122-00	104	700-343-20	104	718-141-33	46	718-302-34	78
700-123-10	104	700-343-30	104	718-141-43	46	718-302-35	78
700-123-20	104	700-343-40	104	718-205-01	61	718-302-41	78
700-123-30	104	700-355-00	103	718-205-10	61	718-302-42	78
700-123-40	104	700-357-00	103	718-205-11	61	718-302-44	78
700-135-00	104	700-359-00	103	718-205-12	61	718-302-45	78
700-136-00	104	700-361-00	103	718-205-13	61	718-302-50	78
700-137-00	104	700-415-00	105	718-205-14	61	718-303-01	80
700-138-00	104	700-416-00	105	718-205-15	61	718-303-10	80
700-141-00	104	700-417-00	105	718-205-21	61	718-303-11	80
700-142-00	104	700-418-00	105	718-205-22	61	718-303-12	80
700-143-10	104	700-421-00	105	718-205-23	61	718-303-13	80
700-143-20	104	700-422-00	105	718-205-24	61	718-303-14	80
700-143-30	104	700-423-10	105	718-205-25	61	718-303-15	80
700-143-40	104	700-423-20	105	718-205-31	61	718-303-21	80
700-155-00	103	700-423-30	105	718-205-32	61	718-303-22	80
700-157-00	103	700-423-40	105	718-205-33	61	718-303-23	80
700-159-00	103	700-435-00	105	718-205-34	61	718-303-24	80
700-161-00	103	700-436-00	105	718-205-35	61	718-303-25	80
700-215-00	104	700-437-00	105	718-205-41	61	718-303-31	80
700-216-00	104	700-438-00	105	718-205-42	61	718-303-32	80
700-217-00	104	700-441-00	105	718-205-43	61	718-303-33	80
700-218-00	104	700-442-00	105	718-205-44	61	718-303-34	80
700-221-00	104	700-443-10	105	718-205-45	61	718-303-35	80
700-222-00	104	700-443-20	105	718-205-50	61	718-303-41	80
700-223-10	104	700-443-30	105	718-301-01	76	718-303-42	80
700-223-20	104	700-443-40	105	718-301-10	76	718-303-43	80
700-223-30	104	700-455-00	103	718-301-11	76	718-303-44	80

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
718-303-45	80	718-401-10	71	718-442-33	73	718-701-12	96
718-303-50	80	718-401-11	71	718-442-34	73	718-701-14	96
718-305-01	80	718-401-12	71	718-442-35	73	718-701-15	96
718-305-10	80	718-401-14	71	718-442-43	73	718-701-21	96
718-305-11	80	718-401-15	71	718-442-44	73	718-701-22	96
718-305-12	80	718-401-21	71	718-442-45	73	718-701-24	96
718-305-13	80	718-401-22	71	718-442-50	73	718-701-25	96
718-305-14	80	718-401-24	71	718-452-15	75	718-741-13	96
718-305-15	80	718-401-25	71	718-452-25	75	718-741-23	96
718-305-21	80	718-401-31	71	718-462-15	75	718-901-01	64
718-305-22	80	718-401-32	71	718-462-25	75	718-901-10	64
718-305-23	80	718-401-34	71	718-501-01	85	718-901-11	64
718-305-24	80	718-401-35	71	718-501-10	85	718-901-12	64
718-305-25	80	718-401-41	71	718-501-11	85	718-901-14	64
718-305-31	80	718-401-42	71	718-501-12	85	718-901-15	64
718-305-32	80	718-401-44	71	718-501-14	85	718-901-21	64
718-305-33	80	718-401-45	71	718-501-15	85	718-901-22	64
718-305-34	80	718-401-50	71	718-501-21	85	718-901-24	64
718-305-35	80	718-402-01	73	718-501-22	85	718-901-25	64
718-305-41	80	718-402-10	73	718-501-24	85	718-901-31	64
718-305-42	80	718-402-11	73	718-501-25	85	718-901-32	64
718-305-43	80	718-402-12	73	718-501-31	85	718-901-34	64
718-305-44	80	718-402-14	73	718-501-32	85	718-901-35	64
718-305-45	80	718-402-15	73	718-501-34	85	718-901-41	64
718-305-50	80	718-402-21	73	718-501-35	85	718-901-42	64
718-341-01	76	718-402-22	73	718-501-41	85	718-901-44	64
718-341-10	76	718-402-24	73	718-501-42	85	718-901-45	64
718-341-13	76	718-402-25	73	718-501-44	85	718-901-50	64
718-341-14	76	718-402-31	73	718-501-45	85	718-902-01	66
718-341-15	76	718-402-32	73	718-501-50	85	718-902-10	66
718-341-23	76	718-402-34	73	718-502-01	86	718-902-11	66
718-341-24	76	718-402-35	73	718-502-10	86	718-902-12	66
718-341-25	76	718-402-41	73	718-502-11	86	718-902-14	66
718-341-33	76	718-402-42	73	718-502-12	86	718-902-15	66
718-341-34	76	718-402-44	73	718-502-14	86	718-902-21	66
718-341-35	76	718-402-45	73	718-502-15	86	718-902-22	66
718-341-43	76	718-402-50	73	718-502-21	86	718-902-24	66
718-341-44	76	718-441-01	71	718-502-22	86	718-902-25	66
718-341-45	76	718-441-10	71	718-502-24	86	718-902-31	66
718-341-50	76	718-441-13	71	718-502-25	86	718-902-32	66
718-342-01	78	718-441-14	71	718-502-31	86	718-902-34	66
718-342-10	78	718-441-15	71	718-502-32	86	718-902-35	66
718-342-13	78	718-441-23	71	718-502-34	86	718-902-41	66
718-342-14	78	718-441-24	71	718-502-35	86	718-902-42	66
718-342-15	78	718-441-25	71	718-502-41	86	718-902-44	66
718-342-23	78	718-441-33	71	718-502-42	86	718-902-45	66
718-342-24	78	718-441-34	71	718-502-44	86	718-902-50	66
718-342-25	78	718-441-35	71	718-502-45	86	718-941-01	64
718-342-33	78	718-441-43	71	718-502-50	86	718-941-10	64
718-342-34	78	718-441-44	71	718-541-13	85	718-941-13	64
718-342-35	78	718-441-45	71	718-541-23	85	718-941-14	64
718-342-43	78	718-441-50	71	718-541-33	85	718-941-15	64
718-342-44	78	718-442-01	73	718-541-43	85	718-941-23	64
718-342-45	78	718-442-10	73	718-542-13	86	718-941-24	64
718-342-50	78	718-442-13	73	718-542-23	86	718-941-25	64
718-343-13	82	718-442-14	73	718-542-33	86	718-941-33	64
718-343-23	82	718-442-15	73	718-542-43	86	718-941-34	64
718-343-33	82	718-442-23	73	718-701-03	95	718-941-35	64
718-343-43	82	718-442-24	73	718-701-05	95	718-941-43	64
718-401-01	71	718-442-25	73	718-701-11	96	718-941-44	64

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
718-941-45	64	722-102-45	47	722-302-15	79	722-342-33	79
718-941-50	64	722-141-13	46	722-302-21	79	722-342-34	79
718-942-01	66	722-141-23	46	722-302-22	79	722-342-35	79
718-942-10	66	722-141-33	46	722-302-24	79	722-342-43	79
718-942-13	66	722-141-43	46	722-302-25	79	722-342-44	79
718-942-14	66	722-142-13	47	722-302-31	79	722-342-45	79
718-942-15	66	722-142-23	47	722-302-32	79	722-342-50	79
718-942-23	66	722-142-33	47	722-302-34	79	722-360-13	82
718-942-24	66	722-142-43	47	722-302-35	79	722-360-23	82
718-942-25	66	722-205-01	62	722-302-41	79	722-361-33	82
718-942-33	66	722-205-10	62	722-302-42	79	722-361-43	82
718-942-34	66	722-205-11	62	722-302-44	79	722-401-01	72
718-942-35	66	722-205-12	62	722-302-45	79	722-401-10	72
718-942-43	66	722-205-13	62	722-302-50	79	722-401-11	72
718-942-44	66	722-205-14	62	722-305-01	81	722-401-12	72
718-942-45	66	722-205-15	62	722-305-10	81	722-401-14	72
718-942-50	66	722-205-21	62	722-305-11	81	722-401-15	72
722-000-50	33	722-205-22	62	722-305-12	81	722-401-21	72
722-001-50	33	722-205-23	62	722-305-13	81	722-401-22	72
722-002-00	33	722-205-24	62	722-305-14	81	722-401-24	72
722-002-51	33	722-205-25	62	722-305-15	81	722-401-25	72
722-003-00	33	722-205-31	62	722-305-21	81	722-401-31	72
722-003-51	33	722-205-32	62	722-305-22	81	722-401-32	72
722-004-51	33	722-205-33	62	722-305-23	81	722-401-34	72
722-005-51	33	722-205-34	62	722-305-24	81	722-401-35	72
722-101-01	46	722-205-35	62	722-305-25	81	722-401-41	72
722-101-10	46	722-205-41	62	722-305-31	81	722-401-42	72
722-101-11	46	722-205-42	62	722-305-32	81	722-401-44	72
722-101-12	46	722-205-43	62	722-305-33	81	722-401-45	72
722-101-14	46	722-205-44	62	722-305-34	81	722-401-50	72
722-101-15	46	722-205-45	62	722-305-35	81	722-402-01	74
722-101-21	46	722-205-50	62	722-305-41	81	722-402-10	74
722-101-22	46	722-301-01	77	722-305-42	81	722-402-11	74
722-101-24	46	722-301-10	77	722-305-43	81	722-402-12	74
722-101-25	46	722-301-11	77	722-305-44	81	722-402-14	74
722-101-31	46	722-301-12	77	722-305-45	81	722-402-15	74
722-101-32	46	722-301-13	82	722-305-50	81	722-402-21	74
722-101-34	46	722-301-14	77	722-341-01	77	722-402-22	74
722-101-35	46	722-301-15	77	722-341-10	77	722-402-24	74
722-101-41	46	722-301-21	77	722-341-13	77	722-402-25	74
722-101-42	46	722-301-22	77	722-341-14	77	722-402-31	74
722-101-44	46	722-301-23	82	722-341-15	77	722-402-32	74
722-101-45	46	722-301-24	77	722-341-23	77	722-402-34	74
722-101-99	49	722-301-25	77	722-341-24	77	722-402-35	74
722-102-01	47	722-301-31	77	722-341-25	77	722-402-41	74
722-102-11	47	722-301-32	77	722-341-33	77	722-402-42	74
722-102-12	47	722-301-33	82	722-341-34	77	722-402-44	74
722-102-14	47	722-301-34	77	722-341-35	77	722-402-45	74
722-102-15	47	722-301-35	77	722-341-43	77	722-402-50	74
722-102-21	47	722-301-41	77	722-341-44	77	722-441-01	72
722-102-22	47	722-301-42	77	722-341-45	77	722-441-10	72
722-102-24	47	722-301-43	82	722-341-50	77	722-441-13	72
722-102-25	47	722-301-44	77	722-342-01	79	722-441-14	72
722-102-31	47	722-301-45	77	722-342-10	79	722-441-15	72
722-102-32	47	722-301-50	77	722-342-13	79	722-441-23	72
722-102-34	47	722-302-01	79	722-342-14	79	722-441-24	72
722-102-35	47	722-302-10	79	722-342-15	79	722-441-25	72
722-102-41	47	722-302-11	79	722-342-23	79	722-441-33	72
722-102-42	47	722-302-12	79	722-342-24	79	722-441-34	72
722-102-44	47	722-302-14	79	722-342-25	79	722-441-35	72

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
722-441-43	72	722-502-50	86	722-902-22	67	724-006-00	120
722-441-44	72	722-541-13	85	722-902-24	67	724-007-00	120
722-441-45	72	722-541-23	85	722-902-25	67	724-008-00	120
722-441-50	72	722-541-33	85	722-902-31	67	724-009-00	120
722-442-01	74	722-541-43	85	722-902-32	67	724-014-00	115
722-442-10	74	722-542-13	86	722-902-34	67	724-014-51	126
722-442-13	74	722-542-23	86	722-902-35	67	724-015-00	115
722-442-14	74	722-542-33	86	722-902-41	67	724-015-51	126
722-442-15	74	722-542-43	86	722-902-42	67	724-016-00	115
722-442-23	74	722-701-00	94	722-902-44	67	724-016-51	126
722-442-24	74	722-701-03	95	722-902-45	67	724-017-00	115
722-442-25	74	722-701-05	95	722-902-50	67	724-017-51	126
722-442-33	74	722-701-11	96	722-941-01	65	724-018-00	117
722-442-34	74	722-701-12	96	722-941-10	65	724-018-51	128
722-442-35	74	722-701-14	96	722-941-13	65	724-019-00	117
722-442-43	74	722-701-15	96	722-941-14	65	724-019-51	128
722-442-44	74	722-701-21	96	722-941-15	65	724-020-00	115
722-442-45	74	722-701-22	96	722-941-23	65	724-020-51	126
722-442-50	74	722-701-24	96	722-941-24	65	724-021-00	115
722-462-11	75	722-701-25	96	722-941-25	65	724-021-51	126
722-462-12	75	722-702-03	95	722-941-33	65	724-028-00	118
722-462-21	75	722-702-05	95	722-941-34	65	724-029-00	118
722-462-22	75	722-702-11	96	722-941-35	65	724-030-00	118
722-501-01	85	722-702-12	96	722-941-43	65	724-031-00	118
722-501-10	85	722-702-14	96	722-941-44	65	724-036-00	118
722-501-11	85	722-702-15	96	722-941-45	65	724-037-00	118
722-501-12	85	722-702-21	96	722-941-50	65	724-038-00	118
722-501-14	85	722-702-22	96	722-942-01	67	724-039-00	118
722-501-15	85	722-702-24	96	722-942-10	67	724-040-00	115
722-501-21	85	722-702-25	96	722-942-13	67	724-040-51	126
722-501-22	85	722-741-13	96	722-942-14	67	724-041-00	115
722-501-24	85	722-741-23	96	722-942-15	67	724-041-51	126
722-501-25	85	722-742-13	96	722-942-23	67	724-044-00	115
722-501-31	85	722-742-23	96	722-942-24	67	724-045-00	115
722-501-32	85	722-901-01	65	722-942-25	67	724-048-00	115
722-501-34	85	722-901-10	65	722-942-33	67	724-048-51	126
722-501-35	85	722-901-11	65	722-942-34	67	724-049-00	115
722-501-41	85	722-901-12	65	722-942-35	67	724-049-51	126
722-501-42	85	722-901-14	65	722-942-43	67	724-056-00	117
722-501-44	85	722-901-15	65	722-942-44	67	724-056-51	128
722-501-45	85	722-901-21	65	722-942-45	67	724-057-00	117
722-501-50	85	722-901-22	65	722-942-50	67	724-057-51	128
722-502-01	86	722-901-24	65	723-020-00	132	724-058-00	118
722-502-10	86	722-901-25	65	723-021-00	132	724-059-00	118
722-502-11	86	722-901-31	65	723-022-00	132	724-060-00	120
722-502-12	86	722-901-32	65	723-023-00	132	724-061-00	120
722-502-14	86	722-901-34	65	723-024-00	132	724-062-00	117
722-502-15	86	722-901-35	65	723-025-00	132	724-063-00	117
722-502-21	86	722-901-41	65	723-026-00	132	724-064-00	116
722-502-22	86	722-901-42	65	723-027-00	132	724-065-00	116
722-502-24	86	722-901-44	65	723-028-00	132	724-066-00	116
722-502-25	86	722-901-45	65	723-029-00	132	724-067-00	116
722-502-31	86	722-901-50	65	723-030-00	132	724-068-00	120
722-502-32	86	722-902-01	67	723-031-00	132	724-069-00	120
722-502-34	86	722-902-10	67	723-032-00	132	724-070-00	120
722-502-35	86	722-902-11	67	723-033-00	132	724-071-00	120
722-502-41	86	722-902-12	67	724-002-00	117	724-080-00	114
722-502-42	86	722-902-14	67	724-003-00	117	724-081-00	114
722-502-44	86	722-902-15	67	724-004-00	118	724-084-00	116
722-502-45	86	722-902-21	67	724-005-00	118	724-084-50	127

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
724-084-51	126	724-181-00	120	724-236-51	126	725-033-00	114
724-085-00	116	724-182-00	120	724-237-00	115	725-033-50	124
724-085-50	127	724-183-00	120	724-237-51	126	725-034-00	114
724-085-51	126	724-200-00	120	724-238-00	118	725-034-50	124
724-088-50	127	724-200-51	130	724-238-51	129	725-164-00	116
724-089-50	127	724-201-00	120	724-239-00	118	725-164-50	127
724-090-00	115	724-201-51	130	724-239-51	129	725-165-00	116
724-090-50	127	724-202-00	120	724-240-00	118	725-165-50	127
724-090-51	126	724-202-51	130	724-240-51	129	725-166-00	116
724-091-00	115	724-203-00	120	724-241-00	118	725-166-50	127
724-091-51	126	724-203-51	130	724-241-51	129	725-167-00	116
724-092-00	115	724-204-00	118	724-242-00	118	725-167-50	127
724-092-51	126	724-204-51	129	724-242-51	129	725-168-00	116
724-093-00	115	724-205-00	118	724-243-00	118	725-168-50	127
724-093-51	126	724-205-51	129	724-243-51	129	725-169-00	116
724-094-00	115	724-206-00	118	724-250-51	124	725-169-50	127
724-094-51	126	724-206-51	129	724-251-51	124	725-170-00	116
724-095-00	115	724-207-00	118	724-252-51	124	725-170-50	127
724-095-51	126	724-207-51	129	724-253-51	124	725-171-00	116
724-102-00	117	724-212-00	120	724-254-51	124	725-171-50	127
724-103-00	117	724-212-51	130	724-255-51	124	725-203-00	114
724-104-00	118	724-213-00	120	724-256-51	124	725-203-51	124
724-105-00	118	724-213-51	130	724-257-51	124	725-206-00	114
724-106-00	120	724-214-00	115	724-258-51	124	725-306-00	116
724-107-00	120	724-214-51	126	724-259-51	124	725-306-50	127
724-114-00	115	724-215-00	115	724-260-51	124	725-307-00	116
724-114-51	126	724-215-51	126	724-261-51	124	725-307-50	127
724-115-00	115	724-216-00	115	724-262-51	124	725-308-00	116
724-115-51	126	724-216-51	126	724-263-51	124	725-308-50	127
724-116-00	115	724-217-00	115	724-264-51	124	725-309-00	116
724-116-51	126	724-217-51	126	724-265-51	124	725-309-50	127
724-117-00	115	724-218-00	115	724-266-00	120	725-310-00	116
724-117-51	126	724-218-51	126	724-266-51	130	725-310-50	127
724-120-00	115	724-219-00	115	724-267-00	120	725-311-00	116
724-120-51	126	724-219-51	126	724-267-51	130	725-311-50	127
724-121-00	115	724-220-00	118	724-268-00	120	726-011-00	114
724-121-51	126	724-220-51	129	724-268-51	130	726-012-00	114
724-140-00	115	724-221-00	118	724-269-00	120	726-013-00	114
724-140-51	126	724-221-51	129	724-269-51	130	726-201-00	121
724-141-00	115	724-222-00	118	724-270-00	117	726-202-00	121
724-141-51	126	724-222-51	129	724-270-51	128	726-203-00	121
724-144-00	115	724-223-00	118	724-271-00	117	726-204-00	121
724-145-00	115	724-223-51	129	724-271-51	128	726-205-00	121
724-148-00	115	724-224-00	118	724-272-00	117	726-206-00	121
724-149-00	115	724-224-51	129	724-272-51	128	726-207-00	121
724-150-00	118	724-225-00	118	724-273-00	117	726-401-00	121
724-151-00	118	724-225-51	129	724-273-51	128	726-404-00	121
724-156-00	117	724-230-00	120	724-280-00	116	726-405-00	121
724-157-00	117	724-230-51	130	724-280-51	127	727-265-00	119
724-158-00	118	724-231-00	120	724-281-00	116	727-265-50	129
724-159-00	118	724-231-51	130	724-281-51	127	727-266-00	119
724-160-00	120	724-232-00	115	724-282-00	116	727-267-00	119
724-161-00	120	724-232-51	126	724-282-51	127	727-268-00	119
724-162-00	120	724-233-00	115	724-283-00	116	727-269-00	119
724-163-00	120	724-233-51	126	724-283-51	127	727-270-00	119
724-164-00	116	724-234-00	115	724-500-51	131	727-365-00	119
724-165-00	116	724-234-51	126	724-501-51	131	727-366-00	119
724-166-00	116	724-235-00	115	724-503-51	131	727-367-00	119
724-167-00	116	724-235-51	126	724-562-51	131	727-368-00	119
724-180-00	120	724-236-00	115	724-563-51	131	727-385-00	119

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
727-386-00	119	728-504-00	224	745-041-00	257	764-024-00	192, 204
727-387-00	119	728-505-00	224	745-300-00	259	764-025-00	192, 204
727-388-00	119	728-506-01	224	745-301-01	263	764-026-00	192, 204
728-005-00	234	728-507-01	224	745-302-00	263	764-027-00	192, 204
728-006-00	234	728-508-01	224	745-304-00	262	764-028-00	192, 204
728-007-00	234	728-509-01	224	745-400-00	259	764-029-00	192, 204
728-008-00	234	728-510-01	224	745-401-00	262	764-030-00	192, 204
728-010-00	122	740-000-00	259	745-402-00	262	764-031-00	192, 204
728-011-00	122	740-010-00	260	748-009-00	264	765-200-00	192, 199
728-012-00	122	740-019-00	260	748-114-00	264	765-201-00	192, 199
728-013-00	234	740-020-00	260	750-001-51	108	765-201-01	192, 199
728-014-00	234	740-021-00	260	750-002-00	123	765-202-00	192, 199
728-015-00	234	740-120-00	260	750-002-51	108	765-202-01	192, 199
728-016-00	122	740-219-00	260	750-003-51	108	765-203-00	192, 199
728-017-00	122	740-220-00	260	750-101-00	123	765-300-00	192, 199
728-020-00	233	740-221-00	260	750-201-00	123	765-301-00	192, 199
728-021-00	233	741-040-00	261	750-205-00	123	765-301-01	192, 199
728-022-00	233	741-045-00	261	750-401-00	123	765-302-00	192, 199
728-023-00	233	741-050-00	261	750-602-00	123	765-302-01	192, 199
728-024-00	233	741-055-00	261	750-602-10	123	765-303-00	192, 199
728-025-00	233	741-060-00	261	750-602-50	108	766-000-00	367
728-026-00	233	741-150-00	261	750-603-00	123	766-003-00	109
728-100-01	234	741-240-00	261	750-603-10	123	766-050-00	194, 214
728-101-01	234	741-245-00	261	750-701-00	123	766-051-00	194, 214
728-102-01	234	741-250-00	261	751-000-00	221	766-052-00	194, 214
728-110-00	122	741-255-00	261	751-001-00	221	766-053-00	194, 214
728-111-00	122	742-501-00	263	751-003-00	221	766-054-00	194, 214
728-112-00	122	744-101-01	257	751-004-00	221	766-055-00	194, 214
728-113-00	122	744-112-01	257	758-160-00	222	766-056-00	194, 214
728-114-00	122	744-601-00	263	758-161-00	222	766-057-00	194, 214
728-200-00	235	744-613-00	262	758-165-00	222	766-058-00	194, 211
728-201-00	235	744-614-00	262	758-175-00	222	766-059-00	194, 211
728-202-00	235	744-615-00	262	758-180-00	222	766-060-00	194, 212
728-203-00	235	744-616-00	262	758-360-00	223	766-061-00	194, 212
728-204-00	235	744-705-00	258	758-361-00	223	766-062-00	194, 212
728-205-00	235	744-706-00	258	758-362-00	223	766-063-00	194, 212
728-206-00	235	744-709-00	258	758-365-00	223	766-064-00	194, 212
728-207-00	235	744-710-00	258	758-375-00	223	766-065-00	194, 212
728-208-00	235	744-711-50	256	758-380-00	223	766-066-00	194, 212
728-209-00	235	744-712-00	259	758-861-00	222	766-067-00	194, 212
728-210-00	235	744-713-00	263	758-862-00	222	766-068-00	194, 213
728-211-00	235	744-717-00	258	764-000-00	195, 218	766-069-00	194, 213
728-212-00	235	745-020-00	256	764-001-00	195, 218	766-070-00	194, 213
728-213-00	235	745-021-00	256	764-002-00	195, 218	766-071-00	194, 213
728-214-00	235	745-022-00	256	764-003-00	195, 218	766-072-00	194, 213
728-215-00	235	745-023-00	257	764-006-00	195, 218	766-073-00	194, 213
728-216-00	236	745-024-00	256	764-008-00	192, 203	766-074-00	194, 213
728-217-00	236	745-025-00	256	764-009-00	192, 203	766-075-00	194, 213
728-218-00	236	745-026-00	256	764-010-00	192, 203	766-076-00	194, 213
728-219-00	236	745-027-00	256	764-011-00	192, 203	766-077-00	194, 213
728-220-00	236	745-028-00	257	764-012-00	192, 203	766-078-00	194, 213
728-221-00	236	745-029-00	257	764-013-00	192, 203	766-079-00	194, 213
728-222-00	236	745-030-00	257	764-014-00	192, 203	766-080-00	194, 211
728-400-00	236	745-031-00	256	764-015-00	192, 203	766-080-01	194, 211
728-401-00	236	745-032-00	256	764-018-00	192, 204	766-081-00	194, 211
728-402-00	236	745-033-00	257	764-019-00	192, 204	766-081-01	194, 211
728-500-00	224	745-034-00	257	764-020-00	192, 204	766-082-00	194, 211
728-501-00	224	745-037-00	257	764-021-00	192, 204	766-082-01	194, 211
728-502-00	224	745-038-00	257	764-022-00	192, 204	766-083-00	194, 211
728-503-00	224	745-039-00	257	764-023-00	192, 204	766-083-01	194, 211

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
766-084-00	194, 211	766-179-00	194, 214	766-603-00	196, 219	766-739-00	34
766-084-01	194, 211	766-180-00	193, 209	766-604-00	196, 219	766-740-00	34
766-085-00	194, 211	766-181-00	193, 209	766-605-00	194, 216	766-741-00	34
766-085-01	194, 211	766-182-00	193, 209	766-606-00	194, 216	766-742-00	34
766-086-00	194, 213	766-183-00	193, 209	766-607-00	194, 216	766-743-00	34
766-087-00	194, 213	766-184-00	193, 209	766-608-00	194, 216	766-744-00	34
766-088-00	194, 212	766-185-00	193, 209	766-609-00	194, 216	766-745-00	34
766-088-01	194, 212	766-186-00	193, 210	766-610-00	194, 216	766-746-00	34
766-089-00	194, 212	766-187-00	193, 210	766-611-00	194, 216	766-747-00	34
766-089-01	194, 212	766-188-00	193, 210	766-612-00	194, 216	766-748-00	34
766-090-00	194, 212	766-196-00	198	766-613-00	194, 216	766-749-00	34
766-090-01	194, 212	766-200-00	192, 203	766-614-00	194, 216	766-750-00	34
766-091-00	194, 212	766-200-01	192, 203	766-615-00	194, 216	766-751-00	34
766-091-01	194, 212	766-201-00	192, 203	766-616-00	194, 216	766-752-00	34
766-092-00	194, 212	766-201-01	192, 203	766-617-00	194, 216	766-753-00	34
766-093-00	194, 212	766-203-00	192, 203	766-618-00	194, 216	766-754-00	34
766-094-00	198, 220	766-204-00	192, 203	766-619-00	194, 216	766-755-00	34
766-095-00	198, 220	766-205-00	192, 203	766-620-00	194, 216	766-756-00	34
766-100-00	192, 203	766-250-00	193, 210	766-629-00	196, 218	766-800-00	193, 206
766-100-01	192, 203	766-251-00	193, 210	766-630-00	35	766-801-00	193, 206
766-101-00	192, 203	766-252-00	193, 210	766-631-00	194, 216	766-802-00	193, 206
766-101-01	192, 203	766-253-00	193, 210	766-632-00	194, 216	766-803-00	193, 206
766-103-00	192, 203	766-254-00	193, 210	766-633-00	196, 219	766-804-00	193, 206
766-104-00	192, 203	766-255-00	193, 210	766-700-00	193, 205	766-805-00	193, 206
766-105-00	192, 203	766-256-00	193, 210	766-701-00	193, 205	766-806-00	193, 206
766-120-00	192, 201	766-257-00	193, 210	766-702-00	193, 205	766-807-00	193, 206
766-120-01	192, 201	766-258-00	193, 210	766-703-00	193, 205	766-808-00	193, 207
766-121-00	192, 201	766-259-00	193, 211	766-704-00	193, 205	766-809-00	193, 207
766-121-01	192, 201	766-260-00	193, 211	766-705-00	193, 205	766-810-00	193, 207
766-122-00	192, 201	766-261-00	193, 211	766-706-00	193, 205	766-811-00	193, 207
766-122-01	192, 201	766-262-00	193, 211	766-707-00	193, 205	766-812-00	193, 207
766-123-00	192, 201	766-263-00	193, 211	766-710-00	193, 206	766-813-00	193, 207
766-123-01	192, 201	766-264-00	193, 211	766-711-00	193, 206	766-814-00	193, 207
766-124-00	192, 201	766-270-00	193, 208	766-712-00	193, 206	766-815-00	193, 207
766-125-00	192, 201	766-271-00	193, 208	766-713-00	193, 206	766-816-00	193, 207
766-130-00	192, 202	766-272-00	193, 208	766-714-00	193, 206	766-817-00	193, 207
766-131-00	192, 202	766-273-00	193, 208	766-715-00	193, 206	766-818-00	193, 207
766-132-00	192, 202	766-274-00	193, 208	766-716-00	193, 206	766-819-00	193, 207
766-132-01	192, 202	766-275-00	193, 208	766-717-00	193, 206	766-906-00	98, 194, 216
766-133-00	192, 202	766-276-00	193, 208	766-718-00	193, 206	767-100-00	192, 200
766-133-01	192, 202	766-277-00	193, 208	766-719-00	193, 206	767-100-01	192, 200
766-160-00	194, 213	766-278-00	193, 209	766-720-00	193, 206	767-101-00	192, 200
766-161-00	194, 213	766-279-00	193, 209	766-721-00	193, 206	767-101-01	192, 200
766-162-00	194, 213	766-280-00	193, 209	766-722-00	34	767-102-00	192, 200
766-163-00	194, 213	766-281-00	193, 209	766-723-00	34	767-103-00	192, 200
766-164-00	194, 213	766-282-00	193, 209	766-724-00	34	767-103-01	192, 200
766-165-00	194, 213	766-283-00	193, 209	766-725-00	34	767-104-00	192, 200
766-166-00	194, 213	766-284-00	193, 209	766-726-00	34	767-105-00	192, 200
766-167-00	194, 213	766-285-00	193, 209	766-727-00	34	767-105-01	192, 200
766-168-00	194, 214	766-300-00	192, 202	766-728-00	34	767-106-00	192, 200
766-169-00	194, 214	766-300-01	192, 202	766-729-00	34	767-107-00	192, 200
766-170-00	194, 214	766-301-00	192, 202	766-730-00	34	767-200-00	192, 200
766-171-00	194, 214	766-301-01	192, 202	766-731-00	34	767-200-01	192, 200
766-172-00	194, 214	766-400-00	192, 202	766-732-00	34	767-201-00	192, 200
766-173-00	194, 214	766-400-01	192, 202	766-733-00	34	767-201-01	192, 200
766-174-00	194, 214	766-401-00	192, 202	766-734-00	34	767-202-00	192, 200
766-175-00	194, 214	766-401-01	192, 202	766-735-00	34	767-203-00	192, 200
766-176-00	194, 214	766-600-00	196, 218	766-736-00	34	767-203-01	192, 200
766-177-00	194, 214	766-601-00	196, 218	766-737-00	34	767-204-00	192, 200
766-178-00	194, 214	766-602-00	196, 219	766-738-00	34	767-205-00	192, 200

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
767-205-01	192, 200	769-015-00	192, 201	774-205-00	269	790-134-00	60–61
767-206-00	192, 200	769-016-00	192, 201	774-210-00	40	790-135-00	60–61
767-207-00	192, 200	769-017-00	192, 201	774-211-00	40	790-136-00	60
767-212-00	35	769-018-00	192, 201	774-216-00	270	790-137-00	60
767-213-00	35	769-019-00	192, 201	774-217-00	270	790-138-00	60–61
768-002-00	192, 204	769-100-00	194, 215	774-220-00	270	790-139-00	60–61
768-003-00	192, 204	769-101-00	194, 215	774-221-00	270	790-140-00	60
768-004-00	192, 204	769-200-00	194, 215	774-226-00	270	790-141-00	58
768-005-00	192, 204	769-201-00	194, 215	774-229-00	270	790-142-00	58
768-006-00	192, 205	772-000-00	268	774-231-00	270	790-143-00	58
768-007-00	192, 205	772-100-00	268	774-232-00	270	790-144-00	58
768-008-00	192, 205	772-103-00	267	774-233-00	270	790-145-00	58
768-009-00	192, 205	772-104-00	267	774-235-00	270	790-146-00	58
768-010-00	192, 205	772-106-00	267	774-236-00	98, 270	790-147-00	59
768-011-00	192, 205	772-107-00	267	774-300-00	264	790-148-00	59
768-012-00	192, 205	772-109-00	267	774-549-00	271	790-149-00	59
768-013-00	192, 205	772-113-00	267	774-551-00	271	790-150-00	59
768-014-00	194, 215	772-114-00	267	774-552-00	271	790-151-00	59
768-015-00	194, 215	772-116-00	267	774-553-00	271	790-152-00	59
768-016-00	194, 215	772-117-00	267	774-554-00	271	790-153-00	63
768-017-00	194, 215	772-119-00	267	774-555-00	271	790-154-00	63
768-018-00	194, 215	772-123-00	267	774-556-00	271	790-155-00	63
768-019-00	194, 215	772-124-00	267	774-557-00	271	790-156-00	63
768-020-00	194, 215	772-125-00	267	774-558-00	271	790-157-00	63
768-021-00	194, 215	772-126-00	267	774-559-00	271	790-158-00	63
768-022-00	194, 215	772-127-00	267	774-560-00	271	790-159-00	63
768-023-00	194, 215	772-200-00	268	774-561-01	271	790-160-00	63
768-026-00	193, 207	772-203-01	264	774-563-00	98, 271	790-161-00	63
768-027-00	193, 207	772-204-01	264	775-210-01	269	790-162-00	63
768-028-00	193, 207	772-205-01	264	790-100-00	63	790-163-00	58
768-029-00	193, 207	772-206-01	264	790-101-00	63	790-164-00	58
768-030-00	193, 208	772-208-01	264	790-102-00	58	790-165-00	59
768-031-00	193, 208	772-210-01	264	790-103-00	58	790-166-00	59
768-032-00	193, 208	772-303-00	268	790-104-00	58	790-204-02	83
768-033-00	193, 208	772-304-00	268	790-105-00	58	790-205-02	83
768-034-00	193, 208	772-306-00	268	790-106-00	58, 60–61	790-206-02	83
768-035-00	193, 208	772-307-00	268	790-107-00	58, 60–61	790-207-02	83
768-036-00	221	772-309-00	268	790-108-00	58	790-208-02	83
768-037-00	221	772-313-00	268	790-109-00	58	790-209-02	83
768-038-00	193, 208	772-314-00	268	790-110-00	58, 60–61	790-210-02	83
768-039-00	193, 208	772-316-00	268	790-111-00	58	790-211-02	83
768-040-00	193, 208	772-317-00	268	790-112-00	63	790-216-02	83
768-041-00	193, 208	772-319-00	268	790-113-00	63	790-217-02	83
768-360-00	223	772-323-00	268	790-114-00	59	790-218-02	83
768-361-00	223	772-324-00	268	790-115-00	59	790-219-02	83
769-000-00	192, 200	772-325-00	268	790-116-00	59	790-220-02	83
769-001-00	192, 200	772-326-00	268	790-117-00	59	790-221-02	83
769-002-00	192, 200	772-327-00	268	790-118-00	59	790-222-02	83
769-003-00	192, 200	772-400-00	266	790-119-00	59	790-223-02	83
769-004-00	192, 200	772-514-00	266	790-120-00	59	790-228-02	84
769-005-00	192, 200	772-516-00	266	790-121-00	59	790-229-02	84
769-006-00	192, 200	772-517-00	266	790-122-00	59	790-230-02	84
769-007-00	192, 200	772-524-00	266	790-123-00	59	790-231-02	84
769-008-00	192, 201	772-526-00	266	790-124-00	63	790-233-02	84
769-009-00	192, 201	772-527-00	266	790-125-00	63	790-234-02	84
769-010-00	192, 201	774-000-00	269	790-128-00	60–61	790-235-02	84
769-011-00	192, 201	774-002-01	269	790-130-00	60–61	790-236-02	84
769-012-00	192, 201	774-003-00	269	790-131-00	60–61	790-237-02	84
769-013-00	192, 201	774-100-01	270	790-132-00	60–61	790-239-02	84
769-014-00	192, 201	774-200-01	270	790-133-00	60–61	790-240-02	84

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
790-241-02	84	790-309-00	68	791-016-03	107	845-810-00	155
790-242-02	84	790-310-00	68	791-017-03	107	845-811-00	155
790-243-02	83	790-311-00	68	791-018-03	107	845-812-00	155
790-244-02	83	790-312-00	70	791-019-03	107	845-813-00	155
790-245-02	84	790-313-00	70	791-020-03	107	845-814-00	155
790-246-02	84	790-314-00	69	791-021-03	107	850-101-00	164
790-247-02	84	790-315-00	69	791-022-03	107	850-102-00	164
790-248-02	84	790-316-00	69	791-023-03	107	850-103-00	164
790-249-02	83	790-317-00	69	791-024-03	107	850-104-00	164
790-250-02	83	790-318-00	69	791-058-00	106	850-105-00	164
790-251-02	83	790-319-00	69	791-059-00	106	850-106-00	164
790-252-02	83	790-320-00	69	791-060-00	106	850-107-00	164
790-253-02	83	790-321-00	69	791-061-00	106	850-108-00	164
790-254-02	83	790-322-00	69	791-062-00	106	850-109-00	164
790-255-02	83	790-323-00	69	791-063-00	106	850-110-00	164
790-256-02	83	790-341-00	68	791-065-00	106	850-111-00	164
790-257-02	83	790-342-00	68	791-066-00	106	850-112-00	164
790-258-02	83	790-343-00	68	791-067-00	106	850-113-00	164
790-259-02	83	790-344-00	68	799-202-00	108	850-114-00	164
790-260-02	83	790-345-00	68	799-204-00	108	850-115-00	164
790-261-02	83	790-346-00	68	799-205-00	108	850-116-00	164
790-262-02	83	790-347-00	69	799-206-00	108	850-117-00	164
790-263-02	83	790-348-00	69	799-210-00	309	850-118-00	164
790-264-02	83	790-349-00	69	812-038-00	166	850-119-00	164
790-265-02	83	790-350-00	69	813-045-00	166	850-120-00	164
790-266-02	83	790-351-00	69	814-045-00	166	850-121-00	164
790-267-02	84	790-352-00	69	818-211-16	125	850-122-00	164
790-268-02	84	790-363-00	68	818-211-26	125	850-123-00	164
790-269-02	84	790-364-00	68	818-211-36	125	850-124-00	164
790-274-02	84	790-365-00	69	818-211-46	125	850-125-00	164
790-275-02	84	790-366-00	69	818-212-16	125	851-101-00	165
790-276-02	84	790-400-00	32	818-212-26	125	851-102-00	165
790-277-02	84	790-401-00	32	818-212-36	125	851-103-00	165
790-278-02	84	790-402-00	32	818-212-46	125	851-104-00	165
790-279-02	84	790-403-00	32	822-112-16	125	851-105-00	165
790-280-02	84	790-404-00	32	822-112-26	125	851-106-00	165
790-281-02	84	790-405-00	32	822-112-36	125	851-107-00	165
790-282-02	84	790-406-00	32	822-112-46	125	851-108-00	165
790-283-02	84	790-407-00	32	822-211-16	125	851-109-00	165
790-284-02	84	790-408-00	32	822-211-26	125	851-110-00	165
790-285-02	84	790-409-00	32	822-211-36	125	851-111-00	165
790-286-02	84	790-602-02	84	822-211-46	125	851-112-00	165
790-287-02	84	790-603-02	84	822-212-16	125	851-113-00	165
790-288-02	84	790-606-02	84	822-212-26	125	851-114-00	165
790-289-02	84	790-607-02	84	822-212-36	125	851-115-00	165
790-290-02	84	791-001-03	107	822-212-46	125	851-116-00	165
790-291-02	84	791-002-03	107	831-601-00	166	851-117-00	165
790-292-02	84	791-003-03	107	831-603-00	166	851-118-00	165
790-293-02	84	791-004-03	107	831-606-00	166	851-119-00	165
790-294-02	84	791-005-03	107	831-701-00	166	851-120-00	165
790-295-02	84	791-006-03	107	831-703-00	166	851-121-00	165
790-300-00	70	791-007-03	107	845-801-00	155	855-050-00	158
790-301-00	70	791-008-03	107	845-802-00	155	855-150-00	158
790-302-00	68	791-009-03	107	845-803-00	155	857-042-00	158
790-303-00	68	791-010-03	107	845-804-00	155	857-150-00	158
790-304-00	68	791-011-03	107	845-805-00	155	860-064-18	156
790-305-00	68	791-012-03	107	845-806-00	155	860-064-22	156
790-306-00	68	791-013-03	107	845-807-00	155	860-101-00	159
790-307-00	68	791-014-03	107	845-808-00	155	860-101-18	159
790-308-00	68	791-015-03	107	845-809-00	155	860-101-22	159

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
860-102-00	159	860-122-00	159	861-108-22	160	861-128-22	160
860-102-18	159	860-122-18	159	861-109-00	160–161	861-129-00	160–161
860-102-22	159	860-122-22	159	861-109-18	160	861-129-18	160
860-103-00	159	860-123-00	159	861-109-22	160	861-129-22	160
860-103-18	159	860-123-18	159	861-110-00	160–161	861-130-00	160–161
860-103-22	159	860-123-22	159	861-110-18	160	861-130-18	160
860-104-00	159	860-124-00	159	861-110-22	160	861-130-22	160
860-104-18	159	860-124-18	159	861-111-00	160–161	861-131-00	160–161
860-104-22	159	860-124-22	159	861-111-18	160	861-131-18	160
860-105-00	159	860-125-00	159	861-111-22	160	861-131-22	160
860-105-18	159	860-125-18	159	861-112-00	160–161	861-132-00	160–161
860-105-22	159	860-125-22	159	861-112-18	160	861-132-18	160
860-106-00	159	860-126-00	159	861-112-22	160	861-132-22	160
860-106-18	159	860-126-18	159	861-113-00	160–161	861-150-18	156
860-106-22	159	860-126-22	159	861-113-18	160	861-150-22	156
860-107-00	159	860-127-00	159	861-113-22	160	862-064-18	157
860-107-18	159	860-127-18	159	861-114-00	160–161	862-064-22	157
860-107-22	159	860-127-22	159	861-114-18	160	862-101-18	161
860-108-00	159	860-128-00	159	861-114-22	160	862-101-22	161
860-108-18	159	860-128-18	159	861-115-00	160–161	862-102-18	161
860-108-22	159	860-128-22	159	861-115-18	160	862-102-22	161
860-109-00	159	860-129-00	159	861-115-22	160	862-103-18	161
860-109-18	159	860-129-18	159	861-116-00	160–161	862-103-22	161
860-109-22	159	860-129-22	159	861-116-18	160	862-104-18	161
860-110-00	159	860-130-00	159	861-116-22	160	862-104-22	161
860-110-18	159	860-130-18	159	861-117-00	160–161	862-105-18	161
860-110-22	159	860-130-22	159	861-117-18	160	862-105-22	161
860-111-00	159	860-131-00	159	861-117-22	160	862-106-18	161
860-111-18	159	860-131-18	159	861-118-00	160–161	862-106-22	161
860-111-22	159	860-131-22	159	861-118-18	160	862-107-18	161
860-112-00	159	860-132-00	159	861-118-22	160	862-107-22	161
860-112-18	159	860-132-18	159	861-119-00	160–161	862-108-18	161
860-112-22	159	860-132-22	159	861-119-18	160	862-108-22	161
860-113-00	159	860-150-18	156	861-119-22	160	862-109-18	161
860-113-18	159	860-150-22	156	861-120-00	160–161	862-109-22	161
860-113-22	159	861-064-18	156	861-120-18	160	862-110-18	161
860-114-00	159	861-064-22	156	861-120-22	160	862-110-22	161
860-114-18	159	861-101-00	160–161	861-121-00	160–161	862-111-18	161
860-114-22	159	861-101-18	160	861-121-18	160	862-111-22	161
860-115-00	159	861-101-22	160	861-121-22	160	862-112-18	161
860-115-18	159	861-102-00	160–161	861-122-00	160–161	862-112-22	161
860-115-22	159	861-102-18	160	861-122-18	160	862-113-18	161
860-116-00	159	861-102-22	160	861-122-22	160	862-113-22	161
860-116-18	159	861-103-00	160–161	861-123-00	160–161	862-114-18	161
860-116-22	159	861-103-18	160	861-123-18	160	862-114-22	161
860-117-00	159	861-103-22	160	861-123-22	160	862-115-18	161
860-117-18	159	861-104-00	160–161	861-124-00	160–161	862-115-22	161
860-117-22	159	861-104-18	160	861-124-18	160	862-116-18	161
860-118-00	159	861-104-22	160	861-124-22	160	862-116-22	161
860-118-18	159	861-105-00	160–161	861-125-00	160–161	862-117-18	161
860-118-22	159	861-105-18	160	861-125-18	160	862-117-22	161
860-119-00	159	861-105-22	160	861-125-22	160	862-118-18	161
860-119-18	159	861-106-00	160–161	861-126-00	160–161	862-118-22	161
860-119-22	159	861-106-18	160	861-126-18	160	862-119-18	161
860-120-00	159	861-106-22	160	861-126-22	160	862-119-22	161
860-120-18	159	861-107-00	160–161	861-127-00	160–161	862-120-18	161
860-120-22	159	861-107-18	160	861-127-18	160	862-120-22	161
860-121-00	159	861-107-22	160	861-127-22	160	862-121-18	161
860-121-18	159	861-108-00	160–161	861-128-00	160–161	862-121-22	161
860-121-22	159	861-108-18	160	861-128-18	160	862-122-18	161

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
862-122-22	161	870-032-00	162	878-008-22	141	878-028-22	141
862-123-18	161	871-001-00	163	878-009-00	141	878-029-00	141
862-123-22	161	871-002-00	163	878-009-18	141	878-029-18	141
862-124-18	161	871-003-00	163	878-009-22	141	878-029-22	141
862-124-22	161	871-004-00	163	878-010-00	141	878-030-00	141
862-125-18	161	871-005-00	163	878-010-18	141	878-030-18	141
862-125-22	161	871-006-00	163	878-010-22	141	878-030-22	141
862-126-18	161	871-007-00	163	878-011-00	141	878-031-00	141
862-126-22	161	871-008-00	163	878-011-18	141	878-031-18	141
862-127-18	161	871-009-00	163	878-011-22	141	878-031-22	141
862-127-22	161	871-010-00	163	878-012-00	141	878-032-00	141
862-128-18	161	871-011-00	163	878-012-18	141	878-032-18	141
862-128-22	161	871-012-00	163	878-012-22	141	878-032-22	141
862-129-18	161	871-013-00	163	878-013-00	141	878-033-00	141
862-129-22	161	871-014-00	163	878-013-18	141	878-033-18	141
862-130-18	161	871-015-00	163	878-013-22	141	878-033-22	141
862-130-22	161	871-016-00	163	878-014-00	141	878-034-00	141
862-131-18	161	871-017-00	163	878-014-18	141	878-034-18	141
862-131-22	161	871-018-00	163	878-014-22	141	878-034-22	141
862-132-18	161	871-019-00	163	878-015-00	141	878-035-00	141
862-132-22	161	871-020-00	163	878-015-18	141	878-035-18	141
862-150-18	157	871-021-00	163	878-015-22	141	878-035-22	141
862-150-22	157	871-022-00	163	878-016-00	141	878-036-00	141
864-064-00	156	871-023-00	163	878-016-18	141	878-036-18	141
864-150-00	156	871-024-00	163	878-016-22	141	878-036-22	141
864-300-00	156	871-025-00	163	878-017-00	141	878-064-00	140
865-064-00	157	871-026-00	163	878-017-18	141	878-064-18	140
865-150-00	157	871-027-00	163	878-017-22	141	878-064-22	140
865-300-00	157	871-028-00	163	878-018-00	141	878-150-00	140
870-001-00	162	871-029-00	163	878-018-18	141	878-150-18	140
870-002-00	162	871-030-00	163	878-018-22	141	878-150-22	140
870-003-00	162	871-031-00	163	878-019-00	141	879-001-00	142
870-004-00	162	871-032-00	163	878-019-18	141	879-001-18	142
870-005-00	162	872-064-00	157	878-019-22	141	879-001-22	142
870-006-00	162	872-150-00	157	878-020-00	141	879-002-00	142
870-007-00	162	873-064-00	158	878-020-18	141	879-002-18	142
870-008-00	162	873-150-00	158	878-020-22	141	879-002-22	142
870-009-00	162	878-001-00	141	878-021-00	141	879-003-00	142
870-010-00	162	878-001-18	141	878-021-18	141	879-003-18	142
870-011-00	162	878-001-22	141	878-021-22	141	879-003-22	142
870-012-00	162	878-002-00	141	878-022-00	141	879-004-00	142
870-013-00	162	878-002-18	141	878-022-18	141	879-004-18	142
870-014-00	162	878-002-22	141	878-022-22	141	879-004-22	142
870-015-00	162	878-003-00	141	878-023-00	141	879-005-00	142
870-016-00	162	878-003-18	141	878-023-18	141	879-005-18	142
870-017-00	162	878-003-22	141	878-023-22	141	879-005-22	142
870-018-00	162	878-004-00	141	878-024-00	141	879-006-00	142
870-019-00	162	878-004-18	141	878-024-18	141	879-006-18	142
870-020-00	162	878-004-22	141	878-024-22	141	879-006-22	142
870-021-00	162	878-005-00	141	878-025-00	141	879-007-00	142
870-022-00	162	878-005-18	141	878-025-18	141	879-007-18	142
870-023-00	162	878-005-22	141	878-025-22	141	879-007-22	142
870-024-00	162	878-006-00	141	878-026-00	141	879-008-00	142
870-025-00	162	878-006-18	141	878-026-18	141	879-008-18	142
870-026-00	162	878-006-22	141	878-026-22	141	879-008-22	142
870-027-00	162	878-007-00	141	878-027-00	141	879-009-00	142
870-028-00	162	878-007-18	141	878-027-18	141	879-009-18	142
870-029-00	162	878-007-22	141	878-027-22	141	879-009-22	142
870-030-00	162	878-008-00	141	878-028-00	141	879-010-00	142
870-031-00	162	878-008-18	141	878-028-18	141	879-010-18	142

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
879-010-22	142	879-030-22	142	880-211-18	143	880-231-18	143
879-011-00	142	879-031-00	142	880-211-22	143	880-231-22	143
879-011-18	142	879-031-18	142	880-212-00	143	880-232-00	143
879-011-22	142	879-031-22	142	880-212-18	143	880-232-18	143
879-012-00	142	879-032-00	142	880-212-22	143	880-232-22	143
879-012-18	142	879-032-18	142	880-213-00	143	880-233-00	143
879-012-22	142	879-032-22	142	880-213-18	143	880-233-18	143
879-013-00	142	879-033-00	142	880-213-22	143	880-233-22	143
879-013-18	142	879-033-18	142	880-214-00	143	880-234-00	143
879-013-22	142	879-033-22	142	880-214-18	143	880-234-18	143
879-014-00	142	879-034-00	142	880-214-22	143	880-234-22	143
879-014-18	142	879-034-18	142	880-215-00	143	880-235-00	143
879-014-22	142	879-034-22	142	880-215-18	143	880-235-18	143
879-015-00	142	879-035-00	142	880-215-22	143	880-235-22	143
879-015-18	142	879-035-18	142	880-216-00	143	880-236-00	143
879-015-22	142	879-035-22	142	880-216-18	143	880-236-18	143
879-016-00	142	879-036-00	142	880-216-22	143	880-236-22	143
879-016-18	142	879-036-18	142	880-217-00	143	880-250-00	140
879-016-22	142	879-036-22	142	880-217-18	143	880-264-00	140
879-017-00	142	879-064-00	140	880-217-22	143	881-064-18	140
879-017-18	142	879-064-18	140	880-218-00	143	881-064-22	140
879-017-22	142	879-064-22	140	880-218-18	143	881-150-18	140
879-018-00	142	879-150-00	140	880-218-22	143	881-150-22	140
879-018-18	142	879-150-18	140	880-219-00	143	881-201-00	144
879-018-22	142	879-150-22	140	880-219-18	143	881-201-18	144
879-019-00	142	880-064-18	140	880-219-22	143	881-201-22	144
879-019-18	142	880-064-22	140	880-220-00	143	881-202-00	144
879-019-22	142	880-150-18	140	880-220-18	143	881-202-18	144
879-020-00	142	880-150-22	140	880-220-22	143	881-202-22	144
879-020-18	142	880-201-00	143	880-221-00	143	881-203-00	144
879-020-22	142	880-201-18	143	880-221-18	143	881-203-18	144
879-021-00	142	880-201-22	143	880-221-22	143	881-203-22	144
879-021-18	142	880-202-00	143	880-222-00	143	881-204-00	144
879-021-22	142	880-202-18	143	880-222-18	143	881-204-18	144
879-022-00	142	880-202-22	143	880-222-22	143	881-204-22	144
879-022-18	142	880-203-00	143	880-223-00	143	881-205-00	144
879-022-22	142	880-203-18	143	880-223-18	143	881-205-18	144
879-023-00	142	880-203-22	143	880-223-22	143	881-205-22	144
879-023-18	142	880-204-00	143	880-224-00	143	881-206-00	144
879-023-22	142	880-204-18	143	880-224-18	143	881-206-18	144
879-024-00	142	880-204-22	143	880-224-22	143	881-206-22	144
879-024-18	142	880-205-00	143	880-225-00	143	881-207-00	144
879-024-22	142	880-205-18	143	880-225-18	143	881-207-18	144
879-025-00	142	880-205-22	143	880-225-22	143	881-207-22	144
879-025-18	142	880-206-00	143	880-226-00	143	881-208-00	144
879-025-22	142	880-206-18	143	880-226-18	143	881-208-18	144
879-026-00	142	880-206-22	143	880-226-22	143	881-208-22	144
879-026-18	142	880-207-00	143	880-227-00	143	881-209-00	144
879-026-22	142	880-207-18	143	880-227-18	143	881-209-18	144
879-027-00	142	880-207-22	143	880-227-22	143	881-209-22	144
879-027-18	142	880-208-00	143	880-228-00	143	881-210-00	144
879-027-22	142	880-208-18	143	880-228-18	143	881-210-18	144
879-028-00	142	880-208-22	143	880-228-22	143	881-210-22	144
879-028-18	142	880-209-00	143	880-229-00	143	881-211-00	144
879-028-22	142	880-209-18	143	880-229-18	143	881-211-18	144
879-029-00	142	880-209-22	143	880-229-22	143	881-211-22	144
879-029-18	142	880-210-00	143	880-230-00	143	881-212-00	144
879-029-22	142	880-210-18	143	880-230-18	143	881-212-18	144
879-030-00	142	880-210-22	143	880-230-22	143	881-212-22	144
879-030-18	142	880-211-00	143	880-231-00	143	881-213-00	144

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
881-213-18	144	881-233-18	144	882-016-22	147	882-036-22	147
881-213-22	144	881-233-22	144	882-017-00	147	882-064-00	145
881-214-00	144	881-234-00	144	882-017-18	147	882-064-18	145
881-214-18	144	881-234-18	144	882-017-22	147	882-064-22	145
881-214-22	144	881-234-22	144	882-018-00	147	882-150-00	145
881-215-00	144	881-235-00	144	882-018-18	147	882-150-18	145
881-215-18	144	881-235-18	144	882-018-22	147	882-150-22	145
881-215-22	144	881-235-22	144	882-019-00	147	882-300-00	145
881-216-00	144	881-236-00	144	882-019-18	147	883-001-00	148
881-216-18	144	881-236-18	144	882-019-22	147	883-001-18	148
881-216-22	144	881-236-22	144	882-020-00	147	883-001-22	148
881-217-00	144	881-250-00	140	882-020-18	147	883-002-00	148
881-217-18	144	881-264-00	140	882-020-22	147	883-002-18	148
881-217-22	144	882-001-00	147	882-021-00	147	883-002-22	148
881-218-00	144	882-001-18	147	882-021-18	147	883-003-00	148
881-218-18	144	882-001-22	147	882-021-22	147	883-003-18	148
881-218-22	144	882-002-00	147	882-022-00	147	883-003-22	148
881-219-00	144	882-002-18	147	882-022-18	147	883-004-00	148
881-219-18	144	882-002-22	147	882-022-22	147	883-004-18	148
881-219-22	144	882-003-00	147	882-023-00	147	883-004-22	148
881-220-00	144	882-003-18	147	882-023-18	147	883-005-00	148
881-220-18	144	882-003-22	147	882-023-22	147	883-005-18	148
881-220-22	144	882-004-00	147	882-024-00	147	883-005-22	148
881-221-00	144	882-004-18	147	882-024-18	147	883-006-00	148
881-221-18	144	882-004-22	147	882-024-22	147	883-006-18	148
881-221-22	144	882-005-00	147	882-025-00	147	883-006-22	148
881-222-00	144	882-005-18	147	882-025-18	147	883-007-00	148
881-222-18	144	882-005-22	147	882-025-22	147	883-007-18	148
881-222-22	144	882-006-00	147	882-026-00	147	883-007-22	148
881-223-00	144	882-006-18	147	882-026-18	147	883-008-00	148
881-223-18	144	882-006-22	147	882-026-22	147	883-008-18	148
881-223-22	144	882-007-00	147	882-027-00	147	883-008-22	148
881-224-00	144	882-007-18	147	882-027-18	147	883-009-00	148
881-224-18	144	882-007-22	147	882-027-22	147	883-009-18	148
881-224-22	144	882-008-00	147	882-028-00	147	883-009-22	148
881-225-00	144	882-008-18	147	882-028-18	147	883-010-00	148
881-225-18	144	882-008-22	147	882-028-22	147	883-010-18	148
881-225-22	144	882-009-00	147	882-029-00	147	883-010-22	148
881-226-00	144	882-009-18	147	882-029-18	147	883-011-00	148
881-226-18	144	882-009-22	147	882-029-22	147	883-011-18	148
881-226-22	144	882-010-00	147	882-030-00	147	883-011-22	148
881-227-00	144	882-010-18	147	882-030-18	147	883-012-00	148
881-227-18	144	882-010-22	147	882-030-22	147	883-012-18	148
881-227-22	144	882-011-00	147	882-031-00	147	883-012-22	148
881-228-00	144	882-011-18	147	882-031-18	147	883-013-00	148
881-228-18	144	882-011-22	147	882-031-22	147	883-013-18	148
881-228-22	144	882-012-00	147	882-032-00	147	883-013-22	148
881-229-00	144	882-012-18	147	882-032-18	147	883-014-00	148
881-229-18	144	882-012-22	147	882-032-22	147	883-014-18	148
881-229-22	144	882-013-00	147	882-033-00	147	883-014-22	148
881-230-00	144	882-013-18	147	882-033-18	147	883-015-00	148
881-230-18	144	882-013-22	147	882-033-22	147	883-015-18	148
881-230-22	144	882-014-00	147	882-034-00	147	883-015-22	148
881-231-00	144	882-014-18	147	882-034-18	147	883-016-00	148
881-231-18	144	882-014-22	147	882-034-22	147	883-016-18	148
881-231-22	144	882-015-00	147	882-035-00	147	883-016-22	148
881-232-00	144	882-015-18	147	882-035-18	147	883-017-00	148
881-232-18	144	882-015-22	147	882-035-22	147	883-017-18	148
881-232-22	144	882-016-00	147	882-036-00	147	883-017-22	148
881-233-00	144	882-016-18	147	882-036-18	147	883-018-00	148

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
883-018-18	148	883-150-18	145	884-020-00	149	885-001-22	150
883-018-22	148	883-150-22	145	884-020-18	149	885-002-00	150
883-019-00	148	883-300-00	145	884-020-22	149	885-002-18	150
883-019-18	148	884-001-00	149	884-021-00	149	885-002-22	150
883-019-22	148	884-001-18	149	884-021-18	149	885-003-00	150
883-020-00	148	884-001-22	149	884-021-22	149	885-003-18	150
883-020-18	148	884-002-00	149	884-022-00	149	885-003-22	150
883-020-22	148	884-002-18	149	884-022-18	149	885-004-00	150
883-021-00	148	884-002-22	149	884-022-22	149	885-004-18	150
883-021-18	148	884-003-00	149	884-023-00	149	885-004-22	150
883-021-22	148	884-003-18	149	884-023-18	149	885-005-00	150
883-022-00	148	884-003-22	149	884-023-22	149	885-005-18	150
883-022-18	148	884-004-00	149	884-024-00	149	885-005-22	150
883-022-22	148	884-004-18	149	884-024-18	149	885-006-00	150
883-023-00	148	884-004-22	149	884-024-22	149	885-006-18	150
883-023-18	148	884-005-00	149	884-025-00	149	885-006-22	150
883-023-22	148	884-005-18	149	884-025-18	149	885-007-00	150
883-024-00	148	884-005-22	149	884-025-22	149	885-007-18	150
883-024-18	148	884-006-00	149	884-026-00	149	885-007-22	150
883-024-22	148	884-006-18	149	884-026-18	149	885-008-00	150
883-025-00	148	884-006-22	149	884-026-22	149	885-008-18	150
883-025-18	148	884-007-00	149	884-027-00	149	885-008-22	150
883-025-22	148	884-007-18	149	884-027-18	149	885-009-00	150
883-026-00	148	884-007-22	149	884-027-22	149	885-009-18	150
883-026-18	148	884-008-00	149	884-028-00	149	885-009-22	150
883-026-22	148	884-008-18	149	884-028-18	149	885-010-00	150
883-027-00	148	884-008-22	149	884-028-22	149	885-010-18	150
883-027-18	148	884-009-00	149	884-029-00	149	885-010-22	150
883-027-22	148	884-009-18	149	884-029-18	149	885-011-00	150
883-028-00	148	884-009-22	149	884-029-22	149	885-011-18	150
883-028-18	148	884-010-00	149	884-030-00	149	885-011-22	150
883-028-22	148	884-010-18	149	884-030-18	149	885-012-00	150
883-029-00	148	884-010-22	149	884-030-22	149	885-012-18	150
883-029-18	148	884-011-00	149	884-031-00	149	885-012-22	150
883-029-22	148	884-011-18	149	884-031-18	149	885-013-00	150
883-030-00	148	884-011-22	149	884-031-22	149	885-013-18	150
883-030-18	148	884-012-00	149	884-032-00	149	885-013-22	150
883-030-22	148	884-012-18	149	884-032-18	149	885-014-00	150
883-031-00	148	884-012-22	149	884-032-22	149	885-014-18	150
883-031-18	148	884-013-00	149	884-033-00	149	885-014-22	150
883-031-22	148	884-013-18	149	884-033-18	149	885-015-00	150
883-032-00	148	884-013-22	149	884-033-22	149	885-015-18	150
883-032-18	148	884-014-00	149	884-034-00	149	885-015-22	150
883-032-22	148	884-014-18	149	884-034-18	149	885-016-00	150
883-033-00	148	884-014-22	149	884-034-22	149	885-016-18	150
883-033-18	148	884-015-00	149	884-035-00	149	885-016-22	150
883-033-22	148	884-015-18	149	884-035-18	149	885-017-00	150
883-034-00	148	884-015-22	149	884-035-22	149	885-017-18	150
883-034-18	148	884-016-00	149	884-036-00	149	885-017-22	150
883-034-22	148	884-016-18	149	884-036-18	149	885-018-00	150
883-035-00	148	884-016-22	149	884-036-22	149	885-018-18	150
883-035-18	148	884-017-00	149	884-064-00	146	885-018-22	150
883-035-22	148	884-017-18	149	884-064-18	146	885-019-00	150
883-036-00	148	884-017-22	149	884-064-22	146	885-019-18	150
883-036-18	148	884-018-00	149	884-150-00	146	885-019-22	150
883-036-22	148	884-018-18	149	884-150-18	146	885-020-00	150
883-064-00	145	884-018-22	149	884-150-22	146	885-020-18	150
883-064-18	145	884-019-00	149	884-300-00	146	885-020-22	150
883-064-22	145	884-019-18	149	885-001-00	150	885-021-00	150
883-150-00	145	884-019-22	149	885-001-18	150	885-021-18	150

Сервис

Числовой указатель

Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр	Артикул	стр
885-021-22	150	886-008-00	151	887-150-00	145	889-026-00	154
885-022-00	150	886-009-00	151	888-001-00	153	889-027-00	154
885-022-18	150	886-010-00	151	888-002-00	153	889-028-00	154
885-022-22	150	886-011-00	151	888-003-00	153	889-029-00	154
885-023-00	150	886-012-00	151	888-004-00	153	889-030-00	154
885-023-18	150	886-013-00	151	888-005-00	153	889-031-00	154
885-023-22	150	886-014-00	151	888-006-00	153	889-032-00	154
885-024-00	150	886-015-00	151	888-007-00	153	889-064-00	146
885-024-18	150	886-016-00	151	888-008-00	153	889-150-00	146
885-024-22	150	886-017-00	151	888-009-00	153	890-402-00	168
885-025-00	150	886-018-00	151	888-010-00	153	890-403-00	168
885-025-18	150	886-019-00	151	888-011-00	153	890-406-00	167
885-025-22	150	886-020-00	151	888-012-00	153	890-407-00	168
885-026-00	150	886-021-00	151	888-013-00	153	890-412-00	167
885-026-18	150	886-022-00	151	888-014-00	153	890-414-00	167
885-026-22	150	886-023-00	151	888-015-00	153	890-414-10	168
885-027-00	150	886-024-00	151	888-016-00	153	890-419-00	167
885-027-18	150	886-025-00	151	888-017-00	153	890-420-00	167
885-027-22	150	886-026-00	151	888-018-00	153	890-421-00	167
885-028-00	150	886-027-00	151	888-019-00	153	890-422-00	167
885-028-18	150	886-028-00	151	888-020-00	153	890-423-00	167
885-028-22	150	886-029-00	151	888-021-00	153	890-424-00	167
885-029-00	150	886-030-00	151	888-022-00	153	890-425-00	167
885-029-18	150	886-031-00	151	888-023-00	153	890-426-00	167
885-029-22	150	886-032-00	151	888-024-00	153	890-427-00	167
885-030-00	150	886-064-00	145	888-025-00	153	890-428-00	167
885-030-18	150	886-150-00	145	888-026-00	153	890-429-00	167
885-030-22	150	887-001-00	152	888-027-00	153	890-430-00	167
885-031-00	150	887-002-00	152	888-028-00	153	890-431-00	167
885-031-18	150	887-003-00	152	888-029-00	153	890-432-00	167
885-031-22	150	887-004-00	152	888-030-00	153	890-433-00	167
885-032-00	150	887-005-00	152	888-031-00	153	891-001-00	109
885-032-18	150	887-006-00	152	888-032-00	153	891-002-00	109
885-032-22	150	887-007-00	152	888-064-00	146	891-180-00	58
885-033-00	150	887-008-00	152	888-150-00	146	891-181-00	58
885-033-18	150	887-009-00	152	889-001-00	154	891-182-00	58
885-033-22	150	887-010-00	152	889-002-00	154	891-183-00	59
885-034-00	150	887-011-00	152	889-003-00	154	891-184-00	59
885-034-18	150	887-012-00	152	889-004-00	154	891-185-00	59
885-034-22	150	887-013-00	152	889-005-00	154	891-188-00	60
885-035-00	150	887-014-00	152	889-006-00	154	891-189-00	60
885-035-18	150	887-015-00	152	889-007-00	154	891-196-00	60
885-035-22	150	887-016-00	152	889-008-00	154	891-261-00	61
885-036-00	150	887-017-00	152	889-009-00	154	891-262-00	61
885-036-18	150	887-018-00	152	889-010-00	154	891-263-00	61
885-036-22	150	887-019-00	152	889-011-00	154	891-295-00	58
885-064-00	146	887-020-00	152	889-012-00	154	891-296-00	58
885-064-18	146	887-021-00	152	889-013-00	154	891-297-00	58
885-064-22	146	887-022-00	152	889-014-00	154	891-298-00	59
885-150-00	146	887-023-00	152	889-015-00	154	891-299-00	59
885-150-18	146	887-024-00	152	889-016-00	154	891-300-00	59
885-150-22	146	887-025-00	152	889-017-00	154	891-333-00	68
885-300-00	146	887-026-00	152	889-018-00	154	891-334-00	68
886-001-00	151	887-027-00	152	889-019-00	154	891-335-00	68
886-002-00	151	887-028-00	152	889-020-00	154	891-336-00	68
886-003-00	151	887-029-00	152	889-021-00	154	891-337-00	68
886-004-00	151	887-030-00	152	889-022-00	154	891-338-00	68
886-005-00	151	887-031-00	152	889-023-00	154	891-339-00	69
886-006-00	151	887-032-00	152	889-024-00	154	891-340-00	69
886-007-00	151	887-064-00	145	889-025-00	154	891-341-00	69



Концепция / Идея

Рекламный департамент Дентаурум
Каталог №19
Верстка: Скорых Николай Анатольевич
Издание 2014/2015
989-781-00

В интересах технического совершенствования, мы оставляем за собой право менять дизайн, размеры и материал нашей продукции. Запрещается копировать данный каталог или его части без нашего предварительного согласия.

© Copyright Dentaurum GmbH & Co. KG

Dentaurum Group

Germany | Benelux | España | France | Italia | Switzerland | Australia | Canada | USA
and in more than 130 countries worldwide.



© Jazper - Fotolia.com

DENTAURUM
QUALITY
WORLDWIDE
UNIQUE

Headquarters



Dentaurum GmbH & Co. KG
Turnstraße 31 | 75228 Ispringen | Germany
Phone +49 72 31/803-0 | Fax +49 72 31/803-295 | info@dentaurum.de



Dentaurum Benelux bvba-sprl
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Phone +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentaurum.be



Dentaurum Benelux bvba-sprl
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Phone +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentaurum.be



Dentaurum Benelux bvba-sprl
Britselei 31 | 2000 Antwerpen
Phone +32.(0)3/707.23.20 | Fax +32.(0)3/707.23.21 | info@dentaurum.be



Dentaurum España S.A.
Saturnino Calleja, 6 (2ªB) | 28002 Madrid
Phone +34 91 416 5161 | Fax +34 91 415 4916 | info@dentaurum.es



Dentaurum France SAS
Boulevard du Courcerin | Allée des Voyageurs | CS 60068 | 77437 Marne-La-Vallée Cedex 2
Phone +33 (0) 1 64 11 26 26 | Fax +33 (0) 1 60 17 43 47 | info@dentaurum.fr



Dentaurum Italia S.p.a.
Via degli Speciali 142/144 | Blocco 33 – Centergross | 40050 Funo (Bologna)
Phone +39.051 86 25 80 (r.a.) | Fax +39.051 86 32 91 | info@dentaurum.it



Dentaurum Switzerland GmbH
Vogelberg 21B | 4614 Högendorf
Phone +4162-2165700 | Fax +4162-2165701 | info@dentaurum.ch



Dentaurum Australia PTY LIMITED
18 Bertram Street | Mortlake NSW 2137 | SYDNEY
Phone +61 2 97 43 48 11 | Fax +61 2 97 43 45 99 | info@dentaurum.com.au



Dentaurum Canada Inc.
#600 - 525, boul. Ford | Châteauguay, QC, Canada | J6J 4Z2
Phone +1-800-363-9973 | Fax +1-888-771-3640 | info@dentaurum.ca



Dentaurum Inc.
10 Pheasant Run | Newtown, PA 18940-1819 | USA
Phone +1-800-523-3946 | Fax +1-800-553-6389 | sales@dentaurum-us.com